

I NOSTRI
MARCHI
ESCLUSIVI

 **dental trey**
A HENRY SCHEIN® COMPANY



SOLUZIONI VINCENTI

QUALITÀ E CONVENIENZA DA POLE POSITION

CHIAMA

NUMERO VERDE
800 751003


ACQUISTA SU

www.dental Trey.it



smilers®

TRASFORMA IL SORRISO DEI TUOI PAZIENTI



**SCOPRI I TRATTAMENTI CON ALLINEATORI PREMIUM
REALIZZATI DAL TEAM DI ORTODONTISTI SMILERS®.**

Chiedi informazioni al tuo responsabile commerciale Dental Trey,
oppure inquadra il QR code per saperne di più.



HENRY SCHEIN® International Academy



Learn and have fun!

Henry Schein International Academy

Henry Schein International Academy è stata creata con l'obiettivo di **supportare gli odontoiatri nell'ampliamento delle proprie conoscenze e competenze**, promuovendo l'**eccellenza medica e odontoiatrica** e ampliando l'uso delle nuove tecnologie.

Corsi online e in presenza su tutto il territorio nazionale. Scopri i corsi per Te e il Tuo Team dedicati a un'ampia gamma di discipline: implantologia, endodonzia, conservativa, estetica, gestione dello studio, chirurgia, corsi di formazione ASO e tanto altro!

Ci troviamo in una **splendida posizione in mezzo alle colline**, a soli 50 minuti dall'aeroporto di Bologna e a 40 minuti dal mare Adriatico. Alcune delle più belle città italiane sono facilmente raggiungibili in un paio d'ore in auto o in treno.

Dental Village: un'area di oltre 11.000 m² di Sale CORSI, sale pratiche, auditorium, studio Odontoiatrico, campi, piscina e area espositiva.

Un'esperienza immersiva che trasforma la formazione odontoiatrica in un vero e proprio villaggio interattivo, dove professionisti dello studio dentistico, aziende sponsor e docenti si incontrano per crescere, imparare, divertirsi e creare nuove sinergie.

Uno spazio esperienziale pensato come punto di ritrovo per dentisti e team odontoiatrico, dove formazione, networking e innovazione si incontrano in modo concreto.




HENRY SCHEIN®

DENTAL VILLAGE

Protagonista del Dental Village è l'ampia **area espositiva di oltre 2000 mq**, con più di 16 box e oltre 40 brand del settore: uno spazio pensato per entrare in contatto diretto con aziende e professionisti, offrire un'esperienza diretta e concreta, in cui scoprire le ultime novità, testare tecnologie e toccare con mano prodotti e soluzioni per lo studio dentistico. **Un ambiente dinamico e interattivo**, dove aggiornarsi e restare al passo con i tempi e con le nuove tecnologie diventa un'esperienza pratica, coinvolgente e divertente.

I NOSTRI MARCHI.



TUTTE LE SOLUZIONI CHE TI SERVONO,
IN UN **UNICO SISTEMA.**



QUALITÀ
CONTROLLATA



AFFIDABILITÀ
PROFESSIONALE



INNOVAZIONE
CONTINUA



RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO

 HENRY SCHEIN®

 **CRITERION**®
COMFORT IN PROTECTION™

 ACCLEAN®

 **Krugg**

 **essentials**

 Set dental®

 Zirlux®

 **CYBER TECH**

 B.A.INTERNATIONAL


FKG
swiss endo

 **EDGEENDO**®

 **WHITE**
DENTAL
BEAUTY

 **sm:lers**®

ENDODONZIA

ENDODONZIA

SBIANCAMENTO

ORTODONZIA INVISIBILE

DAI BRAND ALLE SOLUZIONI.

PER OGNI **ESIGENZA**
PROFESSIONALE.



Anestesia e prodotti tecnici

 HENRY SCHEIN®



Monouso

 HENRY SCHEIN®

 essentials



Impronta

 HENRY SCHEIN®



Strumentario

 HENRY SCHEIN®



Conservativa

 HENRY SCHEIN®



Endodonzia

 HENRY SCHEIN®



Cementi

 HENRY SCHEIN®



Tecnica CAD CAM

 HENRY SCHEIN®



Resine e Corone

 HENRY SCHEIN®



Laboratorio

 HENRY SCHEIN®



Frese e Abrasivi

 HENRY SCHEIN®



Accessori e Varie

 HENRY SCHEIN®



Disinfezione e Sterilizzazione

 HENRY SCHEIN®



Piccole attrezzature

 HENRY SCHEIN®



Prevenzione e Profilassi

ACCLEAN®



SCOPRI TUTTE LE PROPOSTE SU MISURA
CHE VALORIZZANO LA TUA IDENTITÀ.



SIAMO LIETI DI PRESENTARVI IL PROGETTO DI HENRY SCHEIN ITALIA PER L'ESTETICA DEL VISO E DEL SORRISO

L'ecosistema che comprende tutto ciò che può essere utile al professionista per rispondere alla crescente domanda dei pazienti di trattamenti estetici.



SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI, IL CATALOGO
E I SERVIZI PENSATI PER
L'ESTETICA DEL SORRISO

INQUADRA IL QR



CLINICAL POINT

PRENOTA ORA IL TUO ONE-TO-ONE



Da oggi con Henry Schein Endodontics puoi vivere un'esperienza formativa ancora più concreta e direttamente sul campo all'interno della clinica reale.

Scegli un "Clinical Point" tra quelli attivi in tutta Italia per:

- ✓ assistere a trattamenti e interventi endodontici dal vivo effettuati direttamente dal tutor,
- ✓ lavorare fianco a fianco con professionisti esperti,
- ✓ confrontarti in un ambiente stimolante e formativo.

Vai direttamente in Studio! Un'occasione unica per approfondire le tue competenze direttamente sul campo e portare la tua Endodonzia a un livello superiore.

AVELLINO



DR. FRANCESCO **BELLUCCI**

BOLOGNA



DR. EMANUELE **AMBU**

CESENATICO



DR. GIAMMARCO **BARUZZI**

MILANO



DR. GABRIELE **RAGUCCI**

MILANO




DR. ROBERTO **FORNARA**

PADOVA




DR. UGO **MAGGI**

PERUGIA



DR. FABIO **ROVAI**

PORDENONE



DR. PAOLO **MARESCHI**

ROMA




DR. NICOLA M. **GRANDE**

SANREMO



DR. SSA CHIARA **FOSSATI**

**INQUADRA IL QR
E PRENOTA ORA**



smilers® ALLINEATORI DI QUALITÀ

+ FLESSIBILITÀ

Scegli tra 3 spessori di allineatore:
0,6, 0,8 e 1,0 mm

Puoi scegliere di ricevere 10 set di allineatori alla volta, in maniera tale da rivalutare periodicamente e adattare il piano di trattamento, se necessario.



+ COMPETENZA

Piani di trattamento sviluppati dagli ortodontisti interni di Smilers®, disponibili tramite chat o telefono.



+ TRASPARENZA

I modelli Smilers® sono stampati con la tecnologia stereolitografica, che consente di creare superfici lisce e di ridurre al minimo le linee di strato visibili per una maggiore trasparenza.



+ COMFORT

Gli allineatori Smilers® sono tagliati e lucidati a mano lungo la linea di rifinitura.



BOX DI BENVENUTO PER IL PAZIENTE



Spazzolino per la pulizia dell'allineatore realizzato in plastica riciclata e riciclabile al 100%.

Vero sapone di Marsiglia per allineatori

Custodia protettiva.

smilers® ALLINEATORI DI QUALITÀ



PRODOTTO IN EUROPA

Gli allineatori *Smilers*® sono prodotti in Europa utilizzando plastica certificata CE.



ISO

Gli allineatori *Smilers*® sono certificati secondo la norma ISO 13485, rispondente ad elevati standard di qualità di produzione.



SENZA BPA E DISINFETTATI

Gli allineatori *Smilers*® sono privi di bisfenolo-A e sono disinfettati prima del confezionamento per la sicurezza ottimale del paziente.



GANCIO
PER ELASTICI

PUNTI DI
PRESSIONE

CUTOUT

ATTACHMENT

BITE RAMP

1 ANESTESIA E PRODOTTI TECNICI

da pagina 2 a 6

Aghi per anestesia	2
Aghi per lavaggi canalari e parodontali.....	3
Biomateriali.....	5
Ghiaccio istantaneo.....	4
Ipotermizzanti	4
Soluzioni chirurgiche ed endodontiche.....	3
Trattamenti canalari.....	3
Trattamenti post-estrazione ed emostatici....	4

3 CONSERVATIVA

da pagina 18 a 28

Accessori per composito	21
Accessori vari	21
Adesivi per tecnica self-etch.....	19
Adesivi per tecnica total-etch	19
Adesivi universali	19
Blocchetti per impasti	21
Brush e pennellini applicatori.....	22
Compositi bulk per posteriori	20
Compositi per anteriori e posteriori.....	20
Cunei interdentali in legno	23
Diga in lattice.....	18
Distributori per palline di cotone	22
Ganci per diga	18
Matrici sezionali per posteriori	23
Mordenzanti smalto-dentinali	19
Perni endodontici per ricostruzione	23
Pinze foradiga e allargaganci.....	19
Puntali applicatori.....	21
Telai per diga.....	18

2 IMPRONTA

da pagina 7 a 17

Accessori per impronta	11
Adesivi per alginati	10
Adesivi per polieterei/siliconi.....	10/11
Alginati.....	7
Carte per articolazione.....	12
Cere oclusali.....	13
Dispenser per miscelazione tradizionale....	10
Dosatori per alginati.....	7
Emostatici per retrazione.....	12
Fili retrattori non impregnati	11
Indicatori spray	13
Perni calcinabili.....	13
Pinzette porta carta articolazione.....	13
Portaimpronte.....	14
Puntali per miscelazione dinamica	9
Puntali per miscelazione tradizionale.....	9
Siliconi per addizione.....	8
Siliconi per policondensazione	8/9
Siliconi per registrazioni oclusali.....	9
Siringhe per elastomeri/alginati.....	10
Terminali intraorali oral tips	10

4 CEMENTI

da pagina 30 a 35

Accessori	33
Cementi canalari bioceramici.....	31/32
Cementi compositi definitivi per fissaggio...	31
Cementi per chirurgia endodontica.....	32/33
Cementi per sottofondo.....	30
Cementi provvisori per cavità.....	30
Cementi provvisori per fissaggio	30
Puntali miscelatori.....	33
Terminali intraorali	33

5 RESINE E CORONE

da pagina 36 a 38

Resine per provvisori	36
Corone per provvisori	36/37

6

FRESE E ABRASIVI

da pagina 40 a 59

Accessori	57
Dischi abrasivi CA	56
Dischi separatori HP	57
Frese diamantate FG	da 47 a 49
Frese diamantate HP	53
Frese diamantate monouso FG	46
Frese multilame FG	45
Frese per chirurgia FG	43
Frese per conservativa FG	43
Frese per fresaggio conico e parallelo HP	53
Frese per implantologia CA	44
Frese per termostampaggio HP	53
Frese tagliacorona FG	44
Fresoni in tungsteno HP	da 50 a 52
Gommini per rifinitura e lucidatura CA	54/55
Spazzolini per rifinitura e lucidatura	56/57
Strisce abrasive in poliestere	56

8

**PREVENZIONE
E PROFILASSI**

da pagina 78 a 91

Accessori	89
Collutori	82
Desensibilizzanti con fluoro	83
Fili interdentali	81/82
Forcelle con filo	82
Paste per profilassi ed accessori	83
Polveri per profilassi	85
Portabile e apparecchi	89
Puliscilingua	80
Sbiancamento dentale	88/89
Scovolini interdentali	81
Spazzolini manuali	80
Spazzolini monouso	80
Spazzolini per profilassi	83/84
Tray per fluoro	83

7

**DISINFEZIONE
E STERILIZZAZIONE**

da pagina 60 a 77

Accessori	70
Autoclavi	70
Buste per sterilizzazione	73
Crema dermatoprotettiva	70
Detergenti per termodisinfettori e lavastumenti	70
Disinfettanti/detergenti per impronte	67
Disinfettanti per frese	67
Disinfettanti/detergenti per strumentario	66
Filtri per impianti di aspirazione	71
Impianti di aspirazione e rete idrica	71
Sapone mani e cute	69
Manutenzione contrangoli/turbine	71
Rotoli per sterilizzazione	73
Salviette disinfettanti per superfici e dispositivi	68/69
Soluzioni per superfici e dispositivi	67/68
Solventi per materiali dentali	66
Test per sterilizzazione	72
Vaschette per disinfezione	72

9

MONOUSO

da pagina 92 a 125

Asciugamani/asciugatutto	104
Aspirasaliva	102
Bicchieri	101
Calzari antiscivolo	98
Cannule e aspiratori	102/103
Compresse e tamponi di garza	104
Cuffiette/copricapo	98
Dispenser per guanti	97
Dispenser per salviette e mantelline	100
Disposable trays	103
Fazzoletti	105
Guaine di protezione	99
Guanti in lattice	96
Guanti in nitrile	97
Mascherine	98
Panni per pulizia	105
Portarifiuti	105
Puntali siringa a tre vie	101
Rulli salivari	103
Salviette e tovaglioli	99/100
Teli sterilizzabili	98
Tray filter paper	100

10

STRUMENTARIO

da pagina 126 a 169

Anellini codificatori.....	168
Apribocca e divaricatori.....	167
Bisturi monouso.....	166
Lame.....	166
Manici per specchietti.....	149
Manici portalambe.....	166
Specchietti.....	166
Strumenti per:	
> chirurgia.....	da 138 a 146
> conservativa.....	da 132 a 135
> diagnostica.....	da 127 a 131
> laboratorio.....	147/148
> ortodonzia.....	147
> parodontologia.....	136/137
> per ponti e corone.....	149
Tray e cassette porta strumenti.....	167/168
Suture.....	169

11

RADIOGRAFIA E FOTOGRAFIA

pagina 169

Prodotti per sviuppatrici automatiche.....	169
Protezioni per film ai fosfori.....	169

12

ENDODONZIA

da pagina 170 a 212

Allargacanalì.....	200
Box endodontici.....	208
Misuratori canalari e accessori.....	208
Otturatori endodontici.....	201/202
Punte di carta.....	171/da 205 a 207
Punte di guttaperca.....	171/da 202 a 205
Spingipasta/lentuli.....	201
Stoppers per strumenti canalari.....	208
Strumenti canalari manuali.....	da 198 a 200
Strumenti canalari reciprocanti... ..	da 194 a 197
Strumenti canalari rotanti.....	170/da 186 a 194
Tiranervi.....	200

13

TECNICA CAD-CAM

da pagina 213 a 223

Blocchetti in zirconia.....	216
Dischi in cera.....	218
Dischi in metallo.....	218
Dischi in PMMA.....	217/218
Dischi in zirconia.....	214/215
Registrazione oclusale.....	219
Resine per stampanti 3D.....	219/220
Spray di contrasto per scansione.....	219

14

STUDIO E LABORATORIO

da pagina 224 a 233

Accessori per rifinitura.....	232
Box di rifinitura.....	232
Cere da modellazione ed accessori.....	227
Cere per protesi totale e parziale.....	228/229
Crogioli.....	230/231
Fili e profili in cera.....	228
Placche fotopolimerizzabili.....	227
Preparazione del modello.....	224/225
Resine ed accessori.....	232
Rivestimento ed accessori.....	229
Sabbie/polveri abrasive.....	231
Silicone ed accessori.....	225/226
Spazzole per lucidatura.....	233
Termostampaggio.....	227
Varie.....	233

15

ACCESSORI E VARIE

da pagina 234 a 237

Bandane unisex.....	234
Biglietti per appuntamento.....	234
Cartella ortodontica.....	234
Schede paziente.....	234

AP

APPARECCHIATURE

da pagina 238 a 254

Ablatori e manipoli ablatori.....	249/250
Accessori per lampade.....	244
Condensatori di guttaperca.....	252
Contrangoli.....	246
Contrangoli per profilassi.....	247
Inseriti per ablazione.....	250
Lampade led fotopolimerizzanti.....	244
Lampadine per strumenti rotanti e attacchi.....	245
Localizzatori apicali.....	254
Manipoli diritti per frese HP.....	248
Micromotiri a spazzole.....	254
Micromotori endodontici.....	171/253/254
Termosaldatrici.....	248
Turbine.....	245/246
Unità per profilassi.....	251/252
Vasche ad ultrasuoni.....	249

CT

CYBERTECH

Alginati.....	16
Aspirasaliva.....	121
Buste per sterilizzazione.....	77
Cannule.....	121
Cemento provvisorio.....	35
Cemento resinoso definitivo.....	34
Collutorio.....	91
Composito fluido universale.....	26
Composito universale.....	27
Coni di carta.....	210
Coni di guttaperca.....	211
Diga.....	25
Dischi abrasivi.....	51/58/59
Disinfettante per aspirazione.....	76
Disinfettante per strumenti.....	76
Disinfettante per superfici.....	76
Gel mordenzante.....	28
Guanti.....	122
Mascherine.....	123
Matrici.....	25
Paper Trey.....	123
Portaimpronte.....	15/16
Portamatrici.....	26
Puntali applicatori.....	124/125
Puntali miscelatori.....	124
Puntali per miscelazione dinamica.....	125
Resina per provvisori.....	38
Rotoli per sterilizzazione.....	77
Rulli di cotone.....	123
Sigillante fotopolimerizzabile.....	28
Siliconi.....	17
Solvente per portaimpronte e superfici.....	75
Strumentario canalare manuale.....	209
Strumentario.....	da 151 a 165
Suture.....	da 119 a 121
Test di vitalità pulpare.....	212
Tray monouso.....	123

SD

SET DENTAL

Acqua distillata.....	74
Aghi universali.....	108
Applicatori monouso.....	115
Asciugamani.....	110
Aspirasaliva.....	113
Bacinelle portaproteesi.....	236
Bicchieri.....	113
Blocchetti per appuntamento.....	235
Blocco per impasto.....	24
Buste per sterilizzazione.....	75
Catenelle in plastica.....	112
Coppette e spazzolini per profilassi.....	90
Copritestiera.....	118
Dappen.....	116
Dispenser.....	235
Ghiaccio istantaneo.....	6
Guanti.....	109/110
Mantelline.....	112
Panni in microfibra.....	119
Paper tray.....	115
Pennellini monouso.....	116
Portaimpronte.....	16
Portalavori/portabite.....	236
Portarifiuti.....	117
Pozzetti.....	24
Protezioni.....	118
Rotoli per sterilizzazione.....	74
Rulli di cotone.....	108
Salviette.....	111
Siringhe sterili monouso.....	106
Specchietti e manici.....	150
Spugnette per endodonzia.....	209
Teli sterili.....	106/107
Tovaglioli.....	111
Tray monouso.....	114
Visiere.....	237



DISPOSABLE DENTAL NEEDLES 27 G Ø 0,4 mm HENRY SCHEIN

Con attacco europeo in plastica filettato.
Confezione da 100 pz. per misura

Lunghezza 25 mm, viola
Lunghezza 42 mm, per anestesia tronculare, verde

10129558
10129559



DISPOSABLE DENTAL NEEDLES 30 G Ø 0,3 mm HENRY SCHEIN

Con attacco europeo in plastica filettato.
Confezione da 100 pz. per misura

Lunghezza 12 mm, per anestesia intraligamentare, blu
Lunghezza 16 mm, giallo
Lunghezza 21 mm, rosa

10129562
10129561
10129560



MAXIMA DDN 25 G Ø 0,5 mm HENRY SCHEIN

Di qualità superiore con attacco europeo in plastica filettato.
Confezione da 100 pz. per misura

Lunghezza 23 mm, rosso
Lunghezza 42 mm, per anestesia tronculare, rosso

10130926
10130841



MAXIMA DDN 27 G Ø 0,4 mm HENRY SCHEIN

Di qualità superiore con attacco europeo in plastica filettato.
Confezione da 100 pz. per misura

Lunghezza 23 mm, giallo
Lunghezza 42 mm, per anestesia tronculare, giallo

10130842
10130843



MAXIMA DDN 30 G Ø 0,3 mm HENRY SCHEIN

Di qualità superiore con attacco europeo in plastica filettato.
Confezione da 100 pz. per misura

Lunghezza 13 mm, per anestesia intraligamentare, verde
Lunghezza 23 mm, verde

10130845
10130844

IPOCLORITO DI SODIO HENRY SCHEIN NEW

Soluzione acquosa pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 3%.

Flacone da 500 ml

10068567



TRATTAMENTI CANALARI

EDTA HENRY SCHEIN

Crema gel lubrificante a base di EDTA 19% indicata per la detersione e la preparazione dei canali radicolari.

Confezione: 2 siringhe da 7 g cad. e 10 puntali corti

10136152



AGHI MONOUSO PER LAVAGGI CANALARI E PARODONTALI

PUNTALI PER EDTA HENRY SCHEIN

Confezione da 10 pz.

10148700



AGHI PER IRRIGAZIONE HENRY SCHEIN

Indicati per l'irrigazione di canali, tasche e fistole, con attacco universale.

SIDE-VENT dotati di un'estremità aperta con scanalatura laterale.

SIDE-PORT dotati di un'estremità chiusa e di un'apertura laterale.

Confezione da 100 pz.

SIDE-VENT - 23 G (Ø 0,60 x 25 mm), azzurro

SIDE-VENT - 27 G (Ø 0,40 x 25 mm), giallo

SIDE-VENT - 30 G (Ø 0,30 x 25 mm), viola

SIDE-PORT - 23 G (Ø 0,60 x 25 mm), azzurro

SIDE-PORT - 27 G (Ø 0,40 x 25 mm), giallo

SIDE-PORT - 30 G (Ø 0,30 x 25 mm), viola

10147526

10147527

10147528

10147529

10147530

10147531



SIDE-VENT

SIDE-PORT

**ENDO COLD SPRAY HENRY SCHEIN**

Spray ecologico ipotermizzante a base di butano e propano. Raggiunge una temperatura massima di 40°C sotto zero.

Flacone profumo menta da 200 ml

13004598

GHIACCIO ISTANTANEO

**RAPID COLD PACK HENRY SCHEIN**

In tessuto non tessuto dotato di termosaldature di sicurezza antistrappo; dopo l'attivazione sviluppa un raffreddamento immediato. Temperatura minima raggiungibile -1°C. Dimensione: cm 15 x 19,5.

Cartone da 24 pz.

10139682

TRATTAMENTI POST-ESTRAZIONE ED EMOSTATICI

**SPUGNE DI GELATINA HENRY SCHEIN**

Spugne di gelatina sterili, emostatiche e riassorbibili, realizzate in schiuma di gelatina di elevata purezza (collagene idrolizzato liofilizzato) di qualità farmaceutica. Veloce, efficace, assorbe circa 45 volte il proprio peso. Per arrestare il sanguinamento durante le estrazioni e gli interventi sull'osso orale e sui tessuti molli. Quando impiantato nel tessuto in quantità adeguate, viene completamente assorbito entro < 4 settimane.

Blisters da 24 pz. singoli (mm 10 x 10 x 10)

10149148

BIOXEN SPONGIOSA OUSIA

È una matrice minerale ossea naturale e porosa di origine bovina, prodotta mediante la rimozione delle componenti organiche dall'osso bovino. Grazie alla sua struttura naturale, Bioxen è fisicamente e chimicamente paragonabile alla matrice mineralizzata dell'osso umano. La matrice ossea denaturata ha caratteristiche macro e microscopiche simili all'osso umano, caratterizzata da trabecole ossee con macro e micropori di interconnessione, che favoriscono i processi di angiogenesi ed osteogenesi nel sito dell'innesto. Bioxen può essere usato con osso autologo qualora la quantità di osso non sia sufficiente per soddisfare le esigenze della procedura chirurgica proposta. **INDICAZIONI:** ricostruzione o aumento della cresta alveolare; riempimento di difetti parodontali intraossei; riempimento a seguito di rizotomie, cistectomie o apicectomie; rialzo del seno mascellare; riempimento di difetti intraossei in combinazione con prodotti destinati a rigenerazione guidata dei tessuti (GTR) o rigenerazione ossea guidata (GBR); riempimento di difetti a seguito di peri-implantiti in combinazione con prodotti destinati alla rigenerazione ossea guidata (GBR); ideale per la Socket preservation e gli interventi di Sinus lift. Confezione da 1 dappen



Granulometria 0,25-1,0 mm - Vol. 0,6 cc - Gram. 0,25 - 1 Dappen
 Granulometria 0,25-1,0 mm - Vol. 1,2 cc - Gram. 0,5 - 1 Dappen
 Granulometria 0,25-1,0 mm - Vol. 2,4 cc - Gram. 1,0 - 1 Dappen
 Granulometria 1,0-2,0 mm - Vol. 1,7 cc - Gram. 0,5 - 1 Dappen

10068560
10068737
10068738
10068561

BIOADAPT MEMBRANA OUSIA

Membrana in collagene riassorbibile, di origine bovina grazie alla sua caratteristica di "zero memory", è ideale per favorire la guarigione dell'osso e del tessuto circostante. Quando è idratata si adatta naturalmente a qualsiasi difetto chirurgico. L'elevata resistenza alla trazione, rende Bioadapt la membrana ideale per le suture, anche quando è idratata. Studiata per l'utilizzo in chirurgia orale come materiale riassorbibile nei processi di guarigione nelle aree di sedi implantari, difetti ossei, difetti parodontali e aumento della cresta ossea. Bioadapt è una matrice membranosa bianca non friabile, che si distingue per geometria definita, stabilità in vivo, permeabilità e resistenza meccanica. Creata a partire da collagene di tipo 1 altamente purificato, è sterile, non pirogenica e monouso. La sua riassorbibilità elimina la necessità di un secondo intervento chirurgico. **CARATTERISTICHE:** completamente riassorbibile, facile da manipolare, agevola la guarigione dell'osso e del tessuto circostante, orientamento esclusivo della fibra per fornire elevata elasticità e stabilità in situ della membrana, tempo di riassorbimento prevedibile (3-4 mesi), occlusiva, studiata per ritardare e/o evitare l'abbassamento dell'epitelio. **VANTAGGI:** non aderisce a se stessa quando è idratata, "zero memory", tempo di riassorbimento sufficiente (3-4 mesi), per una funzionalità prolungata nella rigenerazione ossea, maggiore forza meccanica per la stabilizzazione della membrana, ogni elemento può essere facilmente ritagliato durante l'intervento chirurgico per l'ottimizzazione finale, può essere posizionata da qualsiasi lato sia sui tessuti molli sia sull'osso. **INDICAZIONI:** aumento della cresta ossea, rigenerazione ossea intorno ad impianti, sollevamento del seno, difetti parodontali, resezione apicale della radice, siti post-estrattivi



Misura 15 x 20 mm - 1 pz.
 Misura 20 x 30 mm - 1 pz.

10068556
10068557

BIOMAINTEIN MEMBRANA OUSIA

La membrana in collagene riassorbibile è studiata per l'uso in procedure chirurgiche del cavo orale, come materiale riassorbibile che favorisce la guarigione della ferita nelle aree di impianti dentali, difetti ossei, difetti parodontali e aumento della cresta ossea. Biomaintain è una matrice membranosa bianca non friabile, di origine bovina che si distingue per geometria definita, stabilità in vivo, permeabilità e resistenza meccanica. Creata a partire da collagene di tipo 1 altamente purificato, è sterile, non pirogenica e monouso. La sua completa riassorbibilità elimina la necessità di un secondo intervento chirurgico. **CARATTERISTICHE:** agevola la guarigione dell'osso e del tessuto circostante, orientamento esclusivo della fibra per fornire elevata elasticità e stabilità in situ della membrana, occlusiva, studiata per ritardare e/o evitare l'abbassamento dell'epitelio. **VANTAGGI:** tempo di riassorbimento 6 mesi, per una funzionalità prolungata nella riparazione ossea, maggiore forza meccanica per la stabilizzazione della membrana, ogni elemento può essere facilmente ritagliato e sagomato durante l'intervento chirurgico per l'ottimizzazione finale, può essere posizionata da qualsiasi lato contro il tessuto o l'osso. **INDICAZIONI:** aumento della cresta ossea, rigenerazione ossea in aree implantari, finestra del seno, siti post-estrattivi, difetti parodontali; spessore 0,3 mm



Misura 15 x 20 mm - 1 pz.
 Misura 20 x 30 mm - 1 pz.

10068559
10068558

Ghiaccio istantaneo

Buste in TNT



Ghiaccio istantaneo costituito da una miscela di sali azotati e acqua, in buste in TNT triaccoppiato con 3 termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l'impermeabilità. Il TNT è ideato per proteggere le zone più sensibili dalla sensazione di freddo eccessivo. La bolla d'acqua interna (antiurto) è realizzata in materiale biaccoppiato, in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, attivando lo sviluppo del raffreddamento immediato a -5°C . La miscela di sali azotati e acqua è in grado di prolungare la reazione endotermica nel tempo (la temperatura raggiunge i -5°C e arriva a 0°C in circa 30 minuti). Non contiene nitrato di ammonio (secondo il regolamento n°552/2009).

Confezione: 24 buste

Misura: 14 x 18 cm

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Confezione
10025537	x 24

MAXIMA ALGINATE REGULAR SET HENRY SCHEIN

A presa normale. Aroma menta piperita, colore arancione. Stabile fino a 48 ore se l'impronta viene mantenuta in un contenitore di plastica chiuso. La busta da 500 g garantisce un contenuto di polvere per circa 35 impronte complete.

Busta da 500 g

10245420



MAXIMA ALGINATE FAST SET HENRY SCHEIN

A presa rapida, ideale in ortodonzia. Aroma menta piperita, colore arancione. Stabile fino a 48 ore se l'impronta viene mantenuta in un contenitore di plastica chiuso. La busta da 500 g garantisce un contenuto di polvere per circa 35 impronte complete.

Busta da 500 g

10245286



ALGINATI CROMATICI DUST FREE

MAXIMA KROM-ALGINATE PLUS HENRY SCHEIN

A presa rapida. Aroma menta piperita. Fasi cromatiche: viola, rosa e bianco. Stabile fino a 48 ore se l'impronta viene mantenuta in un contenitore di plastica chiuso. Tempo presa cavo orale: 60 sec. Tempo di lavorazione totale: 2 min. e 30 sec.

Busta 500 g

10245422



ALGINATI PER ORTODONZIA DUST FREE

ORTHO ALGINATE HENRY SCHEIN

A presa extra-rapida, ideale in ortodonzia. Semplice da miscelare, assorbe acqua rapidamente. Colore verde, aroma menta. Tempo presa cavo orale: 25 sec. Tempo di lavorazione totale: 1 min. e 40 sec.

Economica: 12 buste

10236155



DOSATORI PER ALGINATI

SET DOSATORI PER ALGINATI HENRY SCHEIN

Set dosatori: 1 cucchiaino e 1 misurino graduato

19972412





VPS HYDRO PUTTY HENRY SCHEIN (PER MISCELAZIONE MANUALE)

Vinilpolisossano idrofilo per addizione, prodotto in conformità alle norme ISO e ADA. Per tecnica doppia impronta e sandwich. Confezione da 2 barattoli da 250 ml cad.

Soft Regular Set (blu chiaro) - 2 x 250 ml cad.
Soft Fast Set (verde) - 2 x 250 ml cad.

10229805
10229806

VPS HYDRO IN CARTUCCE HENRY SCHEIN (PER MISCELAZIONE MANUALE)

Per miscelazione manuale. Vinilpolisossano idrofilo per addizione, prodotto in conformità alle norme ISO e ADA.



LIGHT BODY REGULAR SET - TECNICA DOPPIA MISCELAZIONE (bassa viscosità - salmone)

Light Body Regular Set - Confezione da 2 cartucce da 50 ml cad. e 6 puntali gialli
Light Body Regular Set - Confezione da 4 cartucce da 50 ml cad.

10229807
10232055

LIGHT BODY FAST SET - TECNICA DOPPIA IMPRONTA (bassa viscosità - rapido - verde)

Light Body Fast Set - Confezione da 2 cartucce da 50 ml cad. e 6 puntali gialli
Light Body Fast Set - Confezione da 4 cartucce da 50 ml cad.

10229808
10232056

LIGHT BODY FAST SET - TECNICA DOPPIA IMPRONTA (bassa viscosità - rapido - arancione)

Light Body Fast Set - Confezione da 2 cartucce da 50 ml cad. e 6 puntali gialli
Light Body Fast Set - Confezione da 4 cartucce da 50 ml cad.

10241894
10241895

REGULAR BODY REGULAR SET - TECNICA MONOIMPRONTA (bassa viscosità - rosa)

Regular Body Regular Set - Confezione da 2 cartucce da 50 ml cad. e 6 puntali gialli
Regular Body Regular Set - Confezione da 4 cartucce da 50 ml cad.

10229809
10232057



VPS HYDRO 380 HENRY SCHEIN (PER MISCELAZIONE DINAMICA)

Confezionati in cartuccia di plastica rigida da utilizzare con i puntali per miscelazione dinamica e bayonet ring. PUTTY (alta viscosità) per tecnica della doppia impronta e doppia miscelazione. Confezione: 2 x 380 ml cad. + 20 puntali dinamici + 2 bayonet ring

Soft Fast Set - a presa rapida (verde)
Regular Set - a presa normale (azzurro)

10232058
10232059

SILICONI PER POLICONDENSAZIONE



EUROSIL MAX 2 PUTTY HENRY SCHEIN (PER MISCELAZIONE MANUALE)

Silicone per policondensazione di consistenza morbida, non appiccicoso, alta stabilità dimensionale e fedele nella riproduzione dei dettagli. Barattolo da 900 ml (1,53 Kg)

Putty Soft durezza Shore-A 65 - bianco
Putty Normal durezza Shore-A 85 - giallo

10238787
10238788



EUROSIL MAX 2 CATALYST PASTE HENRY SCHEIN

Catalizzatore in pasta da 60 ml. Colore rosa

Tubo da 60 ml

10247469

EUROSIL MAX 2 CORRECTION HENRY SCHEIN

Silicone fluido idrocompatibile, a bassa viscosità; colore azzurro.

Tubo da 140 ml

10238789



SILICONI PER REGISTRAZIONI OCCLUSALI

VPS HYDRO BITE HENRY SCHEIN (PER MISCELAZIONE MANUALE)

Silicone tissotropico a media viscosità, durezza finale Shore-A 95; indurimento veloce (tempo di presa nel cavo orale 60").

Colore azzurro.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad.

10229822



PUNTALI PER MISCELAZIONE DINAMICA

PUNTALI PER MISCELAZIONE DINAMICA HENRY SCHEIN

Universali per tutti i dispositivi che prevedono l'utilizzo di puntali gialli.

Puntali gialli, 50 pz.

10232062



PUNTALI PER PENTAMIX MISCELAZIONE DINAMICA HENRY SCHEIN

Compatibili con sistema Pentamix* 1 e 2 (*Pentamix è un marchio di proprietà Solventum).

Puntali trasparenti - 50 pz.

10245296



PUNTALI PER MISCELAZIONE TRADIZIONALE

PUNTALI MISCELATORI 1:1/2:1 HENRY SCHEIN

Tutti i puntali utilizzano il sistema Original Mixpac™. La versione T-MIXER ha il vantaggio di ridurre del 30% lo spreco di materiale.

Confezione da 50 pz.

Small azzurri - conici - 50 mm

10246382

Small gialli T-MIXER - cilindrici - 50 mm


10246383

Medium rosa T-MIXER - cilindrici - 58 mm

10246384

Large verdi T-MIXER - cilindrici - 68 mm

10246385



T-MIXER

T-MIXER

T-MIXER


PUNTALI MISCELATORI AZZURRI 4:1/10:1 HENRY SCHEIN

Tutti i puntali utilizzano il sistema Original Mixpac™. La versione T-MIXER ha il vantaggio di ridurre del 30% lo spreco di materiale.

Confezione da 50 pz.

X-small conici - 60 mm

10246386



T-MIXER



TERMINALI INTRAORALI HENRY SCHEIN

Terminali gialli per puntali miscelatori SMALL - 100 pz.
Terminali bianchi per puntali miscelatori MEDIUM e LARGE - 100 pz.

10247335
10247336

DISPENSER PER MISCELAZIONE TRADIZIONALE



DISPENSER PER CARTUCCE HENRY SCHEIN

Per cartucce con rapporto di miscelazione 1:1/2:1 e 4:1/10:1 con impugnatura ergonomica

Per rapporto 1:1/2:1 - per cartucce da 50 ml / 75 ml
Per rapporto 4:1/10:1

10246358
10246919

SIRINGHE PER ELASTOMERI / ALGINATI



SIRINGA PER ELASTOMERI HENRY SCHEIN

Siringhe monouso in plastica, complete di beccuccio orientabile.

Confezione: 50 siringhe da 5 cc cad.

10229662

ADESIVI PER ALGINATI



ALGINATE ADHESIVE HENRY SCHEIN

Adesivo per impronte in alginato, aroma mela, colore rosso.

LIQUID flacone da 15 ml
SPRAY flacone da 300 ml

10229790
10229791

ADESIVI PER POLIETERI / SILICONI



POLYETHER TRAY ADHESIVE HENRY SCHEIN

Per polieteri, colore rosso.

Flacone da 10 ml

10241115

VPS TRAY ADHESIVE HENRY SCHEIN

Per siliconi, aroma mela, colore lilla

Flacone da 10 ml

10247830



ACCESSORI PER IMPRONTA

BLOCCHETTI IN CARTA PERGAMENATA HENRY SCHEIN

Particolarmente indicati per cementi. Blocchetti da 100 fogli

Misura cm 5 x 5 - 3 pz.

10347550



BLOCCHETTI IN CARTA POLITENATA HENRY SCHEIN

Blocchetti da 100 fogli

Misura cm 3,5 x 3,5 - 12 pz.

Misura cm 7,5 x 7,5 - 1 pz.

Misura cm 7,5 x 15 - 1 pz.

Misura cm 15 x 15 - 1 pz.

10347551

10347552

10347553

10347554



BLOCCHETTI IN ACETATO HENRY SCHEIN

Blocchetti da 100 fogli

Misura cm 7 x 8 - 1 pz.

Misura cm 14 x 8 - 1 pz.

10345942

10345943



SPATOLE PER MISCELAZIONE IN PLASTICA HENRY SCHEIN

Confezione da 1 pz.

Colore bianco

Colore blu

Colore rosso

Colore verde

Colore giallo

10246119

10245938

10245939

10245940

10245941



FILI RETRATTORI NON IMPREGNATI

RETRACTION CORD HENRY SCHEIN

Filo di cotone 100% con maglie concatenate, non impregnato. Lunghezza filo cm 244

	00 (giallo)	0 (viola)	1 (blu)	2 (verde)
filo cm 244	10240976	10240977	10240978	10240979





HEMOSTATIC AGENTS RETREAT HENRY SCHEIN

Gel emostatico viscoso a base di solfato ferrico al 20% indicato nella preparazione di solchi gengivali con filo retrattore prima di impronte, restauri adesivi o cementazioni.

Confezione: 1 siringa gel da 30 ml, 5 siringhe vuote da 1,2 ml cad. e 10 puntali applicatori a pennello con attacco Luer Lock.

Confezione

10235818

CARTE PER ARTICOLAZIONE



CARTA PER ARTICOLAZIONE IN DISPENSER ASSORTITO HENRY SCHEIN

Strisce colori assortiti: 195 μ - blu 100 pz., 40 μ - blu 200 pz., 45 μ - blu/rosso 200 pz.

Dispenser da 500 strisce assortite

10232176



CARTA PER ARTICOLAZIONE IN DISPENSER HENRY SCHEIN

Strisce colore blu

195 μ - Dispenser da 300 strisce

10229837

40 μ - Dispenser da 600 strisce

10229838



CARTA PER ARTICOLAZIONE IN STRISCE HENRY SCHEIN

Colore blu/rosso

45 μ - confezione da 600 strisce miste

13004876



CARTA PER ARTICOLAZIONE IN LIBRETTI HENRY SCHEIN

Confezione: 12 libretti da 12 strisce cad. (144 strisce)

40 μ - colore blu

13004879

45 μ - colore blu

13004877

45 μ - colore blu/rosso

13004878

195 μ - colore blu

10232175



CARTA PER ARTICOLAZIONE A FERRO DI CAVALLO HENRY SCHEIN

45 μ - Colore blu/rosso

Confezione: 6 libretti da 12 strisce cad. (72 strisce)

13004881

PINZETTA LINEA AIR COLLECTION HENRY SCHEIN

In acciaio inox

1 pz.

11039945



PINZETTA PORTA CARTA ARTICOLAZIONE HENRY SCHEIN

In acciaio inox

1 pz.

11045460



INDICATORI SPRAY

OCCCLUSIONS SPRAY HENRY SCHEIN

Spray oclusale dalla granulometria x-fine che permette di rilevare i punti di frizione già con uno spessore di 7-10 µ.
Ecologico, contiene propellenti che non danneggiano l'ozono e si elimina con acqua. Flacone da 75 ml

Colore verde

13000130

Colore rosso

13003800



CERE OCCLUSALI

CERA OCCLUSALE ARCHI HENRY SCHEIN

Cera preformata aromatizzata al limone. Confezione da 100 pz.

Gialla - soft

13005281

Rosa - media

13005282



CERA OCCLUSALE BARRE HENRY SCHEIN

Cera oclusale aromatizzata al limone; colore giallo, consistenza soft.

Confezione da 48 pz. ca. (490 g)

13005275

PERNI CALCINABILI

PERNI CALCINABILI FKG

Perni trasparenti.

Nr. 1 - Ø 0,8 mm - 100 pz.

10601687

Nr. 2 - Ø 1 mm - 50 pz.

10022585





PORTAIMPRONTE FORATI HENRY SCHEIN

In plastica rigida azzurra, termoplastici, possono essere modellati con il calore o rifilati secondo le varie esigenze. Sterilizzabili a freddo. Confezione da 12 pz.

	inferiore	superiore
Grande	10236438	10236433
Media	10236439	10236434
Piccola	10236441	10236435



PORTAIMPRONTE PARZIALI FORATI HENRY SCHEIN

In plastica rigida azzurra, termoplastici, possono essere modellati con il calore o rifilati secondo le varie esigenze. Sterilizzabili a freddo. Confezione da 12 pz.

Forati - misura 7 (sup. sx/inf. dx)
Forati - misura 8 (sup. dx/inf. sx)

10236444
10236445

PORTAIMPRONTE



PORTAIMPRONTE FORATI IN ALLUMINIO ASSORTIMENTO HENRY SCHEIN

Assortimento 12 forme (6 sup. + 6 inf.)

Assortimento 12 forme

10246238



PORTAIMPRONTE FORATI IN ALLUMINIO HENRY SCHEIN

Confezione da 1 pz.

	inferiore	superiore
0 xx-piccola	10246239	10246245
1 x-piccola	10246240	10246246
2 piccola	10246241	10246247
3 media	10246242	10246248
4 grande	10246243	10246249
5 x- grande	10246244	10246250



PORTAIMPRONTE PARZIALI FORATI IN ALLUMINIO HENRY SCHEIN

Confezione da 1 pz.

	LL/UR	UL/LR
1 x-piccola	10246251	10246254
3 media	-	10246255
5 x- grande	10246253	10246256

Portaimpronte adattabili trasparenti

Sterilizzabili a freddo



Confezione: singola

Misura:

L3 inferiore

U3 superiore

L4 inferiore

U4 superiore

L5 inferiore

U5 superiore

Cucchiai adattabili trasparenti, atossici, costituiti da un materiale rigido a temperatura ambiente ma tale da raggiungere, con l'aumento del calore, uno stato plastico facilmente deformabile e adattabile secondo le esigenze. Possono essere riscaldati per cinque minuti in un forno a raggi infrarossi o sulla fiamma di un becco Bunsen: una volta raffreddati (in acqua o con spray d'aria) i cucchiai mantengono stabilmente la forma assunta, riacquistando la stabilità originale. Possono essere inoltre accorciati tagliandoli con un disco e rifinendoli con un gommino da resina. Utilizzabili con poliestere e siliconi, elastomeri, alginati (con adesivo specifico). Sterilizzabili a ossido di etilene.

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10607083	L3
10607084	L4
10607085	L5
10607080	U3
10607081	U4
10607082	U5



Portaimpronte lisci



liscio inferiore



liscio superiore

Portaimpronte in acciaio, con bordino ritentivo.

Codice	Tipologia	Misura
10053407	liscio inferiore	XL
10053406	liscio inferiore	L
10053405	liscio inferiore	M
10053404	liscio inferiore	S
10053403	liscio inferiore	XS
10053394	liscio superiore	XL
10053393	liscio superiore	L
10053392	liscio superiore	M
10053391	liscio superiore	S
10053390	liscio superiore	XS

Portaimpronte forati

Portaimpronte in acciaio, con bordino ritentivo.



forato inferiore



forato superiore

Codice	Tipologia	Misura
10053402	forato inferiore	XL
10053401	forato inferiore	L
10053400	forato inferiore	M
10053399	forato inferiore	S
10053398	forato inferiore	XS
10053408	forato inferiore	XXS
10053389	forato superiore	XL
10053388	forato superiore	L
10053387	forato superiore	M
10053386	forato superiore	S
10053385	forato superiore	XS
10053409	forato superiore	XXS

Portaimpronte lisci parziali



liscio parziale
anteriore



liscio parziale
LL/UR



liscio parziale
LR/UL

Portaimpronte in acciaio, con bordino ritentivo.

Codice	Tipologia	Misura
10053395	liscio parziale	anteriore
10053396	liscio parziale	LL/UR (inf. sx/sup. dx)
10053397	liscio parziale	LR/UL (inf. dx/sup. sx)

CyberAlginate

A presa rapida



Alginate a presa rapida, non polverulento.

Busta x 450 gr (sufficiente per almeno 25 impronte).

Codice	Descriz.	Colore	Gusto
10058216	Fast	arancio	frutta
10058217	Colour	azzurro viraggio a bianco	vaniglia/menta

OrthoAlginate Extra Fast

Per ortodonzia



Alginate per ortodonzia, non polverulento, alta precisione, extra rapido (tempo di presa in bocca 25 secondi).

Busta x 500 gr.

Codice	Colore	Gusto
10057692	azzurro	menta

CyberSilicone

Materiale di correzione



Silicone per impronte (polivinilsilossano) idrofilo per addizione. Materiale di correzione nella tecnica della doppia impronta (putty-wash).

Confezione da 4 cartucce x 50 ml (non comprende i puntali).

Codice	Descrizione	Caratteristiche
10055602	Light Body Fast	presa rapida
10055601	Light Body Regular	presa normale
10055603	Regular Body	media viscosità

CyberSilicone Putty

Per miscelazione manuale



Silicone per impronte (polivinilsilossano) idrofilo per addizione. Materiale per prima impronta nella tecnica della doppia impronta (putty-wash).

Confezione: base + catalizzatore x 250 ml cad.

Codice	Descrizione
10055600	Putty Soft Fast
10055599	Putty Soft Regular

CyberSilicone 380 Putty

Per miscelazione automatica



Materiale per impronta (polivinilsilossano) per apparecchi a miscelazione automatica (rapporto 5:1). Indicato nella tecnica simultanea in combinazione con CyberSilicone Light o Regular Body.

Confezione: 2 cartucce x 380 ml + 2 anelli di bloccaggio + 20 puntali di miscelazione.

Codice	Descrizione	Caratteristiche
10055598	380 Putty Fast Set	presa rapida
10055597	380 Putty Regular Set	presa normale


CyberSilicone Bite

Per registrazione oclusale



Materiale da impronta tissotropico a base di polivinilsilossano per la registrazione del morso oclusale. Durezza 95, shore A.

Codice	Confezione
10055604	4 cartucce x 50 ml (no puntali)



GANCI IN ACCIAIO INOX HENRY SCHEIN

In acciaio inox antiriflesso, nella versione con alette e senza alette (W). Confezione da 1 gancio

212 anteriori	10336275
6 anteriori	10337007
9 anteriori	10336269
1 premolari	10336273
2 premolari	10336271
W2 premolari	10336283
2A premolari	10336268
27N premolari	10336267
W3 molari inferiori	10336282
4 molari superiori	10336274
7 molari inferiori	10336272
8A molari superiori e inferiori	10336279
W8A molari superiori e inferiori	10336281
12A molari inferiori	10336264
13A molari inferiori	10336265
14 molari superiori e inferiori	10336276
14A molari superiori e inferiori	10336278
26N molari superiori	10336266




SUPPORTO PER GANCI HENRY SCHEIN

Supporto vuoto per 11 ganci, in acciaio inox antiriflesso, autoclavabile.

1 pz.	10336599
-------	----------

TELAI PER DIGA



TELAIO GRANDE PER DIGA HENRY SCHEIN

In acciaio inox. Misura Large cm 11x10.

1 pz.	11045459
-------	----------

DIGA IN LATTICE



DIGA IN LATTICE HENRY SCHEIN

Diga in puro lattice, senza polvere. Aroma menta.

Confezione: 36 fogli cm 15 x 15, in 3 spessori


	fine	media	pesante
Blu	10336325	10336326	10336327
Verde	10332761	10330536	10330537

PINZE FORA DIGA HENRY SCHEIN

In acciaio inox

Modello Ainsworth
Modello Standard

11045869
11045883



PINZA ALLARGA GANCI HENRY SCHEIN

In acciaio inox

1 pz.

11045871



MORDENZANTI SMALTO-DENTINALI

ETCH GEL 37% HENRY SCHEIN

Acido fosforico al 37% in gel blu.

JUMBO KIT

Siringa Jumbo da 50 ml (60 g) + 5 siringhe vuote + 50 puntali 22G

10346624

RICAMBIO SIRINGA

Siringa Jumbo da 50 ml (60 g)

10346625



MAXIMA ETCH GEL 35% HENRY SCHEIN

Acido fosforico al 35% in gel blu, con viscosità ottimale, facilmente risciacquabile.

Siringa Jumbo da 60 g

10349692



ADESIVI PER TECNICA TOTAL-ETCH (MONOCOMPONENTI)

NATURAL ELEGANCE SINGLE BOND HENRY SCHEIN

Adesivo fotopolimerizzabile di V° generazione indicato per il fissaggio adesivo di materiali compositi, compomeri, restauri in ceramica, metallo e amalgama e sigillatura della dentina. Valori di adesione: dentina 22,7 MPa, smalto 20,9 MPa.

Flacone da 5 ml

10341133



ADESIVI PER TECNICA SELF-ETCH (MONOCOMPONENTI)

MAXIMA NATURAL ELEGANCE SINGLE BOND HENRY SCHEIN

Adesivo smalto dentinale "all-in-one" di VII° generazione, monocomponente e fotopolimerizzabile. Indicato per il fissaggio adesivo di materiali compositi, compomeri, restauri in ceramica, metallo, amalgama e sigillatura della dentina. Valori di adesione: dentina 25,9 MPa, smalto 19,5 MPa.

Flacone da 5 ml

10341134





MAXIMA NATURAL ELEGANCE 7 UNIVERSAL BOND HENRY SCHEIN NEW

Adesivo universale monocomponente fotopolimerizzabile, di VII Generazione, automordenzante, può essere utilizzato per tutte le tecniche di mordenzatura selettiva o totale. Senza solventi volatili a base di acetone, che potrebbero causare la rapida evaporazione della tecnologia nanoriempita, fornisce uno strato adesivo omogeneo e migliora le proprietà meccaniche. Eccellente integrità marginale con un basso rischio di sensibilità dentale. Antibatterico.

Flacone da 5 ml

10067692

COMPOSITI PER ANTERIORI E POSTERIORI

20/20 HYBRID COMPOSITE HENRY SCHEIN

Composito ibrido universale, radiopaco con riempitivo vetroso ultrafine grazie al quale è possibile effettuare ricostruzioni omogenee e lucidabili a specchio con un voluto effetto camaleonte per un'integrazione ottimale della ricostruzione. Totale riempitivi: 75% in peso di matrice vetrosa (granulometria media 0,7 µm) acido silicico pirogeno (granulometria media 0,04 µm). Siringa da 3 g



	A2	A3	A3,5	B1	B3	C3
Siringa 3 g	10342327	10342328	10342329	10342330	10342331	10342332

MAXIMA NATURAL ELEGANCE NH HENRY SCHEIN

Composito nano-ibrido con riempitivo di nano-particelle sferiche. La matrice resinosa HCM (alta coesione molecolare) molto densa, combina un'eccellente resistenza all'abrasione (uguale a quella dello smalto) ed una minore contrazione da polimerizzazione. Radiopaco, fotopolimerizzabile, facilmente lavorabile e lucidabile, è adatto per restauri diretti di tutte le classi cavitarie.

SIRINGHE DUO-SHADE

Siringa da 4 g



	A1/D2	A2/B2	A3,5/B3	A3/D3
Siringa	10336135	10336136	10336138	10336137

CAPSULE DUO-SHADE

Capsule da 0,25 g cad. (5 g)

	A1/D2	A2/B2	A3,5/B3	A3/D3
20 capsule	10336141	10336142	10336144	10336143

MAXIMA NATURAL ELEGANCE NH FLOW HENRY SCHEIN

Composito fluido tissotropico nanoriempito per otturazioni di piccole cavità, restauri di III, IV, V classe e riparazioni di faccette in composito e ceramica. Siringa Duo-Shade da 2,3 g + 3 puntali applicatori



	A2/B2	A3/D3
Siringa	10336148	10336149

COMPOSITI BULK PER POSTERIORI

MAXIMA NATURAL ELEGANCE BULK FILL HENRY SCHEIN

Composito bulk per posteriori, microibrido per riempimenti fino a 4 mm di spessore e per ricostruzione di monconi. Ottima lavorabilità, fotopolimerizzabile in soli 10 secondi con bassa contrazione ed alta resistenza all'abrasione. Radiopaco, colore Universale.

Siringa da 5 g
15 Capsule da 0,25 g cad.

10349283
10349284



DISPENSER PER CAPSULE HENRY SCHEIN

In plastica autoclavabile

1 pz.

10341928



PUNTALI APPLICATORI

PUNTALI APPLICATORI IN METALLO HENRY SCHEIN

Con attacco Luer Lock. Puntali metallici indicati per materiali viscosi e gel emostatici.

Attacco rosso, 18 G - 100 pz.

Attacco giallo, 19 G a pennello - 100 pz.

Attacco blu, 22 G - 100 pz.

Attacco blu, 22 G - 20 pz.

10343032

10342371

10343030

10343031



BLOCCHETTI PER IMPASTI

BLOCCHETTI IN CARTA POLITENATA HENRY SCHEIN

Blocchetti da 100 fogli

Misura cm 3,5 x 3,5 - 12 pz.

Misura cm 7,5 x 7,5 - 1 pz.

Misura cm 7,5 x 15 - 1 pz.

Misura cm 15 x 15 - 1 pz.

10347551

10347552

10347553

10347554



BLOCCHETTI IN CARTA PERGAMENATA HENRY SCHEIN

Particolarmente indicati per cementi. Blocchetti da 100 fogli

Misura cm 5 x 5 - 3 pz.

10347550



BLOCCHETTI IN ACETATO HENRY SCHEIN

Blocchetti da 100 fogli

Misura cm 7 x 8 - 1 pz.

Misura cm 14 x 8 - 1 pz.

10345942

10345943



ACCESSORI VARI

SPATOLINE PER IMPASTI KRUGG

In plastica bianca

Confezione da 100 pz.

10028534



MICROSPUGNE FOAM PELLETS HENRY SCHEIN

Misura Ø 1, mm 4

Confezione da 3.000 pz.

10929893





DISTRIBUTORI PER PALLINE DI COTONE KRUGG

In plastica con molla interna in metallo, autoclavabili

Modello 1 - per palline misura piccola

Modello 2 - per palline misura media

Modello 3 - per palline misura grande

10003572

10903216

10017300

BRUSH E PENNELLINI APPLICATORI

MICRO APPLICATORI HENRY SCHEIN

Applicatori monouso in plastica, con estremità orientabile munita di microfibre, per applicazioni di liquidi e materiali vari in zone di difficile accesso.

STANDARD - lunghezza cm 8,6

In confezione dispenser. Assortimento Regular 4x100 pz. (1 colore blu - 1 colore verde - 1 colore argento - 1 colore viola)

	X-Fine bianco	Fine giallo	Regular blu	Regular verde	Ass. Regular
100 pz.	10347334	10347466	10347313	10347314	-
4x100 pz.	-	-	-	-	10347318

LONG - lunghezza cm 10

In confezione dispenser. Assortimento fine 4x100 pz. (2 giallo - 2 rosa)

	Fine giallo	Fine rosa	Ass. Fine
100 pz.	10347316	10347315	-
4x100 pz.	-	-	10347317



PENNELLINI MONOUSO CON IMPUGNATURA LUNGA HENRY SCHEIN

Setole nere misura fine, lunghezza totale cm 6,1

Confezione da 100 PZ.

10348290



PENNELLINI MONOUSO HENRY SCHEIN

Pennellini UNIVERSALI con setole in nylon da utilizzare montati sia su manico porta pennellini sia con pinzetta autobloccante.

Confezione da 100 pz.

X-fine

10347802

X-fine long

10347803

MANICO PER PENNELLINI

In plastica sterilizzabile a freddo, con estremità a spatola piatta.

Confezione da 1 pz.

10347801



BENDABLE BRUSHES HENRY SCHEIN

Pennellini monouso orientabili con setole in nylon, completi di impugnatura colorata; lunghezza cm 12. Confezione da 100 pz.

	blu	giallo	rosso	verde
100 pz.	10332584	10332585	10332587	10332586



POZZETTI PER MISCELAZIONE KRUGG

Monouso, in plastica a 12 sedi

Confezione da 50 pz.

10316661



MATRICI SEZIONALI MAXIMA HENRY SCHEIN

Matrici sezionali preformate in acciaio inox, spessore 0,05 mm indicate per restauri di II classe. Facilità di ricostruzione dei punti di contatto e dell'anatomia dentale; anelli con estremità dotate di protezioni in silicone che garantiscono un migliore adattamento del sistema.

KIT

150 matrici (50 per misura S, M, L), 2 anelli e 14 protezioni in silicone **10342965**

MATRICI

Confezione da 50 pz. Spessore 0,05 mm

	S	M	L
50 pz.	10342966	10342967	10342968

ANELLI

Anelli con estremità dotate di protezioni in silicone che garantiscono un migliore adattamento del sistema.

2 anelli + 8 protezioni in silicone **10342969**

PROTEZIONI PER ANELLI

50 pz. **10342970**



PORTAMATRICI TOFFLEMIRE HENRY SCHEIN

In acciaio inox.

Junior - 1 pz. **10336313**

Senior - 1 pz. **10336314**

Universal - 1 pz. **10336315**



CUNEI INTERDENTALI IN LEGNO

CUNEI DI LEGNO HENRY SCHEIN

In legno d'acero naturale antisceggiata, colorati. Confezione: 100 pz.

	X-Super Fine/verde	Super Fine/rosa	X-Fine/bianco	Fine/arancione
100 pz.	10345776	10345777	10345778	10345779



PERNI ENDODONTICI PER RICOSTRUZIONE

SCREW POSTS DORATE ASSORTIMENTO HENRY SCHEIN

Perni endodontici attivi per ricostruzione. Forma anatomica, sezione centrale cilindrica, estremità inferiore conica.

240 viti + 2 cacciaviti **10370190**

SCREW POSTS IN TITANIO ASSORTIMENTO HENRY SCHEIN

Perni endodontici attivi per ricostruzione. Forma anatomica, sezione centrale cilindrica, estremità inferiore conica.

60 viti + 1 cacciavite tubolare **10370400**



Pozzetti

In plastica



Pozzetti in plastica per miscelazione, con 12 cavità.

Misure: 5,5 x 7 cm

Confezione: 50 pezzi

Codice	Confezione
10028979	x 50

Blocco per impasto

In PVC o carta




Blocco per impasto con base antiscivolo in poliuretano espanso, resistente fino a 60°C. Resistente ad alcol e olio. Spessore del foglio in PVC atossico 0,15 mm, spessore del foglio in carta politenata 0,10 mm.

Confezione: 3 o 6 blocchi da 100 fogli, eccetto il formato 24 x 14, in blocchi da 50 fogli

Codice	Misura in cm	Confezione
10026088	PVC 5 x 5	x 6
10026089	PVC 8 x 8	x 6
10026087	PVC 14 x 8	x 3
10026093	carta 5 x 5	x 6
10026090	carta 10 x 10	x 6
10026091	carta 12 x 18	x 3
10037748	carta 24 x 14	x 3 (50 fogli)

Diga

In lattice di gomma naturale



Diga in lattice di gomma naturale, colore blu/nero/verde, sapore menta. Confezione da 36 pezzi, misura 15 x 15 cm.

Codice	Colore	Spessore
10053160	nero	medio
10053159	blu	medio
10053158	verde	grosso
10053157	verde	medio
10053156	verde	fine

Matrici

Per restauri di Classe II



Sistema di matrici sezionali indicato per restauri di Classe II, costituito da matrici preformate e anelli per il fissaggio, facili da usare e confortevoli per il paziente, in acciaio inossidabile, spessore 0,05 mm. Le estremità degli anelli, in acciaio al carbonio nichelato e materiale termoplastico, sono dotate di protezioni in silicone che garantiscono un migliore adattamento del sistema.

Codice	Misura
10057193	large
10057122	medium
10057121	small
10057216	protezioni
10057214	kit x 150 (50 per misura + 2 anelli + 10 protezioni)
10057215	2 anelli + 8 protezioni



Pinza per matrici: vedi sezione Strumentario

Portamatrici



10049892

CT portamatrici universale Tofflemire



10049890

CT portamatrici contrangolo bambini Tofflemire



10049891

CT portamatrici contrangolo adulti Tofflemire

CT Fill Nano Flowable Plus

Composito fluido universale



Cybertech Fill NaNo Flowable Plus è un composito fluido universale radiopaco e fotopolimerizzabile che combina la comprovata tecnologia dei materiali compositi con l'innovativa nanotecnologia. Ha un elevato contenuto di riempitivo e un'altissima resistenza all'abrasione. Grazie alla sua bassa viscosità, il materiale presenta un'ottima bagnabilità ed un eccezionale adattamento alle pareti della cavità; è adatto per restauri nei settori anteriori e posteriori. Cybertech Fill NaNo Flowable Plus contiene riempitivi inorganici all'80% in peso (65,6% in volume) in una matrice di metacrilato (Bis-GMA, TEGDMA, HEDMA) e polimerizza alla luce blu (alogeno o LED).

Confezione: 1 Siringa da 1,8 g + 5 Puntali applicatori.

Codice	Colore
10061201	A1
10061202	A2
10061203	A3
10061204	A3,5

CT NanoComposite 2 - Siringa 4 gr

Matrice resinosa con formula ad alta coesione molecolare



Composito universale, nano-ibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile, altamente riempito, ad alta trasparenza nella tecnica di stratificazione. Indicato per otturazione dirette di I, II, III, IV, V classe e cementazione e riparazione di restauri in composito e ceramica.

Codice	Colore
10058317	smalto A1
10058318	smalto A2
10058321	smalto A3
10058316	smalto A3.5
10058320	smalto B2
10058315	smalto B3
10058323	smalto D3
10058319	dentina A2
10058322	dentina A3

CT NanoComposite 2 - Capsule 20 x 0,25 gr

Matrice resinosa con formula ad alta coesione molecolare



Composito universale, nano-ibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile, altamente riempito, ad alta trasparenza nella tecnica di stratificazione. Indicato per otturazione dirette di I, II, III, IV, V classe e cementazione e riparazione di restauri in composito e ceramica.

Codice	Colore
10058308	smalto A1
10058309	smalto A2
10058312	smalto A3
10058307	smalto A3.5
10058311	smalto B2
10058306	smalto B3
10058314	smalto D3
10058310	dentina A2
10058313	dentina A3

Cyber Etch Mordenzante

Gel mordenzante



Acido ortofosforico al 37% in gel, tissotropico, colore blu.

Codice	Confezione
10047985	1 siringa x 5 gr + 3 puntali
10047986	bulk kit: 1 siringa x 60 gr + 5 siringhe vuote x 3 cc + 50 puntali
10047987	bulk: 1 siringa x 60 gr
10047984	kit: 9 siringhe x 1,2 gr + 25 puntali

Cyber Seal Pit&Fissure

Sigillante



Sigillante fotopolimerizzabile per solchi e fessure a rilascio di fluoro.

Confezione: 1 siringa di gel etch da 1,2 ml, + 1 siringa di sealant sigillante da 1,2 ml + 4 puntali applicatori. Colore bianco.

Codice
10047366

EDGE BIO CERAMIC™

L'otturazione e la chirurgia sono ora più
facili con EdgeBioCeramic™



EdgeBioCeramic™ Sealer



EdgeBioCeramic™ ThermalFlow™



Spatola non inclusa nella confezione



EdgeBioCeramic™ RetroFill™
AND PERFORATION REPAIR MATERIAL

*Include
le nuove punte
che permettono
un risparmio
di materiale
fino al 62%*





PRELINE PLUS AUTOPOLIMERIZZANTE HENRY SCHEIN

Sottofondo a base di idrossido di calcio, radiopaco. Sigilla i tubuli dentinali riducendo la sensibilità chimica e termica. Indicato anche per l'incappucciamento della polpa.

Confezione: 1 tubo pasta base da 13 g + 1 catalizzatore da 11 g

10430534



PRELINE PLUS LC FOTOPOLIMERIZZABILE HENRY SCHEIN

Sottofondo a base di idrossido di calcio, radiopaco. Sigilla i tubuli dentinali riducendo la sensibilità chimica e termica. Indicato anche per l'incappucciamento della polpa.

Confezione: 2 siringhe da 4 g cad. + 20 aghi applicatori

10430535



CALCIUM HYDROXIDE HENRY SCHEIN

Cemento per sottofondo a base di idrossido di calcio, radiopaco, pronto all'uso, per otturazioni canalari provvisorie, incappucciamenti diretti e indiretti della polpa e medicazioni canalari.

Confezione: 1 siringa da 1,2 ml (2 g) + 20 aghi applicatori

10436157

CEMENTI PROVVISORI PER CAVITÀ A BASE DI OSSIDO DI ZINCO



MAX-FILLTEMP HENRY SCHEIN

Cemento a base di ossido di zinco senza eugenolo, con fluoro, per otturazioni provvisorie. Di consistenza normale e cremosa, ad indurimento rapido, è impermeabile alle medicazioni canalari e può essere usato in cavità umide. Colore bianco.

Confezione da 2 vasetti da 28 g cad. (56 g)

10429899

CEMENTI PROVVISORI PER FISSAGGIO A BASE DI OSSIDO DI ZINCO



TEMPORARY CEMENT HENRY SCHEIN

Cemento a base di ossido di zinco indicato per cementazioni provvisorie.

IN TUBI

Senza modificatore. NE senza eugenolo

Confezione: base da 45 g + catalizzatore da 20 g

10436468

IN SIRINGHE AUTOMIX

Confezione: 2 siringhe automix da 5 ml cad. (16 g ca.) + 3 puntali miscelatori.

Con eugenolo

10436469

NE senza eugenolo

10436471

RESIN CEMENT SE HENRY SCHEIN

A base resinosa autoadesivo, automordenzante, auto-fotopolimerizzabile, radiopaco, per la cementazione di corone, inlay, onlay e perni in fibra. Confezione: 1 siringa automix colore A2 da 5 ml (5 g), 5 puntali automiscelanti e 5 beccucci intraorali

1 siringa automix colore A2 da 5 ml (5 g), 5 puntali automiscelanti e 5 beccucci intraorali

10442162



CEMENTI CANALARI BIOCERAMICI SENZA EUGENOLO

EDGEBIOCERAMIC SEALER EDGEENDO

Cemento bioceramico, a base di trisilicato e disilicato di calcio con aggiunta di calcio fosfato, ad alta bioattività e biocompatibilità, indicato per otturazioni ortograde, altamente radiopaco, pronto all'uso in siringa premiscelata. Privo di componenti non bioceramici come metalli e resine. È ottimizzato per la condensazione a freddo.

Siringa da 2 g + 15 cannule

10064507



EDGEBIOCERAMIC THERMALFLOW EDGEENDO

Cemento bioceramico, a base di trisilicato e disilicato di calcio con aggiunta di calcio fosfato, ad alta bioattività e biocompatibilità, indicato per otturazioni ortograde, altamente radiopaco, pronto all'uso in siringa premiscelata. Privo di componenti non bioceramici come metalli e resine. È ottimizzato per tecniche di condensazione a caldo.

Siringa da 1,5 g + 15 puntali

10064508



EDGEBIOCERAMIC RETROFILL PUTTY EDGEENDO

Cemento bioceramico, a base di trisilicato e disilicato di calcio con aggiunta di calcio fosfato, ad alta bioattività e biocompatibilità, con azione antibatterica, grazie al Ph alcalino. Indicato per otturazioni retrograde, per la riparazione di perforazioni radicolari, apicizzazioni, consigliato nella PVT (incappucciamento della polpa vitale, con build up). Altamente radiopaco, pronto all'uso in siringa premiscelata. Privo di componenti non bioceramici come metalli e resine.

Siringa da 0,5 g

10064509



RICAMBIO CANNULE PER APPLICAZIONE EDGEENDO

Confezione da 15 pz.

10064510





BC UNIVERSAL SEALER FKG

Cemento bioceramico di III generazione a base di alluminosilicato di calcio, indicato per l'otturazione permanente di canali radicolari. Biocompatibile, ad azione antibatterica grazie all'alto pH > 12, bioattivo grazie alla generazione di idrossiapatite, eccellente adesione alla guttaperca e alla dentina. BC Universal Sealer non si ritira durante la presa, dimostra un'eccellente capacità di sigillatura dei canali radicolari ed è radiopaco. Pronto all'uso in siringa precaricata.

Siringa da 2 g + 20 puntali monouso + supporto siringa

10062211



TOTALFILL BC SEALER FKG

È un cemento bioceramico premiscelato, a base di silicati e calcio, per otturazione definitiva dei canali, biocompatibile ed osteogenico. Altamente radiopaco, privo di Alluminio e antibatterico ad ampio spettro (pH 12,7). Sviluppato per il riempimento e la sigillatura definitiva dei canali radicolari. Insolubile ai liquidi orali. Non si contrae durante l'indurimento con eccezionali proprietà fisiche. Pronto all'uso in siringa precaricata

Siringa da 2 g + 15 puntali Total Fill tips

10052732




TOTALFILL BC SEALER HIFLOW FKG

Cemento bioceramico premiscelato ad alta radiopacità, biocompatibile e osteogenico; forma idrossiapatite quando indurisce e si lega chimicamente alla dentina. Rispetto alla formulazione standard, TotalFill BC Sealer HiFlow, presenta una viscosità inferiore (maggiore fluidità) che lo rende ideale nella condensazione a caldo per la sigillatura definitiva dei canali radicolari.

Kit: siringa da 1,5 g + 15 Total Fill tips

10053897



RICAMBIO TOTAFILL TIPS FKG

Puntali da utilizzare con Totalfill BC Sealer / Total BC Sealer Hiflow FKG

Confezione da 15 pz.

10049593

CEMENTI PER CHIRURGIA ENDODONTICA



MTA BIOCERAMIC ROOT CANAL SEALER HENRY SCHEIN

Cemento endodontico a base di MTA (Minerale Triossido Aggregato), altamente radiopaco, biocompatibile a rilascio di ioni calcio. Ripristina i tessuti senza provocare reazioni infiammatorie, permette il riempimento dei canali accessori, aiuta la rigenerazione del tessuto osseo. Facile da rimuovere, si espande in fase di indurimento. Tempo di lavorazione: 23 minuti / Tempo di indurimento: 130 minuti

IN SIRINGHE AUTOMIX

Siringa automix da 9 g + 3 puntali

10442369

IN TUBI

Tubi da 30 g (base 18 g + catalizzatore 12 g)

10442370

BC UNIVERSAL RRM FAST SET PUTTY FKG

Cemento bioceramico di III generazione a base di alluminosilicato di calcio, premiscelato, in capsule pronte all'uso, indicato per l'incappucciamento pulpare, la riparazione di perforazioni radicolari o del riassorbimento radicolare, l'otturazione retrograda e la resezione apicale. Altamente biocompatibile, ad azione antibatterica grazie al pH alcalino, bassa solubilità, eccellente adesione alla dentina, resistenza superiore alla compressione, elevata stabilità, radiopacità e stabilità cromatica. In capsule precaricate.

Confezione da 10 capsule da 0,25 g cad.

10062247



TOTALFILL BC RRM FAST SET PUTTY FKG

Cemento bioceramico premiscelato, indicato per applicazioni chirurgiche e riparazioni permanenti del canale radicolare, otturazioni retrograde, apacificazioni e incappucciamento della polpa. Insolubile, radiopaco, privo di alluminio, a base di silicati e calcio, indurisce a contatto con l'acqua. Non si contrae durante l'indurimento, ha eccezionali proprietà fisiche. Pronto all'uso in siringa precaricata.

Siringa da 0,3 gr

10063021



PUNTALI MISCELATORI

PUNTALI MISCELATORI MARRONI 1:1 HENRY SCHEIN


Tutti i puntali miscelatori utilizzano il sistema Original Mixpac™. Confezione da 20 puntali

Forma conica

10446686

Forma cilindrica

10446687




PUNTALI MISCELATORI AZZURRI 4:1/10:1 HENRY SCHEIN

Tutti i puntali utilizzano il sistema Original Mixpac™. La versione T-MIXER ha il vantaggio di ridurre del 30% lo spreco di materiale.

Confezione da 50 pz.

X-small conici - 60 mm

10246386



TERMINALI INTRAORALI

TERMINALI INTRAORALI HENRY SCHEIN

Misura fine

Confezione da 20 pz.

10446358



ACCESSORI

SPATOLINE MONOUSO PER IMPASTI KRUGG

Realizzate in poliammide, da utilizzare con tutti i cementi.

Confezione da 100 pz.

10023976



Cyber Cement Resin

Cemento resinoso definitivo



Cemento resinoso definitivo auto e fotopolimerizzabile, indicato per cementazione di corone, ponti, inlay, onlay, perni e monconi, corone in ceramica e ponti Maryland. Radiopaco, garantisce un'eccellente adesione su metalli, ceramica, dentina e smalto.

Codice

10058904

Confezione

2 siringhe x 5 ml

Cyber Cement Resin SE

Cemento resinoso definitivo Self Etching



Cemento resinoso definitivo Self Etching, autoadesivo, indicato per cementazione di corone, ponti, inlay, onlay, perni e monconi, corone in ceramica e ponti Maryland.

Codice

10058905

Confezione

siringa x 5 ml

Cyber Temp Long

Cemento provvisorio a lunga durata



Cemento provvisorio a lunga durata, senza eugenolo, utilizzabile anche in implantologia. Facilmente rimovibile, bassa solubilità.

Codice	Confezione
10058903	siringa x 5 ml

Cyber Cement Temporary

Cemento provvisorio



Cemento provvisorio senza eugenolo, bassa viscosità, a base di polycarbossilato. Indicato per la cementazione provvisoria di denti provvisori, corone, ponti, otturazioni, intarsi.

La confezione contiene: 1 base (tubo da 40 gr) + 1 catalizzatore (tubo da 14 gr) + blocco.

Codice	Confezione
10059682	base (40 gr) + catalizzatore (14 gr) + blocco impasto



MAXI TEMP HP HENRY SCHEIN

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di corone provvisorie, ponti, onlay, inlay e veneer con la tecnica diretta. Alta lucidabilità, stabilità del colore ed eccellente adattabilità marginale. Tempo di presa nel cavo orale: 2-3 minuti; tempo di presa totale: 6 minuti.

- Colore A2 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small
- Colore A3 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small
- Colore A3 - 2 cartucce da 50 ml (4:1)

10529933
10529934
10529961



MAXI TEMP 1:1 HENRY SCHEIN

Resina acrilica autopolimerizzante fluorescente per la realizzazione di corone provvisorie, ponti, onlay, inlay e veneer con la tecnica diretta. Tempo di presa nel cavo orale: 1,5 minuti; tempo di presa totale: 4 minuti. Confezione contenente: 1 cartuccia da 50 ml (1:1) + 6 puntali x-small

- Colore A2
- Colore A3

10540457
10540458

CORONE PER PROVISORI



CORONE PER ANTERIORI HENRY SCHEIN

KIT

Cofanetto da 180 corone (120 sciolte + 60 raccolte in 10 pettini guida)

10509030

RICAMBI

Confezione da 5 corone

Codici in tabella

15 10509050	16 10509060	17 10509070	18 10509080	19 10509090	102 10509100	103 10509110	Centrali destri → ← sinistri	100 10509120	101 10509130	10 10509140	11 10509150	12 10509160	13 10509170	14 10509180
25 10509190	26 10509200	27 10509210	28 10509220	29 10509230	200 10509240	Laterali destri → ← sinistri	2 10509250	20 10509260	21 10509270	22 10509280	23 10509290	24 10509300		
35 10509310	36 10509320	37 10509330	38 10509340	39 10509350	302 10509360	303 10509370	Canini destri → ← sinistri	300 10509380	301 10509390	30 10509400	31 10509410	32 10509420	33 10509430	34 10509440
40 10509450	41 10509460	42 10509470	43 10509480	44 10509490			Premolari grandi → piccoli →	50 10509500	51 10509510	52 10509520	53 10509530	54 10509540		
60 10509550	61 10509560	62 10509570	63 10509580	64 10509590			Anteriori lunghi → corti →	65 10509600	66 10509610	67 10509620	68 10509630	69 10509640		

CORONE PER POSTERIORI HENRY SCHEIN

KIT

Kit introduzione contenente 120 corone

10556760

RICAMBI

Confezione da 5 corone

Codici in tabella



PREMOLARI SUPERIORI E INFERIORI PICCOLI

Misura	S1	S2	S3	S4	S5
Codice	10557170	10557180	10557190	10557200	10557210

PREMOLARI SUPERIORI E INFERIORI GRANDI

Misura	L1	L2	L3	L4	L5
Codice	10557220	10557230	10557240	10557250	10557260

PRIMI MOLARI INFERIORI

Misura	6-.1	6-.2	6-.3	6-.4	6-.5
Codice	10556970	10556980	10556990	10557000	10557010
Misura	-6.1	-6.2	-6.3	-6.4	-6.5
Codice	10557020	10557030	10557040	10557050	10557060

SECONDI MOLARI INFERIORI

Misura	7-.1	7-.2	7-.3	7-.4	7-.5
Codice	10557070	10557080	10557090	10557100	10557110
Misura	-7.1	-7.2	-7.3	-7.4	-7.5
Codice	10557120	10557130	10557140	10557150	10557160

PRIMI MOLARI SUPERIORI

Misura	6+.1	6+.2	6+.3	6+.4	6+.5
Codice	10556770	10556780	10556790	10556800	10556810
Misura	+6.1	+6.2	+6.3	+6.4	+6.5
Codice	10556820	10556830	10556840	10556850	10556860

SECONDI MOLARI SUPERIORI

Misura	7+.1	7+.2	7+.3	7+.4	7+.5
Codice	10556870	10556880	10556890	10556900	10556910
Misura	+7.1	+7.2	+7.3	+7.4	+7.5
Codice	10556920	10556930	10556940	10556950	10556960



Cyber Temp Crown & Bridge

Resina per provvisori



Materiale per corone e ponti provvisori a base bis-acrilica senza perossidi e metilmetacrilati. Per la produzione di corone provvisorie, ponti, inlay, onlay, corone parziali, faccette, restauri temporanei a lunga durata.

Cartuccia da 50 ml 4:1 + 6 puntali miscelatori.

Codice	Colore
10058906	A1
10058907	A2
10058908	A3

MAXITEMP 1:1

**MATERIALE
PER CORONE
E PONTI
PROVVISORI**



Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni d'uso.

Ordina ora su www.dentaltrey.it



SODDISFATTI
O RIMBORSATI



MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ-Prezzo



LA GAMMA PIÙ AMPIA
SUL MERCATO

FRESE DIAMANTATE **MAXIMA**[®]

PRESTAZIONI ALL'AVANGUARDIA

Precisione e durata
affidabili.



Ordina oggi stesso su **DENTALREY.IT**



MARCHI E PRODOTTI
ESCLUSIVI



QUALITÀ SU
CUI CONTARE



RISPARMIO
SMART

FRESE DIAMANTATE **MAXIMA**[®]

Vantaggi

Confezioni da 5 frese

60% in più di superficie del cristallo di diamante per migliori prestazioni di taglio e maggiore durata

Legame quasi 3 volte più forte tra diamante e gambo

Progettato secondo le rigorose tolleranze ISO, garantendo la concentricità

I gambi in acciaio inossidabile temprato migliorano la resistenza e sicurezza

Minore intasamento grazie alla più ampia superficie del diamante per un funzionamento più fluido e una maggiore efficienza

Sistema di codifica a colori per una facile e rapida identificazione della grana

*Come da rapporto sulle prestazioni della tecnologia Triton[®].












GUIDA ALLA GRANA

I diamanti sono codificati a colori per una facile identificazione

FINE

MEDIO

GROSSO

ATTACCO		LUNGHEZZA TOTALE	ISO Ø	GAMBO
TURBINA				
313		16,5 mm	1,60 mm	FG corto
314		19 mm	1,60 mm	FG
315		21 mm	1,60 mm	FG long
316		25 mm	1,60 mm	FG x-long
317		30 mm	1,60 mm	FG xx-long
CONTRANGOLO				
204		22 mm	2,35 mm	CA
205		26 mm	2,35 mm	CA long
206		34 mm	2,35 mm	CA x-long
MANIPOLO DIRITTO				
104		44,5 mm	2,35 mm	HP

MAXIMA FRESE IN TUNGSTENO HENRY SCHEIN

Attacco **FG standard** (314)

Blister da **10 frese**



TUNGSTENO			
Figura	Nr. Iso	FG (314)	
1	001 001 006	10648803	
1	001 001 010	10648804	
1	001 001 014	10648805	

TUNGSTENO - Fresa cilindrica a taglio incrociato			
Figura	Nr. Iso	FG (314)	
31	107 007 008	10648813	
31	107 007 010	10648814	
31	107 007 012	10648815	

Figura	Nr. Iso	FG (314)	
2	010 001 006	10648806	
2	010 001 010	10648807	

TUNGSTENO - Fresa fessura conica con taglio incrociato			
Figura	Nr. Iso	FG (314)	
33	168 007 010	10648816	

Figura	Nr. Iso	FG (314)	
7	237 001 008	10648809	
7	237 001 010	10648810	

Fessura diritta con testa tonda, evita la necessità di cambiare frese per due operazioni di penetrazione dello smalto e taglio laterale. Queste frese si prestano quindi perfettamente alla preparazione delle cavità di I classe nei premolari e nei molari. Possono essere utilizzati anche per la rimozione dei composti riempitivi delle fughe rimuovendo l'amalgama e l'oro

Figura	Nr. Iso	FG (314)	
21	107 006 008	10648811	
21	107 006 010	10648812	

TUNGSTENO - Fresa fessura diritta, testa tonda con taglio piatto			
Figura	Nr. Iso	FG (314)	
21R	137 006 010	10648817	
21R	137 006 012	10648818	

TUNGSTENO - Fessura diritta con testa tonda con taglio incrociato			
Figura	Nr. Iso	FG (314)	
31R	137 007 010	10648819	

MAXIMA FRESA AMALGAM PREP HENRY SCHEIN

Fresa in tungsteno per preparazione di cavità occlusali da conservative a moderatamente grandi nei denti anteriori. Attacco **FG standard** (314)

Blister da **10 frese**



TUNGSTENO			
Figura	Nr. Iso	FG (314)	
245	234 006 009	10648808	

FRESE CHIRURGICHE HENRY SCHEIN

La punta con 6 taglienti elicoidali la rendono ideale per sezionare gli ottavi inclusi prima dell'estrazione, separare le radici e rimuovere monconi di radice. Attacco **FG standard** (314)

Blister da **5 frese**



IN TUNGSTENO				
Figura	Nr. Iso	Lunghezza	FG (314)	
151-Z	016	23 mm	10648820	
151-LZ	016	28 mm	10648821	

FRESE CAROTATRICI ESTHETIC IMPLANT HENRY SCHEIN KRUGG

In acciaio inox.

Garantiscono un taglio preciso grazie ai fori laterali e consentono una facile rimozione della carota prelevata. Profondità di lavoro max 30 mm. Attacco **CA standard** (204)



Confezione da **1 fresa**

ACCIAIO		
Ø Esterno	Ø Interno	Codice
4,75 mm	4 mm	10065662
5,75 mm	5 mm	ND*

MUCOTOMO MANUALE ESTHETIC IMPLANT HENRY SCHEIN KRUGG

In acciaio inox.

Utilizzato nella seconda fase chirurgica per esporre impianti Ø 3.25 - 3.75 - 4.0. Attacco **CA standard** (204)



Confezione da **1 fresa**

ACCIAIO	
Ø	Codice
4,7 mm	ND*

FRESE PER IMPIANTI ESTHETIC IMPLANT HENRY SCHEIN KRUGG

In acciaio inox, nei diametri più utilizzati in chirurgia implantare. Dispongono di una porzione cilindrica predisposta all'alloggiamento di appositi stop alla base della parte lavorante. Attacco **CA standard** (204)



Confezione da **1 fresa**

ACCIAIO					
Ø	2.0 mm	2.5 mm	2.8 mm	3.0 mm	
Codice	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*
Ø	3.2 mm	3.5 mm	3.65 mm	4.0 mm	4.3 mm
Codice	ND*	ND*	ND*	ND*	ND*

STOP FRESE PER IMPIANTI ESTHETIC IMPLANT HENRY SCHEIN KRUGG

In acciaio inox



Confezione da **1 stop**

ACCIAIO				
per frese Ø da 2 a 3 mm				
Lunghezza	8.5 mm	10 mm	11 mm	13 mm
Codice	ND*	ND*	ND*	ND*
per frese Ø da 3.2 a 4.3				
Lunghezza	8.5 mm	10 mm	11 mm	13 mm
Codice	ND*	ND*	ND*	ND*

*ND: in fase di codifica

TAGLIACORONA HENRY SCHEIN

In tungsteno, monofusione, la lama affilata a più tagli trasversali è ideale per la rimozione della corona e per l'accesso endodontico, per una rapida riduzione di tutti i materiali, amalgama, leghe semi-preziose e non preziose. Attacco **FG standard** (314)

Blister da **10 frese**

TUNGSTENO			
US. no	Nr. Iso	FG (314)	
1557 TURBO	139 010	10641931	
1558 TURBO	139 012	10641932	



FRESE MULTILAME GOLD HENRY SCHEIN

Gambo in acciaio inossidabile, collo in carburo, testa in carburo a grana fine ed esclusiva placcatura in oro.
Attacco **FG standard** (314)



12 LAME "TRIMMING & FINISHING"

Per la finitura efficiente di restauri e dello smalto.

Blister da **5 frese**

IN TUNGSTENO

Figura	Nr. Iso	Lunghezza testa	FG (314)	
379	023	3,9 mm	10648822	
247	012	3,4 mm	10648823	
246	010	3,8 mm	10648824	

10 LAME "ESTHETIC FINISHING" - SERIE EF

Garantiscono un taglio controllato per una finitura più liscia.

Blister da **5 frese**

IN TUNGSTENO

Figura	Nr. Iso	Lunghezza testa	FG (314)	
132SE	008	3 mm	10648825	
133SE	010	4 mm	10648826	
134SE	014	6 mm	10648827	
135SE	014	9 mm	10648828	

12 LAME "ESTHETIC FINISHING" - SERIE OF

Indicate per rifinitura dei restauri.

Blister da **5 frese**

IN TUNGSTENO

Figura	Nr. Iso	Lunghezza testa	FG (314)	
379	023	4,3 mm	10648829	
247	009	3,2 mm	10648830	

30 LAME "FINE FINISHING" - SERIE FF

Indicate come passaggio finale prima dell'uso di qualsiasi lucidatura abrasiva. Offrono un taglio meno aggressivo rendendole ideali per l'uso su ceramica.

Blister da **5 frese**

IN TUNGSTENO

Figura	Nr. Iso	Lunghezza testa	FG (314)	
41	018	1,7 mm	10648831	
134	010	5,6 mm	10648832	
379	018	3,4 mm	10648833	
135	016	8,6 mm	10648834	
246	012	5,5 mm	10648835	
246	014	5,5 mm	10648836	

FRESE DIAMANTATE MONOUSO HENRY SCHEIN

Sterili, controllate al laser.

Attacco **FG standard** (314)

● GRANA MEDIA

● GRANA GROSSA

● GRANA FINE










anello blu









anello verde

anello rosso

Confezione da 25 frese sterili monopaziente



DIAMANTATE			
Fig.	Nr. Iso	FG (314)	
801	001 010	10638862	
830	233 016	10638897	
830 R	237 010	10638898	
835	109 010	10638873	
835	109 012	10638876	
837	111 012	10638880	
837	111 017	10638882	
856	198 014	10638891	
856	198 016	10638892	

DIAMANTATE			
Fig.	Nr. Iso	FG (314)	
858	165 016	10638886	
859	166 016	10638887	
862	249 012	10638899	
862	249 012	10638900	
863	250 014	10638905	
863	250 012	10638904	
889	540 008	10638914	
368	257 020	10638906	

MAXIMA FRESE DIAMANTATE HENRY SCHEIN

Le frese diamantate Maxima sono fabbricate secondo i più alti standard di qualità.

Strumenti assolutamente concentrici che riducono l'usura della turbina.

Preparazione più rapida, basso sviluppo di calore.

Attacco **FG standard** (314)

● GRANA MEDIA (107-126 µm)

● GRANA GROSSA C (151 µm)

● GRANA FINE F (40 µm)

anello blu

anello verde

anello rosso

Blister da 5 frese



DIAMANTATE			
Fig.	Nr. Iso	FG (314)	
801	001 009	10649534	
801	001 010	10649535	
801	001 012	10649536	
801	001 014	10649537	
801	001 016	10649538	
801	001 018	10649539	
801	001 029	10649540	
801	001 035	10649541	
801 C	001 C 012	10649542	
801 C	001 C 014	10649543	
801 C	001 C 016	10649544	
801 C	001 C 018	10649545	
801 C	001 C 025	10649546	
801 C	001 C 029	10649547	
801 F	001 F 014	10649548	
801 F	001 F 016	10649549	
801 F	001 F 018	10649550	
801 F	001 F 029	10649551	
801 F	001 F 035	10649552	

805	010 009	10649553	
805	010 012	10649554	
805	010 014	10649555	
805	010 016	10649556	
805 C	010 C 012	10649557	
805 C	010 C 014	10649558	
805 C	010 C 018	10649559	

807	225 012	10649560	
807	225 016	10649561	
807 C	225 C 016	10649562	

DIAMANTATE			
Fig.	NUMERO ISO	FG (314)	
811	038 033	10649563	
811 C	038 C 033	10649564	

813	032 016	10649565	
-----	---------	----------	--

830	238 010	10649566	
830	238 012	10649567	
830R	238 016	10649568	
830 C	238 C 010	10649569	
830 C	238 C 012	10649570	
830R C	238 C 016	10649571	

830L	239 012	10649572	
830L	239 014	10649573	
830L C	239 C 012	10649574	
830L C	239 C 014	10649575	

835	107 008	10649576	
835	107 010	10649577	
835	107 012	10649578	
835	107 014	10649579	
835 C	107 C 010	10649580	
835 C	107 C 012	10649581	
835 C	107 C 014	10649582	
835 F	107 F 010	10649583	
835 F	107 F 014	10649584	

MAXIMA FRESE DIAMANTATE HENRY SCHEIN

Le frese diamantate Maxima sono fabbricate secondo i più alti standard di qualità.

Strumenti assolutamente concentrici che riducono l'usura della turbina.





Preparazione più rapida, basso sviluppo di calore.








Attacco **FG standard** (314)


- GRANA MEDIA (107-126 µm) **anello blu**
- GRANA GROSSA C (151 µm) **anello verde**
- GRANA FINE F (40 µm) **anello rosso**









Blister da 5 frese







DIAMANTATE			
Fig.	Nr. Iso	FG (314)	
836	110 012	10649585	
836	110 014	10649586	
836 C	110 C 012	10649587	
836 C	110 C 014	10649588	






837	111 012	10649589	
837	111 014	10649590	
837	111 016	10649591	
837 C	111 C 012	10649592	
837 C	111 C 014	10649593	
837 C	111 C 016	10649594	
837 F	111 F 012	10649595	













838	137 010	10649596	
-----	---------	----------	---






848	173 014	10649597	
848	173 016	10649598	
848	173 018	10649599	
848 C	173 C 014	10649600	
848 C	173 C 016	10649601	
848 C	173 C 018	10649602	
848 F	173 F 016	10649603	
848 F	173 F 018	10649604	

850	199 016	10649605	
850 C	199 C 016	10649606	
850 F	199 F 016	10649607	

851	219 012	10649608	
-----	---------	----------	---

DIAMANTATE			
Fig.	Nr. Iso	FG (314)	
852	164 010	10649609	
852	164 012	10649610	
852 C	164 C 012	10649611	
852 F	164 F 010	10649612	
852 F	164 F 012	10649613	

856	198 012	10649614	
856	198 016	10649615	
856	198 018	10649616	
856	198 025	10649617	
856 C	198 C 012	10649618	
856 C	198 C 014	10649619	
856 C	198 C 016	10649620	
856 C	198 C 018	10649621	
856 C	198 C 025	10649622	
856 F	198 F 012	10649623	
856 F	198 F 016	10649624	
856 F	198 F 018	10649625	

858	165 012	10649626	
858	165 014	10649627	
858 C	165 C 012	10649628	
858 C	165 C 014	10649629	
858 F	165 F 012	10649630	

MAXIMA FRESE DIAMANTATE HENRY SCHEIN

Le frese diamantate Maxima sono fabbricate secondo i più alti standard di qualità.
Strumenti assolutamente concentrici che riducono l'usura della turbina.
Preparazione più rapida, basso sviluppo di calore.
Attacco **FG standard** (314)

- GRANA MEDIA (107-126 µm) **anello blu**
- GRANA GROSSA C (151 µm) **anello verde**
- GRANA FINE F (40 µm) **anello rosso**

Blister da 5 frese













DIAMANTATE			
Fig.	Nr. Iso	FG (314)	
859	166 010	10649631	
859	166 012	10649632	
859	166 014	10649633	
859	166 016	10649634	
859	166 018	10649635	
859 C	166 C 010	10649636	
859 C	166 C 012	10649637	
859 C	166 C 014	10649638	
859 C	166 C 016	10649639	
859 C	166 C 018	10649640	
859 F	166 F 010	10649641	
859 F	166 F 012	10649642	
859 F	166 F 014	10649643	
859 F	166 F 016	10649644	
859 F	166 F 018	10649645	
862	249 012	10649646	
862	249 014	10649647	
862 C	249 C 012	10649648	
862 C	249 C 014	10649649	
862 F	249 F 012	10649650	
862 F	249 F 014	10649651	
863	250 012	10649652	
863	250 016	10649653	
863 C	250 C 012	10649654	
863 C	250 C 016	10649655	
863 F	250 F 012	10649656	
863 F	250 F 016	10649657	
878	289 016	10649658	
878 C	289 C 016	10649659	
878 F	289 F 016	10649660	

DIAMANTATE			
Fig.	Nr. Iso	FG (314)	
879	290 014	10649661	
879 C	290 C 014	10649662	
879 F	290 F 014	10649663	
880	140 012	10649664	
880 C	140 C 012	10649665	
880 F	140 F 012	10649666	
881	141 014	10649667	
885	130 012	10649668	
885 C	130 C 012	10649669	
885 F	130 F 012	10649670	
886	131 016	10649671	
368	257 018	10649672	
368	257 023	10649673	
368 C	257 C 018	10649674	
368 C	257 C 023	10649675	
368 F	257 F 018	10649676	
368 F	257 F 023	10649677	
909	068 040	10649678	
909 C	068 C 040	10649679	
909 F	068 F 040	10649680	

FRESONI IN TUNGSTENO HP KRUGG


























DENTATURA SEMPLICE STANDARD (TAGLIO 175) - ANELLO BLU

Per sgrossatura di metalli e resine. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
71	001 027	13004258	
71	001 040	13004259	
71	001 050	13004260	
79	194 040	13002918	
79	194 060	13002919	
138	196 008	13002920	
251	274 040	13004261	
251	274 060	13002921	
351	263 060	13002922	

DENTATURA INCROCIATA STANDARD (TAGLIO 190) - ANELLO BLU




















Per sgrossatura di leghe preziose, non preziose e resine. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
71	001 010	13002923	
71	001 016	13002924	
71	001 023	13002925	
71	001 027	13004262	
71	001 031	13004263	
72	137 060	13002926	
73	277 014	13002927	
73	277 023	13002928	
77	237 023	13002929	
77	237 029	13002930	
77	237 060	13002931	
78	257 023	13002932	
78	257 060	13002933	
79	194 040	13002934	
79	194 060	13002935	
129	141 023	13002936	
138	196 008	13003874	
138	196 010	13003875	
138	197 016	13002938	
138	198 023	13002939	
139	289 023	13002940	
251	237 060	13003876	
251	274 040	13004264	
251	274 060	13002941	
257	187 023	13002942	
261	194 023	13002943	
295	292 023	13002944	
351	263 060	13002946	
364	116 023	13002947	
364 R	137 023	13002948	









DENTATURA INCROCIATA FINE (TAGLIO 140) - ANELLO ROSSO

Per lavorazioni di precisione di leghe nobili e vili, resine e compositi. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
71	001 023	13002949	
73	277 014	13002950	
73	277 023	13002951	
77	237 060	13002953	
77	257 040	13004265	
79	194 040	13002954	
79	194 060	13002955	
129	141 023	13002956	
137	225 023	13002957	
138	197 023	13002959	
138	198 016	13002958	
139	289 023	13002960	
251	274 060	13002961	
257	187 023	13002962	
261	194 023	10066476	
295	292 023	13002964	
351	263 060	13002965	
364 R	137 023	13002966	






DENTATURA A SPIRALE FINE (TAGLIO 134) - ANELLO VIOLA

Per rifinitura titanio, leghe semi-preziose e non preziose, protesi fissa. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
79	194 040	13002967	
138	196 010	13004268	
139	289 023	13002969	
251	274 060	13002970	
261	194 023	13002971	

DENTATURA A SPIRALE SUPER FINE (TAGLIO 137) TRIPLO ANELLO VIOLA

Per rifinitura finale titanio, leghe semi-preziose e non preziose. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
79	194 040	13002973	
129	141 023	13002974	
139	289 023	13002976	
251	274 060	13004270	

Dischi extra sottili XT

Abrasivi monouso




Dischi abrasivi monouso per finitura e lucidatura, extra sottili, disponibili nei diametri da 10 e 14 mm e in cinque grane codificate per colore.

Codice	Diametro	Grana	Colore
10054268	10	x-coarse	nero
10054269	10	coarse	azzurro
10054270	10	medium	rosso
10054271	10	fine	giallo
10054272	10	extra fine	bianco
10054267	10	kit 120 dischi (30 x mis.*) + mandrino	
10054262	14	x-coarse	nero
10054263	14	coarse	azzurro
10054264	14	medium	rosso
10054265	14	fine	giallo
10054266	14	extra fine	bianco
10054261	14	kit 120 dischi (30 x mis.*) + mandrino	
10054273	-	mandrino	

*escluso x-coarse

Dischi standard

Abrasivi monouso











Dischi abrasivi monouso per finitura e lucidatura, extra sottili, disponibili nei diametri da 10 e 14 mm e in cinque grane codificate per colore.

Dischi abrasivi monouso per finitura e lucidatura, disponibili nei diametri da 9,5 mm e 12,7 mm e in quattro grane codificate per colore.

Codice	Diametro	Grana	Colore
10057221	9,5	coarse	verde scuro
10057222	9,5	medium	verde chiaro
10057223	9,5	fine	giallo bianco
10057224	9,5	extra fine	verde scuro
10057225	12,7	coarse	verde chiaro
10057226	12,7	medium	giallo bianco
10057227	12,7	fine	
10057228	12,7	extra fine	
10057220	9,5/12,7	kit 240 dischi (30 x mis.) + mandrino	
10054273	-	mandrino	



**DENTATURA INCROCIATA EXTRA FINE (TAGLIO 110) - ANELLO GIALLO**

Per lavorazioni di rifinitura di leghe nobili e vili, superfici di compositi e ceramica. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
77	237 023	13002977	
78	257 023	13002978	
79	194 040	13002979	
136	184 016	13002981	
251	274 040	13004271	
257	187 023	13002983	
295	292 023	13002985	
364 R	137 023	13002986	




DENTATURA A DIAMANTE CON SUPERFICIE PRISMATICA (TAGLIO 191) ANELLO BLU

Per lavorazioni di protesi fissa. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
79 L	201 045	13002987	
261	194 023	13002989	




DENTATURA SEMPLICE GROSSA (TAGLIO 215) - ANELLO VERDE

Per sgrossatura di resine e gesso secco. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
78	257 060	13004273	
79	194 045	13004274	
251	274 060	13004275	






DENTATURA SEMPLICE CON TAGLIO TRASVERSALE (TAGLIO 176) TRIPLO ANELLO VERDE

Per rifinitura di materiali morbidi per ribasatura, grezzi bianchi in zirconio non sinterizzato (separazione delle barre ritentive). Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
79 L	194 045	13002998	
251	274 060	13002999	
261	194 023	13009613	




**DENTATURA INCROCIATA GROSSA (TAGLIO 220) - ANELLO VERDE**

Per sgrossatura di resine e gesso secco. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
77	237 060	13002992	
79	194 045	13002993	
79	194 060	13002994	
251	274 060	13002995	
351	263 060	13004724	



DENTATURA INCROCIATA FINE GROSSA (TAGLIO 224) ANELLO BORDEAUX

Taglio ideale per sgrossatura di resine. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
79	194 040	13007649	
77	237 060	13007651	
251	274 060	13007650	




DENTATURA INCROCIATA MEDIA (TAGLIO 221) TRIPLICE ANELLO NERO

Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
251	274 060	13004725	
351	263 060	13004726	






DENTATURA INCROCIATA SUPER GROSSA (TAGLIO 223) ANELLO NERO

Per sgrossatura di resine e gesso ancora umido. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
72	137 060	13004727	
251	274 060	13002996	
351	263 070	13002997	

DENTATURA GROSSA PER TITANIO (TAGLIO 194) - ANELLO NERO

Per sgrossatura di titanio, leghe non preziose, cromo-cobalto resine. Blister da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
79	194 040	13003000	
129	141 023	13003001	
138	198 016	13003002	
138	198 023	13003003	
139	289 023	13003004	



FRESE DIAMANTATE HP KRUGG

Diamante sintetico elettrodeposto, per ceramica, grana standard media. Confezione da 1 pz.

Figura	Nr. Iso	Codice	
001	012	13002818	
001	014	13002819	
001	018	13002820	
010	016	13002822	
108	010	13002823	
110	016	13002824	
171	016	13002827	
247	010	13002832	

Figura	Nr. Iso	Codice	
001	023	13002821	
111	016	13002825	
111	025	13002826	
165	014	13002828	
166	018	13002829	
198	018	13002831	
274	014	13002833	
274	018	13002834	

Figura	Nr. Iso	Codice	
068	040	13002836	
166	030	13002830	

Figura	Nr. Iso	Codice	
266	045	13002835	

FRESE PER FRESAGGIO PARALLELO HP KRUGG

Frese in tungsteno a testa tonda per rettifica. Blister da 1 pz.

TUNGSTENO			
Figura	Nr. Iso	Codice	
364 R	137 190 010	13003040	



FRESE DIAMANTATE SINTERIZZATE HP KRUGG

Diamante sintetico elettrodeposto, per ceramica, per HP. Confezione da 1 pz.

Grana Fine - anello rosso - per la rifinitura della ceramica.

Grana Media - per la rifinitura di leghe nobili-palladiate Co-Cr, titanio.

Grana X-Grossa - anello nero - per la rifinitura di leghe vili.

Nr. Iso	Grana	Codice	
142 523 037	media	13003773	
161 513 037	fine	13003762	
161 523 023	media	13003775	
199 523 037	media	13003776	
248 513 016	fine	13003763	
274 523 050	media	13003777	
274 543 050	x-grossa	13003781	



FRESE PER TERMOSTAMPAGGIO HP KRUGG

Per taglio e rifinitura di materiali plastici per termoformazione.


ACCIAIO				
Figura	Nr. Iso	Codice	Blister	
515	467 211 023	13004282	3 pz.	

TUNGSTENO				
Figura	Nr. Iso	Codice	Blister	
C514	417 424 023	13004283	1 pz.	
C515	467 211 023	13004284	1 pz.	

FRESE PER FRESAGGIO CONICO HP KRUGG

Frese in tungsteno a testa tonda per rettifica. Blister da 1 pz.

TUNGSTENO				
Figura	Nr. Iso	Codice		
365 RGE 2%	194 220 023	13003079		
365 RGE 4%	200 220 031	13003080		

**AMALGAM POLISHING HENRY SCHEIN**

Sistema di finitura e lucidatura in 3 passaggi per restauri in amalgama (grigio 1° passaggio, marrone 2° passaggio, verde 3° passaggio). Attacco CA (204)

Kit da 12 pz.
(5 punte, 4 mini punte e 3 coppette)


10632375**RICAMBI**

Confezione da 12 pz.

1° passaggio		
Fiamma		Coppetta
10647548		10647549

2° passaggio		
Fiamma piccola	Fiamma	Coppetta
10647543	10647542	10647544

3° passaggio		
Fiamma piccola	Fiamma	Coppetta
10647546	10647545	10647547

**UNIVERSAL SILICONE POLISHING HENRY SCHEIN**

Gommini indicati per restauri in composito in due passaggi. Attacco CA (204).

Kit da 12 pz.
(6 punte, 4 coppette e 2 lenticolari per lucidatura)

10632376**RICAMBI**

Confezione da 12 pz.

Sgrossatura		
Mini punta		Punta
10647489		10647490

Lucidatura		
Mini punta - conica	Punta - conica	Fiamma
10647491	10647492	10647493

Lucidatura		
Coppetta	Coppetta stretta	Lente
10647494	10647495	10647496

STONE BURS ABRASIVI HP KRUGG

ROSA - sgrossatura e finitura di metalli e leghe cromo cobalto

BIANCO - finitura di metalli vili e leghe cromocobalto

MARRONE - sgrossatura e finitura di leghe al cromocobalto

AZZURRO - finitura di leghe metalliche semipreziose e non preziose

BLU - sgrossatura di resine antiche

Confezione da 6 pz.

IN CORINDONE A LEGANTE CERAMICO				
Figura	Colore	Misura	Codice	
732	rosa	∅ 5 x 10 mm	13002763	
733	rosa	∅ 4 x 11 mm	13002761	
733	azzurro	∅ 4 x 11 mm	13002768	
733	bianco	∅ 4 x 11 mm	13002771	
733	marrone	∅ 4 x 11 mm	13002774	
742	blu	∅ 17 x 19 mm	13002777	
745	marrone	∅ 13 x 17 mm	13002776	
751	blu	∅ 10 x 20 mm	13002778	



VERDE - sgrossatura e finitura di ceramica, oro e amalgama.
Confezione da 6 pz

IN CARBURO DI SILICIO A LEGANTE CERAMICO				
Figura	Colore	Misura	Codice	
662	verde	∅ 3,5 x 8 mm	13002767	
733	verde	∅ 4 x 11 mm	13002765	



PERONI JUMBO KRUGG

Peroni in silicone per HP, per la lucidatura e la brillantatura di resine acriliche e materiali resinosi in genere. Utilizzati ad una velocità variabile (max. 6.000 giri) hanno la peculiarità di non impastarsi garantendo sempre un ottimo grip.
Confezione da 6 pz.

Forma	Applicazione	Codice	
Grigio - Fiamma	finitura	13002779	
Grigio - Pera	finitura	13002780	
Grigio - Ogiva	finitura	13002781	
Verde - Ogiva	lucidatura	13002782	



DENTURE ADJUSTMENT POLISHING KIT HENRY SCHEIN

Peroni in silicone per la sgrassatura e la rifinitura di resine acriliche per protesi in 3 passaggi. Assortimento: 1 perone per sgrassatura colore verde, 3 peroni per la finitura colore grigio, 1 perone per la lucidatura colore giallo, 1 fresone in tungsteno (Fig. 79 ISO-194-040)

Kit

13004606

RICAMBIO PERONI

Confezione da 6 pz.

Colore	Applicazione	Codice	
Fiamma - Verde	sgrassatura	13004607	
Fiamma - Grigio	finitura	13004608	
Fiamma - Giallo	lucidatura	13004609	
Fresone in tungsteno - 1 pz.		13002918	

CADCAM LAB FINISHING & POLISHING KIT HP HENRY SCHEIN


Strumenti per il ritocco, la levigatura e la rifinitura di lavori in Zirconia, Allumina, ceramiche alluminose e feldspatiche ottenute per fresaggio con tecnologia CAD-CAM.

Kit da 8 strumenti in 2 diverse granulometrie:

4 gommini in silicone/diamante (2 fiamme e 2 dischi), 2 punte abrasive (1 cilindrica e 1 disco) e 2 lenticolari in silicone.

Kit

13004914





FINISHING & POLISHING STRIPS HENRY SCHEIN

Strisce in poliestere rivestite con ossido di alluminio per la finitura e lucidatura di resine composite, vetroionomeri e compomeri. Grana media (grigia) e fine (bianco) separate da un'area non rivestita. Altezza 4 x 170 mm. Confezione da 100 pz.

Grana media/fine - 100 pz.

10647541

DISCHI ABRASIVI



DISCHI ABRASIVI STANDARD HENRY SCHEIN

Per finitura e lucidatura di compositi, ceramica e metalli.

KIT

Kit: 240 dischi standard in 4 grane sequenziali (30 x tipo) + 1 mandrino CA

10640122

RICAMBI

Confezione da 85 pz.

	x-fine	fine	media	grossa
Ø 9,5 mm	-	10640108	10640107	10066301
Ø 12,7 mm	10640113	10640112	10640111	10640110



DISCHI ABRASIVI EXTRA SOTTILI HENRY SCHEIN

KIT

Assortimenti da 120 dischi extra-sottili in 4 grane (grossa-media-fine-x-fine) + 1 mandrino CA

Assortimento Ø 10 mm

Assortimento Ø 14 mm

10640456

10640123

RICAMBI

Confezione da 80 pz.

	x-fine	fine	media	grossa	x-grossa
Ø 10 mm	-	10640116	10640115	10640114	10641876
Ø 14 mm	10640121	10640120	10640119	10640118	10641877



MANDRINI PER DISCHI HENRY SCHEIN

Attacco per CA. Confezione da 1 pz

Mandrino per dischi standard

Mandrino per dischi extra-sottili


10640124

10640125

RIFINITURA E LUCIDATURA

SPAZZOLINI NON MONTATI HENRY SCHEIN

Ø 19 mm - 12 pz



In pelo di capra bianco

In setola nera dura

13010144

13010143

SPAZZOLINI MONTATI HP HENRY SCHEIN

Ø 19 mm - 12 pz

In pelo di capra bianco
In setola nera, dura

13010141
13010142



SPAZZOLINI MONTATI HP IN FILO D' ACCIAIO HENRY SCHEIN

Con setole in filo d'acciaio

Confezione da 12 pz

13009832



DISCHI SEPARATORI PER HP

DISCHI SEPARATORI SUPER FLESSIBILI KRUGG

TAGLIO BILATERALE - Dischi in carborundum con legante in resina ed elastomero; super flessibili, x-sottili, non inquinanti, per ceramica e leghe nobili e vili. - Ø 22 mm

	0,2 mm	0,3 mm	0,35 mm	0,2 mm	0,3 mm
50 pz	10066472	10066474	10066475	-	-
100 pz	-	-	-	10066473	10066477




DISCHI SEPARATORI TAGLIAPERNO KRUGG

Dischi separatori in carborundum con legante in resina, per un taglio rapido e preciso di tutte le leghe cromo-cobalto, acciaio e oro. Taglio bilaterale. Confezione da 100 pz. (grana media) / 50 pz (grana grossa)

misura 22x0,6 mm grana media
misura 25x0,7 mm grana media
misura 35x0,7 mm grana media
misura 40x1 mm grana media
misura 32x2,2 mm grana grossa

13002754
13002755
13002757
13002758
13002756



ACCESSORI

PENNELLESA IN OTTONE HENRY SCHEIN

Piatta con setole in ottone

Misura mm 55 x 23
Misura mm 70 x 28

10612880
10645452



SPAZZOLA IN OTTONE HENRY SCHEIN

Spazzola in ottone con manico di legno per la pulizia di strumenti in acciaio.


Lunghezza 16 cm, 24 ciuffi

10632352



Dischi standard

Abrasivi monouso



Dischi abrasivi monouso per finitura e lucidatura, disponibili nei diametri da 9,5 mm e 12,7 mm e in quattro grane codificate per colore.

Codice	Diametro	Grana	Colore
10057221	9,5	coarse	verde scuro
10057222	9,5	medium	verde chiaro
10057223	9,5	fine	giallo bianco
10057224	9,5	extra fine	verde scuro
10057225	12,7	coarse	verde chiaro
10057226	12,7	medium	giallo bianco
10057227	12,7	fine	
10057228	12,7	extra fine	
10057220	9,5/12,7	kit 240 dischi (30 x mis.) + mandrino	
10054273	-	mandrino	

Dischi extra sottili XT

Abrasivi monouso



Dischi abrasivi monouso per finitura e lucidatura, extra sottili, disponibili nei diametri da 10 e 14 mm e in cinque grane codificate per colore.

Codice	Diametro	Grana	Colore
10054268	10	x-coarse	nero
10054269	10	coarse	azzurro
10054270	10	medium	rosso
10054271	10	fine	giallo
10054272	10	extra fine	bianco
10054267	10	kit 120 dischi (30 x mis.*) + mandrino	
10054262	14	x-coarse	nero
10054263	14	coarse	azzurro
10054264	14	medium	rosso
10054265	14	fine	giallo
10054266	14	extra fine	bianco
10054261	14	kit 120 dischi (30 x mis.*) + mandrino	
10054273	-	mandrino	

*escluso x-coarse

Un solo riferimento per tutte le esigenze di disinfezione



VALUE & QUALITY



RELIABLE & TRUSTWORTHY



PRODUCT SELECTION

EuroSept® Xtra Bur Disinfection

Soluzione pronta all'uso per la deterzione e disinfezione di strumenti rotanti, prima della sterilizzazione.

Vantaggi

- Pronto all'uso, senza bisogno di diluirlo
- Ampio spettro di attività
- Ottima compatibilità con i materiali
- Adatto al bagno ad ultrasuoni
- Applicabile universalmente
- Profumo fresco e piacevole



EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate

Disinfettante concentrato a base di ammoni quaternari e alcoli, per la pulizia manuale dello strumentario in vasca ad immersione. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Ottima compatibilità con tutti i materiali più comuni per gli strumenti (ad es. acciaio inossidabile, gomma, punte diamantate, diverse plastiche come PMMA ecc).

Vantaggi

- Ampio spettro di attività
- Virucidi limitati
- Adatto al bagno ad ultrasuoni
- Senza aldeidi e fenoli
- Formula non corrosiva ad alta compatibilità con i materiali
- Formula concentrata per una riduzione imballaggio e una maggiore sostenibilità



Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**

EuroSept® Xtra Instrument Enzymatic Cleaner Concentrate

Soluzione concentrata a bassa schiumosità per la pulizia manuale di strumenti con residui organici (sangue, tessuti, saliva) prima di disinfettare.



Vantaggi

- Per la pulizia attiva di strumenti medici prima della disinfezione
- Adatto al bagno ad ultrasuoni
- Formula non corrosiva a bassa schiumosità e ottima compatibilità con i materiali
- Pratici flaconi di dosaggio
- Formula concentrata per una riduzione del pack ed una maggiore sostenibilità

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Lemon Alcohol Free

Disinfettante privo di alcol, pronto all'uso, a base di cloruro di didecildimetilammonio, profumato al limone, per la disinfezione di superfici, di dispositivi medici non invasivi sensibili all'alcol. Particolarmente indicato su superfici sensibili all'alcol come il vetro acrilico (plexiglass).



Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Spettro di attività potenziato
- Soluzione pronta all'uso
- Formula ad azione rapida

Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**

EuroSept® Xtra Surface Disinfection

Disinfettante a base alcolica, pronto all'uso, per la disinfezione di superfici di dispositivi medici, da utilizzare solo su superfici compatibili con l'alcol (non adatto al vetro acrilico).



Vantaggi

- Ampio spettro di attività antimicrobica
- Soluzione pronta all'uso e ad azione rapida
- La formula a base di alcol evapora completamente per una superficie senza aloni
- Formulati senza composti di ammonioquaternario (QAC)
- Disponibile in profumazione neutra o al limone

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Virucidal Alcohol Free

Disinfettante pronto all'uso, a base di cloruro di didecildimetilammonio, ad azione battericida e virucida, per la pulizia e la disinfezione rapida di dispositivi medici.



Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Ampio spettro di attività
- Formula ad azione rapida e pronta all'uso
- Virucida completo
- Adatto per la disinfezione terminale se non è possibile la sterilizzazione termica

Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Concentrate Alcohol Free

Disinfettante concentrato a base acquosa e cloruro di didecildimetilammonio, privo di alcol, per la pulizia e la disinfezione di superfici, di dispositivi medici non invasivi, sensibili all'alcol come il vetro acrilico (plexiglass). Riempire d'acqua prima di versare il prodotto per ridurre la formazione di schiuma.

Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Ampio spettro di attività senza residui appiccicosi
- Adatto ai sistemi di dosaggio
- Senza aldeidi e fenoli
- Formula concentrata per ridurre i packaging e aumentare la sostenibilità



EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free

Salviette disinfettanti umidificate e pronte all'uso.
Prive di alcol.

Vantaggi

- Adatto all'uso su superfici sensibili all'alcol
- Ampio spettro di efficacia contro batteri, lieviti e virus
- Formula pronta all'uso, a pH neutro
- Si asciuga senza residui



Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes

Salviette disinfettanti umidificate e pronte all'uso.
Disponibili in profumazione neutra o al limone.

Vantaggi

- Ampio spettro di attività antimicrobica
- Formula pronta all'uso compatibile con tutti i materiali
- Disinfezione rapida senza composti di ammonio quaternario (QAC)



EuroSept® Xtra System Dry Wipes M

Panni asciutti in rotolo da inumidire.

Vantaggi

- Morbido e privo di pelucchi
- Rotolo con panni asciutti
- Compatibile con la nuova disinfezione liquida delle superfici EuroSept Xtra



Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**



EUROSEPT XTRA INSTRUMENT DISINFECTION CONCENTRATE HENRY SCHEIN

Disinfettante concentrato a base di ammoni quaternari e alcoli, per la pulizia manuale dello strumentario in vasca ad immersione. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Ottima compatibilità con tutti i materiali più comuni per gli strumenti (ad es. acciaio inossidabile, gomma, punte diamantate, diverse plastiche come PMMA ecc).

Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida: attivo su HIV, HBV e HCV. Diluizione: 1,5% 15 min. - 1,0% 60 min.

Flacone da 2 litri
Tanica da 5 litri

10747700
10747710

DETERGENTI ENZIMATICI - PER STRUMENTARIO



EUROSEPT XTRA INSTRUMENT ENZYMATIC CLEANER CONCENTRATE HENRY SCHEIN

Detergente enzimatico concentrato a bassa schiumosità per la pulizia manuale di strumenti sanitari, endoscopi e apparecchiature medicali. Concentrazione di applicazione: 0,5% - 1,0% per contaminazioni normali, fino al 5% per contaminazioni importanti.

Tempi di applicazione: a seconda della contaminazione 5 min. - 30 min. Utilizzabile anche in ultrasuoni.

Flacone da 1 litro
Tanica da 5 litri

10748697
10748698

SOLVENTI PER MATERIALI DENTALI - PER STRUMENTARIO



SOLVENT SPRAY REMOVER HENRY SCHEIN

Solvente per eliminare i residui di materiale e adesivi per impronta dai portaimpronte; aroma mela.

Flacone spray da 300 ml

10229793



EUROSEPT PLUS ORANGE SOLVENT HENRY SCHEIN

Solvente liquido pronto all'uso, per la pulizia di strumenti e superfici da tutti i tipi di sporco, specialmente cementi a base di ossido di zinco ed eugenolo, residui di materiali per impronta, alginati compresi. Aroma arancio.

Flacone da 250 ml
Flacone da 500 ml

10744081
10744082



EUROSEPT PLUS ORANGE OIL CLEANER HENRY SCHEIN

Soluzione a base di olii naturali all'arancio, per la rimozione di cementi all'ossido di zinco ed eugenolo, alginato, gesso, residui di sangue ed altre impurità. Disponibile liquido e/o spray da 250 ml

Flacone Liquido
Flacone Spray

10730212
10745775

EUROSEPT XTRA BUR DISINFECTION HENRY SCHEIN

Soluzione pronta a base di cloruro di didecildimetilammonio per la disinfezione di frese e strumenti rotanti. Battericida, fungicida, virucida attivo su HIV, HBV e HCV in 5 min. Utilizzabile anche in ultrasuoni.

Flacone da 2 litri
Tanica da 5 litri

10747986
10747987



DISINFETTANTI/DETERGENTI PER IMPRONTE

EUROSEPT PLUS IMPRESSION DISINFECTION LIQUID HENRY SCHEIN

Soluzione pronta all'uso, a base di ammonio quaternario, per la detersione e disinfezione di impronte. Compatibile con alginati, siliconi, gomme, idrocolloidi, polieteri e polisolfuri. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida: attivo su HIV, HBV e HCV.

Tanica da 5 litri

10745863



SOLUZIONI PRIVE DI ALCOL PER SUPERFICI E DISPOSITIVI

EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION CONCENTRATO PRIVO DI ALCOL HENRY SCHEIN

Disinfettante concentrato a base acquosa e cloruro di didecildimetilammonio, privo di alcol, per la pulizia e la disinfezione di superfici, di dispositivi medici non invasivi, sensibili all'alcol come il vetro acrilico (plexiglass). Battericida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV e HCV. Da diluire in acqua: soluzione 1 litro - concentrato 40 ml - 960 ml acqua

Tanica da 5 litri

10748689



EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION LEMON PRIVO DI ALCOL HENRY SCHEIN

Disinfettante privo di alcol, pronto all'uso, a base di cloruro di didecildimetilammonio, profumato al limone, per la disinfezione di superfici, di dispositivi medici non invasivi sensibili all'alcol. Particolarmente indicato su superfici sensibili all'alcol come il vetro acrilico (plexiglass). Battericida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV e HCV.

Flacone da 1 litro con erogatore
Tanica da 5 litri

10748687
10748688



EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION VIRUCIDAL PRIVO DI ALCOL HENRY SCHEIN

Disinfettante pronto all'uso, a base di cloruro di didecildimetilammonio, ad azione battericida e virucida, per la pulizia e la disinfezione rapida di dispositivi medici.

Flacone da 1 litro con erogatore
Tanica da 5 litri

10748690
10747690





EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION A BASE ALCOLICA HENRY SCHEIN

Disinfettante a base alcolica (isopropanolo), pronto all'uso, per una rapida disinfezione di superfici di dispositivi medici non invasivi e resistenti all'alcol in campo medico. Da utilizzare solo su superfici compatibili con l'alcol (ad esempio, non adatto al vetro acrilico). Battericida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV e HCV

Flacone da 1 litro con erogatore
Tanica da 5 litri

10747720

10747730



EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION LEMON A BASE ALCOLICA HENRY SCHEIN

Disinfettante a base alcolica (isopropanolo), pronto all'uso, profumato al limone, per una rapida disinfezione di superfici di dispositivi medici non invasivi e resistenti all'alcol in campo medico. Da utilizzare solo su superfici compatibili con l'alcol (ad esempio, non adatto al vetro acrilico). Battericida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV e HCV

Flacone da 1 litro con erogatore
Tanica da 5 litri

10747740

10747770

SOLUZIONI SCHIUMOGENE PER SUPERFICI/DISPOSITIVI/AMBIENTI



EUROSEPT PLUS SURFACE FOAM CLEANER HENRY SCHEIN

Detergente in schiuma pronto all'uso, per la pulizia di superfici e riuniti in plastica e skay. Non contiene alcool. Gradevolmente profumato al limone.

Flacone da 1 litro con erogatore

10745771

SALVIETTE DISINFETTANTI PER SUPERFICI E DISPOSITIVI



EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION WIPES PRIVE DI ALCOL HENRY SCHEIN

Salviette disinfettanti umidificate pronte all'uso, prive di alcol, per la disinfezione di superfici di dispositivi medici non invasivi. Attive su batteri, incluso TBC, virus HBV, HIV, HCV, Candida albicans, noro-, adeno- e rotavirus in 1 min. Misura 20 x 30 cm

Flow pack - Busta da 80 salviette

10748075



EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION WIPES HENRY SCHEIN

Salviette disinfettanti umidificate pronte all'uso, a base alcolica (1-2-propanolo), utilizzabili anche per superfici sensibili all'alcol. Attive su batteri, incluso TBC, virus HBV, HIV, HCV, Candida albicans, noro-, adeno- e rotavirus in 1 min. Misura 20 x 30 cm

Flow pack - Busta da 80 salviette

10748076

EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION WIPES S PRIVE DI ALCOL

HENRY SCHEIN

Salviette imbevute di liquido disinfettante, a base di sali ammonio di cloruro, prive di alcol, utilizzabili anche per superfici sensibili all'alcol come il vetro acrilico (plexiglass). Per la disinfezione di superfici di dispositivi medici non invasivi.

Attive su batteri, lieviti e virus HIV, HBV e HCV, rotavirus 1 min.; Norovirus 30 min.

Misura S cm 20 x 22

Barattolo da 200 salviette

10748686

Busta ricambio da 200 salviette

10748685



EUROSEPT XTRA SURFACE DISINFECTION WIPES S LEMON HENRY SCHEIN

Salviette disinfettanti umidificate a base alcolica (propanolo), pronte all'uso per la disinfezione di superfici di dispositivi medici non invasivi resistenti all'alcol. Profumate al limone.

Attive su batteri incluso TBC, virus HIV, HBV e HCV, norovirus, adenovirus, Candida albicans in 1 min.

Misura S cm 20 x 22

Barattolo da 200 salviette

10747827

Busta ricambio da 200 salviette

10747820



EUROSEPT XTRA DISINFECTION SYSTEM WIPES M HENRY SCHEIN

Salviette disinfettanti, a base di propanolo, per la disinfezione di superfici e dispositivi medici non invasivi resistenti all'alcol.

Attive su batteri incluso TBC, Candida albicans, virus HBV, HIV, HCV, noro-, adeno- e rotavirus in 1 min.

Misura M cm 15 x 30

Busta da 140 salviette

10747670



EUROSEPT XTRA SYSTEM DRY WIPES M HENRY SCHEIN

Panni asciutti in rotolo da pre-inumidire con almeno 1,4 l di disinfettante come Eurosept Xtra Surface Disinfection (Lemon), Eurosept Xtra Surface Disinfection.

Misura M cm 15 x 30

Confezione: 3 rotoli da 140 strappi

10747680



SAPONE MANI E CUTE/ACCESSORI

HANDSOAP NEW FORMULA KRUGG

Detergente liquido viscoso, prodotto utilizzando materie prime derivanti da oli vegetali. Si usa puro o diluito per il lavaggio delle mani, del viso ed ogni altra parte del corpo. Indicato anche come shampoo. Formulazione clinicamente testata. S.L.S free.

Profumazione talcata.

Flacone da 1000 ml con dispenser

10743414



PIETRA POMICE HENRY SCHEIN

Pomice dalla forma compatta tipo sapone. Rimuove facilmente ogni tipo di macchia, in particolare l'unto di siliconi, composti e resine.

1 pz.

13004874



**SPAZZOLA PER UNGHIE HENRY SCHEIN**

Setole in nylon, con impugnatura ergonomica. Autoclavabile a 134°C per 3 min., a secco non oltre 100°C per tempi brevi, a freddo in soluzioni prive di sostanze fenoliche

1 spazzola

10741472

CREME DERMOPROTETTIVE

**CREMA MANI EUROSEPT PLUS HENRY SCHEIN**

Nuova formulazione senza triclosan, lenitiva ed idratante, leggermente profumata (solamente 0,5% di profumi). È un prodotto di alta qualità, molto cremosa, si assorbe facilmente mantenendo a lungo l'idratazione. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Tubo da 100 ml

10742635

DETERGENTI/TERMODISINFETTORI/LAVASTRUMENTI

**EUROSEPT XTRA THERMO CLEANSER HENRY SCHEIN**

Detergente liquido termico concentrato senza schiuma, alcalino per la pulizia di strumenti chirurgici e attrezzature mediche.

Tanica da 5 litri

10745864

**EUROSEPT XTRA THERMO NEUTRALIZER HENRY SCHEIN**

Neutralizzatore concentrato privo di fosfati e tensioattivi, per termodisinfettori, per la neutralizzazione dei residui alcalini di strumenti chirurgici e dispositivi medici. A base di acido citrico.

Tanica da 5 litri

10745866

**EUROSEPT XTRA THERMO RINSE HENRY SCHEIN**

Brillantante concentrato per la rigenerazione dello strumentario da utilizzare in macchinari termodisinfettori.

Flacone da 1 litro

10745867

AUTOCLAVI

**ACQUA DISTILLATA HENRY SCHEIN**

Ottenuta per distillazione, adatta a scopi medici, chimici, tecnici e farmaceutici. Non adatta per iniezioni, infusioni e gocce oculari.

Tanica da 10 litri

10745861

4 taniche da 5 litri cad.

10745862

EUROSEPT XTRA EVAC DISINFECTION CONCENTRATE HENRY SCHEIN

Detergente, disinfettante concentrato a base di sali d'ammonio quaternario e idrossido di potassio, per la pulizia, disinfezione e manutenzione di impianti di aspirazione (incluso aspiratore di saliva), sputacchiere e separatori d'amalgama.

Battericida e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV, Levurocida (Candida albicans) 3% - 2 minuti.

Diluizione consigliata: 2% (20 ml in un litro d'acqua)

Tanica da 5 litri

10745773



EUROSEPT XTRA EVAC DISINFECTION CONCENTRATE HENRY SCHEIN

Detergente, disinfettante concentrato a base di sali d'ammonio quaternario e idrossido di potassio, per la pulizia, disinfezione e manutenzione di impianti di aspirazione (incluso aspiratore di saliva), sputacchiere e separatori d'amalgama.

Battericida e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV, Levurocida (Candida albicans) 3% - 2 minuti.

Diluizione consigliata: 2% (20 ml in un litro d'acqua)

Flacone da 1 litro

10749509



EUROSEPT PLUS SPITTOON CLEANER HENRY SCHEIN

Soluzione antimicrobica, pronta all'uso, a base di alcoli, per la detersione e la disinfezione del lavabo e del riunito. Scioglie facilmente resti di calcare, sangue, materiale per impronte e simili. Battericida, levuricida (candida albicans) e tubercolicida.

Flacone da 750 ml

10068569



IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E RETE IDRICA

EUROSEPT XTRA WATERLINE HENRY SCHEIN

Soluzione indicata per ridurre i germi nel sistema idrico dei riuniti dentali, ideale all'utilizzo nel sistema S.H.S. o W.H.E nei riuniti Anthos delle serie A, L e R (Cefla). Il preparato, a base di perossido di idrogeno e ioni argento, ha un'ottima compatibilità con i materiali. Può essere utilizzato in modo continuativo per ridurre la crescita di germi e la formazione di biofilm nelle vie d'acqua delle unità di trattamento.

ABC - Perossido di idrogeno al 3% - Flacone da 1 litro

10748691

K6 - Perossido di idrogeno al 6% - Flacone da 1 litro **NEW**

10068736



FILTRI PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE

FILTRI GIALLI HENRY SCHEIN

Filtri per separatore automatico e supporto cannule

Confezione da 12 pz

10740126



MANUTENZIONE DI CONTRANGOLI/TURBINE

MAXIMA OIL SPRAY HENRY SCHEIN

Lubrificante universale, sgrassa, deterge testine, turbine e manipoli.

Flacone spray da 500 ml senza adattatori

10729607





VASCETTA GERMICIDA KRUGG

Per la disinfezione a freddo dello strumentario; in plastica atossica refrattaria a tutti gli agenti chimici. Il cestello interno forato ed estraibile è munito di 2 rastrelliere regolabili e può essere bloccato in posizione di sgocciolamento. Termoresistente fino a 125°C. Dimensioni esterne: cm 35,5 x 23,7 x h 11,5; dimensioni cestello interno: cm 28,7 x 18,3 x h 9,5. Capacità 3 litri.

1 pz.

10720636

TEST PER STERILIZZAZIONE



BOWIE & DICK TEST HENRY SCHEIN

TEST di controllo della rimozione dell'aria e della penetrazione del vapore nell'autoclave. Ogni autoclave dovrebbe eseguire un test giornaliero. Alla fine di un ciclo di sterilizzazione, il viraggio di colore da rosso a verde indica che la penetrazione del vapore è avvenuta regolarmente ed assicura un corretto funzionamento dell'autoclave.

Il test deve essere utilizzato esclusivamente con l'impiego della cassetta in acciaio inox presente nel kit Bowie & Dick Test.

Intro Kit: 1 cassetta in acciaio inox, 20 test e 20 schede di carico

10738944

Ricambio: 20 test e 20 schede di carico (da utilizzare con la cassetta in acciaio inox presente nel kit iniziale)

10738945



HELIX TEST HENRY SCHEIN

Test di penetrazione del vapore nei corpi cavi per il controllo delle autoclavi in classe B con vuoto frazionato. Per ogni processo di sterilizzazione caricato in autoclave, attesta che l'aria o qualunque altro gas non condensabile non sia presente.


Il test è riuscito se il colore vira dal rosa/rosso al verde.

Intro Kit: 1 cannula + 250 indicatori

10738947

Ricambio - 250 indicatori

10066469



EMULATING INDICATOR HENRY SCHEIN

Emulatore chimico per sterilizzazione a vapore, a variazione cromatica (viraggio al verde a sterilità raggiunta).

Conforme alla norma UNI EN ISO 11140 (CLASSE 6). Misura 95 x 25 mm

Confezione: 100 strisce pretagliate (possono diventare 200 pz)

10741893

NASTRO INDICATORE HENRY SCHEIN

In carta semicrespata con adesivo a base di gomma naturale; viraggio al marrone.

Misura 19 mm x 50 metri

10719005



BUSTE AUTOSALDANTI HENRY SCHEIN

Buste autosaldanti con indicatore chimico di viraggio per sterilizzazione a vapore, ossido di etilene e/o chemiclave. Mantengono la sterilità degli strumenti fino a 6 mesi se conservati in modo corretto. Conformi alle normative EN 868-5, EN-ISO 11607-1, EN 13485. Confezioni da 200 buste

Misura 83 x 159 mm
Misura 89 x 254 mm
Misura 134 x 280 mm
Misura 190 x 356 mm
Misura 254 x 381 mm

10741715
10741716
10741717
10745451
10741718



ROTOI PER STERILIZZAZIONE

ROTOI PIATTI SAFESEPT STERIREEL HENRY SCHEIN

Rotoli per sterilizzazione a vapore e a gas EtO; costituiti da un lato in carta medicale ad alta resistenza e grammatura (60 g/ m2) e da un lato in poliestere/polipropilene azzurro. La saldatura è di 2 tipi: 2 cordoni paralleli interposti da 1 canale per i rotoli misura 50 mm e 3 cordoni paralleli interposti da 2 canali per i rotoli delle altre dimensioni. Mantengono la sterilità degli strumenti fino a 6 mesi se conservati in modo corretto. Conformi alle norme EN 868-5, EN-ISO 11607-1, EN-ISO 11607-2.

Misura 50 mm x 100 m
Misura 50 mm x 200 m
Misura 75 mm x 100 m
Misura 75 mm x 200 m
Misura 100 mm x 100 m
Misura 100 mm x 200 m
Misura 150 mm x 200 m
Misura 200 mm x 200 m
Misura 250 mm x 200 m
Misura 300 mm x 200 m

10742021
10742022
10742023
10742024
10742025
10742026
10742027
10742028
10742029
10742030




ROTOI A SOFFIETTO SAFESEPT STERIREEL HENRY SCHEIN

Rotoli per sterilizzazione a vapore e a gas EtO; costituiti da un lato in carta medicale ad alta resistenza e grammatura (60 g/ m2) e da un lato in poliestere/polipropilene azzurro. La saldatura è di 2 tipi: 2 cordoni paralleli interposti da 1 canale per i rotoli misura 50 mm e 3 cordoni paralleli interposti da 2 canali per i rotoli delle altre dimensioni. Mantengono la sterilità degli strumenti fino a 6 mesi se conservati in modo corretto. Conformi alle norme EN 868-5, EN-ISO 11607-1, EN-ISO 11607-2. Misura 200 mm x 100 m

Rotolo a soffietto h 55 mm
Rotolo a soffietto h 65 mm

10742031
10742032




AUTOCLAVE INDICATOR MARKER HENRY SCHEIN

Pennarello con inchiostro-indicatore chimico, ideale per annotare informazioni utili sulle etichette delle buste per sterilizzazione. Al termine di ogni ciclo di sterilizzazione eseguito correttamente, l'indicatore dell' inchiostro vira dal colore rosso al verde.

1 pennarello

10738946



Acqua distillata

Demineralizzata, deionizzata



Acqua distillata, demineralizzata.

Confezione: tanica da 5/20 litri

Codice	Capacità
10039033	5 litri 20
10059323	litri

Rotolo piatto per sterilizzazione

In carta/plastica



Rotoli per la sterilizzazione a gas e a vapore prodotti secondo gli standard internazionali EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2. Soddisfano le diverse esigenze di confezionamento. Sono costituiti da un accoppiato con un lato in carta medicale ad alta resistenza (grammatura 60 g/m²) e un lato in plastica verde di poliestere/polipropilene (spessore 42 µm - grammatura 45 g/m²). La saldatura è composta da tre cordoni paralleli tra loro, interposti da due canali (per buste e rotoli con larghezza di 50 mm la saldatura è composta da due cordoni paralleli interposti da un canale). Sul lato carta sono stampati due indicatori chimici di processo, uno per vapore e uno per ossido di etilene, che indicano l'avvenuta esposizione al processo di sterilizzazione. I rotoli sono soggetti a un solo processo di sterilizzazione, pertanto una volta utilizzati devono essere gettati.

Confezione: rotolo singolo da 200 m

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Larghezza in mm
10022903	50
10022904	75
10022905	100
10022906	150
10022907	200
10022908	250
10022909	300

Buste autosigillanti per sterilizzazione

Con nastro adesivo



Buste autosigillanti per la sterilizzazione a gas e a vapore prodotte secondo gli standard internazionali EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2. Particolarmente adatte a chi non possiede una sigillatrice, in quanto provviste di nastro adesivo a utilizzo facilitato che sigilla ermeticamente il contenuto. Soddisfano le diverse esigenze di confezionamento. Sono costituite da un accoppiato con un lato in carta medica ad alta resistenza (grammatura 60 g/m²) e un lato in plastica verde di poliestere/polipropilene (spessore 42 µm - grammatura 45 g/m²). La saldatura è composta da tre cordoni paralleli tra loro, interposti da due canali (per buste e rotoli con larghezza di 50 mm la saldatura è composta da due cordoni paralleli interposti da un canale). Sul lato carta sono stampati due indicatori chimici di processo, uno per vapore e uno per ossido di etilene, che indicano l'avvenuta esposizione al processo di sterilizzazione. Le buste autosigillanti sono soggette ad un solo processo di sterilizzazione, pertanto una volta utilizzate devono essere gettate: non possono essere assolutamente riutilizzate per un secondo ciclo di sterilizzazione.

Confezione: scatole da 100 o 200 buste

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misure in mm	Confezione
10042288	75 x 270	x 200
10042289	90 x 270	x 200
10042286	140 x 300	x 200
10042287	190 x 400	x 100



Solvente per portaimpronte e superfici

CT Ultraclean Orange Oil



Soluzione detergente a base di olio di arancio naturale per la pulizia di portaimpronte, strumenti e superfici. Efficace contro tutti i tipi di impurità, in particolare per paste all'ossido di zincoeuogenolo, siliconi, alginati, vernici adesive, grassi e residui di sangue.

Codice	Confezione
10057255	250 ml

Disinfettante per superfici

CT Ultraclean Plus Surface



Disinfettante a base alcolica, privo di aldeidi, pronto all'uso, per superfici compatibili con alcol (non idoneo per vetro acrilico). Aroma limone.

Codice	Confezione
10058177	1 litro (senza erogatore)
10058178	5 litri



Salviette umidificate a base alcolica pronte all'uso per la disinfezione delle superfici di dispositivi medici non invasivi. Aroma limone. Misura: 12 x 20 cm.

Codice	Confezione
10059502	barattolo x 120 salviette
10059503	ricambio x 120 salviette

Disinfettante per strumenti

CT Ultraclean Plus Instrument



Liquido concentrato per la pulizia e la disinfezione di strumenti privo di aldeidi, con piacevole profumazione, particolarmente delicato sui materiali. Può essere utilizzato sia per immersione che nel bagno a ultrasuoni.

Codice	Confezione
10058818	2 litri
10058817	5 litri

Disinfettante per aspirazione

CT Ultraclean Evac



Soluzione concentrata priva di alcol e aldeidi, per la pulizia e la disinfezione di impianti di aspirazione odontoiatrici e bacinelle risciacquo gruppo idrico.

Codice	Confezione
10059230	5 litri

Buste autosigillanti per sterilizzazione

In carta/polietilene



Buste autosigillanti in carta/polietilene con indicatore chimico di viraggio per sterilizzazione a vapore, ossido di etilene e chemiclave.

Confezione da 200 buste.

Codice	Misura (in mm)
10058789	83 x 159
10058790	89 x 254
10058791	134 x 280
10058792	254 x 381

Rotolo piatto per sterilizzazione

A gas e a vapore



Rotolo piatto per la sterilizzazione a gas e a vapore con un lato in carta di grado medico per un'elevata protezione anti-batterica e un lato realizzato con un film trasparente in polipropilene/ poliestere. Mantiene la sterilità degli strumenti fino a 6 mesi se correttamente conservato.

Rotolo da 200 m.

Codice	Misura (in mm)
10056884	50
10056882	75
10056883	100

by HENRY SCHEIN®

PREVENZIONE
E PROFILASSI

ACCLEAN® Protocollo di Prevenzione

Il nuovo sistema a 3 stadi con codice colore
semplifica l'organizzazione.





PULIZIA & LUCIDATURA

Prodotti e strumenti di prevenzione per le sedute d'igiene:

- POLVERE PER PROFILASSI**
- DAPPEN MONOUSO**
- FILO INTERDENTALE**
- TESTINE PER PROFILASSI MONOUSO**
- COPPETTE E SPAZZOLINI MONOUSO**
- PASTA PER PROFILASSI**



PREVENZIONE & PROTEZIONE

Prodotti per igiene orale post visita:

- APPLICATORI AL FLUORO**
- VERNICI AL FLUORO**
- COLLUTORIO ALCOL FREE**



TRATTAMENTO DOMICILIARE

Prodotti adatti ai bisogni quotidiani dei pazienti:

- FORCELLE INTERDENTALI**
- SCOVOLINI**
- PULISCI-LINGUA**
- SPAZZOLINI DA DENTI**
- FILO INTERDENTALE**



Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**

**ACCLEAN GENTLE MASSAGE HENRY SCHEIN**

Testina media con morbide setole arrotondate multilivello, per la rimozione della placca e stimolatori gengivali laterali in gomma per un delicato massaggio lungo il bordo gengivale.

Confezione da 12 pz. - colori assortiti

10841754

**SPAZZOLINO DA VIAGGIO HENRY SCHEIN**

Spazzolino da viaggio con setole medie a taglio piatto. Il cappuccio trasparente può essere utilizzato come prolunga del manico per una migliore impugnatura.

Confezione da 6 pz. - colori assortiti

10841755



Child

Youth

SPAZZOLINI PER BAMBINI HENRY SCHEIN

Spazzolini per bambini con setole soft, testina piccola in morbida gomma e impugnatura anatomica che facilita la presa dello spazzolino. Confezione da 12 pz.

Child 4-8 anni - colori assortiti

Youth 8-11 anni - colori assortiti

10841758

10841759

SPAZZOLINI MONOUSO**SPAZZOLINI MONOUSO HENRY SCHEIN**

Per adulti, 4 file medium con setole in nylon impregnate di pasta dentifricia. Ogni spazzolino è imbastato singolarmente.

Confezione da 100 pz. - colori assortiti

10829927

PULISCILINGUA**PULISCILINGUA HENRY SCHEIN**

Puliscilingua in plastica colorata.

1 pz.

10846286

ACCLEAN INTERDENTAL BRUSH HENRY SCHEIN

Scovolini manuali con setole resistenti e anima metallica rivestita in plastica. Confezione da 35 pz.

	0 grigio Ø 0.7 mm	00 rosa Ø 0.6 mm	1 lilla Ø 0.8 mm	2 bianco Ø 0.9 mm	3 giallo Ø 0.9 mm	4 rosso Ø 1.0 mm	6 verde Ø 1.4 mm
35 pz.	10843899	10843898	10843900	10843901	10843902	10843903	10843905




SCOVOLINI INTERDENTALI KRUGG

In setola di nylon di qualità superiore e anima metallica con rivestimento in materiale plastico colorato che evita il contatto del metallo con il dente eliminando in caso di sensibilità, effetti fastidiosi o dolorosi. Il tipo cilindrico XXX-Fine è uno dei più sottili attualmente presenti sul mercato e può essere utilizzato sia manualmente sia montato su manico, dopo averlo eventualmente accorciato.

MANUALI

Scovolini con manico lungo; lunghezza totale scovolino cm 7.
Confezione da 10 pz.


	XXX-F - Ø 2,6 mm	XX-F - Ø 3,3 mm	X-F - Ø 3,5 mm	F - Ø 4,2 mm	M - Ø 7,5 mm
Cilindrico	10822601	10822602	10822603	10822604	10822605
	F - Ø 2,2/4 mm		M - Ø 3/8 mm		
Conico	10822606		10822607		



DA MONTARE SU MANICO

Confezione da 10 pz.

	XXX-F - Ø 1,7 mm	XX-F - Ø 2,2 mm	X-F - Ø 2,8 mm
Cilindrico	10825993	10825997	10822598
	XX-F - Ø 2,2/2,4 mm		X-F - Ø 3/6 mm
Conico	10822599		10822600



MANICO PER SCOVOLINI

In plastica - 1 pz.

10068601



FILI INTERDENTALI NON CERATI

ACCLEAN FLOSS HENRY SCHEIN

Filo monofilamento non cerato.

Dispenser da 182 metri (200 yds) - 1 pz.

10848007



FILI INTERDENTALI CERATI

ACCLEAN FLOSS WAXED HENRY SCHEIN

Filo cerato monofilamento.

Dispenser da 182 metri (200 yds) - alla menta - 1 pz.

Dispenser da 182 metri (200 yds) - 1 pz.

10848009

10848008



**FILO ACCLEAN RISER FLOSS HENRY SCHEIN**

Filo in poliestere testurizzato, cerato, con matrice espandibile. Confortevole e morbido, previene il sanguinamento gengivale. Aroma menta

Rocchetto da 250 metri - 1 pz.

10842367

**FILO ACCLEAN NYLON FLOSS HENRY SCHEIN**

Filo interdentale classico, multifilamento ritorto che aumenta la sua resistenza e compattezza. Per spazi interdentali regolari.

Rocchetto da 250 metri - 1 pz.

10842368

FORCELLE CON FILO

**ACCLEAN FLOSSER PER BAMBINI HENRY SCHEIN**

Forcella con filo integrato ed impugnatura larga colorata rappresentante creature marine.

Confezione da 144 pz. (48 bustine x 3 pz. cad.)

10843019

**ACCLEAN FLOSSER HENRY SCHEIN**

Forcella con filo integrato particolarmente indicato per portatori di apparecchi ortodontici.

Confezione da 90 pz. (30 bustine da 3 pz. cad.)

10843020

**ACCLEAN FLOSSER ALLA MENTA HENRY SCHEIN**

Forcella con filo integrato aromatizzato alla menta.

Confezione da 144 pz. (48 buste da 3 pz. cad.)

10843021

COLLUTORI

**COLLUTORIO ACCLEAN HENRY SCHEIN**

Collutorio ad azione antibatterica contenente benzalconio cloruro 0,1% e fluoruro di sodio 0,05%. Dona alito fresco e grazie al suo effetto detergente e antibatterico, contribuisce a preservare l'igiene del cavo orale. Pronto all'uso, non contiene alcool.

Flacone da 250 ml con erogatore

10841110

Flacone da 1 litro

10841111

Flacone da 5 litri

10841112

EROGATORE PER TANICA DA 5 LITRI

1 pz.

10839242

ACCLEAN FLUORIDE TRAYS SINGOLI HENRY SCHEIN

Applicatori di gel al fluoro. Confezione da 50 arcate. (100 pz.)

	Small	Medium	Large
50 sup. + 50 inf.	10836306	10836307	10836308



DESENSIBILIZZANTI CON FLUORO

ACCLEAN FLUORIDE VARNISH HENRY SCHEIN

Vernice desensibilizzante contenente fluoro (5% NaF). Indicato per il trattamento dell'ipersensibilità dentinale e cervicale anche dopo sedute di pulizia professionale. Aderisce bene alle superfici umide e si fissa in pochi secondi dopo il contatto con la saliva. Con xilitolo, non contiene glutine. Tubo da 10 ml.

	ciliegia	frutti tropicali	menta
10 ml	10843014	10843016	10843015



PASTE PER PROFILASSI ED ACCESSORI

ACCLEAN PROPHY PASTE HENRY SCHEIN

A base di pomice, senza fluoro, indicata per la pulizia dei denti e la lucidatura dei restauri in composito ed amalgama, gusto anice.

Tubo da 100 g (RDA 170)

10067349



DAPPEN MONOUSO HENRY SCHEIN

In plastica con linguetta di supporto.

Confezione da 1000 pz. in 4 colori

10130568



SPAZZOLINI PER PROFILASSI

SPAZZOLINI A COPPETTA COLORATI HENRY SCHEIN

Spazzolini in nylon colorato (Ø 7 mm) con differenti consistenze. Confezione da 100 pz.

	morbido - (rosa)	medio - (viola)	rigido - (blu)
a vite	10840300	10840299	10840298
per CA	10838277	10838276	10838275





SPAZZOLINI A COPPETTA CA HENRY SCHEIN

Spazzolini (Ø 8 mm) con attacco CA.

In setola - 50 pz.

In nylon - 50 pz.

10846079

10846080



SPAZZOLINI A COPPETTA A VITE HENRY SCHEIN

Spazzolini (Ø 7 mm) con attacco a vite.

In setola - 12 pz.

In nylon - 12 pz.

10845395

10845396



PROPHY BRUSHES HENRY SCHEIN

Spazzolini per profilassi e lucidatura in nylon bianco a forma di coppetta a punta. Attacco CA.

In nylon - 30 pz.

10843013



DISPOSABLE PROPHY ANGLE HENRY SCHEIN

Testina monouso per profilassi indicata per proteggere i pazienti dal rischio di contaminazioni crociate. Coppetta in gomma di tipo palmato latex free, da montare su manipoli dritti (ottimale l'uso con manipolo dritto BA 175). Testine blisterate singolarmente. Confezione da 100 pz.

Con coppetta media

Con coppetta morbida

10840379

10840380



COPPETTE PALMATE COLORATE HENRY SCHEIN

In gomma colorata senza lattice, palmate con differenti consistenze. Attacco CA. Confezione da 100 pz.

	morbido - (rosa)	medio - (viola)	rigido - (blu)
100 pz	10838274	10838273	10838272



COPPETTE PER PROFILASSI HENRY SCHEIN

In gomma morbida bianca, tipo palmato.

Per CA - 36 pz.

10846632

ACCLEAN AIR POLISHING HENRY SCHEIN

Polvere a base di bicarbonato di sodio e silice modificata idrofoba. Indicata per tutte le apparecchiature per profilassi e sbiancamento, rimuove placca, macchie e colorazioni senza rovinare e danneggiare lo smalto.

Granulometria 40 µm.

Aroma limone - Flacone 250 g

Aroma menta - Flacone 250 g

10849376

10849515



ACCLEAN PERIO HENRY SCHEIN

Polvere a base di glicina (silice amorfa idrofobica modificata); indicata per il trattamento di pazienti con tasche parodontali profonde. Compatibile con tutte le apparecchiature per profilassi e sbiancamento, rimuove macchie e colorazioni senza rovinare o danneggiare lo smalto.

Granulometria x-fine 25 µm.

Aroma neutro - Flacone da 100 g

10849375



ACCLEAN PERIO PLUS HENRY SCHEIN

Polvere a base di tagatosio, uno zucchero non cariogeno, monosaccaride con indice glicemico (IG) molto basso adatto ai diabetici, è stato specificamente sviluppato per la pulizia delicata dei denti, sia sottogengivali che sopragengivali, e delle superfici implantari. Per la rimozione accurata di depositi e discromie sopragengivali e sottogengivali. Adatto a tutti i comuni sistemi di lucidatura ad aria.

Granulometria media di 15 µm.

Aroma neutro - Flacone da 100 g

10067665



ULTICLEAN PROPHYLAXIS POWDER STD BA INTERNATIONAL

Polvere a base di bicarbonato di sodio a pH 8,1-8,4, indicata per trattamenti sopragengivali di profilassi e sbiancamento, rimuove placca, macchie e colorazioni senza rovinare e danneggiare lo smalto.

Granulometria 40 µm.

4 flaconi da 300 g cad.

Aroma LIMONE - 4 flaconi da 300 g cad.

Aroma MENTA - 4 flaconi da 300 g cad.

10059749

10059750



ULTICLEAN PROPHYLAXIS POWDER PERIO PLUS BA INTERNATIONAL

Polvere a base di tagatose a pH 6-8, indicata per trattamenti delicati sottogengivali.

Granulometria 15 µm.

4 flaconi da 100 g cad.

Aroma NEUTRO - 4 flaconi da 100 g cad.

10059751



WHITE
DENTAL
BEAUTY

SBIANCAMENTO
DENTALE
PROFESSIONALE



FATTI NOTARE CON

WHITE DENTAL BEAUTY

IL SEGRETO DI UNO SPLENDIDO SORRISO

DISPONIBILE PRESSO
TUTTI I MIGLIORI STUDI
WHITEDENTALBEAUTY.COM



ORA CON
NOVON[®]
FORMULA MIGLIORATA



PERCHÉ USARE WHITE DENTAL BEAUTY ?

- I GEL WHITE DENTAL BEAUTY CONTENGONO **NOVON®** FORMULA AVANZATA PER IL MASSIMO EFFETTO SBIANCANTE**
- FORMULA ATTIVA PER TRATTARE LA SENSIBILITÀ DENTALE
- SBIANCAMENTO DENTALE DIMOSTRATO, EFFICACE E PREVEDIBILE
- SBIANCAMENTO VISIBILE IN MENO DI UNA SETTIMANA
- DISPONIBILE IN 4 DIVERSE CONCENTRAZIONI PER LE DIVERSE ESIGENZE DEI PAZIENTI**
- DISPONIBILE IN VERSIONE MILD PER CHI HA DENTI SENSIBILI
- ALTO CONTENUTO D'ACQUA PER EVITARE LA DISIDRATAZIONE E MIGLIORARE LA STABILITÀ DEL COLORE
- CONFEZIONAMENTO ECOLOGICO PER RIDURRE L'IMPRONTA DI CARBONIO
- DESIGN CONTEMPORANEO E ACCATTIVANTE PER STIMOLARE I PAZIENTI
- PERSONALIZZAZIONE CON IL MARCHIO DELLO STUDIO E SUPPORTO COMPLETO PER IL MARKETING

** 6%HP - LA PIÙ ALTA PERCENTUALE DI PEROSSIDO PROFESSIONALE DISPONIBILE

6% HP | **16%** CP | **10%** CP | **5%** CP - MILD PER DENTI SENSIBILI

NOVON®



mild MILD 5%CP

White Dental Beauty Mild è un gel sbiancante delicato e sicuro, ideato per sbiancare i denti ipersensibili. La formula esclusiva di White Dental Beauty Mild al 5% di perossido di carbammide, che contiene NOVON®, produce gli stessi risultati di sbiancamento di un gel al 10% di perossido di carbammide applicato 2 ore al giorno, ma presenta in generale meno problemi di sensibilità.* NOVON® è una tecnologia esclusiva e brevettata (brevetto USA n° 8815217 B2) che produce un effetto sbiancante superiore. White Dental Beauty Mild è il trattamento ideale per i pazienti che soffrono di denti sensibili.

* come indicato da studi indipendenti;

Con White Dental Beauty Mild 5% CP si sono ottenute le stesse tonalità di bianco possibili con un gel della concorrenza avente il 10% di perossido di carbammide. Utilizzando White Dental Beauty Mild 5% CP, si è registrata una sensibilità inferiore subito dopo il trattamento, confronto a un gel della concorrenza avente il 10% di perossido di carbammide. La sensibilità registrata dopo un periodo di 3 mesi è risultata la stessa con entrambi i prodotti. (Studi in corso di svolgimento).

Studi indipendenti effettuati 2 ore al giorno per 2 settimane.

Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**

WHITE DENTAL BEAUTY OPTIDENT

Trattamento sbiancante professionale in gel trasparente ad alta viscosità contenente NOVON® (formula esclusiva brevettata), componente aggiuntivo che potenzia l'effetto sbiancante consentendo di ridurre i tempi di applicazione. Caratteristiche - doppia azione sbiancante: rimuove le macchie superficiali e illumina i denti dall'interno, contiene nitrato di potassio e 0,11% di ioni di fluoro (1.100 ppm), alto contenuto d'acqua per impedire la disidratazione dei denti, aromatizzato alla menta, risultati visibili in meno di una settimana.

6% HP

Perossido d'idrogeno al 6%. Applicazione: 1-1,5 ore al giorno.

8 siringhe da 1,2 ml cad.
40 siringhe da 1,2 ml cad.
4 siringhe da 3 ml cad.
2 siringhe da 3 ml cad.
20 siringhe da 3 ml cad.

10046814
10066586
10046811
10046821
10046824

5% CP

Perossido di carbammide al 5% per denti sensibili. La formulazione con Novon® permette di ottenere gli stessi risultati di un perossido di carbammide al 10%. Applicazione: 8-10 ore al giorno o durante la notte.

8 siringhe da 1,2 ml cad.

10046815

10% CP

Perossido di carbammide al 10% (= 3,6% perossido d'idrogeno) Applicazione: 8-10 ore al giorno o durante la notte.

8 siringhe da 1,2 ml cad.
40 siringhe da 1,2 ml cad.
4 siringhe da 3 ml cad.
2 siringhe da 3 ml cad.
20 siringhe da 3 ml cad.

10046812
10066587
10046809
10046819
10046822

16% CP

Perossido di carbammide al 16% (= 5,8% perossido d'idrogeno) Applicazione: 4-6 ore al giorno.

8 siringhe da 1,2 ml cad.
40 siringhe da 1,2 ml cad.
4 siringhe da 3 ml cad.
2 siringhe da 3 ml cad.
20 siringhe da 3 ml cad.

10046816
10066585
10046810
10046820
10046823

WHITENING STRIPS

Strisce sbiancanti a base di perossido d'idrogeno al 6% invisibili e confortevoli; sbiancano fino a 6 tonalità dopo 14 giorni e sono compatibili con gli allineatori, per una perfetta aderenza e un'ottimizzazione del doppio trattamento. Tempo di utilizzo 15 minuti: si dissolvono rapidamente e completamente senza lasciare residui. Adatte sia per arcata superiore che per arcata inferiore.

28 strisce

10064342

ACCESSORI

BAG

Elegante sacchetto con maniglie per consegnare al paziente il trattamento domiciliare e la mascherina personalizzata.
cm 21,5 x 10 x h 23,5 - 1 pz.

10046844

ASTUCCI PER MASCHERINE

In plastica bianca, per la conservazione di mascherine per lo sbiancamento, bite ecc. (cm 7 x 7 x h. 2,5)
20 pz.

10046841

BROCHURE PER PAZIENTE E SALA D'ATTESA

Confezione da 25 pz.

10067414

POSTER PER SALA D'ATTESA

1 pz.

10047478

ESPOSITORE PER SALA D'ATTESA

Elegante espositore pubblicitario per sala d'attesa, completo di 15 depliant per paziente (non contiene prodotti).

1 pz.

10050068



NATURAL ELEGANCE BLEACH HOME HENRY SCHEIN

Trattamento domiciliare a base di perossido di carbammide. Il trattamento può essere eseguito di notte durante il sonno o di giorno e dovrà essere ripetuto per 5-10 giorni. Da utilizzare con mascherine personalizzate.

Al 10% (equivalente a perossido d'idrogeno al 3,6%) Applicazione: da 4 ore a tutta la notte;
al 16% (equivalente a perossido d'idrogeno al 5,7%) Applicazione: da 3 ore a tutta la notte.

Gusto menta.

10% 8 siringhe da 1,2 ml

16% 8 siringhe da 1,2 ml

10840382

10840383



BOX PORTABITE/APPARECCHI/ACCESSORI

SPLINT BOX ASSORTITI HENRY SCHEIN

Contenitori per apparecchi ortodontici e bite in colori assortiti (blu, bianco, verde, verde chiaro, rosa). Altezza cm 2,5.

20 pz. assortiti

14184591



ALIGNER SEATERS HENRY SCHEIN

Sono la soluzione perfetta per posizionare correttamente gli allineatori. Realizzati in plastica morbida, appositamente progettati per applicare una forza uniforme dove necessario. Sono un'alternativa più pulita e igienica ai rulli di cotone.

Confezione da 20 pz. in colori assortiti

10066221



CERA ORTODONTICA HENRY SCHEIN

Cera per ortodonzia e attacchi ortodontici. Indicata per proteggere le mucose dai traumi procurati dagli attacchi e fili. Trasparente e insapore. In barrette.

Confezione da 25 pz.

14184184




GONIOMETRO PER CEFALOMETRIA ORTHO ORGANIZERS

Per la rilevazione e misurazione di tutti gli angoli e piani presenti in un tracciato

1 pz.

10054817



Coppette per profilassi

Attacco CA/a pressione/a vite



Coppette in gomma bianca sintetica per la pulizia e la profilassi delle superfici dentali, palmate. Prima dell'uso sterilizzare le coppette in autoclave con ciclo validato e temperatura massima 137°C. Le coppette vanno utilizzate una sola volta su un unico paziente, il riutilizzo potrebbe portare gravi rischi di infezioni crociate. Attacco CA: montate su mandrino in acciaio inox (attacco contrangolo)

Confezione: scatola contenente 10 coppette/50 coppette
A pressione (snap-on): da montare a pressione su mandrino in acciaio inox (attacco contrangolo)

Confezione: scatola contenente 50 coppette/50 coppette + 1 mandrino/ bustina contenente 144 coppette
A vite: con attacco a vite

Confezione: scatola contenente 50 coppette
Misure: diametro coppetta 7 mm

Dispositivo Medico di Classe IIa

Attacco CA



Attacco a pressione



Attacco a vite



Codice	Confezione	Tipologia
10051600	x 10	attacco CA
10051601	x 50	attacco CA
10038686	x 50	a pressione
10038687	x 144	a pressione
10038688	x 50 + 1 mandrino	a pressione
10051602	x 50	a vite
10038691	mandrino	

Spazzolini per profilassi

Nylon



Spazzolini monouso per igiene e profilassi in nylon, ideali per la pulizia all'interno di solchi e fossette.

Confezione: scatola con griglia da 12 spazzolini
Confezione economica: scatola da 60 spazzolini sfusi

Dispositivo Medico di Classe IIa



Codice	Confezione
10027818	CN nylon x 12
10027819	CN nylon x 60

Collutorio Mouthwash



Collutorio per l'igiene e la cura professionale del cavo orale. Dona un alito fresco e, grazie al suo effetto detergente anti batterico, contribuisce a curare e a mantenere l'igiene orale e la salute della bocca. Non contiene alcol.

Codice	Confezione
10047382	flacone x 250 ml
10047383	tanica da 5 litri

DA INDOSSARE
CON FIDUCIA.

DA QUI

TI PRESENTIAMO IL NUOVO

CRITERION[®]

Una gamma completa di soluzioni per la protezione della persona adatte ai professionisti della salute. CRITERION[®] offre una selezione mirata di prodotti per la protezione personale che ti consentono di equipaggiare il tuo studio **dalla testa ai piedi** con una qualità su cui può contare.

GLI STESSI OTTIMI
PRODOTTI, ORA IN UNA
NUOVA CONFEZIONE!

A QUI








CRITERION[®]
LA PROTEZIONE CONFORTEVOLE™

by  HENRY SCHEIN[®]

Ordina oggi stesso su **DENTALTREY.IT**



Tabella di comparazione Guanti

TAGLIA	CONFEZIONE	COLORE	AQL	SUPERFICIE	NORMATIVA	TRATTAMENTO	IMMAGINE PRODOTTO
GUANTI CRITERION® IN LATTICE PER ESAMINAZIONE CON POLVERE							
X-Small Small Medium Large X-Large	Scatola da 100 pz.	Bianco	1,5	Liscia	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	-	
GUANTI CRITERION® IN LATTICE PER ESAMINAZIONE EXTRA GRIP							
X-Small Small Medium Large X-Large	Scatola da 100 pz.	Bianco	1,5	Microruvida a nido d'ape	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	Rivestimento interno in polimero	
GUANTI CRITERION® IN NITRILE PER ESAMINAZIONE COLORATI E PROFUMATI							
X-Small Small Medium Large X-Large	Scatola da 100 pz.	Blu, profumazione uva	1,5	Dita testurizzate	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	Clorinati	
X-Small Small Medium Large X-Large	Scatola da 100 pz.	Verde, profumazione te verde	1,5	Dita testurizzate	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	Clorinati	
X-Small Small Medium	Scatola da 100 pz.	Rosa, profumazione bubble gum	1,5	Dita testurizzate	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	Clorinati	
GUANTI CRITERION® GRIP PF IN LATTICE							
X-Small Small Medium Large X-Large	Scatola da 100 pz.	Bianco	1,5	Dita testurizzate	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	-	
GUANTI CRITERION® IN LATTICE CON ALOE							
X-Small Small Medium Large X-Large	Scatola da 100 pz.	Verde	1,5	Microruvida	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	Interno arricchito con idratante all'aloee vera	
GUANTI CRITERION® IN NITRILE LIGHT							
X-Small Small Medium Large X-Large	Scatola da 100 pz.	Bianco	1,5	Microruvida ultrasottile	MDR 2017/45 EN455-1/2/3/4 ASTM D3578	-	

ESSENTIALS guanti da esame in nitrile

Maggiore aderenza e protezione.

- ✓ Le punte delle dita microtesturizzate garantiscono una presa sicura su strumenti e materiali
- ✓ Il polsino con bordino impedisce lo scivolamento, spessore di 0,07 mm sulle dita e 0,05 mm sul palmo
- ✓ Senza talco per ridurre il rischio di sensibilità cutanea e respiratoria
- ✓ Design morbido, confortevole e ambidestro
- ✓ Monouso
- ✓ Non sterili
- ✓ Non realizzati con lattice di gomma naturale



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
CONFORME AL REGOLAMENTO UE N. 2017/745
SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR)
E ALLE NORME EN 455-1/2/3/4 E ASTM D6319 • AQL 1,5



Guanti da esame in nitrile Essentials (Blu)

XS	confezione da 100 pezzi
S	confezione da 100 pezzi
M	confezione da 100 pezzi
L	confezione da 100 pezzi
XL	confezione da 100 pezzi



Per ordinare visitare il sito:

www.dentaltrey.it

 **essentials**

everyday supplies. everyday value.

ESSENTIALS

everyday supplies, everyday value.

Essentials offre una gamma accuratamente selezionata di prodotti pratici ed economici, progettati per soddisfare le esigenze fondamentali degli studi odontoiatrici e per chi apprezza l'affidabilità offerta dal nostro gruppo.

Con prodotti all'altezza degli standard del settore che consentono di assistere in modo adeguato i pazienti, Essentials garantisce affidabilità e convenienza.

Le nostre soluzioni mantengono standard elevati e costi contenuti consentendo agli operatori sanitari di utilizzare con fiducia i nostri prodotti nella loro pratica quotidiana.

Quello che serve, al giusto prezzo!



 **essentials**

everyday supplies. everyday value.

GUANTI CRITERION CON POLVERE HENRY SCHEIN

LISCI - Minima quantità di polvere biocompatibile, livello basso di residui proteici del lattice. AQL 1,5 - BIANCHI.
Scatola da 100 guanti



	Extra Small	Small	Medium	Large	X-Large
1 scatola	10949233	10949234	10949235	-	-
10 scatole	10949229	10949230	10949231	-	-

GUANTI IN LATTICE POWDER FREE-RIVESTIMENTO INTERNO

GUANTI CRITERION GRIP PF HENRY SCHEIN

PF-senza polvere. Guanto non clorinato, particolarmente indicato per soggetti ipersensibili nei confronti degli additivi chimici. Dita testurizzate per una presa ottimale. Livello basso di residui proteici del lattice, rivestimento interno in polimero, ottima sensibilità e tattilità. MICRORUVIDI - AQL 1,5 - BIANCHI.- Scatola da 100 guanti.



	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
1 scatola	-	-	-	-	10949246
10 scatole	10949238	10949239	10949240	10949241	-

GUANTI CRITERION EXTRA GRIP PF HENRY SCHEIN

PF-senza polvere. Livello molto basso di residui proteici del lattice (< 50 µg/g), rivestimento interno in polimero per ridurre l'attrito e favorire l'applicazione. Le dita testurizzate offrono un a presa eccellente. La formulazione sottile migliora la sensibilità tattile. Comoda vestibilità per uso prolungato. Superficie MICRORUVIDI A NIDO D'APE - AQL 1,5.- BIANCHI. Scatola da 100 guanti.



	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
1 scatola	10943435	10943436	10943437	10943438	10943439
10 scatole	10943430	10943431	10943432	10943433	10943434

GUANTI IN LATTICE PER PELLI SENSIBILI

GUANTI CRITERION ALOE PF HENRY SCHEIN

PF-senza polvere. Livello molto basso di residui proteici del lattice (< 50 µg/g), con superficie interna migliorata, contenente una sostanza idratante arricchita di Aloe Vera che idrata la pelle e ne mantiene il suo naturale grado di umidità; calma il prurito.

MICRORUVIDI - AQL 1,5 - SENZA POLVERE - VERDI

Scatola da 100 guanti.



	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
1 scatola	-	-	-	-	10949255
10 scatole	10949247	10949248	10949249	10949250	-

GUANTI ESSENTIALS NITRILE ESSENTIALS NEW

Clorinati e testurizzati sulle dita. Leggeri per il comfort e la sensibilità tattile. Migliore resistenza agli strappi. Polsino antiarrotolamento. Senza polvere. Colore blu.
Scatola da 100 guanti.

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
1 scatola	10067357	10067358	10067359	10067360	10067361



GUANTI CRITERION NITRILE LIGHT HENRY SCHEIN

MICRORUVIDI. AQL 1,5. - Guanto ultrasottile con eccezionale sensibilità tattile e alto livello di protezione. Senza polvere.
Scatola da 100 guanti.

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
1 scatola	-	-	-	-	10949196
10 scatole	10949188	10949189	10949190	10949191	-



GUANTI CRITERION NITRILE COLORATI PROFUMATI HENRY SCHEIN

MICRORUVIDI - AQL 1,5. Dita testurizzate ed elastiche per una presa ottimale, senza polvere.
Disponibili in 3 diversi colori/profumazioni: Grape/Uva, Green Tea/Te verde, Pink/Bubble Gum.
Scatola da 100 guanti.

	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Bubble NEW	10067844	10067845	10067846	-	-
Grape	10949278	10949279	10949280	10949281	-
Green Tea NEW	-	10949132	10949133	10949134	10949135



DISPENSER PER GUANTI

DISPENSER PER GUANTI HENRY SCHEIN

Pratici contenitori in plexiglass trasparente, utilizzabili da tavolo e/o a parete (viti non in dotazione).

Medio per 2 scatole - misura cm h 24 x 27,5 x 10
Grande per 3 scatole - misura cm h 36 x 27,5 x 10

10941920
10941919



DISPENSER PER GUANTI KRUGG

Per guanti in scatola, in plastica bianca; da tavolo o da applicare a parete.

Dimensioni cm 26 x 9 x h 13,5

10920692





MASCHERINE CRITERION HENRY SCHEIN

Conformi alla norma EN14683 Tipo IIR per mascherine. In tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico 3 strati (2 in TNT+ 1 idrorepellente). Vestibilità sicura: supporti auricolari piatti e arrotondati fermanaso modellabile. Delicato sulla pelle: strato interno ed esterno morbido e non irritante. Latex free. Caratteristiche: BFE (filtrazione batterica) = $\geq 98\%$ di particelle fino a 3.0μ . - Resistenza ai fluidi 120 mmHg - Delta P < 60 Pa/cm². Comoda: design plissettato con cuciture ad ultrasuoni per una migliore traspirabilità. Confezione da 50 pz.

	Azzurro	Bianco	Giallo	Rosa	Verde
50 pz	10949101	10949102	10949709	10949710	10949103



MASCHERINE CRITERION CON LACCI HENRY SCHEIN

Conformi alla norma EN14683 Tipo IIR per mascherine. In tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico 3 strati (2 in TNT+ 1 idrorepellente). Vestibilità sicura. Delicato sulla pelle: strato interno ed esterno morbido e non irritante. Caratteristiche: BFE (filtrazione batterica) = $\geq 98\%$ di particelle fino a 3.0μ . - Resistenza ai fluidi 120 mmHg - Delta P < 60 Pa/cm². Latex free. Comoda: design plissettato con cuciture ad ultrasuoni per una migliore traspirabilità.

Colore azzurro - 50 pz.

10949104

CUFFIETTE/COPRICAPO



CUFFIA CRITERION ROTONDA CON ELASTICO HENRY SCHEIN

In TNT non sterile, con elastico.

Colore Azzurro - 100 pz.

10068571

TELI STERILIZZABILI IN COTONE



TELINI STERILIZZABILI IN COTONE KRUGG

Realizzati in tela di cotone 100% sanforizzato (trattamento irrestingibile), sterilizzabile in autoclave. Colore resistente al lavaggio in acqua a 60°C. Colore verde chirurgico.

Misura cm 45 x 60

Misura cm 50 x 75

Misura cm 70 x 90

10068576

10068577

10068578

CALZARI ANTISCIVOLO



CALZARI CRITERION IN TNT HENRY SCHEIN

Calzari monouso antiscivolo con elastici. Colore azzurro, misura universale

Confezione da 100 pz.

10067880

GUAINE TUBI DI ASPIRAZIONE HENRY SCHEIN

Indicate anche per fruste e manipoli. In PVC trasparente.

Misura cm 10,16 - Rotolo da 365 m

10940040



GUAINE SIRINGHE ARIA/ACQUA HENRY SCHEIN

In PVC trasparente. Indicate anche per turbine e manipoli.

Misura cm 3,8 x 20 - Box dispenser da 500 pz.

10940039



COPRI PUNTALI BARRIER SLEEVE HENRY SCHEIN

Protezioni monouso per puntali di lampade fotopolimerizzatrici, in morbido materiale plastico.

Per puntali Ø mm 7-8 - Dispenser da 400 pz.

10940038




SALVIETTE E TOVAGLIOLI

SALVIETTE ASSORBENTI PLUS HENRY SCHEIN

Salviette a 3 strati (2 carta + 1 polietilene), in pura cellulosa accoppiata e gofrata con un film di polietilene impermeabile.

Formato cm 45 x 33 - CONFEZIONE FLOW PACK (10 pacchetti da 50 salviette).

	Arancione	Azzurro	Bianco	Blu scuro
500 pz	10943298	10943293	10943292	10943294
	Giallo	Lilla	Lime	Verde
500 pz	10943295	10943296	10943297	10943299



CATENELLA MONOUSO PER SALVIETTE HENRY SCHEIN

Catenella monouso in morbida carta, con adesivo su ciascuna estremità. Permette di fissare in modo veloce ed igienico tovaglioli e/o salviette.

Confezione da 250 pz

10941117





TOVAGLIOLI ASSORBENTI 2 VELI - COLORATI KRUGG

In pura ovatta di cellulosa - Formato steso cm 40x40.
Cartone da 2.400 tovaglioli (48 pacchetti da 50 pz. cad.)

	Arancione	Azzurro	Bianco	Blu	Giallo scuro	Verde
Cartone da 2.400 pz.	10936046	10920147	10920146	10936048	10948495	10920145



TOVAGLIOLI ASSORBENTI 3 VELI - BIANCHI KRUGG

In pura ovatta di cellulosa - Formato steso cm 40 x 40

Cartone da 1.800 pz. (36 pacchetti da 50 pz. cad.)

10926860

DISPENSER



DISTRIBUTORE PER SALVIETTE KRUGG

In plastica, con coperchio e fessura centrale. Misura: cm 15,5 x 19,5 x h 15,5

Azzurro
Bianco

10928729
10928730



DISTRIBUTORE PER MANTELLINE KRUGG

Contenitore in plastica completo di supporto per il fissaggio a parete. Dimensioni: cm 33 x 13,5 h 14,5

Dimensioni: cm 33x13,5 h 14,5

10914135

TRAY FILTER PAPER



TRAY FILTER PAPER HENRY SCHEIN

Salviette in carta ecologica riciclabile (cellulosa 100%) altamente assorbente e resistente. Sterilizzabili sia a vapore sia a gas. Indicate per la protezione di vassoi, tavolette e servomobili.

Confezione da 250 pz.

STANDARD - formato steso cm 18x28

	Arancione	Azzurro	Bianco	Giallo	Lime	Rosa	Verde acqua
Standard	10930754	10927385	10910144	10930753	10942363	10946645	10927386

MAXI - formato steso cm 28x36

	Arancione	Azzurro	Bianco	Verde acqua
Maxi	10932559	10936054	10932558	10936055

BICCHIERI COLORATI HENRY SCHEIN

In polipropilene atossico, bordino arrotondato salva goccia e superficie esterna antiscivolo. Capacità 200 ml.

	Arancione	Blu	Giallo	Lime	Rosa NEW	Turchese
3.000 bicchieri	10949437	10949439	10949441	10949443	10068573	10949445



BICCHIERI CARTA/PE HENRY SCHEIN

Bicchieri realizzati con carta proveniente da silvicoltura gestita certificata PEFC, conforme alle normative UE, rivestimento interno in PE alimentare (polietilene). Realizzati con tecnica RIM ROLL: rullo ultra-stretto, progettato per una qualità superiore, come la rigidità del fianco per garantire una presa sicura. Non è consigliabile utilizzare i bicchieri con ipoclorito di sodio e Clorexidina per tempi prolungati. Bordino salvagoccia. Capacità 180 cc.



Colore Bianco - 1000 bicchieri

10949484

BICCHIERI CARTA/PLA BIODEGRADABILI HENRY SCHEIN

Ottenuti da materiali rinnovabili sono realizzati in cartone idoneo al compostaggio commerciale secondo la norma EN13432 DIN-Certco e rivestimento in PLA, polimero di origine vegetale (derivato dal mais). Di colore bianco, sono appositamente contrassegnati con la foglia "verde", per ricordare che sono compostabili. Realizzati con tecnica RIM ROLL: rullo ultra-stretto, progettato per una qualità superiore, come la rigidità del fianco per garantire una presa sicura. Non è consigliabile utilizzare i bicchieri con ipoclorito di sodio e Clorexidina per tempi prolungati. Bordino salvagoccia. Capacità 180 cc. Colore bianco.



1000 bicchieri

10949485

DISTRIBUTORE BICCHIERI KRUGG

In plastica, per max 50 bicchieri, ghiera di uscita Ø 70/73 mm con riduzione per bicchieri più piccoli. Applicabile a parete.

Dimensioni: h 31,5 x 10 x 10 cm

10913839



PUNTALI MONOUSO PER SIRINGHE A TRE VIE

AIR/WATER SYRINGE TIP HENRY SCHEIN

Puntali monouso per siringhe aria/acqua, resistenti alle rotture e delicati sulle mucose. Semplici da installare, prevengono la fuoriuscita d'acqua tra attacco e siringa. Compatibili con gli adattatori Sani Tip Dentsply Sirona.

Lunghezza 76 mm - Confezione da 250 pz.

10941607



AIR/WATER SYRINGE TIP COLORMIX HENRY SCHEIN

Puntali monouso per siringhe aria acqua. Evitano la contaminazione crociata. Il tubo interno non si muove sotto pressione. Flusso d'aria uniforme e una maggiore efficienza. Il bordo smussato migliora il comfort del paziente. Compatibile con gli adattatori Sani tip Dentsply Sirona. Progettato per un bloccaggio preciso. Lunghezza 65 mm.

Confezione da 250 pz. in colori assortiti.

10949127



ASPIRASALIVA 14,5 cm HENRY SCHEIN

Aspirasaliva modellabili in PVC atossico con anima metallica incorporata e fissata stabilmente all'interno del materiale, non fuoriesce durante la modellazione o durante l'aspirazione chirurgica; nessuna debordanza del filo metallico. Il cappuccio d'aspirazione rimovibile, con sagomatura arrotondata e senza alcuna asperità, ha un'ampia superficie aspirante.

La particolare foratura dell'estremità filtrante elimina il fastidioso problema del risucchio della mucosa.

Cartone da 1.000 aspirasaliva (10 sacchetti da 100 pz.)



Trasparente con cappuccio rimovibile trasparente - 1.000 pz

10932271

ASPIRASALIVA 13 cm CAPPuccio RIMOVIBILE HENRY SCHEIN

Aspirasaliva modellabili in PVC atossico con anima metallica incorporata e fissata stabilmente all'interno del materiale, non fuoriesce durante la modellazione o durante l'aspirazione chirurgica; nessuna debordanza del filo metallico. Il cappuccio d'aspirazione rimovibile, con sagomatura arrotondata e senza alcuna asperità, ha un'ampia superficie aspirante.

La particolare foratura dell'estremità filtrante elimina il fastidioso problema del risucchio della mucosa.

**SACCHETTO DA 250 pz.**

	Blu trasparente	Fucsia trasparente	Giallo trasparente	Trasparente	Verde opaco	Verde trasparente
Sacchetto da 250 pz.	10934932	10934931	10934933	10934927	10934928	10934929

CARTONE DA 1.000 pz.

	Fucsia trasparente	Lime trasparente	Verde trasparente
Cartone da 1000 pz.	10932278	10942487	10932277

CARTONE DA 5.000 pz.

	Blu trasparente	Fucsia trasparente	Giallo trasparente	Trasparente	Verde opaco	Verde trasparente
Cartone da 5.000 pz.	10934938	10934937	10934939	10934934	10934935	10934936

CANNULE/ASPIRATORI**CANNULE MONOUSO TIPO HYGOVAC HENRY SCHEIN**

In polietilene. Presenta una estremità tagliata a 45° e una sagomata a S - Ø 11 mm, lunghezza cm 14.

Con foro laterale su entrambe le estremità per eliminare l'effetto risucchio.



Confezione da 100 pz.

10945455

CANNULE AUTOCLAVABILI HENRY SCHEIN

Per terminali Ø 16x11,4 cm.



	Blu	Giallo	Grigio	Lilla	Rosa
10 pz.	10949467	10949468	10949469	10949470	10949471

CANNULE AUTOCLAVABILI Ø16 X 12,9 cm HENRY SCHEIN

Confezione da 10 pz.

Grigio - 10 pz.

10068572



CANNULE STANDARD HENRY SCHEIN

In acciaio inox. Per terminali Ø mm 4,8

Cannula Ø mm 3 - lunghezza cm 16
Cannula Ø mm 5 - lunghezza cm 17

11045461
11045462



VASSOI E VASCHE TTE MONOUSO

DISPOSABLE TRAYS STANDARD HENRY SCHEIN

Vassoi monouso con bordo rinforzato, in materiale plastico zigrinato antiscivolo, antistatico e biodegradabile, per vassoi e vaschette in alluminio. Resistenti ai liquidi per cementi, agli acidi e disinfettanti a freddo.
Misura: cm 28,8 x 18 x h 1,6.

ASSORTIMENTO

Assortimento in 6 colori: Verde 50 pz, Arancione 50 pz, Lilla 50 pz, Gialli 50 pz, Azzurro 100 pz, Blu 100 pz.

Assortimento - 400 pz

10946009

COLORI SINGOLI

	Arancio	Azzurro	Bianco	Blu	Giallo	Lilla	Verde
400 pz	10946006	10946008	10946003	10946013	10946007	10946012	10946005



DISPOSABLE MINI TRAYS HENRY SCHEIN

Vaschette con bordo rinforzato, in plastica zigrinata antiscivolo, antistatica e biodegradabile per mini-vassoi e vaschette in alluminio. Resistenti ai liquidi per cementi, agli acidi; disinfettabili a freddo.

Misura cm 18,3x14x h 1,7 - Bianco - 400 pz

10946004



RULLI SALIVARI

RULLI SALIVARI SOFT HENRY SCHEIN

In speciale miscela di cotone e cellulosa. Confezione da 300 g in scatola di cartone.

Misura 1 (Ø mm 8) - circa 1120 pz.
Misura 2 (Ø mm 10) - circa 940 pz.
Misura 3 (Ø mm 12) - circa 700 pz.

10919137
10919138
10919139



RULLI SALIVARI SOFT HENRY SCHEIN NEW

In speciale miscela di cotone e cellulosa. Confezione da 300 g.

Misura 1 (Ø mm 8) - 810 pz.
Misura 2 (Ø mm 10) - 600 pz.
Misura 3 (Ø mm 12) - 450 pz.

10068360
10068361
10068362





x-small

small

medium

large

TAMPONI DI GARZA HENRY SCHEIN

Con bordi antisfilacciamento in puro cotone non sterili, pronti all'uso ad elevato potere di assorbimento, autoclavabili.

Misura x-small (pisello) - 500 pz.

10936502

Misura small (nociola) - 500 pz.

10936503

Misura medium (noce) - 500 pz.

10936504

Misura large (prugna) - 300 pz.

10936505



COMPRESSE DI GARZA MISURA cm 5X5 HENRY SCHEIN

In puro cotone, con bordi antisfilacciamento.

Sterili 12 strati - Box da 100 garze (100 buste da 1 pz.)

10948608

Sterili 12 strati - Box da 100 garze (50 buste da 2 pz.)

10936501

Non sterili 8 strati - 100 garze

10936374



COMPRESSE IN ROTOLO HENRY SCHEIN

In cellulosa, molto assorbenti e resistenti, con bordi compatti antisfilacciamento; utilizzabili sia nel cavo orale che per la pulizia degli strumenti. Misura cm 4x5. 1000 pz

2 rotoli da 500 pz.

10936375

ASCIUGAMANI/ASCIUGATUTTO



ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" HENRY SCHEIN

A due veli in carta gofrata - Bianchi - Formato steso 25x31cm.

Confezione da 2.432 asciugamani (16 pacchi da 152 pz)

10947385



ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" KRUGG

Formato: steso cm 23 x 31; piegato cm 23 x 9,5. Grammatatura 36 g/mq. Confezione (20 pacchi da 150 pz cad.)

2 veli bianchi in in carta gofrata (100% cellulosa) - 3.000 pz

10930088

1 velo bianchi in carta gofrata (50% cellulosa e 50% fibra riciclata) - 3.000 pz

10920996

1 velo verdi in carta crespata e gofrata (100% fibra riciclata) - 3.000 pz

10920997



ASCIUGAMANI PIEGATI A "Z" HENRY SCHEIN

In carta gofrata - Bianchi

2 veli - Formato steso 21X24 cm - (20 pacchi da 160 pz) - 3.200 pz

10947387

3 veli - Formato steso 42X22 cm - (20 pacchi da 100 pz) - 2.000 pz

10947388

3 veli - Formato steso 32X22 cm - (20 pacchi da 125 pz) - 2.500 pz

10947389



ASCIUGATUTTO - 100 STRAPPI HENRY SCHEIN

A 2 veli gofrato, Dimensioni del foglio: 20x60 cm. - Ø rotolo 11,5 cm.

Confezione da 12 rotoli

10947847

PANNI DRY CLEANING CLOTH HENRY SCHEIN

Panni assorbenti e resistenti per pulizia, utilizzabili con acqua e/o detersivi.
Realizzati in Airlaid (TNT privo di materie plastiche composto da fibre di cellulosa). Formato steso cm 32 x 36.

Dispenser da 50 pz.

10947386



FAZZOLETTI

FAZZOLETTI IN DISPENSER HENRY SCHEIN

Fazzoletti a 2 veli, extra soffici e assorbenti. Colore bianco. Formato steso 21x19,6 cm

Confezione: 30 dispenser da 100 pz. cad.

10941898



PORTARIFIUTI

PORTARIFIUTI MONOUSO KRUGG

Coppette in plastica biodegradabile, con bordo dentellato.
Per maggior stabilità si possono inserire in un apposito supporto.

Confezione da 50 pz.

10914762

Confezione da 1.000 pz.

10914943



SUPPORTO PER PORTARIFIUTI

Supporto da tavolo in alluminio anodizzato, sterilizzabile, con base antiscivolo.

1 pz.

10914944

CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI HENRY SCHEIN

Conformi alla normativa ISO 23907 In materiale plastico ecologico resistente a fluidi e solventi, possono essere inceneriti secondo le normative internazionali. Sono impilabili, hanno intagli sull'apertura che permettono di staccare aghi di tutti i tipi. Il coperchio si può bloccare in modo permanente per lo smaltimento finale.

Confezione da 1 pz.

Capacità 0,5 litri

10942336

Capacità 1,5 litri

10942334

Capacità 2,2 litri

10942335

Capacità 3,0 litri

10942333



Siringa sterile monouso

Completa di ago



Siringa monouso sterile con scala graduata, apirogena, atossica, completa di ago. Composta da: cilindro con scala graduata in ml indelebile e pistone dotato di fermo per evitare la fuoriuscita dal cilindro in fase di aspirazione, entrambi prodotti in polipropilene ad alta trasparenza; guarnizione sul pistone in gomma atossica (soprene) Latex Free, a garanzia di una perfetta tenuta e scorrevolezza; ago prodotto in acciaio a triplice affilatura e dotato di copriago in polipropilene. Imbustata singolarmente (un lato carta medicale e un lato PE) e sterilizzata a ossido di etilene.

Confezione: scatola da 100 pz

Misura:


- 2,5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
- 5 ml (22 gauge, ago centrico 0,7 x 32 mm)
- 10 ml (21 gauge, ago centrico 0,8 x 40 mm)
- 20 ml (21 gauge, ago eccentrico 0,8 x 40 mm)

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Misura in ml
10029339	2,5
10029338	10
10029345	20

Telo sterile

TNT + PE



Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Ideale per usi generici durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.

Confezione: scatola contenente 50 teli sterili imbustati singolarmente

Misura: 35 x 50 cm - 50 x 50 cm - 50 x 75 cm - 75 x 90 cm

Colore: azzurro

Spessore: 0,25 mm


Grammatura: 58 g/m²

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice	Misure in cm
10037106	35 x 50
10037107	50 x 50
10037108	50 x 75

Telo sterile con fessura a U

TNT + PE



Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Con fessura a U e adesivo laterale, ideale per la copertura dei pazienti durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.

Confezione: scatola contenente 10 teli sterili imbustati singolarmente

Misura: 75 x 115 cm Spessore: 0,25 mm


Grammatura: 53,4 g/m² Colore: azzurro

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice	Colore
10037111	azzurro

Telo sterile con lato adesivo

TNT + PE



Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Con bordo adesivo lungo il lato da 90 cm, ideale per usi generici durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.

Confezione: scatola contenente 10 teli sterili imbustati singolarmente Misura: 75 x 90 cm

Spessore: 0,25 mm

Grammatura: 58 g/m² Colore: azzurro

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice	Colore
10037110	azzurro

Rulli di cotone

In puro cotone idrofilo



Rulli salivari non sterili, in puro cotone idrofilo naturale, di alto livello qualitativo, con elevato potere assorbente che si mantiene inalterato nel tempo. Morbidi e compatti, non sono soggetti a sfilacciamento.

Confezione: sacchetto da 300 g confezionato in scatole di cartone, a garanzia di massima igiene e facile stoccaggio

Misura: n. 1 - lungh. 38 mm, Ø 8 mm
 n. 2 - lungh. 38 mm, Ø 10 mm
 n. 3 - lungh. 38 mm, Ø 12 mm

Colore: bianco

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misure in cm
10026716	1
10026717	2
10026718	3

Aghi universali

Attacco europeo



Aghi sterili monouso con attacco filettato standard europeo, per anestesia dentale. Dotati di punta a triplice affilatura trattata per un effetto anticooing, con indicazione sul cono dell'orientamento della punta. Siliconati, per una maggior facilità di penetrazione, con silicone autopolimerizzante che non viene rilasciato durante l'iniezione. Con protettore e cappuccio posteriore a tenuta e uniti con punto di saldatura per assicurare il mantenimento della sterilità. Sterilizzati a raggi gamma con processo validato secondo le norme vigenti.

Confezione: scatola contenente 100 aghi

Misura: 27 gauge (Ø 0,4 x lunghezza ago 25/36 mm), 30 gauge (Ø 0,3 x lunghezza ago 12/16/21/25 mm)

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Misure
10038906	27G 0,4 x 25 mm
10038907	27G 0,4 x 36 mm
10038910	30G 0,3 x 12 mm
10038909	30G 0,3 x 16 mm
10038908	30G 0,3 x 21 mm
10039649	30G 0,3 x 25 mm

Guanti senza polvere

In lattice, microruvidi



Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore naturale, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatti per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, allergia da contatto.

AQL 1,0

Confezione: scatola da 100 guanti

Confezione economica: 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10003010	X-Small
10003009	Small
10003011	Medium
10003012	Large

Guanti nitrile

Senza polvere, microtexturizzati sui polpastrelli, viola



Guanti medicali per esplorazione in nitrile, microtexturizzati sui polpastrelli a garanzia di una presa migliore, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore viola, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Ideale per tutti gli operatori con problemi di allergia al lattice.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti

Confezione economica: 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10035437	X-Small
10035438	Small
10035439	Medium
10035440	Large
10035441	X-Large

Guanti Aloe Vera

In lattice, senza polvere,
microruvidi, verdi



Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale rivestiti internamente con gel di Aloe Vera, microruvidi, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore verde, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore. Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, allergia da contatto. AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti

Confezione economica: 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10035442	X-Small
10035443	Small
10035444	Medium
10035445	Large

Asciugamani a "C"

In cellulosa purissima - 2 veli



Asciugamani piegati a "C", realizzati con 2 veli di pura cellulosa 100% accoppiati e gofrati, grammatura 40 g/m² (20 g/m² x 2).

Confezione: scatola da 3.000 asciugamani (20 pacchetti da 150 pezzi cad.)

Misura: 23 x 33 cm (piegato 23 x 9,5 cm)

Colore: bianco

Codice	Colore
10035563	bianco

Asciugamani a "C"

In fibra riciclata - 1 velo



Asciugamani piegati a "C", realizzati con 1 velo di fibra riciclata 100%, crespata e gofrata, grammatura 40 g/m².

Confezione: scatola da 3.000 asciugamani (20 pacchetti da 150 pezzi cad.)

Misura: 23 x 33 cm (piegato 23 x 9,5 cm)

Colore: azzurro, verde

Codice	Colore
10035565	azzurro
10035564	verde

Tovaglioli carta

In pura ovatta di cellulosa



Tovaglioli realizzati in pura ovatta di cellulosa, a 2 veli (colorati) o a 3 veli (bianchi).

Confezione: tovaglioli colorati: scatola da 2.400 pezzi
(48 confezioni da 50 tovaglioli)
tovaglioli bianchi: scatola da 1.800
pezzi (36 confezioni da 50 tovaglioli)

Colori: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, verde, assortito
(giallo, arancio, blu e rosa, 12 confezioni da 50 per colore)
Misura: 40 x 40 cm

Codice	Colore
10027828	arancio x 2.400
10027824	azzurro x 2.400
10027822	bianco x 1.800
10027827	blu x 2.400
10027825	giallo x 2.400
10027823	verde x 2.400
10028583	assortito x 2.400

Salviette carta/plastica

3 veli, igienicamente sigillate



Salviette professionali in grado di trattenere eventuali liquidi. Realizzate con due veli di pura ovatta di cellulosa accoppiata e goffrata con un velo di polietilene impermeabile. Garantiscono protezione e comfort per il paziente. Confezionate in buste sigillate da 50 pezzi (flowpack) a garanzia di massima igiene e migliore stoccaggio.

Confezione: scatola da 500 pezzi (in confezione flowpack, 10 buste sigillate da 50 pezzi cadauna)

Misura: 45 x 33 cm

Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde

Codice	Colore
10028566	arancio
10025650	azzurro
10025653	bianco
10025649	blu
10025652	giallo
10030924	lilla
10025651	rosa
10025654	verde

Mantelline

2-3 veli, in carta/plastica, pretagliate



Mantelline realizzate con un velo di pura ovatta di cellulosa a fibra lunga accoppiato con un velo di polietilene ad alta densità. La perfetta assorbenza e impermeabilità assicurano un elevato comfort al paziente. Ogni rotolo viene termoretrato per consentire la massima protezione verso gli agenti esterni. Non contiene lattice.

Confezione: rotolo singolo

Confezione economica: 6 rotoli

Misura: largh. 50 x lungh. 60 cm da 80 strappi/largh. 50 x lungh. 80 cm da 60 strappi (lunghe)

Spessore: carta 26 g/m² + PE 16 g/m²

Colore: azzurro, arancio, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde, assortito (arancio, blu, giallo, lilla, rosa, verde - 1 rotolo per colore)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore	N° veli
10029357	arancio 50 x 60	2
10029358	arancio 50 x 80	2
10026211	azzurro 50 x 60	3
10026205	azzurro 50 x 80	3
10026212	bianco 50 x 60	3
10026206	bianco 50 x 80	3
10026214	blu 50 x 60	3
10026208	blu 50 x 80	3
10026215	giallo 50 x 60	3
10026209	giallo 50 x 80	3
10029355	lilla 50 x 60	2
10029356	lilla 50 x 80	2
10026216	rosa 50 x 60	3
10026210	rosa 50 x 80	3
10026213	verde 50 x 60	3
10026207	verde 50 x 80	3
10028640	assortito 50 x 60	3
10028641	assortito 50 x 80	3

Catenella in plastica

Colorata



Catenella per salviette, profumata, in gomma termoplastica colorata, con pinze a "coccodrillo" in nickel-cromo. Autoclavabile fino a 135°C.

Confezione: sacchetto da 1 catenella/confezione assortita da 4 catenelle (1 per colore)

Misura: lunghezza massima 48 cm

Colore: azzurro (profumazione talco), fucsia (profumazione vaniglia), giallo (profumazione limone), verde (profumazione pino), assortito (1 pezzo per colore)

Codice	Colore	Profumazione
10040650	azzurro	talco
10040651	fucsia	vaniglia
10040648	giallo	limone
10040649	verde	pino
10040653	assortito x 4	assortito

Aspirasaliva flessibili

Con punta removibile



Cannule aspirasaliva monouso, modellabili, in PVC atossico con filo metallico ramato incorporato e fissato in modo da evitarne la fuoriuscita durante le operazioni di piegatura e durante l'aspirazione. Testina di aspirazione in polietilene trasparente removibile, con sagomatura a elevata capacità d'aspirazione e forma arrotondata per evitare traumi ai tessuti.

Confezione: sacchetto da 250 aspirasaliva/confezione economica da 5.000 (20 confezioni da 250 aspirasaliva)
 Colore: arancio, blu, giallo, lilla, rosa, trasparente, verde
 Lunghezza: 13 cm

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Colore
10027642	arancio
10025821	blu
10025822	giallo
10030321	lilla
10025823	rosa
10025814	trasparente
10025824	verde

Bicchieri

Colorati in plastica



Bicchieri colorati in plastica PS (polistirene) di forma troncoconica, atossici, riciclabili, idonei al contatto con alimenti.

Confezione: scatola da 1.500 bicchieri colorati e assortiti - scatola da 3.000 bicchieri bianchi
 Misura: Ø superiore 7 cm, Ø inferiore 4,5 cm, altezza 8,3 cm
 Capacità: 200 cc - Peso 2,7 g
 Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, rosa fucsia, verde mela, assortito (arancio, azzurro, blu, giallo, rosa fucsia, verde mela, 5 confezioni da 50 bicchieri per ogni colore)

Codice	Colore
10028643	arancio
10028642	azzurro
10026175	bianco
-	blu
10028645	giallo
10028646	rosa fucsia
10028647	verde mela
-	assortito

Tray monouso mini

Zigrinato



Tray monouso mini in plastica atossica per vassoi e vaschette in alluminio, con fondo zigrinato.

Misure: 19 x 15 x h 1,7 cm
Confezione: scatola da 400 pezzi
Colore: bianco

Codice	Colore
10028972	bianco

Tray monouso standard

Zigrinato



Tray monouso standard in plastica atossica per vassoi e vaschette in alluminio, con fondo zigrinato.

Misure: 29 x 19 x h 1,7 cm
Confezione: scatola da 400 pezzi
Colore: bianco, colorato assortito (arancio, azzurro, giallo, verde - 100 pezzi per colore)

Codice	Colore
10029004	bianco
10029007	assortito

Paper Tray

Sterilizzabili



Salviette in carta crespata medicale altamente assorbente, resistente all'umidità, da posizionare su vassoi. Sterilizzabili a ossido di etilene o a vapore.

Confezione: pacco da 250 fogli

Misura: 28 x 18 cm

Colore: arancio, azzurro, bianco, giallo, lilla, rosa, verde

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10027732	arancio
10027001	azzurro
10027003	bianco
10027000	giallo
10029584	lilla
10027733	rosa
10027002	verde

Applicatori monouso

Tubi dispenser/box per dispenser



Applicatori monouso pieghevoli, ideali per l'applicazione facile e veloce di piccolissime quantità di materiale in zone difficili da raggiungere. Le punte in fibra, disposte in forma sferica, non sfilacciano, non assorbono e trattengono la soluzione in sospensione evitando sgocciolamenti e sprechi. Confezionati in comodi tubi/dispenser, per un igienico e veloce utilizzo oppure in box da montare sui dispenser in commercio. Disponibili in 3 diverse misure.

Confezione: scatola contenente 4 tubi/dispenser da 100 pezzi cad. (2 tubi per ogni colore, 400 applicatori) - scatola contenente 4 box da 100 pezzi cad. (2 box per ogni colore, 400 applicatori)
 Misure: x-fini (1,0 mm) - fini (1,5 mm) - regular (2,0 mm)
 Colore: bianco/rosa (x-fini) - giallo/azzurro (fini) - verde/ arancio (regular)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Tipologia	Misura	Colore
10039805	tubi/dispenser	x-fini	bianco/rosa
10039803	tubi/dispenser	fini	giallo/azzurro
10039804	tubi/dispenser	regular	verde/arancio
10039802	box x dispenser	x-fini	bianco/rosa
10039800	box x dispenser	fini	giallo/azzurro
10039801	box x dispenser	regular	verde/arancio

Pennellini monouso

In nylon



Pennellini monouso per composito in nylon bianco (punta fine), nero (punta lunga). Manico in plastica per pennellini monouso Set Dental, autoclavabile a 136°C.

Confezione: bustina da 100 pennellini bianchi o neri

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore	Confezione
10028650	bianco	x 100
10028649	nero	x 100
10059229	manico	x 3

Dappen

In plastica



Contenitori monouso in plastica, per miscelazione.

Misure: diametro superiore 2,4 cm, diametro inferiore 3,2 cm, altezza 2,5 cm

Confezione: 50 pezzi (10 per colore) nei colori bianco, blu, giallo, rosso, verde

Confezione economica: 1.000 pezzi assortiti (20 conf. da 50 pezzi)

Codice	Colore
10029382	assortito

Portarifiuti anticontaminazione

Bidone/box



Contenitore per l'eliminazione in sicurezza di rifiuti pungenti, taglienti e affilati. Realizzato in materiale plastico ecologico (polipropilene copolimero, colorato con masterbatch senza cadmio), colore giallo, forma tronco/conica (bidone) oppure quadrata a doppio guscio (box), apertura sul coperchio e chiusura di sicurezza irreversibile. Autoclavabile a 134°C.

Chiusura provvisoria

> bidone: abbassare il coperchietto fino ad incastrare la linguetta sul bordino sporgente dell'apertura, in questo modo la riapertura è possibile alzando il coperchietto con la linguetta > box: ruotare il coperchio fino allo scatto

Chiusura definitiva

Una volta raggiunto il livello di riempimento, dalla posizione di chiusura provvisoria.

> bidone: premere fortemente con due dita sul push centrale, poi su quelli laterali fino ai click (in chiusura definitiva la linguetta rimane rialzata in posizione verticale)

> box: introdurre il perno nell'apposito foro e premere fortemente fino al click

Confezione: busta contenente 8 bidoni portarifiuti, 5 box portarifiuti

Misure: bidone da 0,7 litri, diametro 110/143 mm - bidone da 2 litri, diametro 140/212 mm - box da 1,5 litri, dimensioni 140 x 140 x h 110 mm

Codice	Capacità	Forma
10041249	0,7 litri	bidone
10041250	2 litri	bidone
10041251	1,5 litri	box

Portarifiuti monouso

In plastica



Portarifiuti monouso in plastica bianca da utilizzare con apposito supporto in alluminio. Confezione: busta da 50 pezzi Confezione economica: scatola da 1.000 pz (20 buste da 50 pz)

Codice	Confezione	Tipologia/Colore
10028975	x 50	portarifiuti bianco
10028977	x 1	supporto blu
10028978	x 1	supporto argento

Protezioni

Monouso adesive



Pellicola protettiva, monouso adesiva, utilizzabile su qualsiasi superficie. Permette di proteggere le zone a rischio di contaminazione batterica in modo pratico e veloce, riducendo i rischi da infezioni crociate.

Confezione: rotolo da 1.200 strappi pretagliati, in scatola dispenser
Misura strappo: larghezza 10 cm - lunghezza 15 cm
Colore: blu, trasparente, verde

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10027816	blu
10027817	trasparente
10031079	verde

Copritestiera

2 veli, in carta/plastica



Copritestiera realizzato con 1 velo di pura ovatta di cellulosa altamente assorbente, accoppiato con un velo di polietilene impermeabile. Garantisce protezione e comfort per il paziente.

Confezione: scatola da 75 pezzi
Misura: 25 x 32 cm
Colore: arancio, azzurro, bianco, blu, giallo, lilla, verde

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10030916	arancio
10030881	azzurro
10030743	bianco
10030915	blu
10030880	giallo
10030917	lilla
10030932	verde



Panni in microfibra

50% poliestere - 50% poliammide



Ideale per la pulizia e la sanificazione in studi dentistici e laboratori odontotecnici, il panno Set Dental è composto da microfibre finissime, mille volte più sottili di un capello. Questa particolare composizione permette di frantumare lo sporco di qualunque natura e di rimuoverlo facilmente senza l'uso di detersivo, risparmiando tempo e fatica. Il panno Set Dental può essere usato imbevuto di disinfettante e può essere sterilizzato in autoclave.

Confezione: 3 panni
Misure: 40 x 33 cm

Codice

10037912





Suture in PGA viola



Sutura sintetica riassorbibile viola (acido poliglicolico), rivestita e intrecciata, caratterizzata da una notevole morbidezza che garantisce un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti. La resistenza tensile a due settimane è del 50% mentre a tre del 20%. Il completo riassorbimento si ha tra i 50 e 90 giorni.



Confezione: scatola da 12 suture.

Codice	Ago	Descrizione ago	Calibro/EP	Lunghezza filo
10047722	RC mm 18 3/8 	Dorso tagliente	4-0/1.5	70 cm
10047723	RC mm 24 3/8 	Dorso tagliente	3-0/2	70 cm
10047718	TP mm 18 1/2 	Cilindrico tondo	4-0	45 cm

Suture seta nera

Fibra proteica naturale (seta) nera, non riassorbibile, rivestita, intrecciata con assenza di capillarità. Garantisce un'ottima scorrevolezza, annodabilità e resistenza alla trazione.



Confezione: scatola da 12 suture.

Codice	Ago	Descrizione ago	Calibro/EP	Lunghezza filo
10047729	PRC mm 13 3/8	Dorso tagliente di precisione	4-0/1.5	45 cm
				
10047712	RC mm 13 3/8	Dorso tagliente	5-0/1	45 cm
				
10047730	RC mm 15 1/2	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
				
10047713	RC mm 16 3/8	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
				
10047714	RC mm 16 3/8	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
				
10047719	RC mm 16 3/8	Dorso tagliente	5-0/1	45 cm
				
10047720	RC mm 18 3/8	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
				
10047728	RC mm 18 3/8	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
				
10047727	RC mm 20 1/2	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
				
10047733	RC mm 20 3/8	Dorso tagliente	2-0/3	45 cm
				
10047731	RC mm 23 1/2	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
				
10047732	RC mm 24 3/8	Dorso tagliente	3-0/2	45 cm
				
10047726	TP mm 22 1/2	Cilindrico tondo	3-0/2	45 cm
				

Suture PGA Rapid incolore



Sutura sintetica non colorata (acido poliglicolico), rivestita e intrecciata, a riassorbimento rapido. Appositamente studiata e realizzata per la guarigione tissutale in tempi brevi. Resistenza tensile del 48% a una settimana che si esaurisce dopo 14-17 giorni. Il totale riassorbimento si completa tra i 49 e i 63 giorni. Confezione: scatola da 12 suture.

Codice	Ago	Descrizione ago	Calibro/EP	Lunghezza filo
10047716	RC mm 218 3/84	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
				
10047717	RC mm 218 3/83	Dorso tagliente	4-0/1.5	45 cm
				

Aspiraliva

In PVC atossico

Cannula aspiraliva monouso, in PVC atossico, completamente flessibile con punte arrotondate rimovibili.

Confezione da 100 pezzi, lunghezza 15 cm.



Codice	Colore
1005586	bianco
1005591	blu
1005590	giallo
1005589	rosso
10057257	trasparente
1005588	verde

Cannule

Per aspiratore chirurgico

Cannula monouso per aspiratore chirurgico, dritta con estremità tagliate a 45°. Misure: lunghezza 135 mm - diametro 11 mm.

Confezione x 100 pz.



Codice	Colore
10058901	azzurro
10058900	lilla
10058902	nero
10058866	Adattatore ø 11/16 mm grigio conf. x 10 pz

Monouso



Guanti lattice Super Grip

Con minima quantità di polvere



Guanti in lattice da esame con minima quantità di polvere, non sterili, superficie microruvida per una migliore presa, ottima calzabilità, ambidestri.

Confezione da 100 pz.

Codice	Misura
10055674	x-small
10055675	small
10055676	medium
10055677	large

Guanti lattice Ultra Grip

Senza polvere



Guanti in lattice da esame senza polvere, non sterili, ultraruvidi per una presa ottimale, ambidestri, con rivestimento interno di polimero.

Confezione da 100 pz.

Codice	Misura
10057187	x-small
10057188	small
10057189	medium
10057190	large

Guanti nitrile

Senza polvere, bianchi



Guanti per esame in nitrile, senza polvere, ambidestri, microtexturizzati sui polpastrelli per una presa migliore. Ideali per tutti gli operatori con problemi di allergia al lattice.

Confezione da 100 pz.

Codice	Misura
10057174	x-small
10057175	small
10057176	medium
10057177	large

Tray monouso

In plastica atossica



Tray monouso in plastica atossica per vassoi e vaschette in alluminio. Misura: 28 x 18 x h 1,7 cm.

Confezione da 400 pezzi (8 confezioni da 50 cad.).

Codice	Colore
10058213	arancio
10058212	azzurro
10058215	bianco
10058209	blu
10058214	giallo
10058211	lilla
10058210	verde

Paper Tray

In carta crespata



Carta crespata di protezione, monouso, assorbente per vassoi.

Misura: 28 x 18 cm.
Confezione da 250 pezzi.

Codice	Colore
10058203	azzurro
10058205	bianco
10058204	verde

Mascherine

Con lacci o con elastico



Confezione da 50 pezzi.

Codice	Colore
10057206	con elastico giallo
10057207	con elastico verde
10057208	con elastico bianco
10057205	con elastico rosa
10057204	con elastico blu
10057209	con lacci blu

Rulli cotone

In carta crespata



Rulli salivari, in puro cotone idrofilo, finissimo. Presentano elevato potere assorbente mantenuto nel tempo, compattezza e assoluta mancanza di sfilacciamento. Sterilizzabili in autoclave a vapore a 121°C per 20 minuti.

Disponibili in 3 misure, diametro 8 mm.
Confezione da 300 gr (450 pz)

Codice	Misura
10059873	1
10059875	2
10059874	3

Puntali Cyber Etch



Puntali applicatori per mordenzante, 22 gauge, blu.
Confezione da 100 pz.

Codice	Confezione
10058119	100 pezzi

Puntali miscelatori

Marroni



Puntali miscelatori 1:1, forma conica, marroni.
Confezione da 20 pz.

Codice	Confezione
10058218	20 pezzi

Puntali T-mixer

Azzurri



Puntali miscelatori T-mixer, rapporto 4:1/10:1, forma conica, azzurri. La versione T-mixer, più corta, ha il vantaggio di ridurre del 30% lo spreco di materiale.

Confezione da 100 pz.

Codice	Confezione
10059577	100 pezzi

Puntali T-mixer

Gialli



Puntali miscelatori T-mixer, rapporto 1:1, gialli. La versione T-mixer, più corta, ha il vantaggio di ridurre del 30% lo spreco di materiale.

Confezione da 100 pz.

Codice	Confezione
10058219	100 pezzi

Puntali T-mixer

Verdi



Puntali miscelatori T-mixer, verdi. La versione T-mixer, più corta, ha il vantaggio di ridurre del 30% lo spreco di materiale.

Confezione da 100 pz.

Codice	Confezione
10058221	100 pezzi

Puntali dinamici

Gialli



Puntali per miscelazione dinamica, gialli.


Confezione da 50 pz.

Codice	Confezione
10058220	50 pezzi

Air
COLLECTION

Strumenti Superleggeri

Leggeri "come l'aria" hanno un peso medio di 12 gr.
Caratterizzati da un manico ergonomico dal design unico ed esclusivo.
L'impugnatura degli strumenti è in acciaio inox 304;
le punte lavoranti in acciaio inox 420.



 HENRY SCHEIN®



KIT DIAGNOSI

Strumenti Superleggeri. Leggeri "come l'aria" hanno un peso medio di 12 gr. Caratterizzati da un manico ergonomico dal design unico ed esclusivo. L'impugnatura degli strumenti è in acciaio inox 304; le punte lavoranti in acciaio inox 420.

- NR. 23 - Manico con specchietto nr. 4 rodiato, pinzetta College, sonda nr. 23 ● AIR x-leggero **11038655**
- NR. 9 - Manico con specchietto nr. 4 rodiato, pinzetta College, sonda nr. 9 ● AIR x-leggero **11038656**



PINZETTE



Pinzetta Meriam (16 cm) ● Standard **11045489**



Pinzetta College (15 cm) ● Standard **11045488**



Pinzetta Meriam (16,5 cm) ● AIR x-leggero **11038633**



Pinzetta College (16,5 cm) ● AIR x-leggero **11039331**



Pinzetta autobloccante (16,5 cm) ● AIR x-leggero **11039955**



Pinzetta Locking autobloccante (15 cm) ● Standard **11045490**



Pinzetta anatomica dritta (13 cm) ● Standard **11045563**

● Standard ● AIR x-leggero

SONDE SINGOLE



Sonda nr. 3

● AIR x-leggero

11039950



Sonda nr. 5

● AIR x-leggero

11039951



Sonda nr. 6

● Slim

11045487



Sonda nr. 6

● AIR x-leggero

11038939



Sonda nr. 7

● Slim

11045514



Sonda nr. 8

● Slim

11045515



Sonda nr. 8

● AIR x-leggero

11038588

● Slim Ø 5,5 mm ● AIR x-leggero Ø 8 mm

SONDA SINGOLE



Sonda nr. 9

● Slim

11045486



Sonda nr. 9

● AIR x-leggero

11038589



Sonda nr. 16

● Ottagonale

11045464



Sonda nr. 17

● AIR x-leggero

11038586



Sonda nr. 23

● Slim

11045485



Sonda nr. 23

● AIR x-leggero

11038587



Sonda nr. 54

● AIR x-leggero

11038590

SONDA DOPPIA



Sonda DG 16

● Slim

11045544

● Slim Ø 5,5 mm ● Ottagonale ● AIR x-leggero Ø 8 mm

SONDE PARODONTALI SINGOLE



Sonda CP10

● Slim

11045531



Sonda CP 11

● Slim

11045532



Sonda CP 12

● Slim

11045533



Sonda Williams CP 10

● AIR x-leggero

11039946



Sonda PCP/11

● AIR x-leggero

11038593



Sonda PCP/12

● AIR x-leggero

11038594



Sonda PCP/15

● AIR x-leggero

11038596



Sonda CPITN

● AIR x-leggero

11038592

● Slim Ø 5,5 mm

● AIR x-leggero Ø 8 mm

SONDE PARODONTALI DOPPIE



Sonda 23 / WHO

● AIR x-leggero

11039952



Sonda 23 / PR11

● AIR x-leggero

11039953



Sonda 23 / PR12

● AIR x-leggero

11039954

● AIR x-leggero



**Il sigillo d'eccellenza Henry Schein
è la vostra garanzia
di soddisfazione al 100%**

ESCAVATORI



Escavatore a unghietta Small

● Ottagonale

11045522



Escavatore a unghietta Medium

● Ottagonale


11045523



Escavatore a unghietta Large

● Ottagonale

11045524



Escavatore a unghietta nr. 1

● AIR x-leggero

11038602



Escavatore a unghietta nr. 2

● AIR x-leggero

11038601



Escavatore a unghietta nr. 3

● AIR x-leggero

11038600

APPLICATORI PER SOTTOFONDO



Applicatore per sottofondo (11,5 mm)

11045499



Applicatore per sottofondo (15 cm)

● AIR x-leggero

11039940

● Ottagonale

● AIR x-leggero Ø 8 mm

OTTURATORI



Otturatore cilindrico a punta piatta liscio Ø 0,75/1,33 mm - nr. 1 ● AIR x-leggero 11038620



Otturatore cilindrico a punta piatta liscio Ø 1,08/1,58 mm - nr. 2 ● AIR x-leggero 11038619



Otturatore cilindrico a punta piatta liscio Ø 1,60/2,40 mm - nr. 3 ● AIR x-leggero 11038618

BRUNITORI



Brunitore a pallina Ø 1,2/1,6 mm - nr. 1 ● Ottagonale 11045496



Brunitore a pallina Ø 2/2,5 mm - nr. 2 ● Ottagonale 11045497



Brunitore a pallina Ø 2,7/3,2 mm - nr. 3 ● Ottagonale 11045498



Brunitore a pallina Ø 0,8/1 mm - nr. 1 ● AIR x-leggero 11038627



Brunitore a pallina Ø 1,2/1,6 mm - nr. 2 ● AIR x-leggero 11038626



Brunitore a pallina Ø 2/2,5 mm - nr. 3 ● AIR x-leggero 11038625



Brunitore a pallina Ø 2,7/3,2 mm - nr. 4 ● AIR x-leggero 11038624

MODELLATORI



Cleioide-Discoide 3/6

● Standard

11045548



Cleioide-Discoide 1/2

● AIR x-leggero


11039942



Cleioide-Discoide 3/6

● AIR x-leggero

11039943



Cleioide-Discoide 89/92

● AIR x-leggero

11039944



Carver Hollenback 3 S

● AIR x-leggero

11039941



Carver Hollenback nr. 3 S

● Standard

11045549

MODELLATORI PER COMPOSITO



Modellatore anodizzato per composito - F4

● AIR x-leggero

11038621



Modellatore anodizzato per composito - F5

● AIR x-leggero

11038622



Modellatore anodizzato per composito - F6







● AIR x-leggero

11038623

● Standard

● AIR x-leggero

SPATOLE DI HEIDEMANN

	Spatola Heidemann nr. 0	● Ottagonale	11045511
	Spatola Heidemann nr. 1	● Ottagonale	11045512
	Spatola Heidemann nr. 2	● Ottagonale	11045513
	Spatola Heidemann nr. 0	● AIR x-leggero	11038628
	Spatola Heidemann nr. 1	● AIR x-leggero	11038629
	Spatola Heidemann nr. 2	● AIR x-leggero	11038630

SPATOLE PER CEMENTO

	Spatola per cemento Small	● Ottagonale	11045508
	Spatola per cemento Medium	● Ottagonale	11045509
	Spatola per cemento Large	● Ottagonale	11045510
	Spatola per cemento nr. 1	● AIR x-leggero	11038599
	Spatola per cemento nr. 2	● AIR x-leggero	11038598
	Spatola per cemento nr. 3	● AIR x-leggero	11038597


● Ottagonale ● AIR x-leggero Ø 8 mm

CURETTES GRACEY


● Air x-leggero Ø 8 mm




Gracey nr. 1/2 **11038603**




Gracey nr. 3/4 **11038606**




Gracey nr. 5/6 **11038607**




Gracey nr. 7/8 **11038608**



Gracey nr. 9/10 **11038609**



Gracey nr. 11/12 **11038604**



Gracey nr. 13/14 **11038605**

SCALERS



Scaler Micro 301-302SI

● AIR x-leggero

11039956



Scaler Micro 301-302XSI

● AIR x-leggero

11039957



Scaler 204S

● AIR x-leggero

11038612



Scaler 204SD

● AIR x-leggero

11038613



Scaler 204S

● Leggero - manico Maxi Grip

11045518



Scaler Universale 204SD

● Leggero - manico Maxi Grip

11045519

● Leggero Ø 8 mm

● AIR x-leggero Ø 8 mm

SCALERS



Scaler Jaquette H6/7

● Ottagonale

11045517



Scaler Jaquette H6/7

● AIR x-leggero

11038614



Scaler S6/S7

● AIR x-leggero

11038616



Scaler S5/33

● AIR x-leggero

11038615



Scaler U15/30

● AIR x-leggero

11038617



**Il sigillo d'eccellenza Henry Schein
è la vostra garanzia
di soddisfazione al 100%**



PINZETTE EMOSTATICHE

Kelly


- | | | |
|---------------|------------|----------|
| Diritta 14 cm | ● Standard | 11045528 |
| Curva 14 cm | ● Standard | 11045529 |

**Mosquito**

- | | | |
|-----------------|------------|----------|
| Diritta 12,5 cm | ● Standard | 11045484 |
| Curva 12,5 cm | ● Standard | 11045483 |

**Kocher dentata 1x2**

- | | | |
|---------------|------------|----------|
| Diritta 13 cm | ● Standard | 11045571 |
| Curva 13 cm | ● Standard | 11045572 |

**Pean**

- | | | |
|-----------------|------------|----------|
| Diritta 13 cm | ● Standard | 11045573 |
| Diritta 14,5 cm | ● Standard | 11045575 |
| Curva 13 cm | ● Standard | 11045574 |
| Curva 14,5 cm | ● Standard | 11045576 |



PINZETTE CHIRURGICHE



Adson 12 cm, atraumatica

● Standard 11045542



Adson 12 cm, con dente (1x2)

● Standard 11045543



Pinza chirurgica 14 cm, con dente (1x2)

● Standard 11045466




Semken-Taylor curva 12,5 cm, con dente (1x2)

● Standard 10068575



Atraumatica diritta 14, 5 cm

● Standard 11045467



Atraumatica diritta 18 cm

● Standard 11045468



Stieglitz curva 12,5 cm

● Standard 11045541



FORBICI CHIRURGICHE

Iris

Diritta con lama seghettata 11 cm ● Standard 11045566

Curva con lama seghettata 11 cm ● Standard 11045567

Diritta 11 cm ● Standard 11045480

Curva 11 cm ● Standard 11045479



Metzenbaum

Diritta 14 cm ● Standard 11045469

Curva 14 cm ● Standard 11045470



Diritta 11,5 cm ● Standard 11045565

Curva 11,5 cm ● Standard 11045564



FORBICI CHIRURGICHE

Goldman-Fox

Curva 11,5 cm con punte dentellate

● Standard 11045481



Spencer

Forbici per suture, 9 cm

● Standard 11045540



PORTA AGHI

Mayo-Hegar

Diritto 15 cm

● Standard 11045520



Mathieu

Diritto 14 cm

● Standard 11045521



CUCCHIAI ALVEOLARI



Hemingway Curette Small

● Standard

11045492



Hemingway Curette Medium

● Standard

11045493



Hemingway Curette Large

● Standard

11045494



Lucas Curette nr. 85

● Standard

11045473



Lucas Curette nr. 86

● Standard

11045474



Lucas Curette nr. 87

● Standard

11045475

PINZE FISSATELI


 HENRY SCHEIN®


Fissateli Backhaus 9 cm

● Standard

11045471

Fissateli Backhaus 13 cm

● Standard

11045472

FIDATI DI NOI
PER **STRUMENTI** DI ALTA QUALITÀ



Affidati alla nostra selezione di **strumenti** di alta qualità e grande valore per prenderti cura dei tuoi pazienti.



PRODOTTI
E MARCHI ESCLUSIVI



LA QUALITÀ
DI CUI PUOI FIDARTI




RISPARMIO
INTELLIGENTE

LEVE ●



FLOHR nr. 303 punta 2 mm sinistra 11045477




FLOHR punta 2 mm destra 11045476



BEIN nr. 46 punta tonda 4 mm 11045537



BEIN nr. 34S punta tonda 2 mm 11045538




BEIN nr. 34 punta tonda 3 mm 11045535



BEIN nr. 3 punta tonda 3 mm 11045536

● leggero

LEVE ANATOMICHE ●



BEIN punta *piatta* 3 mm orientata a sinistra **11038640**


BEIN punta *rotonda* 3 mm orientata a sinistra **11038638**



BEIN punta *piatta* 3 mm orientata a destra **11038643**

BEIN punta *rotonda* 3 mm orientata a destra **11038641**

BEIN punta *rotonda* 4 mm orientata a destra **11038642**



FLOHR destra **11038637**

FLOHR sinistra **11038636**



CRYER sinistra **11038634**

CRYER destra **11038635**

● AIR x-leggero

PINZE DA ESTRAZIONE ●

Manico standard zigrinato



Nr. 1 incisivi e canini superiori
Cod. 11045872



Nr. 2 incisivi laterali e canini superiori
Cod. 11045873



Nr. 7 premolari superiori
Cod. 11045874



Nr. 17 molari superiori destri
Cod. 11045876



Nr. 18 molari superiori sinistri
Cod. 11045877



Nr. 67 ottavi superiori
Cod. 11045882



Nr. 51/A radici superiori
Cod. 11045881



Nr. 13 premolari inferiori
Cod. 11045875



Nr. 79 ottavi inferiori
Cod. 11045878



Nr. 22 molari inferiori
Cod. 11045879



Nr. 33 radici inferiori
Cod. 11045949

● Standard

MISURATORE

Facile da utilizzare, permette di segnare (con la mina) la posizione corretta del brackets sia sul modello che direttamente sul cavo orale

ND*


*ND: in fase di codifica



LABORATORIO

STRUMENTI "PK THOMAS"

In acciaio inox, con manico ottagonale.



PKT 1

11045581

PKT 2

11045582

PKT 3

11045583

Assortimento da 5 pz.

11045578

STRUMENTO LE CRON



In acciaio inox - 1 pz.

11045559

COLTELLO PER CERA

In acciaio inox, con manico in plastica



Per cera - cm 12,3

Ricambio lama

13004614


13004615

SPESSIMETRI tipo Iwansson



Per metallo

Per cera



Per CERA

11367720

11313821

PINZETTA PER SALDARE

Pinzetta curva in acciaio inox, con manico tipo legno




Lunghezza cm 16,5

11325340

PINZETTA A PUNTE DIAMANTATE

In acciaio inox. Curva con attacco frese FG.




Lunghezza cm 13,5

13004621

PINZA AUTOBLOCCANTE A PUNTE DIAMANTATE

In acciaio inox con attacco frese FG.



Lunghezza cm 15

13004623

FORBICI PER CORONE

In acciaio inox. Lunghezza cm 11,5.

Diritta con lama dentata

11045580

Curva

11045579



PINZA FURRER

In acciaio inox.

Lunghezza 15 cm

11045560



MANICI

MANICI PER SPECCHIETTI



Air tondo manico x-leggero in acciaio inox - 1 pz.

11038591



Esagonale vuoto in acciaio inox - 1 pz.

11045585



Ottagonale pieno in acciaio inox - 1 pz.

11045463

Specchietti dentali

Filettatura europea



Specchietto dentale non sterile, riutilizzabile, costituito da una cassa in acciaio inossidabile al cui interno è collocata una cornice in silicone sulla quale viene appoggiato un disco di vetro, precedentemente trattato con metallizzazione diversa a seconda dei modelli. Sulla cassa è saldata una piccola asta con filettatura che ne consente l'avvitamento a un manico. I vari modelli si distinguono a seconda delle dimensioni del disco e del tipo di metallizzazione:

> **piano e concavo** rivestimento alluminio 99,995% + vernice epossidica

> **rodio e rodio doppio** rivestimento rodio 70% e nichel 30% Sterilizzare prima dell'uso.

Confezione: scatola contenente 12 specchietti (6 specchietti per il modello doppio)

Tipologia: piano, concavo, rodio, rodio doppio

Misure: 3 (Ø 20 mm) - 4 (Ø 22 mm) - 5 (Ø 24 mm) - 6 (Ø 26 mm)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Tipologia	Misura	Confezione
10043169	concavo	4 (Ø 22 mm)	x 12
10043170	concavo	5 (Ø 24 mm)	x 12
10043171	rodio doppio	5 (Ø 24 mm)	x 60
10043167	piano	4 (Ø 22 mm)	x 12
10043168	piano	5 (Ø 24 mm)	x 12
10043172	rodio	3 (Ø 20 mm)	x 12
10043173	rodio	4 (Ø 22 mm)	x 12
10043174	rodio	5 (Ø 24 mm)	x 12
10043175	rodio	6 (Ø 26 mm)	x 12

Manico

Per specchietti dentali



Manico in acciaio per specchietti dentali, filettatura europea. Disponibile nelle versioni liscio (ottagonale) e zigrinato (tondo).

Confezione: bustina contenente 3 manici

Tipologia: liscio - zigrinato

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Tipologia
10043358	liscio
10043359	zigrinato

Brunitori

Manico cavo



10049780

CT brunitore extra large 2,7/3,2 mm



10049781

CT brunitore large 2,0/2,5 mm



10049782

CT brunitore medium 1,2/1,6 mm



10049783

CT brunitore small 0,8/1,0 mm



10049787

CT brunitore 26/31



10049788

CT brunitore 28/29

Curette Gracey

Manico cavo



10049794

CT curette Gracey 1/2 - anteriori (incisivi, laterali, canini)



10049797

CT curette Gracey 3/4 - anteriori (incisivi, laterali, canini)



10049798

CT curette Gracey 5/6 - anteriori (incisivi, laterali, canini)

Curette Gracey



10049799

CT curette Gracey 7/8 - premolari/molari - superfici linguali/vestibolari



10049800

CT curette Gracey 9/10 - premolari/molari - superfici linguali/vestibolari



10049795

CT curette Gracey 11/12 - premolari/molari - superfici mesiali



10049796

CT curette Gracey 13/14 - premolari/molari - superfici distali

Curette alveolari Hemingway

Manico cavo



10049814

CT curette Hemingway 1 - small



10049815

CT curette Hemingway 2 - medium



10049816

CT curette Hemingway 3 - large

Curette alveolari Lucas

Manico cavo



10049858

CT curette Lucas 75

Curette alveolari Lucas

Manico cavo



10049859

CT curette Lucas 85



10049861

CT curette Lucas 86



10049860

CT curette Lucas 87

Escavatori

Manico cavo



10049805

CT escavatore x-small



10049803

CT escavatore small



10049802

CT escavatore medium



10049801

CT escavatore large



10049804

CT escavatore x-large

Forbici Iris




10049856



CT forbici Iris - curve 11,5 cm



10049857



CT forbici Iris - dritte 11,5 cm

Leve

Manico cavo



10049777

CT leva apicale 302



10049779

CT leva apicale 303



10049784

CT leva Bein 2 mm



10049785

CT leva Bein 3 mm



10049786

CT leva Bein 4 mm

Manici

Per bisturi e specchietti



10049923

CT manico bisturi 3



10049913

CT manico specchietto rotondo - passo europeo



10049912

CT manico specchietto ergonomico - passo europeo

Pinze estrazione

Per adulti



10049840

CT pinza 13 - bicuspidi inferiori e incisivi



10049825

CT pinza 17 - molari superiori dx



10049826

CT pinza 18 - molari superiori sx



10049827

CT pinza 2 - laterali superiori

Pinze estrazione

Per adulti



10049828

CT pinza 22 - molari inferiori



10049829

CT pinza 33 - radici inferiori



10049830

CT pinza 51 - radici superiori



10049831

CT pinza 67A - denti del giudizio superiori



10049833

CT pinza 73 - molari inferiori



10049835

CT pinza 74N - radici inferiori small

Pinze estrazione

Per adulti



10049834

CT pinza 74 - radici inferiori



10049836

CT pinza 75 - canini/premolari inferiori



10049832

CT pinza 7 - premolari superiori



10049837

CT pinza 79 - denti del giudizio inferiori



10049839

CT pinza 86A - molari inferiori - presa profonda



10049838

CT pinza 86 - molari inferiori - presa profonda

Pinze estrazione

Per adulti



10049917

CT pinza ossivora mini Friedman 12,5 cm

Pinze estrazione

Per bambini



10049817

CT pinza E22 - molari inferiori



10049818

CT pinza E33 - incisivi inferiori



10049820

CT pinza 37 - incisivi superiori


Pinze estrazione

Per bambini



10049821

CT pinza E39 - molari superiori small



10049824

CT pinza E51 - molari superiori

Pinzette



10057258

CT pinzetta chirurgica anatomica 12 cm



10049893

CT pinzetta Miriam 16 cm - per medicazione



10049922

CT pinzetta College 15 cm - per medicazione



10049914

CT pinza Mosquito 12 cm - emostatica

Plugger per amalgama/Applicatore

Manico cavo



10049772

CT plugger Black 1/2 - per amalgama



10049771

CT plugger Black 1 - per amalgama



10049773

CT plugger Black 2 - per amalgama



10049774

CT plugger large - per amalgama



10049775

CT plugger medium - per amalgama



10049776

CT plugger small - per amalgama



10049789

CT applicatore - per sottofondi

Portaghi



10049877

CT portaghi Matthieu 14 cm

Pinza per matrici/articolazioni



10049921

CT pinza per matrici sezionali



10057254

CT pinzetta articolazione

Scaler

Manico cavo



10049876

CT scaler H6/H7



10049875

CT scaler 204S



10049874

CT scaler 204

Scollatori

Manico cavo



10049916

CT scollatore Molt 9

Scollatori

Manico cavo



10049915

CT scollatore Molt 14

Sindesmotomi

Manico cavo



10049878

CT sindesmotomo 1 Chompret



10049879

CT sindesmotomo 2 Chompret



10049880

CT sindesmotomo 3 Chompret



10049881

CT sindesmotomo 4 Chompret

Siringa



10049919

CT siringa 3 anelli - per anestesia

Sonde

Manico cavo



10049862

CT sonda 6



10049863

CT sonda 8



10049864

CT sonda 9



10049810

CT sonda 23



10049894

CT sonda CPITN - parodontale



10049895

CT sonda PCP12 - parodontale



10049809

CT sonda Endo 17

Spatole

Manico cavo



10049882

CT spatola Heidemann 0 - per otturazioni plastiche

Spatole

Manico cavo



10049883

CT spatola Heidemann 1 - per otturazioni plastiche



10049884

CT spatola Heidemann 2 - per otturazioni plastiche



10049888

CT spatola Hopson 179 - per otturazioni plastiche



10049889

CT spatola Mortonson 2 - per otturazioni plastiche



10049886

CT spatola 178 - per otturazioni plastiche



10049885

CT spatola 1 - per otturazioni plastiche



10049887

CT spatola 6 - per otturazioni plastiche



10049813

CT spatola small - per cemento

Spatole

Manico cavo



10049812

CT spatola medium - per cemento



10049811

CT spatola large - per cemento



10049918

CT spatola large - per alginate - manico in legno



10049792

CT spatola Lecron - per cera/modellazione

Tagliamalgama

Manico cavo



10049791

CT tagliamalgama Hollenbach 3



10049790

CT tagliamalgama Hollenbach 3/6



10049793


CT tagliamalgama Ward 2

**SPECCHIETTI INOX HENRY SCHEIN**

Sterilizzabili a freddo, in autoclave e a secco, previa pulizia anche in ultrasuoni.

	AL RODIO	CONCAVI	PIANI
nr. 4 - Ø mm 22	11016110	11016070	11016060
nr. 5 - Ø mm 24	11016120	11016090	11016080

LAME

**LAME CHIRURGICHE HENRY SCHEIN**

Lame in acciaio al carbonio per bisturi. In blister sterili. Confezione da 100 pz.

	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	Nr. 12B	Nr. 15	Nr. 15C
100 pz	11045338	11045339	11045340	11045341	11045342	11045343

MANICI PORTA LAME

**MANICO PORTA LAME AIR COLLECTION HENRY SCHEIN**

In acciaio inox 304. Manico ergonomico, superleggero, dal design unico ed esclusivo.

Nr 3 - piatto

11038631**MANICO PORTA LAME HENRY SCHEIN**

In acciaio inox.


Nr. 3 - piatto

11045534

BISTURI MONOUSO

**BISTURI MONOUSO HENRY SCHEIN**

Bisturi con lama in acciaio e manico in plastica. Confezione da 10 bisturi sterili.



	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	Nr. 12B	Nr. 15	Nr. 15C
10 pz	11045332	11045333	11045334	11045335	11045336	11045337

APRIBOCCA MOUTH PROPS HENRY SCHEIN

Neri in gomma priva di lattice - sterilizzabili fino a 127 °C - Beige in silicone, sterilizzabili fino a 260 °C. Confezione da 2 pz.

	BAMBINO	GIOVANE	ADULTO
BEIGE	11046930	11046940	11046950
NERI	11066550	11066560	11066570



DIVARICATORE REGOLABILE ORTHO ORGANIZERS

Particolarmente confortevole per il paziente, in quanto l'arco può essere regolato secondo le varie necessità.

Per alleggerire la tensione dell'arco è sufficiente incurvarlo in modo di avvicinare i divaricatori; viceversa per aumentarne la tensione.

Realizzato con una speciale plastica, può essere disinfettato a freddo e sterilizzabile in autoclave o a secco.



1 pz.

10061868

TRAY E CASSETTE PORTA STRUMENTI

TRAYS IN ACCIAIO INOX HENRY SCHEIN

Trays misura cm 28,4 x 18,3 x 1,7

Liscio
Forato

11032419
11032422

COPERCHI

Per trays cm 28,4 x 18,3 x 1,7

Liscio
Forato

11032421
11032423

RASTRELLIERA

In acciaio inox 16 sedi

16 sedi

11032428



MINI TRAYS IN ACCIAIO INOX HENRY SCHEIN

MINI-TRAYS misura cm 18,3 x 14,2 x 1,7

Liscio

11032426

COPERCHI

Per trays misura cm 18,3 x 14,2 x 1,7

Liscio
Forato

11032427
11032425

RASTRELLIERA

Rastrelliera a 8 sedi

8 sedi

11032474



**CASSETTE PORTASTRUMENTI IN PLASTICA KRUGG**

Cassette portastrumenti in plastica, ideali per l'utilizzo nelle procedure di lavaggio in ultrasuoni e di sterilizzazione in autoclave. Leggere, si aprono con estrema facilità, sono dotate di 3 supporti mobili con aghi di silicone che possono adattarsi a strumenti di varie forme e misure.

Per 5 - max 9 strumenti. Dimensioni delle cassette chiuse: 19 x 9 x h 2,5 cm.

	Azzurra	Gialla	Verde
1 pz.	19922831	19923069	19923068

CASSETTE PORTASTRUMENTI HENRY SCHEIN

In acciaio inox. Ideate per semplificare l'organizzazione, la pulizia, la sterilizzazione e lo stoccaggio degli strumenti; particolarmente indicate per lavastrumenti, ultrasuoni e autoclave. Con coperchio a cerniera, blocca strumenti e rastrelliere amovibili in silicone blu. Modificando la posizione del blocca strumenti e della rastrelliera e aggiungendo nuovi ricambi in silicone le cassette possono essere personalizzate adattandole alle proprie esigenze.

Per 5 strumenti (2 rastrelliere + 1 blocca strumenti) - Misura mm 182,5 x 72,5 x 32
 Per 10 strumenti (2 rastrelliere + 1 blocca strumenti) - Misura mm 182,5 x 145 x 32
 Per 20 strumenti (4 rastrelliere + 2 blocca strumenti) - Misura mm 279 x 182,5 x 32

11039417**11039418****11039419****ANELLINI CODIFICATORI****ANELLI CODIFICATORI STANDARD HENRY SCHEIN**

Sterilizzabili fino a 200°C.

ASSORTIMENTO

Misura standard - Confezione da 600 pz

11046927**COLORI SINGOLI**

	Bianchi	Blu	Gialli	Neri	Rosso	Verdi	Viola
50 pz	11046924	11046921	11046922	11046926	11046936	11046923	11046925

ANELLI CODIFICATORI LARGE HENRY SCHEIN

Sterilizzabili fino a 200°C.

ASSORTIMENTO

Misura Large - Confezione da 320 pz










11046935**COLORI SINGOLI**

	Bianchi	Blu	Gialli	Neri	Rosso	Verdi	Viola
50 pz	11046932	11046929	11046937	11046934	11046928	11046931	11046933

SETA




Multifilamento intrecciato di fibre derivanti dal baco da seta, rivestimento in Cera e Silicene, alta resistenza alla trazione e moderata reazione dei tessuti.

Eccellente e permanente supporto fino a 3 mesi.

SETA INTRECCIATA NERA - NON ASSORBIBILE				
Specifiche dell'ago	Calibro/EP	Filo	Pezzi	Codice
 RC20 dorso tagliente 1/2 cerchio - 20 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*
 RC18 dorso tagliente 3/8 cerchio - 18 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*
 RC23 dorso tagliente 1/2 cerchio - 23 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 TP22 punta affusolata 1/2 cerchio - 22 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 RC15 dorso tagliente 1/2 cerchio - 15 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 TC18 tapercut 1/2 cerchio - 18 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 TP19 Diritto - 19 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*
 TC18 1/2 cerchio - 18 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*
 PRC13 dorso tagliente PUNTA DI PRECISIONE 3/8 cerchio - 13 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*

POLIESTERE






Sutura sintetica multifilamento intrecciata. La superficie uniforme riduce al minimo il trauma; ottima scorrevolezza ed elevata resistenza.

POLIESTERE INTRECCIATO VERDE - NON ASSORBIBILE				
Specifiche dell'ago	Calibro/EP	Filo	Pezzi	Codice
 TC18 tapercut 1/2 cerchio - 18 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 RC22 dorso tagliente 3/8 cerchio - 22 mm	5/0 - (1.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 TC18 tapercut 1/2 cerchio - 18 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*

PGA RAPIDO NON TINTO

Multifilamento intrecciato e rivestito (Acido poliglicolico-rivestimento Policaprolattone e stearato di Calcio (1%). Reazione tissutale minima. L'azione idrolitica mediante la quale il materiale è scomposto si traduce in un assorbimento totale in circa 42 giorni.

Circa il 50 % della resistenza alla trazione rimane dopo 7 giorni.






PGA RAPIDO INTRECCIATO NON TINTO - ASSORBIBILE				
Specifiche dell'ago	Calibro/EP	Filo	Pezzi	Codice
 RC18 dorso tagliente 3/8 cerchio - 18 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 RC18 dorso tagliente 3/8 cerchio - 18 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*
 TP19 punta affusolata 1/2 cerchio - 19 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 TP22 punta affusolata 1/2 cerchio - 22 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*
 TP19 punta affusolata 1/2 cerchio - 19 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*

*ND: in fase di codifica

PGA RAPIDO VIOLA

Multifilamento intrecciato e rivestito (Acido poliglicolico-rivestimento Policaprolattone e stearato di Calcio 1%). Reazione tissutale minima. L'azione idrolitica mediante la quale il materiale è scomposto si traduce in un assorbimento totale in circa 60-90 giorni.

Circa il 50 % della resistenza alla trazione rimane dopo 21 giorni.

PGA INTRECCIATO VIOLA - ASSORBIBILE				
Specifiche dell'ago	Calibro/EP	Filo	Pezzi	Codice
 RC18 dorso tagliente 3/8 cerchio - 18 mm	4/0 - (1.5)	70 cm	12 pz.	ND*
 RC24 dorso tagliente 3/8 cerchio - 24 mm	3/0 - (2.0)	70 cm	12 pz.	ND*
 TP18 punta affusolata 1/2 cerchio - 18 mm	4/0 - (1.5)	45 cm	12 pz.	ND*
 TP22 punta affusolata 1/2 cerchio - 22 mm	3/0 - (2.0)	70 cm	12 pz.	ND*
 TP19 punta affusolata 1/2 cerchio - 19 mm	3/0 - (2.0)	45 cm	12 pz.	ND*

RADIOGRAFIA E FOTOGRAFIA

11

RADIOMAT-XR HENRY SCHEIN

Soluzioni concentrate da diluire per sviluppatrici automatiche modelli Dürr, Velopex, Gendex ecc., per ottenere 20 litri di soluzione.

Confezione:

2 flaconi di sviluppo da 1,5 litri cad. per 10 litri di soluzione
+2 flaconi di fissaggio da 1,5 litri cad. per 10 litri di soluzione

11132378



BARRIER ENVELOPES MAXI GARD VL HENRY SCHEIN

Involucro protettivo universale per film ai fosfori. Protegge dalla luce garantendo un'elevata qualità della fotografia. Pratica linguetta adesiva per aprire e chiudere. Compatibile con tutti i sistemi senza telaio.

Misura 0 (mm 22 x 35) - 100 pz.

Misura 1 (mm 24 x 40) - 100 pz.

Misura 2 (mm 31 x 41) - 300 pz.

10947199

10947200

10947201





DUAL RINSE HDP FKG NEW

Dual Rinse HEDP assicura una chelazione e disinfezione continue durante la sagomatura dei canali, mantenendo un workflow agevole, sistematico ed estremamente efficiente. Soluzione d'irrigazione "tutto in uno", per un impiego ottimizzato, semplice e di facile uso. Rimuove efficacemente i detriti e il fango dentinale senza richiedere ulteriore EDTA o risciacquo intermedio con acqua. Dual Rinse HEDP riduce il carico torsionale durante la sagomatura, contribuisce a proteggere gli strumenti rotanti, ottimizzando sia la sicurezza sia l'efficienza durante tutta la procedura. Mescolare semplicemente la polvere con NaOCl, agitare e usare immediatamente nella siringa per un'irrigazione e un'attivazione rapide e semplici durante le procedure canalari.

Confezione da 10 capsule

10068006

Confezione da 30 capsule

10068007



XP-4D FKG NEW

Strumento in NiTi, a sezione trasversale triangolare con elevata efficienza di taglio ed elevata flessibilità per gestire le curvature dei canali. Ottimizza la fase di sagomatura con un numero minimo di lime progettate per adattarsi all'anatomia del canale radicolare, applicando una sollecitazione minima sia allo strumento sia alla dentina, fornendo risultati anatomicamente predicibili. Garantisce spazio per la rimozione dei detriti e un rischio ridotto di bloccare lo strumento stesso. Identificazione diametro della punta, lucidatura elettrochimica, design anatomico, trattamento termico multiplo, visibilmente identificabile dalla colorazione distintiva della parte operativa, per gestire le complessità canalari; ogni strumento si adatta alle sfide anatomiche, offrendo efficienza costante durante le procedure endodontiche. Giri consigliati max. 800-1000 rpm di rotazione continua, Torque 1 N/cm².

Blister sterile da 6 strumenti.



STARTER - GLIDE PATH, COLORE VIOLA

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10068031	10068032	10068033

STANDARD - SHAPING FILE, COLORE BLU - CONICITÀ .03 V

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 30	10068008	10068009	10068010

MEDIUM - SHAPING FILE, COLORE NERO - CONICITÀ .03 V

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 40	10068011	10068012	10068013

LARGE - SHAPING FILE, COLORE GIALLO - CONICITÀ .03 V

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 50	10068014	10068015	10068016

SEQUENCE - CONICITÀ .03 V

Blister sterile da 6 strumenti (3x Starter e 3x Standard)


	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10068017	10068018	10068019





PUNTE DI GUTTAPERCA XP-4D BIO FKG NEW

Con terminale colorato. Biocompatibili. Lunghezza 28 mm con tacche indicanti la lunghezza.
Confezione da 60 pz. | Assortimento da 60 pz. (20x Standard, 20x Medium e 20x Large)




	Starter ISO 15, viola	Standard (S) ISO 25, blu	Medium (M) ISO 35, nero	Large (L) ISO 45, giallo	Assortimento (S-L)
60 pz.	10068025	10068026	10068027	10068028	10068029



PUNTE DI CARTA XP-4D FKG NEW

Sterili. Con terminale colorato. Lunghezza 28 mm con tacche indicanti la lunghezza.
Confezione da 100 pz.



	Starter ISO 20, viola	Standard (S) ISO 30, blu	Medium (M) ISO 40, nero	Large (L) ISO 50, giallo	Assortimento (S-L)
100 pz.	10068020	10068021	10068022	10068023	10068024



ROOTER X4000 FKG NEW

Motore endodontico senza fili con rilevatore apicale integrato. L'ampio touchscreen semplifica il funzionamento, le preimpostazioni onetouch permettono di risparmiare tempo, mentre un'interfaccia intuitiva e pulita permette una navigazione rapida e senza stress. Il rilevatore apicale integrato assicura trattamenti più sicuri e più efficienti, mostrando la posizione della lima in tempo reale. Il motore si ferma automaticamente o inverte il movimento non appena viene raggiunto il punto apicale. Il software del Rooter X4000 permette di personalizzare le impostazioni della lima e di creare le proprie sequenze di lavoro, con preimpostazioni multiple di memoria realizzate su misura in base alle esigenze specifiche. Il software X4000 consente di aggiornare il sistema, pertanto non è necessario un nuovo motore quando vengono lanciate nuove versioni del sistema FKG. Il contrangolo a 360° presenta una luce LED integrata che può essere attivata o disattivata in base alle proprie preferenze, assicurando un'eccellente visibilità durante i trattamenti endodontici.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: contrangolo 4,7:1 ruotabile a 360° - ricarica wireless - coppia: 0,4 N-cm-4,0 N-cm - velocità: 50 giri/min-4000 giri/min - 10 programmi preimpostati da FKG e 1 memorizzabile.

Confezione contenente: manico con contrangolo, base di ricarica, adattatore di alimentazione, gancio per labbra, clip per lima, sonda a contatto, copertura protettiva in silicone.



10068030



Scopri la 4^o dimensione dell'endodonzia

4D Workflow

Ridefinire la durata del trattamento con precisione anatomica.

Sagomatura

XP-4D

ottimizza la fase di sagomatura con un numero minimo di file progettati per adattarsi all'anatomia del canale radicolare, fornendo risultati anatomicamente predicibili.



Irrigazione

Dual Rinse HEDP

combina chelazione e disinfezione in un'unica soluzione, ottimizzando la gestione e risparmiando tempo.



Attrezzatura

Rooter X4000

semplifica l'impostazione e l'impiego con preimpostazioni one-touch e navigazione intuitiva mediante un grande touch screen ad alta risoluzione.



Otturazione

TotalFill

offre una sigillatura bioceramica premiscelata per una tecnica a cono singolo, permettendo un'otturazione efficace e rapida con una sigillatura duratura.





XP-4D®

Sagomatura


Il tempo nelle vostre mani

Perché tirare a indovinare quando la predicibilità anatomica garantisce il controllo?

Sagoma anatomica smart

XP-4D è stato progettato per adattarsi alle complessità dell'anatomia del canale radicolare, creando delicatamente spazio nel terzo coronale, scivolando comodamente attraverso il terzo medio e assicurando una sagomatura predicibile nel terzo apicale. Questo design intenzionale incrementa i risultati clinici, migliorando in maniera predicibile e riducendo al minimo l'invasività.

Morfologia





Requisiti

Prestazioni adattive
Spazio adeguato per la rimozione dei detriti
Diametro centrale ridotto per passare all'interno dei canali di forma ovale
Equilibrio ottimale tra flessibilità ed efficienza di taglio

Prestazioni predicibili
Flessibilità bilanciata ed efficienza di taglio
Punta di guida per una maggiore precisione
Preparazione mininvasiva

Soluzione





Dual Rinse® HEDP

Change the Game

Irrigazione

Dominate il flusso

Le solite routine di risciacquo non vi soddisfano?
Irrigate in modo più intelligente con Dual Rinse HEDP.

Soluzione d'irrigazione "tutto in uno"

Semplifica l'irrigazione continua, rimuovendo efficacemente i detriti e il fango dentinale senza richiedere ulteriore EDTA o risciacquo intermedio con acqua. Incrementa l'adesione alla dentina radicolare per una più efficace cura del canale radicolare.

Applicazione senza sforzi


Mescolare semplicemente la polvere con NaOCl, agitare e usare immediatamente nella siringa per un'irrigazione e un'attivazione rapide e semplici durante le procedure canalari.

Riduzione dei tempi di sagomatura

Riducendo significativamente i tempi di lavoro grazie alla chelazione simultanea unica, Dual Rinse HEDP semplifica la fase d'irrigazione e incrementa l'efficienza della strumentazione.

Minore sollecitazione dei file


Riducendo il carico torsionale durante la sagomatura, Dual Rinse HEDP contribuisce a proteggere gli strumenti rotanti, ottimizzando sia la sicurezza sia l'efficienza durante tutta la procedura.



Aggiungi



Agita



Applica



Router® X4000


Attrezzatura

Ritmo inarrestabile

Rapido, preciso e in sintonia con il lavoro dell'odontoiatra. Si può dire lo stesso per il vostro attuale motore?

Libertà senza fili, controllo affidabile

Il nostro nuovo motore endodontico senza fili portatile elimina i cavi tradizionali, offrendo una connessione wireless affidabile tra motore e unità di controllo. Questo fornisce agli odontoiatri maggiore libertà di movimento, controllo e comfort.



Il Router più veloce

Grazie al design brushless ad alta qualità, questo motore raggiunge velocità fino a 4.000 rpm. Questo migliora la stabilità e la reattività grazie a prestazioni eccellenti.

File e sequenze personalizzabili

Il software del Router X4000 permette di personalizzare le impostazioni del file e di creare le proprie sequenze di lavoro, con preimpostazioni multiple di memoria realizzate su misura in base alle esigenze specifiche.

Interfaccia touch intuitiva

L'ampio touchscreen semplifica il funzionamento, fornendo letture chiare prima e durante l'uso, permettendo una confortevole selezione dei programmi.

Motore a prova di futuro

Il software X4000 consente di aggiornare il sistema, pertanto non è necessario un nuovo motore quando vengono lanciate nuove versioni del sistema FKG. Basta aggiornare il software e si può iniziare subito a lavorare.

Controllo della lunghezza di precisione integrato

Il rilevatore apicale integrato assicura trattamenti più sicuri e più efficienti, mostrando la posizione del file in tempo reale. Il Router X4000 si ferma automaticamente o inverte il movimento non appena viene raggiunto il punto apicale, per un'esperienza senza soluzione di continuità.

Visibilità ottimizzata grazie al LED integrato

Il contrangolo a 360° del Router X4000 presenta una luce LED integrata che può essere attivata o disattivata in base alle proprie preferenze, assicurando un'eccellente visibilità durante i trattamenti endodontici.




TotalFill®

Otturazione

**Bio-
magica**


Biocompatibilità
comprovata e durevole.
Pronti per innamorarvi?

Un concept bioceramico supportato da robuste evidenze cliniche, che assicura una sigillatura durevole e dimostra efficacia in varie applicazioni.



**Sigillatura
durevole**

TotalFill, creato per offrire all'odontoiatra una sigillatura affidabile, assicura un legame stabile che previene le microinfiltrazioni e garantisce il successo a lungo termine dei trattamenti endodontici, anche nelle condizioni più impegnative.



**Concept
bioceramico**

TotalFill offre una biocompatibilità eccezionale e proprietà bioattive. Assicurando un'attività antimicrobica stabile e di livello superiore, definisce un nuovo standard di otturazione del canale radicolare.



**Evidenze
cliniche**

L'affidabilità del sistema di otturazione TotalFill è stata scientificamente provata con un sostanziale corpus di evidenze cliniche.

Change the Game



R-Motion®

Reciprocazione

Serenità

Alla ricerca di sicurezza e meno stress?
Relax con R-Motion.

GLIDE PATH

R-Motion
Glider



SAGOMATURA

R-Motion 25



Scegliete il vostro
file di sagomatura
secondo
l'approccio
terapeutico

R-Motion 30





XP ENDO®
Rise

Change the Game

Linea adattiva

Spirito agile

Un file di sagomatura all-in-one
che rispetta l'anatomia?
Cambiate e progredite.


Un glide path dedicato +
un file di sagomatura =
una procedura chiara

Un sistema assolutamente unico che offre
predicibilità, un'eccellente capacità di adattarsi al
canale e impiego multiplo nel trattamento iniziale.
La resistenza superiore di XP-endo Rise, combinata
al vantaggio aggiuntivo di procedure più rapide.*

Attivazione dell'irrigante

Finisher


Levigano delicatamente le pareti canalari e rimuovono i detriti nelle aree difficili da raggiungere. Finisher e Finisher R sono compatibili con tutti i sistemi endocanalari rotanti o reciprocanti. Punta non tagliente e non attiva.



25/00



30/00



RACE® EVO

Strumenti rotanti

Controllo preciso

Una sequenza 1-2-3 o una sequenza su misura? Massima precisione, assoluto controllo.

GLIDE PATH

SAGOMATURA INIZIALE

SAGOMATURA FINALE

RE1

RE2

RE3 4%

RE3 6%



oppure

15/.04

25/.04

30/.04

25/.06

Selezionare la lima di sagomatura finale sulla base del proprio approccio terapeutico.



PORTAFOGLIO PRODOTTI

1. Accesso

Movimento rotante



Movimento reciprocante



2. Sagomatura

Movimento rotante

Movimento reciprocante

Minima invasività

Tradizionali

Semplice / Veloce

Flessibilità elevata

Efficienza di taglio elevata

Flessibilità elevata

Efficienza di taglio elevata

Flessibilità elevata

Efficienza di taglio elevata



EDGEFILE™ X7

EDGE X7 UTOPIA™

EDGE TAPER PLATINUM™

EDGE TAPER BLAZE Utopia™

EDGEONE FIRE™

EDGEONE R Utopia™

3. Asciugatura

Punte di carta



4. Otturazione

Per otturazione a freddo

Per otturazione a caldo

Per procedure di restauro



EDGE BIOCERAMIC™ SEALER

EDGE BIOCERAMIC™ THERMALFLOW

EDGE BIOCERAMIC RETROFILL™ AND PERFORATION REPAIR MATERIAL

Guttaperca

Otturatori termoplastici con anima in guttaperca

Otturatori termoplastici rivestiti di guttaperca



EDGE CORE™

EDGE FILL™



EDGEFILE® X7

Eccellente resistenza e flessibilità

EdgeFile® X7 è il sistema di file rotanti più riconosciuto e affidabile: ha un diametro massimo di appena 1 mm per aiutare a preservare l'anatomia naturale del dente ed è dotato del nostro avanzato trattamento termico FireWire™ NiTi, che offre flessibilità e resistenza eccezionali. EdgeFile® X7 incorpora la "Canal Contouring Technology", che migliora la flessibilità dei file, riducendo al minimo la "memoria di forma" ed eliminando l'effetto "rimbalzo" spesso riscontrato con altri file NiTi. Disponibile con conicità costante di .04 e .06, con punte di dimensioni ISO comprese tra #17 e #45.

Pre-Sterilizzato



Sezione trasversale parabolica
Efficienza di taglio massimizzata
Disponibile in 3 lunghezze : **21, 25, 29 mm**



Flessibilità elevata



Nessun ritorno



Resistenza elevata



EDGE X7 Utopia™

Maggiore efficienza di taglio

Il nuovo EdgeX7 Utopia™ offre uno strumento tecnologicamente avanzato con un file dal design accattivante, realizzato con il nostro trattamento termico FireWire Blaze. EdgeX7 Utopia™ offre tutti i vantaggi del design originale del file X7, portando le prestazioni a un livello superiore con una maggiore efficienza di taglio. Il nuovo trattamento termico FireWire Blaze migliora l'efficienza di taglio dei nostri file, continuando a garantire l'elevata flessibilità a cui sei abituato con il nostro trattamento termico FireWire originale.

Sterile



Sezione trasversale parabolica
Efficienza di taglio massimizzata
Disponibile in 3 lunghezze : **21, 25, 29 mm**



Efficienza di taglio elevata



Ottima finitura



Nessun ritorno



Resistenza elevata



EDGE TAPER PLATINUM™

NiTi con Trattamento FireWire™

Sequenza Edge codificata per una maggiore flessibilità di utilizzo

EdgeTaper Platinum™ è un sistema di file rotanti progettato per la tecnica crown-down, caratterizzato dal nostro esclusivo trattamento termico NiTi FireWire™ per garantire resistenza e flessibilità superiori. Con una sezione triangolare convessa, questi file ottimizzano l'efficienza di taglio riducendo al minimo l'attrito. Grazie alla loro eccezionale flessibilità, i file EdgeTaper Platinum™ entrano con facilità nelle curve a 90°, prevenendo il ritorno e preservando l'anatomia naturale del canale.

Sterile

Movimento rotante

Stopper in silicone

Conicità variabile

11 mm lunghezza del manico per un miglior accesso nei settori posteriori

ISO Banda per identificazione punta


Marcature di calibrazione migliorate

FireWire Trattamento termico

Punta non tagliente



Sezione triangolare convessa
Efficienza di taglio massimizzata
Misure disponibili: **21, 25, 31 mm**



Flessibilità elevata



Nessun ritorno



Resistenza elevata



EDGE

TAPER BLAZE



Utopia™

Blaze NiTi con Trattamento FireWire™

maggiore efficienza di taglio

EdgeTaper Blaze Utopia™ è un sistema di file a rotazione continua dotato di una lama resistente e resiliente progettata per resistere allo svitamento, consentendo di risparmiare tempo prezioso durante il trattamento e migliorare le prestazioni. Il nuovo processo di trattamento termico FireWire Blaze offre una maggiore efficienza di taglio rispetto a EdgeTaper Platinum, che si distingue per la sua elevata flessibilità.

Sterile

Movimento rotante

Stopper in silicone

Conicità variabile

Impugnatura sicura migliorata
11 mm di lunghezza del fusto per un migliore accesso posteriore

ISO Banda per identificazione punta

Marcature di calibrazione migliorate

FireWire Blaze Trattamento termico

Punta non tagliente



Sezione triangolare convessa
Efficienza di taglio massimizzata
Misure disponibili: **21, 25, 31 mm**



Efficienza di taglio elevata



Ottima finitura



Resistenza elevata




EDGEONE FIRE™

Eccellente resistenza e flessibilità Un nuovo standard nel movimento reciprocante

EdgeOne Fire™ è un sistema a file singolo reciprocante che utilizza la nostra avanzata tecnologia di trattamento termico FireWire™ NiTi, offrendo flessibilità e resistenza eccezionali. Incorpora la "Canal Contouring Technology", che migliora la flessibilità dei file, consentendo curvature di 90° ed eliminando l'effetto "ritorno" spesso riscontrato con altri file NiTi. Questa flessibilità consente a EdgeOne Fire™ di adattarsi perfettamente all'anatomia naturale del canale, riducendo il rischio di sporgenze, perforazioni e proteggendo l'apice durante le procedure.

Sterile



EDGEONE R Utopia™

EdgeOne-R UTOPIA™ di nuova generazione è il nostro file reciprocante più avanzato mai realizzato. Progettato come soluzione completa a file singolo, semplifica il flusso di lavoro: basta un solo strumento per modellare il canale. L'integrazione di un file ISO 20 nel sistema lo rende ideale per affrontare anche i canali più difficili, compresi quelli calcificati, riducendo la necessità di utilizzare più file nella vostra pratica. Il nuovo processo di trattamento termico FireWire™ Blaze migliora l'efficienza di taglio dei nostri file, continuando a garantire l'elevata flessibilità a cui sei abituato con il nostro trattamento termico FireWire™ originale.

Sterile



IL TUO PARTNER DI FIDUCIA NEI BIOCERAMICI

(Cementi a base di Silicato di Calcio)

Gli EdgeBioCeramic™ sono identici ai rinomati EndoSequence Bioceramics, leader globali nel settore endodontico, con una comprovata esperienza clinica in oltre 50 milioni di casi negli ultimi 16 anni!

I prodotti BioCeramic di EdgeEndo sono bioceramici premiscelati con diverse viscosità, progettati per specifiche applicazioni cliniche. I bioceramici EdgeEndo sono bioceramici puri a base di silicato e fosfato di calcio, ideati per riparare la dentina e formare idrossiapatite reagendo con l'acqua presente nel canale radicolare.

Purezza dei materiali Bioceramici premiscelati EdgeEndo

La linea di prodotti include **EdgeBioCeramic™ Sealer**, **EdgeBioCeramic™ Root Canal Sealer**, **ThermalFlow™** ed **EdgeBioCeramic™ RetroFill™** per la riparazione delle perforazioni e per la PVT. Sono bioceramici brevettati premiscelati a base di silicato e fosfato di calcio, progettati per essere maneggevoli, altamente Bioattivi e Biocompatibili. Inoltre, sono privi di componenti non bioceramici, come metalli e resine.




Fig.1

EDGE BIO CERAMIC™
SEALER



EDGE BIO CERAMIC™
THERMALFLOW™



EDGE BIO CERAMIC RETROFILL™
AND PERFORATION REPAIR MATERIAL



Ideale per l'otturazione a freddo



Ideale per l'otturazione termoplastica



Ideale per tutti i procedimenti riparativi



Applicazioni cliniche

La Figura 1 mostra le applicazioni dell'intera linea di materiali bioceramici EdgeEndo.

- **EdgeBioCeramic™ Sealer** ed **EdgeBioCeramic™ ThermalFlow™** sono utilizzati per l'otturazione (ortograde o retrograde come riempimento apicale ricoperto da un tappo di guttaperca). ThermalFlow è ottimizzato per i metodi di condensazione a caldo e Bioceramic Sealer è ottimizzato per la condensazione a freddo.
- **EdgeBioCeramic RetroFill™** e Riparazione delle perforazioni (Putty modellabile) sono utilizzati per tutti i procedimenti riparativi dove si desidera condensare il materiale e dove è necessaria una forte resistenza al lavaggio. Ideale per otturazione retrograde, rivestimento pulpare, pulpotomie (adulto e pediatrico), riparazione di lesioni da riassorbimento (interne ed esterne), apiceficazione e apexogenesi.

La linea completa di prodotti bioceramici EdgeEndo è stata accuratamente sviluppata per soddisfare tutte le vostre esigenze di materiali endodontici, offrendo le migliori caratteristiche di rigenerazione e maneggevolezza.

Per maggiori informazioni e per consultare la nostra vasta bibliografia di ricerca visita www.edgeendo.net.

Come confrontare il tuo sigillante attuale?

EdgeBioCeramic™ Sealer

Il tuo sigillante attuale

Biocompatibile e osteogenico	✓	?
Eccellente adesione chimica del sigillante alla dentina	✓	?
Legame chimico del sigillante al materiale da otturazione	✓	?
Economicamente vantaggioso	✓	?
Altamente antibatterico (pH 12+ all'indurimento)	✓	?
Altamente radiopaco	✓	?
Idrofilo	✓	?
Stimola la produzione di idrossiapatite	✓	?
Tempo di lavoro e indurimento ideali	✓	?
Facile da usare (sigillante premiscelato in siringa)	✓	?
Zero contrazione del sigillante e del materiale di riempimento	✓	?
Otturazione adesiva 3D a temperatura ambiente	✓	?

Studi clinici e altri materiali di supporto condotti con Endosequence, esattamente lo stesso prodotto, sono disponibili su: www.edgeendo.com/studies

NON TUTTI I CEMENTI A BASE DI SILICATO DI CALCIO SONO UGUALI!

La composizione chimica del sigillante, la dimensione delle particelle e le caratteristiche di utilizzo sono fattori chiave nelle prestazioni cliniche dei sigillanti endodontici. I sigillanti con un'alta concentrazione (TCS + DCS >40%) consentono una reazione di idratazione più efficace che porta alla formazione adeguata di CaOH₂ e idrossiapatite Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ con proprietà antimicrobiche, bioattività, solubilità, filtrazione e biocompatibilità valide.

Nome del sigillante	Società	MS DS	Confezione			Composizione % in MSDS	Composizione						
			Siringa mono uso	Auto mix	Polvere/ Liquido		Cemento			Radiopacità	Additivi	Veicolo	Altro
							Silicato tricalcico	Silicato dicalcico	Altro				
AH Plus Bioceramic	Dentsply Sirona	+	X			+	5-15			50-70 ossido di zirconio		10-30 dimetil sulfossido	< 0,5 carbonato di Litio < 6 addensanti
Bio Root Flow	Septodont	+	X			+				25-50 ossido di zirconio	< 5 carbonato di calcio	25-50 glicole propilenico	
Edge Bioceramic	EdgeEndo	+	X			+	20-35	7-15		35-45 ossido di zirconio			1-4 idrossido di calcio
Endosequence	Brasseler	+	X			+	20-35	7-15		35-45 ossido di zirconio			1-4 idrossido di calcio
Endosequence Hi Flow	Brasseler	+	X			+	20-35	7-15		35-45 ossido di zirconio			1-4 idrossido di calcio
iRoot SP	Innovative Bioceramic	+	X			+	20-35	7-15		35-45 ossido di zirconio			1-4 idrossido di calcio

EdgeBioCeramic RetroFill™ and Perforation Repair.

F. Cardinali1 • J. Camilleri2. 2 July 2023. Clinical Oral Investigations. <https://doi.org/10.1007/s00784-023-05140-w>



EDGE GLIDEPATH CONICITÀ DA .02 A .06 V EDGEENDO

File NiTi trattati termicamente con tecnologia FireWire, superflessibile, un unico strumento nella tecnica Glide Path. Blister sterile da 4 strumenti

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 19	10056925	10056926	10056927



EDGEFILE X7 EDGEENDO

File NiTi a conicità variabile, trattati termicamente con tecnologia FireWire, superflessibile, garantiscono resistenza e flessibilità eccellenti. Diametro massimo delle spire (MDF) 1 mm per una preparazione mininvasiva, punta non tagliente a sezione parabolica, massima efficienza di taglio, ridotta lunghezza del manico per un migliore accesso posteriore. Blister sterile da 6 strumenti.

CONICITÀ .04

	ISO 17	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40	ISO 45
21 mm	10056676	10056677	10056678	10056679	10056680	10056681	10056682
25 mm	10056683	10056684	10056685	10056686	10056687	10056688	10056689
29 mm	10056690	10056691	10056692	10056693	10056694	10056695	10056696

CONICITÀ .06

	ISO 17	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40	ISO 45
21 mm	10056697	10056698	10056699	10056700	10056701	10056702	10056703
25 mm	10056704	10056705	10056706	10056707	10056708	10056709	10056710
29 mm	10056711	10056712	10056713	10056714	10056715	10056716	10056717

ASSORTIMENTI CONICITÀ .04

Blister sterile da 6 strumenti (2x ISO 20, 2x ISO 25, 2x ISO 30)

	21 mm	25 mm	29 mm
6 pz.	10056719	10056720	10056721

ASSORTIMENTI CONICITÀ .06

Blister sterile da 6 strumenti (2x ISO 20, 2x ISO 25, 2x ISO 30)

	21 mm	25 mm	29 mm
6 pz.	10056722	10056723	10056725



EDGE X7 UTOPIA EDGEENDO

Il processo di trattamento termico brevettato FireWire di EdgeEndo rende il file estremamente flessibile, preservando l'anatomia del canale senza irrigidirsi, riducendo così il rischio di trasporto e perforazioni. La flessibilità permette allo strumento di seguire con precisione il percorso canale in modo semplice ed efficace. Il prodotto è disponibile con conicità variabile 4% e 6%, nelle lunghezze 21 mm, 25 mm e 29 mm. EdgeFile X7 è uno dei prodotti più versatili e resistenti alla fatica ciclica dell'assortimento di EdgeEndo. Giri da 300 a 500 rpm. Torque da 2,5 a 4,1. Blister sterili da 6 strumenti



CONICITÀ .04

	ISO 17	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40	ISO 45
21 mm	10061463	10061464	10061465	10061466	10061467	10061468	10061469
25 mm	10061470	10061471	10061472	10061473	10061474	10061475	10061476
29 mm	10061477	10061478	10061479	10061480	10061481	10061482	10061483

CONICITÀ .06

	ISO 17	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40	ISO 45
21 mm	10061484	10061485	10061486	10061487	10061488	10061489	10061490
25 mm	10061491	10061492	10061493	10061494	10061495	10061496	10061497
29 mm	10061498	10061499	10061500	10061501	10061502	10061503	10061504

ASSORTIMENTI

Blister sterili da 6 strumenti (1x17, 1x20, 2x25, 1x30, 1x35)

	.04	.06
21 mm	10062637	10062639
25 mm	10062638	10062640





EDGETAPER PLATINUM EDGEENDO

File NiTi a conicità progressiva, trattato termicamente con tecnologia FireWire, superflessibile.
Blister sterile da 6 strumenti

SHAPING FILE AUSILIARIO - SX - CONICITÀ .04

Permette di allargare l'imbocco canalare, facilitando l'inserimento degli strumenti successivi.

ISO 19 - Lunghezza 19 mm

10057013



SHAPING FILE - S1 VIOLA - CONICITÀ .02

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 17	10057007	10057008	10057009

SHAPING FILE - S2 BIANCO - CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10057011	10057012	10057013

FINISHING FILE - F1 GIALLO - CONICITÀ .07

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10056990	10056992	10056993

FINISHING FILE - F2 ROSSO - CONICITÀ .08

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 25	10056994	10056995	10056997

FINISHING FILE - F3 BLU - CONICITÀ .09

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 30	10056998	10056999	10057000

FINISHING FILE - F4 NERO - CONICITÀ .06

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 40	10057001	10057002	10057003

FINISHING FILE - F5 GIALLO - CONICITÀ .05

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 50	10057004	10057005	10057006

ASSORTIMENTI

Blister sterile da 6 strumenti assortiti: 1x SX, 1x S1, 1x S2, 1x F1, 1x F2, 1x F3

	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10050532	10057022	10057023

EDGETAPER BLAZE UTOPIA EDGEENDO

Strumenti in NiTi, maggiore flessibilità e resistenza alla fatica ciclica che permettono di seguire le curvature del canale facilitando il raggiungimento della lunghezza di lavoro.

Blister sterile da 6 strumenti.



SHAPING FILE AUSILIARIO - SX - CONICITÀ .04

Permette di allargare l'imbocco canalare (prefaring), facilitando l'inserimento degli strumenti successivi.

ISO 19 - Lunghezza 19 mm

10061517



SHAPING FILE - S1 VIOLA - CONICITÀ .02

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 17	10061518	10061519	10061520

SHAPING FILE - S2 BIANCO - CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10061521	10061522	10061523

FINISHING FILE - F1 GIALLO - CONICITÀ .07

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10061524	10061525	10061526

FINISHING FILE - F2 ROSSO - CONICITÀ .08

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 25	10061527	10061528	10061529

FINISHING FILE - F3 BLU - CONICITÀ .09

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 30	10061530	10061531	10061532

ASSORTIMENTI

Blister sterile da 6 strumenti assortiti: 1x SX, 1x S1, 1x S2, 1x F1, 1x F2, 1x F3

	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10061533	10061534	10061535



EDGETAPER EDGEENDO

File in NiTi non trattati termicamente in lega Austenitica e superelastica.
Blister sterile da 6 strumenti.



SHAPING FILE AUSILIARIO - SX - CONICITÀ .04

Permette di allargare l'imbocco canalare, facilitando l'inserimento degli strumenti successivi.

ISO 19 - Lunghezza 19 mm

10057060

SHAPING FILE - S1 VIOLA - CONICITÀ .02

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 17	10057054	10057055	10057056

SHAPING FILE - S2 BIANCO - CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10057057	10057058	10057059

FINISHING FILE - F1 GIALLO - CONICITÀ .07

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10057031	10057032	10057033

FINISHING FILE - F2 ROSSO - CONICITÀ .08

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 25	10057034	10057035	10057036

FINISHING FILE - F3 BLU - CONICITÀ .09

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 30	10057037	10057038	10057039

FINISHING FILE - F4 NERO - CONICITÀ .06

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 40	10057048	10057049	10057050

FINISHING FILE - F5 GIALLO - CONICITÀ .05

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 50	10057051	10057052	10057053

ASSORTIMENTI

Blister sterile da 6 strumenti assortiti: 1x SX, 1x S1, 1x S2, 1x F1, 1x F2, 1x F3

	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10057061	10057062	10057063

SCOUTRACE FKG

Strumenti Austenitici in NiTi indicati per lo scouting meccanico. Sequenza di 3 soli strumenti con conicità .02 e ISO 10-15-20, ideali per il sondaggio iniziale. Grazie all'elevata resistenza e flessibilità, aiutano il sondaggio e facilitano il raggiungimento della lunghezza di lavoro, soprattutto in canali atresici, sclerotici e/o con curvature accentuate o morfologia a "S", facilitando le fasi di Glide Path. Velocità ottimale 600 rpm (minimo 400 rpm). Torque consigliato: 2,5 Ncm. Lunghezza 25 mm.

Blister sterile da 6 strumenti



	ISO 10	ISO 15	ISO 20
25 mm	10054785	10061168	10052710



ASSORTIMENTI

Assortimento in blister sterile da 6 strumenti: 2 x ISO 10/.02, 2 x ISO 15/.02, 2 x ISO 20/.02

Blister sterile da 6 strumenti


10043759

RACE FKG

Strumenti in lega di NiTi, Austenitica e superelastica, indicati per lo Scouting meccanico ed il Glide Path. Sequenza di 3 soli strumenti con conicità .02, .04 e .06 ISO 10 e diametro ISO 10, ideali per lo scouting meccanico (10/02 e .04), la preparazione dei canali radicolari con anatomiche complesse con canali calcificati e/o atresici, in presenza di curvature accentuate, e/o con doppie e triple curvature. Facilitano la preparazione del sentiero di percorribilità (glide path), degli strumenti da sagomatura, rispetto agli strumenti tradizionali. Grazie all'elevata flessibilità possono essere utilizzati in totale sicurezza, senza esercitare un'eccessiva pressione fino al raggiungimento della lunghezza di lavoro. Si consiglia a seconda della difficoltà del canale da sondare, di non forzare mai (spingere eccessivamente) lo strumento nel canale.

Velocità ottimale 600 rpm (minimo 400 rpm). Torque: 2,5 Ncm. Lunghezza 25 mm.

Blister da 6 strumenti



CONICITÀ .02

ISO 10 - Lunghezza 21 mm

10064851

CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm
ISO 10	10068419	10054786

CONICITÀ .06

	21 mm	25 mm
ISO 10	ND	ND

SEQUENZA

Assortimento in blister sterile da 6 strumenti: ISO 10 conicità 2x .02, .2x .04 e .2x .06

ISO 10 - lunghezza 25 mm

10068418



RACE EVO FKG

Strumenti in NiTi, evoluzione di RaCe, sicuri, maneggevoli, efficaci, permettono di trattare con successo le diverse anatomie dei canali. L'esclusivo trattamento termico, indicato dal colore blu dello strumento, garantisce maggiore flessibilità e maggiore resistenza alla fatica ciclica, riducendo il rischio di rottura dello strumento e consentendo una maggiore velocità di rotazione. Il design triangolare con bordi taglienti e la maggior velocità di rotazione offrono un'efficacia di taglio potenziata.

Velocità consigliata 1000 rpm, torque 1,0 Ncm.

Blister sterile da 6 strumenti

CONICITÀ .02

	ISO 10	ISO 15	ISO 20	ISO 30
21 mm	10065684	10065683	10068656	10068657
25 mm	10060406	10060405	10060407	10068658
31 mm	10068420	10068421	10068422	10068659

CONICITÀ .04

	ISO 10	ISO 15	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40	ISO 50
21 mm	10068660	10056642	10066298	10056648	10056651	10068424	10056654	10056657
25 mm	10058747	10056646	10058637	10056649	10056652	10067960	10056655	10056658
31 mm	10068423	10056647	10063144	10056650	10056653	10063145	10056656	10056659

CONICITÀ .06

	ISO 15	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40
21 mm	-	10056660	10056663	10056666	-
25 mm	10058746	10056661	10056664	10056667	10068425
31 mm	-	10067960	10056665	10056668	-

CONICITÀ .08

ISO 25 - Lunghezza 19 mm

10057809

SEQUENZA CONICITÀ .04

Assortimento in blister sterile da 3 strumenti: 1x ISO 15, 1x ISO 25 e 1x ISO 30

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 15-25-30	10056636	10056637	10056638

SEQUENZA CONICITÀ .06

Assortimento in blister sterile da 3 strumenti: 1x ISO 15 conicità .04, 1x ISO 25 conicità .04 e 1x ISO 25 conicità .06

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 15-25	10056639	10056640	10056641

XP ENDO RISE SHAPER SEQUENCE FKG

FKG Dentaire, introduce la rivoluzionaria sequenza XP ENDO RISE SHAPER, che include il nuovo Glider in Ni-Ti trattato termicamente per un Glide Path veloce, sicuro ed efficace ed il nuovo XP Endo Rise Shaper realizzato con l'esclusiva lega MaxWire (Martensite-Austenite-lucidata elettroliticamente-flessibile), per la sagomatura della stragrande maggioranza dei canali, più elastico, flessibile e resistente alla fatica. La forma unica e lo speciale trattamento termico, permette ad XP Endo Rise Shaper di sagomare i canali in modo facile e agevole, adattando la sua azione, in funzione della morfologia canalare. Giri consigliati max 1000 rpm (minimo 800 rpm). Torque 1,5 N/cm2. Glider ISO 15 conicità .04- XP Endo Rise Shaper ISO 30 conicità .04 Torque 2,5 N/cm2. Autoclavabili fino a 6 volte (es. di utilizzo in canali standard).

Blister sterile da 6 strumenti (3 Glider 15/.04 + 3 Shaper 30/.04)



	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10061042	10061043	10061044

XP ENDO RISE SHAPER FKG

XP ENDO RISE è caratterizzato da un nuovo design della punta, che offre un maggior controllo dello strumento in fase di sagomatura. Realizzato in Ni-Ti con l'esclusiva lega MaxWire (Martensite-Austenite-lucidata elettroliticamente-flessibile), per la sagomatura della stragrande maggioranza dei canali, risulta più elastico e flessibile e resistente alla fatica. La forma unica e lo speciale trattamento termico, permette ad XP Endo Rise, di sagomare i canali in modo facile e agevole, adattando la sua azione, in funzione della morfologia canalare. Grazie alla nuova punta Booster Tip (BT), dalla geometria unica a sei bordi taglienti, rispetta la traiettoria canalare rimuovendo più materiale ad ogni passaggio. Giri consigliati max 1000 rpm (minimo 800 rpm). Torque 2,5 N/cm2. XP Endo Rise Shaper 30/.04. Autoclavabile fino a 8 volte (es. di utilizzo in canali standard)

Blister sterile da 3 strumenti



	21 mm	25 mm	31 mm
3 pz.	10061045	10061046	10061047

XP ENDO RISE GLIDER FKG

Strumento in NiTi, basato sul design RACE EVO, specifico per il glidepath. È da utilizzare prima dell'XP Endo Rise nelle fasi di sagomatura dei canali radicolari, favorisce la pervietà del sentiero di percorribilità ed il raggiungimento della lunghezza di lavoro. L'esclusivo trattamento termico, indicato dal colore blu dello strumento, permette di trattare con successo le diverse anatomie dei canali, grazie alla maggiore flessibilità, resistenza alla fatica ciclica, che riduce il rischio di rottura dello strumento, consentendo una maggiore velocità di rotazione dello stesso. Il design triangolare con bordi taglienti e la maggior velocità di rotazione offrono un'efficacia di taglio potenziata. Velocità consigliata 1000 rpm, Torque 1,5 N/cm2, Glider 15/.04.

Blister sterile da 6 strumenti



	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10061039	10061040	10061041

FINISHER FKG

Strumenti in NiTi in lega MaxWire (Martensite - Austenite - lucidata elettroliticamente-flessibile), che reagisce alle diverse temperature presenti nel canale radicolare, sfruttando le caratteristiche della memoria di forma della lega nichel-titanio. Consentono la detersione meccanica del canale in tutte quelle aree non raggiungibili, eccellente resistenza alla fatica, adattamento alla morfologia del canale, rimozione completa dei detriti. Da utilizzare dopo qualsiasi preparazione del canale radicolare di diametro ISO 25 o maggiore. ISO 25, conicità 0.00.

Blister sterile da 3 strumenti.



	21 mm	25 mm	31 mm
3 pz.	10061192	10061193	10061194



FINISHER R FKG

Strumenti in NiTi in lega MaxWire (Martensite-Austenite-lucidata elettroliticamente-flessibile), che reagisce alle diverse temperature presenti nel canale radicolare, sfruttando le caratteristiche della memoria di forma della lega nichel-titanio. Consentono la detersione meccanica del canale in tutte quelle aree non raggiungibili, eccellente resistenza alla fatica, adattamento alla morfologia del canale, rimozione completa dei detriti. Il diametro della sezione interna di Finisher R lo rende più rigido e quindi più efficace nel rimuovere il materiale da otturazione adeso alle pareti canalari, in modo particolare nelle aree curve e ovali. È lo strumento ideale nei ritrattamenti canalari. Da utilizzare dopo ogni preparazione del canale radicolare di diametro ISO 30 o maggiore. Giri max 1.000 rpm (minimo 800 rpm). Torque 1.5 N/cm². ISO 30, conicità 0.00.

Blister sterile da 3 strumenti



	21 mm	25 mm	31 mm
3 pz.	10052568	10052569	10061197



XP ENDO RISE RETREATMENT FKG

Sequenza in NiTi, particolarmente indicata per semplificare i ritrattamenti endodontici ortogradi, riducendone i tempi. Il primo strumento DR1 ha una punta attiva per la rimozione del materiale di riempimento canalare e viene utilizzato nei primi millimetri del terzo coronale del canale. Velocità ottimale 1.000 rpm (minimo 800 rpm), Torque 2,5 N/cm². Il secondo strumento XP Endo Rise Shaper grazie al suo design esclusivo della punta a sei bordi taglienti, alla forma e all'alta velocità di rotazione, facilita la rimozione della guttaperca. Velocità max. 2.500 rpm (minimo 1.000 rpm), Torque 2,5 N/cm². Infine il terzo strumento Finisher R, grazie alla sua capacità di espandersi in modo ottimale, permette alla punta semi-attiva di abradere le pareti canalari e di rimuovere il materiale da otturazione anche nelle aree più inaccessibili. Velocità ottimale 1.000 rpm (minimo 800 rpm), Torque 2,5 N/cm².

Blister sterile da 3 strumenti: 1 DR1 30/.10, 1 XP Endo Rise Shaper 30/.04, 1 Finisher R 30/.00



	21 mm	25 mm	31 mm
3 pz.	10061048	10061049	10061050



D-RACE FKG

Strumenti in NiTi utilizzati nei ritrattamenti canalari per rimuovere la maggior parte del materiale di riempimento come la guttaperca, otturazioni o materiali a base di resina. Il kit D-Race è composto da due file: DR1 e DR2. Il primo strumento ha una punta attiva per la rimozione del materiale di riempimento canalare e viene utilizzato nei primi millimetri rettilinei del terzo coronale del canale. Una volta aperto l'accesso con lo strumento DR1, il secondo strumento DR2, viene utilizzato per raggiungere la lunghezza di lavoro. Poiché i ritrattamenti mettono a dura prova lo strumento, si consiglia l'utilizzo come mono paziente. La sagomatura successiva sarà effettuata utilizzando gli strumenti FKG dedicati. Velocità ottimale DR1: 1.000 rpm (minimo 800 rpm); velocità ottimale DR2: 600 rpm (minimo 400 rpm). Torque 2,5 N/cm².



	15 mm	25 mm
6 pz.	10068415	10068416

ASSORTIMENTO

Blister sterile da 4 strumenti: 2x DR1 Iso 30, conicità .10, lunghezza 15 mm e 2x DR2 Iso 25, conicità .04, lunghezza 25 mm

Assortimento in blister sterile da 4 strumenti

10068417

EDGEONE FIRE GLIDEPATH CONICITÀ DA .02 A .06 V EDGEENDO

Strumenti in NiTi a movimento alternato, monouso, trattati termicamente con tecnologia FireWire, superflessibile, possono sostituire strumenti multipli nella tecnica Glide Path.

Blister sterile da 3 strumenti



	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 19	10057445	10057446	10057447

EDGEONE FIRE EDGEENDO

Strumenti in NiTi a movimento alternato, a conicità variabile, monouso, trattati termicamente con tecnologia Firewire, superflessibile.

Blister sterile da 3 strumenti



SMALL - CONICITÀ .07

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10053626	10057065	10057066

PRIMARY - CONICITÀ .07

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 25	10057067	10057068	10057069

MEDIUM - CONICITÀ .06

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 35	10053632	10057071	10057072

LARGE - CONICITÀ .05

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 45	10053635	10057074	10053637

ASSORTIMENTI

Blister sterile da 3 strumenti Small, Primary e Medium

	21 mm	25 mm	31 mm
3 pz.	10057076	10057077	10057078





EDGEONE R UTOPIA EDGEENDO

Strumenti in NiTi a movimento alternato, monopaziente e con trattamento termico "Gold". Sono stati ottimizzati i diametri della punta, le conicità, l'efficienza e la flessibilità per una preparazione canalare più conservativa. Caratteristiche: maggiore resistenza alla fatica ciclica; maggiore flessibilità dello strumento grazie alla lega Gold; tempi di sagomatura più brevi grazie alla maggiore efficienza di taglio. Blister sterile da 6 strumenti



R-GLIDER BIANCO - CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 14	10064548	10064549	10064550

R-20 GIALLO - CONICITÀ .08

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10062641	10062642	10062643

R-25 ROSSO - CONICITÀ .08

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 25	10061505	10061506	10061507

R-40 NERO - CONICITÀ .06

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 40	10061508	10061509	10061510

R-50 GIALLO - CONICITÀ .05

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 50	10061511	10061512	10061513

ASSORTIMENTI V2

Blister sterile da 6 strumenti (2xR20 - 2xR25 - 1xR40 - 1xR50)

	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10064551	10064552	10064553

R-MOTION FKG

Strumenti in NiTi monouso, con movimento alternato, indicati per la sagomatura del canale. Il trattamento termico e la pulitura elettrochimica consentono di coniugare una maggiore flessibilità dello strumento e una più elevata resistenza alla fatica ciclica con un approccio unico a bassissima invasività. Caratteristiche: strumenti leggeri a taglio alternato, sezione triangolare arrotondata, punta ottimizzata per favorire il movimento alternato. La gamma R-Motion include 5 lime con movimento alternato: 2 per il Glide Path (R-Motion Glider e R-Motion Glider C), 5 strumenti di sagomatura selezionabili in base ai canali da trattare (R-Motion 20, R-Motion 25, R-Motion 30, R-Motion 40 e R-Motion 50). Compatibili con i motori endodontici che offrono la funzione alternata. Blister sterile da 3 strumenti.



R-MOTION GLIDER - CONICITÀ DA .03 A .06 V

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 15	10056201	10056202	10056203

R-MOTION GLIDER C - CONICITÀ DA .03 A .06 V

In lega Austenitica, è una lima per Glide Path identica all'R-Motion Glider ma senza trattamento termico. È lo strumento ideale in caso di canali che richiedono uno strumento con maggiore rigidità (ad esempio in canali atresici e/o calcificati).

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 15	10063411	10063339	10063412

R-MOTION 20 GIALLO - CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 20	10063413	10063414	10063415

R-MOTION 25 ROSSO - CONICITÀ .06

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 25	10056189	10056190	10056191

R-MOTION 30 BLU - CONICITÀ .04


	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 30	10056192	10056193	10056194

R-MOTION 40 NERO - CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 40	10056195	10056196	10056197

R-MOTION 50 GIALLO - CONICITÀ .04

	21 mm	25 mm	31 mm
ISO 50	10056198	10056199	10056200



MAXIMA STRUMENTARIO CANALARE HENRY SCHEIN

Strumentario in acciaio inox di elevata qualità, garantisce un'efficace sagomatura del canale endodontico e offre un'efficienza di taglio superiore. Stop direzionale, manico anatomico ISO. Lunghezza 25 mm.

Blister sterile da 6 pz.



K-FILES

	06 rosa	08 grigio	10 viola	15 bianco	20 giallo	25 rosso	30 blu
6 pz.	11245907	11245908	11245909	11245910	11245911	11245912	11245913
	35 verde	40 nero	45 bianco	50 giallo	55 rosso	60 blu	70 nero
6 pz.	11245914	11245915	11245916	11245917	11245918	11245919	11245920

K-FILES ASSORTIMENTI

	Assortimento 10 - 35	Assortimento 40 - 70
6 pz.	11245921	11245922

H-FILES



	08 grigio	10 viola	15 bianco	20 giallo	25 rosso	30 blu	35 verde
6 pz.	11245892	11245893	11245894	11245895	11245896	11245897	11245898
	40 nero	45 bianco	50 giallo	55 rosso	60 blu	70 nero	
6 pz.	11245899	11245900	11245901	11245902	11245903	11245904	

H-FILES ASSORTIMENTI

	Assortimento 15 - 40	Assortimento 45 - 80
6 pz.	11245905	11245906

REAMERS



	08 grigio	10 viola	15 bianco	20 giallo	25 rosso	30 blu	35 verde
6 pz.	11245923	11245924	11245925	11245926	11245927	11245928	11245929
	40 nero	45 bianco	50 giallo	55 rosso	60 blu	70 nero	
6 pz.	11245930	11245931	11245932	11245933	11245934	11245935	

REAMERS ASSORTIMENTI

	Assortimento 10 - 35	Assortimento 40 - 70
6 pz.	11245936	11245937

STRUMENTARIO CANALARE FKG

In acciaio inox di grado medicale, sterilizzabile fino a 135°C. Lunghezza mm 21-25-31.
Blister da 6 strumenti



K-FILES

	06 rosa	08 grigio	10 viola	15 bianco	20 giallo	25 rosso	30 blu	35 verde	40 nero	45 bianco
21 mm	10056728	10056729	10056730	10056437	10056731	10056438	10056732	10061258	10061259	10201588
25 mm	10056439	10056440	10056441	10056442	10056443	10056444	10056632	10061260	10061571	10201607
31 mm	10056445	10056446	10056447	10056448	10056449	10056726	10056718	10059727	10061572	10230205



K-FILES ASSORTIMENTI

	21 mm	25 mm	31 mm
Assortimento 15-40	10270598	10200648	10056724
Assortimento 45-80	10270599	10201287	10230216



H-FILES

	08 grigio	10 viola	15 bianco	20 giallo	25 rosso	30 blu	35 verde	40 nero	45 bianco
21 mm	10201636	10201637	10201638	10201639	10201640	10201641	10201642	10201643	10201644
25 mm	10201654	10201655	10201656	10201657	10201308	10201659	10201660	10201661	10201662
31 mm	10230219	10230220	10230221	10230222	10230223	10230224	10230225	-	10230227



H-FILES ASSORTIMENTI

	21 mm	25 mm	31 mm
Assortimento 15-40	10200564	10270605	10230217
Assortimento 45-80	10270606	10270614	10230218



REAMERS

	06 rosa	08 grigio	10 viola	15 bianco	20 giallo	25 rosso	30 blu	35 verde	40 nero	45 bianco
21 mm	10230155	10201719	10201720	10201721	10201722	10201723	10201724	10201725	10201726	10201727
25 mm	10230156	10201737	10201738	10201742	10201743	10201744	10201745	10201746	10201747	10201748
31 mm	10230160	10230161	10230162	10230163	10230164	10230165	10230166	10230167	10230168	10230169



REAMERS ASSORTIMENTI

	21 mm	25 mm	31 mm
Assortimento 15-40	10230179	10230181	10230185
Assortimento 45-80	10068426	10230182	10230186





K-FILES FLEX ASSORTIMENTO FGK

In acciaio inox di grado medicale, sono più flessibili dei K-Files convenzionali, semplificano la preparazione dei canali radicolari calcificati e/o con severe curvature. Inoltre, la maggiore adattabilità dei K-Files Flex riduce il rischio di trasporto dei canali e potenziali gradini o perforazioni. Sterilizzabili fino a 135°. Assortimento 15-40. Blister da 6 strumenti

	21 mm	25 mm	31 mm
6 pz.	10068427	10068428	10068429

TIRANERVI BARBED BROACHES IN ACCIAIO INOX - MANUALI

TIRANERVI - BARBED BROACHES HENRY SCHEIN

In acciaio inox.

ISO XXXXF misura 0; ISO XXXF misura 1; ISO XXF misura 2; ISO XF misura 3; ISO F misura 4; ISO M misura 5; ISO C misura 6.

Blister sterile da 10 strumenti



21 mm

	0-XXXXF viola	1-XXXXF bianco	2-XXF giallo	3-XF rosso	4-F azzurro	5-M verde	6-C nero
10 pz.	11249964	11249965	11249966	11249967	11249968	11249969	11249970

25 mm

	0-XXXXF viola	1-XXXXF bianco	2-XXF giallo	3-XF rosso	4-F azzurro	5-M verde	6-C nero
10 pz.	11249971	11249972	11249973	11249974	11249975	11249976	11249977

ALLARGACANALI PER CONTRANGOLO E GIRO-FILES

MAXIMA GATES - lunghezza 32 mm HENRY SCHEIN

Frese allargacanalanti in acciaio inox. Placchetta da 6 frese.



	1 Ø 0,50 mm	2 Ø 0,70 mm	3 Ø 0,90 mm	4 Ø 1,10 mm	5 Ø 1,30 mm	6 Ø 1,50 mm
6 pz.	11247232	11247233	11247234	11247235	11247236	11247237

ASSORTIMENTO

Assortimento 1/6 - Ø 0,50/1,50 mm

11247238

MAXIMA LARGO PEESSO REAMERS - lunghezza 32 mm HENRY SCHEIN

Frese allargacanalanti in acciaio inox. Confezione da 6 strumenti



	1 Ø 0,70 mm	2 Ø 0,90 mm	3 Ø 1,10 mm	4 Ø 1,30 mm	5 Ø 1,50 mm	6 Ø 1,70 mm
6 pz.	11247239	11247240	11247241	11247242	11247243	11247244

ASSORTIMENTO

Assortimento 1/6 - Ø 0,70/1,70 mm

11247245

SPINGIPASTA CON MOLLA FKG

In acciaio inox. Placchetta da 4 strumenti

	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero
21 mm	10201797	10201798	10201799	10201800
25 mm	10204076	10204077	10204078	10204080
29 mm	10200536	10201327	10002299	10200535



SPINGIPASTA "SENSIPAST" FKG

In acciaio inox, con dispositivo automatico con frizione di disinnesto delle spire. Lunghezza 25 mm. Placchetta da 4 strumenti

	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero
4 pz.	10201786	10201787	10201788	10201789



OTTURATORI ENDODONTICI

EDGECORE FOR EDGETAPER EDGEENDO

Otturatori termoplastici con anima in guttaperca. Consentono un'ottima otturazione 3D.

Confezione da 6 pz. (5 otturatori + 1 verificatore)

	F1 20 - giallo	F2 25 - rosso	F3 30 - blu	F4 40 - nero	F5 50 - giallo
6 pz.	10050506	10050512	10050513	10050514	10050515



EDGEFILL FOR EDGETAPER EDGEENDO

Otturatori termoplastici rivestiti di guttaperca con anima in plastica. Consentono un'ottima otturazione 3D.

Blister da 6 otturatori

	F1 - 20 - giallo	F2 - 25 - rosso	F3 - 30 - blu	F4 - 40 - nero	F5 - 50 - giallo
6 pz.	10050507	10050508	10050509	10050510	10050511



EDGECORE FOR X7 FAMILY EDGEENDO

Otturatori termoplastici con anima in guttaperca e con tecnologia crosslinked (reticolata), in grado di rendere la guttaperca più resistente e ottenere un'otturazione tridimensionale anche in canali accessori. La totale assenza di un core in plastica, facilita le procedure di Post Space e rimozione del core stesso. Per strumenti EdgeFile X7 e Utopia.

Confezione da 6 pz. (5 otturatori + 1 verificatore)

	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40	ISO 45	ISO 50
6 pz.	10056779	10056780	10056781	10056782	10056783	10056784	10056785




EDGEFILL FOR X7 FAMILY EDGEENDO

Otturatori termoplastici rivestiti di guttaperca con anima in plastica per strumenti EdgeFile X7 e Utopia.

Confezione da 6 pz.

	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35	ISO 40	ISO 45	ISO 50
6 pz.	10056786	10056787	10056788	10056789	10056790	10056791	10056792





EDGEONE CORE FOR EDGEONE FIRE EDGEENDO

Otturatori termoplastici con anima in guttaperca per EdgeOne Fire.
Confezione da 6 pz. (5 otturatori + 1 verificatore)

	Small nr. 20 giallo	Primary nr. 25 rosso	Medium nr. 35 verde	Large nr. 45 bianco
6 pz.	10053638	10053639	10053640	10053641



EDGEONE FILL FOR EDGEONE FIRE EDGEENDO

Otturatori termoplastici rivestiti di guttaperca con anima in plastica per EdgeOne Fire.
Confezione da 6 otturatori

	Small nr. 20 giallo	Primary nr. 25 rosso	Medium nr. 35 verde	Large nr. 45 - bianco
6 pz.	10053642	10053643	10053644	10053645

PUNTE DI GUTTAPERCA STANDARDIZZATE

MAXIMA PUNTE DI GUTTAPERCA IN SLIDE BOX HENRY SCHEIN

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Radiopache, esenti da cadmio. Con terminale colorato. Lunghezza mm 28.
Confezione da 120 pz.



	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - azzurro	35 - verde	40 - nero
120 pz.	11238954	11238955	11238956	11238957	11238958	11238959
	45 - bianco	50 - giallo	55 - rosso	60 - azzurro	70 - verde	80 - nero
120 pz.	11238960	11238961	11238962	11238963	11238964	11238965

ASSORTIMENTI

	Assortimento ISO 15/40	Assortimento ISO 45/80
28 mm	11238966	11238967

PUNTE DI GUTTAPERCA IN TUBETTI HENRY SCHEIN

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Radiopache, esenti da cadmio. Con terminale colorato. Lunghezza mm 28.
Confezione da 120 pz.



	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - azzurro	35 - verde	40 - nero
120 pz.	11239816	11239817	11239818	11239819	11239820	11239821
	45 - bianco	50 - giallo	55 - rosso	60 - azzurro	70 - verde	80 - nero
120 pz.	11239822	11239823	11239824	11239825	11239826	11239827

ASSORTIMENTI

	Assortimento ISO 15/40	Assortimento ISO 45/80
28 mm	11239828	11239829

PUNTE DI GUTTAPERCA HENRY SCHEIN

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Indicate per l'utilizzo con strumentario al Nichel-Titanio. Lunghezza 25 mm. IN SLIDE BOX. Con terminale colorato. Confezione da 100 pz.

CONICITÀ .04

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - azzurro	35 - verde	40 - nero
100 pz.	11239802	11239803	11239804	11239805	11239806	11239807

ASSORTIMENTO CONICITÀ .04

Assortimento ISO 15-40

11239808

CONICITÀ .06

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - azzurro	35 - verde	40 - nero
100 pz.	11239809	11239810	11239811	11239812	11239813	11239814

ASSORTIMENTO CONICITÀ .06

Assortimento ISO 15-40

11239815



PUNTE DI GUTTAPERCA FKG

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Indicate per l'utilizzo con strumentario al Nichel-Titanio. Lunghezza 28 mm. IN SLIDE BOX. Con terminale colorato. Con tacche indicanti la lunghezza. Confezione da 120 pz.



CONICITÀ .02

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero	45 - bianco	50 - giallo
120 pz.	10060292	10060293	10060294	10060295	10060296	10060297	10060298	10060299

ASSORTIMENTI CONICITÀ .02

Confezione da 120 pz.

	Assortimento 15/40	Assortimento 45/80
28 mm	10060304	10060305

CONICITÀ .04

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero	50 - giallo
60 pz.	10060306	10060307	10060308	10060309	10060310	10060311	10060312

ASSORTIMENTO CONICITÀ .04

Confezione da 60 pz.

Assortimento 15/40

10060313

CONICITÀ .06

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero
60 pz.	10060314	10060315	10060290	10060316	10060317	10060318

ASSORTIMENTO CONICITÀ .06

Confezione da 60 pz.

Assortimento 15/40

10060319





PUNTE DI GUTTAPERCA EDGEONE-R UTOPIA EDGEENDO

Coni di guttaperca per strumenti EdgeOne-R UTOPIA. Confezione da 60 pz.

	R 20 - giallo	R 25 - rosso	R 40 - nero	R 50 - giallo
60 pz.	10064628	10064629	10064630	10064632

ASSORTIMENTO

Assortimento: 10 x R20, 10 x R25, 10 x R35, 10 x R40, 10 x R45 e 10 x R50

10064633



PUNTE DI GUTTAPERCA EDGETAPER EDGEENDO

Coni di guttaperca per strumenti EdgeEndo, da utilizzare per la tecnica del cono singolo. Confezione da 60 pz.

	F1 - 20 - giallo	F2 - 25 - rosso	F3 - 30 - blu	F4 - 40 - nero	F5 - 50 - giallo
60 pz.	10063780	10063781	10063782	10063783	10063784

ASSORTIMENTO

Assortimento: 10 x F1, 10 x F2, 20 x F3, 10 x F4 e 10 x F5

10064634



PUNTE DI GUTTAPERCA EDGE X7 EDGEENDO

Coni di guttaperca per strumenti Edge X7 Utopia. Confezione da 60 pz.

CONICITÀ .04

	ISO 17 - bianco	ISO 20 - giallo	ISO 25 - rosso	ISO 30 - blu	ISO 35 - verde	ISO 40 - nero	ISO 45 - bianco
60 pz.	10064491	10064493	10064495	10064497	10064499	10064501	10064503

CONICITÀ .06

	ISO 17 - bianco	ISO 20 - giallo	ISO 25 - rosso	ISO 30 - blu	ISO 35 - verde	ISO 40 - nero	ISO 45 - bianco
60 pz.	10064492	10064494	10064496	10064498	10064500	10064502	10064504

ASSORTIMENTI

Confezione da 60 pz. (10 x ISO 17, 10 x ISO 20, 10 x ISO 25, 10 x ISO 30, 10 x ISO 35, 10 x ISO 40)

	.04	.06
60 pz.	10064505	10064506



PUNTE DI GUTTAPERCA EDGEFILE X7 EDGEENDO

Coni di guttaperca per strumenti EdgeFile X7. Lunghezza 28 mm. Confezione da 60 pezzi

CONICITÀ .04

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero	45 - bianco	50 - giallo
60 pz.	10063785	10063787	10063789	10063791	10063793	10063795	10063797	10063799

CONICITÀ .06

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero	45 - bianco	50 - giallo
60 pz.	10063786	10063788	10063790	10063792	10063794	10063796	10063798	10063800

ASSORTIMENTI

Confezione da 60 pz. (10 x ISO 20, 10 x ISO 25, 10 x ISO 30, 10 x ISO 35, 10 x ISO 40, 10 x ISO 45)

	.04	.06
60 pz.	10064624	10064625

PUNTE DI GUTTAPERCA EDGEONE FIRE EDGEENDO

Coni di guttaperca per strumenti EdgeOne Fire. Confezione da 60 pz.



	Small giallo - 20	Primary rosso - 25	Medium verde - 35	Large bianco - 45
60 pz.	10063801	10063802	10063803	10063804



ASSORTIMENTO

Assortimento: 20 small, 20 primary, 10 medium e 10 large

10064626

PUNTE DI GUTTAPERCA NORMALIZZATE

MAXIMA PUNTE DI GUTTAPERCA NORMALIZZATE IN SLIDE BOX HENRY SCHEIN

ROSA. Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Radiopache, esenti da cadmio. Lunghezza ≥ 28 mm. Confezione da 100 pz.

	XXF	XF	F	M	C
100 pz.	11238968	11238969	11238970	11238971	11238972



PUNTE DI CARTA NORMALIZZATE

PUNTE DI CARTA NORMALIZZATE IN SLIDE BOX HENRY SCHEIN

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Elevato potere assorbente e rigidità calibrata, sterilizzate. Bianca. Lunghezza mm 25. Confezione da 200 pz.

	XX-F	X-F	F	M	C
200 pz.	11238985	11238986	11238987	11238988	11238989



PUNTE DI CARTA STANDARDIZZATE

MAXIMA PUNTE DI CARTA IN TUBETTI HENRY SCHEIN

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Elevato potere assorbente e rigidità calibrata, sterilizzate. Con terminale colorato. Lunghezza mm 25. Confezione da 200 pz.

200 pz.	15 - bianco 11239830	20 - giallo 11239831	25 - rosso 11239832	30 - azzurro 11239833	35 - verde 11239834	40 - nero 11239835
200 pz.	45 - bianco 11239836	50 - giallo 11239837	55 - rosso 11239838	60 - azzurro 11239839	70 - verde 11239840	80 - nero 11239841

ASSORTIMENTI

	Assortimento 15-40	Assortimento 45-80
25 mm	11239842	11239843



PUNTE DI CARTA IN SLIDE BOX HENRY SCHEIN

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Elevato potere assorbente e rigidità calibrata, sterilizzate. Con terminale colorato. Lunghezza mm 25. Confezione da 200 pz.



	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - azzurro	35 - verde
200 pz.	11238973	11238974	11238975	11238976	11238977
	40 - nero	45 - bianco	50 - giallo	55 - rosso	60 - azzurro
200 pz.	11238978	11238979	11238980	11238981	11238982

ASSORTIMENTO

Assortimento ISO 15-40

11238983

PUNTE DI CARTA IN BLISTER STERILI HENRY SCHEIN

Arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Elevato potere assorbente e rigidità calibrata, sterilizzate. Con terminale colorato. Lunghezza mm 25. Confezione da 200 pz.



	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - azzurro	35 - verde
200 pz.	11240614	11240615	11240616	11240617	11240618
	40 - nero	45 - bianco	50 - giallo	55 - rosso	60 - azzurro
200 pz.	11240619	11240620	11240621	11240622	11240623

ASSORTIMENTI

	Assortimento 15/40	Assortimento 45/80
25 mm	11240624	11240625

PUNTE DI CARTA A CONICITA' VARIABILE



PUNTE DI CARTA CON TERMINALE COLORATO CONICITÀ .02/.04 FKJ

Sterili, arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Lunghezza 28 mm. In blister sterile. Confezione da 200 pz.

CONICITÀ .02

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero
200 pz.	10060320	10060321	10060322	10060323	10060324	10060325
	45 - bianco	50 - giallo	55 - rosso	60 - blu	70 - verde	80 - nero
200 pz.	10060326	10060327	10060328	10060329	10060330	10060331

ASSORTIMENTO CONIVITÀ .02

Assortimento 15/40

10060332

CONICITÀ .04

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero	50 - giallo
200 pz.	10060334	10060335	10060336	10060337	10060338	10060339	10060340

ASSORTIMENTO CONICITÀ .04

Assortimento 15/40

10060341



PUNTE DI CARTA CON TERMINALE COLORATO CONICITÀ .06 FKG

Sterili, arrotolate a mano in conformità alle specifiche ISO. Lunghezza 28 mm. In blister sterile. Confezione da 200 pz.

	15 - bianco	20 - giallo	25 - rosso	30 - blu	35 - verde	40 - nero
200 pz.	10060342	10060343	10060291	10060344	10060345	10060346

ASSORTIMENTO

Assortimento 15/40

10060347



PUNTE DI CARTA SPECIFICHE

PUNTE DI CARTA EDGE EDGEENDO

Coni di carta per strumenti EdgeOne-R Utopia, Edge X7 Utopia e EdgeFile X7. Confezione da 100 pz.

CONICITÀ .04

	ISO 15 - bianco	ISO 20 - giallo	ISO 25 - rosso	ISO 30 - blu
100 pz.	10064473	10064475	10064477	10064479
	ISO 35 - verde	ISO 40 - nero	ISO 45 - bianco	ISO 50 - giallo
100 pz.	10064481	10064483	10064485	10064487

CONICITÀ .06

	ISO 15 - bianco	ISO 20 - giallo	ISO 25 - rosso	ISO 30 - blu
100 pz.	10064474	10064476	10064478	10064480
	ISO 35 - verde	ISO 40 - nero	ISO 45 - bianco	ISO 50 - giallo
100 pz.	10064482	10064484	10064486	10064488

ASSORTIMENTI

Confezione da 100 pz. (20 x ISO 20, 20 x ISO 25, 20 x ISO 30, 20 x ISO 40, 20 x ISO 45)

	.04	.06
100 pz.	10064489	10064490



PUNTE DI CARTA EDGETAPER EDGEENDO

Coni di carta per strumenti EdgeEndo. Confezione da 60 pz.

	F1 - 20 - giallo	F2 - 25 - rosso	F3 - 30 - blu	F4 - 40 - nero	F5 - 50 - giallo
60 pz.	10063805	10063806	10063807	10063808	10063809

ASSORTIMENTO

Confezione da 100 pz. (20x F1, 20x F2, 20x F3, 20x F4, 20x F5)

10064635



PUNTE DI CARTA EDGEONE FIRE EDGEENDO

Coni di carta per strumenti EdgeOne Fire. Confezione da 60 pz.

	Small 20 - giallo	Primary 25 - rosso	Medium 35 - verde	Large 45 - bianco
60 pz.	10063810	10063811	10063812	10063813

ASSORTIMENTO

Confezione da 100 pz. (40 small, 40 primary, 10 medium e 10 large)

10064627





SAFETY MEMO DISK FKG

Margherita di silicone, per ogni ciclo in autoclave, si stacca un petalo dalla margherita in modo da poterne monitorare l'utilizzo.

Confezione da 100 pz. - Ø 0,50 mm, colore trasparente

10064528

MISURATORI CANALARI ED ACCESSORI



ENDO ORGANIZER HENRY SCHEIN

Misuratore canalare in plastica con supporto ad anello, munito di spugnette di due diversi colori e consistenze per la pulizia meccanica degli strumenti canalari usati.

KIT

1 misuratore canalare lunghezza max 30 mm, 2 anelli in due misure, 50 spugnette monouso (25 regular color grigio e 25 soft color lavanda)

11238305

RICAMBIO SPUGNETTE

Spugnette - 50 pz. (25 regular e 25 soft color lavanda)

11238341



ENDO GRIP KRUGG

In plastica autoclavabile, munito nella parte centrale di clin grip. Nella parte superiore si inserisce la spugna (spessore 1 mm), mentre l'interno può essere riempito di liquido disinfettante. Dimensioni: Ø cm 7 x h 5,7

1 pz.

11230792



SPUGNETTE ENDODONTICHE HENRY SCHEIN

Tonde Ø 5 cm in 2 spessori

Spessore 5 mm - Confezione da 50 pz.

11245780

Spessore 10 mm - Confezione da 25 pz.

11245781

BOX ENDODONTICI



MAXI BOX ENDODONTICI IN PLASTICA KRUGG

In plastica refrattaria a tutti gli agenti chimici, autoclavabile a 125°C. Completo di coperchio, contiene 4 moduli estraibili di colore beige per strumenti canalari. Dimensioni esterne: cm 18,5 x 11,5 x h7; 2 x 48 fori per canalari manuali e 2 x 48 fori per canalari meccanici

1 pz.

11217849



MINI ENDO BOX KRUGG

In plastica refrattaria a tutti gli agenti chimici, autoclavabile a 125°C. Completo di coperchio, contiene 1 modulo estraibile e di colore beige per strumenti canalari. Dimensioni esterne: cm 12 x 7 x h 7

Modello per canalari manuali

11218386

Modello per canalari meccanici

11218387

Spugnette per endodonzia

Autoclavabili



Spugnette per la pulizia degli strumenti endodontici, in poliuretano espanso con cellule aperte, resistenti in autoclave (il calore può ingiallire il prodotto senza alterarne le caratteristiche). La spugna, grazie alla sua grande flessibilità, penetra nelle spire dello strumento distaccando/pulendo i possibili residui organici. Può venire a contatto con ipoclorito.

Confezione: scatola da 25 pezzi spessore 1 cm/scatola da 50 pezzi spessore 0,5 cm
Misura: Ø 5 cm

Codice	Spessore in cm
10025538	0,5
10025539	1,0

Files-K

In acciaio inossidabile



Strumenti canalari in acciaio inossidabile con manico in plastica colorata, resistente al calore, completi di endo-stopper.

Blister da 6 strumenti sterili, 25 mm.

Codice	Misura
10046493	10
10046495	20

Coni carta sterili

Standardizzati



Coni di carta sterili standardizzati (conicità 0,2%), ideali per l'asciugatura dei canali radicolari preparati con strumenti convenzionali.

Confezione sterile da 200 coni.

Codice	Misura
10046569	15
10046598	20
10046599	25
10046600	30
10046601	35
10046602	40
10046603	45
10046604	50

Coni carta sterili

A conicità variabile



Coni di carta sterili ideali per strumenti a conicità variabile.

Confezione sterile da 120 coni.

Codice	Conicità	Misura
10046570	04%	20
10046606	04%	25
10046607	04%	30
10046608	04%	35
10046609	04%	40
10046610	04%	assortiti 20/45
10046611	06%	20
10046612	06%	25
10046613	06%	30
10046614	06%	35
10046615	06%	40
10046616	06%	assortiti 20/45

Coni guttaperca

Standardizzati



Coni di guttaperca standardizzati (conicità 0,2%), radiopachi, a punta rigida ma sufficientemente flessibili per assicurare un'ideale qualità di lavoro. Per tutte le tecniche di otturazione del canale radicolare.

Confezione da 120 coni.

Codice	Misura
10046568	15
10046589	20
10046590	25
10046591	30
10046592	35
10046593	40
10046594	45
10046595	50
10046596	assortiti 15/40

Coni guttaperca

A conicità variabile



Coni di guttaperca a conicità variabile, radiopachi, a punta rigida ma sufficientemente flessibili per assicurare un'ideale qualità di lavoro. Confezione da 100 coni.

Codice	Conicità	Misura
10046566	04%	15
10046573	04%	20
10046574	04%	25
10046575	04%	30
10046576	04%	35
10046577	04%	40
10046578	04%	45
10046579	04%	50
10046580	04%	assortiti 15/40
10046567	06%	15
10046581	06%	20
10046582	06%	25
10046583	06%	30
10046584	06%	35
10046585	06%	40
10046586	06%	45
10046587	06%	50
10046588	06%	assortiti 15/40

Endo Cool spray

Test vitalità pulpare



Spray per il test di vitalità e per il rapido raffreddamento di materiali termoplastici. Prodotto ecocompatibile. Sapore menta.

Codice	Confezione
10057192	200 ml



Dischi PMMA

Estetica e durata garantite per restauri affidabili

Finitura lucida

Disponibile sia in mono
che multistrato



Estetica naturale

Selezione versatile delle tonalità

Compatibile con le fresatrici
leader del settore

Scopri perchè i dischi Zirlux® PMMA sono la scelta giusta
per il tuo laboratorio

**ZIRLUX 16+ DISCS WHITE ZIRLUX**

Dischi in Zirconia con un'ottima traslucenza ed alta resistenza alla flessione (1200 Mpa) nella colorazione bianca (W).
Indicato per ponti, inlay e onlay. Diametro 98,5. Confezione da 1 disco.

14 mm
16 mm
18 mm
20 mm

13009717
10066766
13009751
13009768

**DISCHI ZIRLUX COMPLETE ZIRLUX**

Zirlux Complete è una zirconia multistrato ad alta resistenza con caratteristiche estetiche elevate per produrre manufatti di alta qualità. Resistenza alla flessione 1.000 Mpa che consente una vasta gamma di applicazioni, dai restauri di singoli elementi a grandi riabilitazioni. La resistenza combinata con una traslucenza del 47% fornisce il perfetto equilibrio tra forza ed estetica.
Disponibile nelle 16 tonalità VITA® Diametro disco 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3
10 mm	13011818	13011819	13011820	13011821	13011822	13011823	13011824	13011825
12 mm	13011834	13011835	13011836	13011837	13011838	13011839	13011840	13011841
14 mm	13011850	13011851	10061866	10061867	13011854	13011855	13011856	13011857
16 mm	13011866	10061752	10061753	13011869	13011870	13011871	13011872	13011873
18 mm	13011882	13011883	13011884	13011885	10061864	13011887	13011888	13011889
20 mm	13011898	13011899	13011900	13011901	13011902	13011903	13011904	13011905
22 mm	13011914	13011915	13011916	13011917	13011918	13011919	13011920	13011921
25 mm	13011930	13011931	13011932	13011933	13011934	13011935	13011936	13011937
	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
10 mm	13011826	13011827	13011828	13011829	13011830	13011831	13011832	13011833
12 mm	13011842	13011843	13011844	13011845	13011846	13011847	13011848	13011849
14 mm	13011858	13011859	13011860	13011861	13011862	13011863	13011864	13011865
16 mm	13011874	13011875	13011876	13011877	13011878	13011879	13011880	13011881
18 mm	13011890	13011891	13011892	13011893	13011894	13011895	13011896	13011897
20 mm	13011906	13011907	13011908	13011909	13011910	13011911	13011912	13011913
22 mm	13011922	13011923	13011924	13011925	13011926	13011927	13011928	13011929
25 mm	13011938	13011939	13011940	13011941	10066778	10066779	13011944	13011945

DISCHI ZIRLUX ESTHETIC TR ZIRLUX

Zirlux Esthetic TR è una zirconia altamente estetica e resistente che presenta forza di transizione e traslucenza in tutto il disco di zirconia. Da una resistenza alla flessione di 1.000 Mpa lungo il bordo cervicale del disco passa a 727 Mpa sul bordo incisale dove è richiesta una maggiore traslucenza per abbinare l'estetica naturale.

Disponibile nelle 16 tonalità VITA® Diametro disco 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4
12 mm	13011946	13011947	13011948	13011949	13011950	13011951	13011952	13011953	13011954
14 mm	13011964	10061865	13011966	13011967	13011968	13011969	13011970	13011971	13011972
16 mm	13011982	10061750	10061751	13011985	13011986	13011987	13011988	13011989	13011990
18 mm	13012000	13012001	13012002	13012003	13012004	13012005	13012006	13012007	13012008
20 mm	13012018	13012019	13012020	13012021	13012022	13012023	13012024	13012025	13012026
22 mm	13012036	13012037	13012038	13012039	13012040	13012041	13012042	13012043	13012044
25 mm	13012054	13012055	13012056	13012057	13012058	13012059	13012060	13012061	13012062

	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2
12 mm	13011955	13011956	13011957	13011958	13011959	13011960	13011961	13011962	13011963
14 mm	13011973	13011974	13011975	13011976	13011977	13011978	13011979	13011980	13011981
16 mm	13011991	13011992	13011993	13011994	13011995	13011996	13011997	13011998	13011999
18 mm	13012009	13012010	13012011	13012012	13012013	13012014	13012015	13012016	13012017
20 mm	13012027	13012028	13012029	13012030	13012031	13012032	13012033	13012034	13012035
22 mm	13012045	13012046	13012047	13012048	13012049	13012050	13012051	13012052	13012053
25 mm	13012063	13012064	13012065	13012066	13012067	13012068	13012069	13012070	13012071



DISCHI ZIRLUX ANTERIOR MULTI DISCS ZIRLUX

Dischi in Zirconia multistrato con resistenza alla flessione 600 MPa. Indicati per corone full contour e ponti fino a 3 elementi.

Corone telescopiche, corone rivestite. Disponibili in 13 colori VITA. Diametro mm 98,5. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C2
10 mm	13010244	13010252	10065817	10065822	10065827	10065832	13010292
12 mm	10065810	13010253	10065818	10065823	10065828	10065833	13010293
14 mm	10065811	10065814	10065819	10065824	10065829	10065834	13010294
16 mm	10065812	10065815	10065820	10065825	10065830	10065835	13010295
18 mm	10065813	10065816	10065821	10065826	10065831	10065836	13010296
20 mm	10066767	13010257	10066768	10066771	10066774	10066777	13010297
22 mm	13010250	13010258	10066769	10066772	10066775	13010290	13010298
25 mm	13010251	13010259	10066770	10066773	10066776	13010291	13010299



ZIRLUX 16+ BLOCKS ZIRLUX

Blocchetti in ossido di Zirconio, combinano un'ottima traslucenza ed alta resistenza alla flessione (1200 Mpa).

Disponibili in 16 blocchi precolorati nella scala colori classica Vita A1/D4 e uno nella colorazione bianca (W). Zirlux 16+ è oltre il 44% traslucido; indicati per ponti, inlay e onlay. L'utilizzo dei blocchetti pre-colorati consente di risparmiare tempo, in quanto non è necessario utilizzare liquidi coloranti da immersione.

**40 - Misura 40 x 19 x 15 mm**

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4
6 pz.	10068609	10068610	10068611	10068612	10068613	10068614	10068615	11341500	10068616
	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	White	
6 pz.	10068617	11341503	11341504	11341505	11341506	11341507	10068618	10068619	

55 - Misura 55 x 19 x 15 mm

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4
5 pz.	10068620	11341511	11341512	11341513	11341514	10068621	10068622	10068623	10068624
	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	White	
5 pz.	10068625	11341520	10068626	10068627	10068628	10068629	11341525	11341526	

65 - Misura 65 x 25 x 22 mm

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4
4 pz.	10068630	10068631	10068632	10068633	10068634	11341532	11341533	10068635	10068636
	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	White	
4 pz.	11341536	11341537	11341538	11341539	11341540	11341541	10068637	10068638	

85 - Misura 85 x 40 x 22 mm

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4
2 pz.	11341544	10068639	10068640	10068641	10068642	10068643	10068644	10068645	10068646
	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	White	
2 pz.	10068647	10068648	10068649	10068650	10068651	10068652	10068653	10068654	

DISCHI ZIRLUX PMMA ZIRLUX

I dischi Zirlux® PMMA sono progettati per integrarsi senza problemi nel flusso di lavoro provvisorio digitale e sono progettati per fornire risultati duraturi e dall'aspetto naturale. Adatto per corone temporanee, ponti e protesi digitali, Zirlux PMMA fornisce una soluzione affidabile per una qualità costante nei restauri. CARATTERISTICHE: finitura lucida con resistenza all'usura e alle macchie - stabilità del colore - biocompatibile e naturalmente traslucido, fornisce risultati realistici. Ottimizzato per la fresatura di precisione - Ampia gamma di tonalità in linea con la guida colori VITA per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti - Estremamente versatile adatto per corone temporanee a lungo termine, ponti, protesi digitali e basi per protesi.

MONOLAYER

Dischi indicati per il ripristino di provvisori estetici di lunga durata.
Resistenza alla flessione 120 Mpa. Disponibili in 4 colorazioni Vita.
Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	B1
16 mm	10066378	10066374	10066373	10066372
20 mm	10066379	10066375	10066376	10066377

MULTILAYER

Dischi composti da 5 strati di tonalità, per il ripristino di provvisori estetici di lunga durata.
Resistenza alla flessione 120 Mpa. Disponibili nelle 16 colorazioni Vita e 3 colorazioni Bleach.
Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

16 mm

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2
16 mm	10066383	10066384	10066385	10066386	10066387	10066388	10066389
	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2
16 mm	10066390	10066391	10066392	10066393	10066394	10066395	10066396
	D3	D4	BL1	BL2	BL3		
16 mm	10066397	10066398	10066415	10066416	10066417		

20 mm

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2
20 mm	10066399	10066400	10066401	10066402	10066403	10066404	10066405
	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2
20 mm	10066406	10066407	10066408	10066409	10066410	10066411	10066412
	D3	D4	BL1	BL2	BL3		
20 mm	10066413	10066414	10066418	10066419	10066420		



DISCHI ZIRLUX SPLINT TRASPARENT ZIRLUX

Dischi in PMMA trasparente. Bruciano senza lasciare residui. Per strutture calcinabili per fusione di metalli, per la tecnica di pressatura e per realizzare strutture di prova. Diametro 98,5 mm con gradino. Confezione da 1 disco.

14 mm	13008541
16 mm	13008558
18 mm	13008559
20 mm	13008576
25 mm	13008577



**DISCHI ZIRLUX PMMA PINK ZIRLUX**

Dischi in PMMA per la realizzazione di basi protesiche in protesi rimovibile (protesi digitale). Eccellente biocompatibilità. I dischi Zirlux® PMMA sono progettati per integrarsi senza problemi nel flusso di lavoro digitale e sono progettati per fornire risultati duraturi e dall'aspetto naturale. Fornisce una soluzione affidabile per una qualità costante nei restauri. Resistenza alla flessione 120 Mpa. Colore rosa venato. Diametro 98,5 mm - Confezione da 1 disco.

	Rosa venato
25 mm	10066380
30 mm	10066381
35 mm	10066382

DISCHI IN METALLO**DISCHI ZIRLUX NP DISCS ZIRLUX**

Dischi in lega CrCo Tipo 4 ceramizzabile, privo di impurità e distorsioni provocate dal processo produttivo. Zirlux NP è caratterizzato da un'elevata resistenza alla corrosione ed è idoneo alla saldatura al laser. Ossidazione: 960° - 980°. Disponibili nel diametro 98,3 mm con gradino e altezza da 8 a 20 mm. Confezione da 1 disco.

10 mm	10062945
12 mm	10062946
13,5 mm	10062948
18 mm (ad esaurimento)	10057368
20 mm	10057369

DISCHI IN CERA**DISCHI ZIRLUX WAX DISCS ZIRLUX**

Dischi in cera per la modellazione di corone ponti e strutture, realizzate con la tecnica di fusione e di pressatura. Possibilità di prova in bocca. Diametro 98,5 mm con gradino, altezza 14 mm e 20 mm. Confezione da 1 disco.

	Bianco	Blu	Grigio
14 mm	10066765	-	13007697
20 mm	13007450	10058528	13007448

VPS CADCAM CARTUCCE HENRY SCHEIN

Silicone tissotropico a media viscosità, radiopaco, durezza finale Shore-A 95, realizzato appositamente per la lettura dell'occlusione antagonista, mediante scanner ottico nella tecnica CAD-CAM (tempo di presa nel cavo orale 60"). Il silicone si utilizza intraoralmente come un normale rilevatore del morso occlusale e successivamente, riposizionandolo sul modello in gesso, consente la scansione della superficie occlusale antagonista. Colore verde acqua.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad.

13004913



SPRAY DI CONTRASTO PER SCANSIONE

CADCAM SCAN SPRAY HENRY SCHEIN

Ideato per consentire una scansione ottimale di monconi in gesso, resina o metallo, su cui realizzare lavorazioni mediante tecnica CAD-CAM. La polvere, erogata in modo uniforme dal nebulizzatore, attenua e compensa le rifrazioni ottiche trasmesse dalle superfici lisce e lucide dei normali modelli di lavoro, favorendo una lettura ottimale di tutta la superficie. Lo spray è utilizzabile sia per la tecnica "chairside" (intraoralmente sul dente naturale) sia per la tecnica "labside" (extraoralmente sul modello di lavoro). La polvere si deposita uniformemente solo su superfici perfettamente pulite e asciutte.

Flacone da 50 ml + cannula

13004912



RESINE PER STAMPANTI

RESINA ZIRLUX NIGHTGUARD & SPLINT FLEXIBLE ZIRLUX NEW

Il comfort incontra la sostenibilità. Combina una protezione efficace contro il bruxismo con un'alta flessibilità per un funzionamento affidabile e un maggior comfort di indossamento. Offre la necessaria rigidità per la protezione dei denti in caso di disfunzioni come il bruxismo, con una flessibilità extra per un maggiore comfort per il paziente. Una resina appositamente sviluppata per la produzione di bite, paradenti, splint di riposizionamento e cucchiari per sbiancamento. La formula ottimizzata DLP garantisce un indurimento rapido, aumentando così l'efficienza nell'ambiente di studio o di laboratorio. Ideale per l'uso con stampanti 3D ad alta risoluzione per risultati precisi e massime prestazioni del flusso di lavoro. Flessibile e resistente: offre un elevato comfort di indossamento per il paziente senza compromessi sulla stabilità e funzionalità. Resistente alle macchie: per un aspetto estetico durevole, anche con un uso prolungato. Lucidabile a specchio.

Trasparente - Confezione da 1 litro



RESINA ZIRLUX NIGHTGUARD & SPLINT RIGID ZIRLUX NEW

Il comfort incontra la sostenibilità. Combina una protezione efficace contro il bruxismo con un'alta flessibilità per un funzionamento affidabile e un maggior comfort di indossamento. Offre la necessaria rigidità per la protezione dei denti in caso di disfunzioni come il bruxismo, con una flessibilità extra per un maggiore comfort per il paziente. Una resina appositamente sviluppata per la produzione di bite, paradenti, splint di riposizionamento e cucchiari per sbiancamento. La formula ottimizzata DLP garantisce un indurimento rapido, aumentando così l'efficienza nell'ambiente di studio o di laboratorio. Ideale per l'uso con stampanti 3D ad alta risoluzione per risultati precisi e massime prestazioni del flusso di lavoro. Flessibile e resistente: offre un elevato comfort di indossamento per il paziente senza compromessi sulla stabilità e funzionalità. Resistente alle macchie: per un aspetto estetico durevole, anche con un uso prolungato. Lucidabile a specchio.

Trasparente - Confezione da 1 litro



RESINA ZIRLUX SURGICAL GUIDES ZIRLUX NEW



Zirlux Liquid per guide chirurgiche è un liquido per stampa 3D rigido e biocompatibile, sviluppato per la realizzazione di guide chirurgiche. Il materiale è robusto e durevole, supportando così il posizionamento ottimale degli impianti per ottenere il miglior risultato possibile per il paziente. Alta precisione: ideale per interventi chirurgici guidati – consente la massima accuratezza nella profondità, nell'angolo e nel posizionamento degli impianti. Robusto e sterilizzabile: resiste alle esigenze dell'uso clinico e ai processi di sterilizzazione ripetuti – senza perdere stabilità o trasparenza. Alta resistenza alla flessione e alto modulo di elasticità: garantisce la massima stabilità – resiste alla deformazione e alla rottura anche sotto forte carico. Lucidabile ad alta brillantezza: Permette una superficie liscia e lucida – per maggiore comfort e un'estetica gradevole. Ampia compatibilità con le stampanti: validato per i sistemi di stampa 3D leader di mercato – per una facile integrazione nei flussi di lavoro digitali esistenti.

Grigio - Confezione da 1 Kg

10067673

RESINA ZIRLUX GINGIVA MASK ZIRLUX NEW



Imitare la natura senza sforzo: riproduce con precisione il colore, la texture e la resistenza del tessuto gengivale naturale. Simulazione gengivale: migliora i risultati estetici e rafforza la fiducia dei pazienti. Facile da levigare: consente personalizzazioni individuali per profili di emergenza ottimali e forme di pontico. Flessibile e stabile nella forma: ideale equilibrio tra flessibilità e resistenza strutturale per una funzionalità affidabile. Bassa ritiro: garantisce la precisione dimensionale durante e dopo il processo di stampa. Completamente convalidato: compatibile con le principali stampanti 3D e integrabile senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro digitali esistenti.

Rosa - Confezione da 500 gr

10067674

RESINA ZIRLUX MODEL ZIRLUX NEW



Stampa 3D più veloce e precisa di modelli. Il liquido per stampa 3D Zirlux è stato sviluppato per la stampa 3D di modelli dentali e ortodontici. Due varianti di colore: disponibile in grigio chiaro e avorio - entrambe ottimizzate per una riproduzione dei dettagli nitida. Stampa veloce: consente una rapida produzione di modelli dentali e ortodontici - per maggiore efficienza nella vita quotidiana dello studio. Precisione e accuratezza: cattura i dettagli anatomici con precisione - per una migliore comunicazione con i pazienti e una pianificazione efficace del trattamento. Aiuto alla separazione per termosaldatura: il materiale aggiuntivo integrato facilita il distacco durante il sottovuoto. Ampia compatibilità con le stampanti: validato per i principali sistemi di stampa 3D - integrazione fluida nei flussi di lavoro esistenti.

Ivory - Confezione da 1 Kg

10067675

Ivory Light Grey - Confezione da 1 Kg

10067676

Resine per stampa

3D Zirlux®

ORA DISPONIBILI CON
HENRY SCHEIN®




Studiate per la precisione. Progettate per l'efficienza.

Da oltre un decennio, il marchio Zirlux® è leader globale nel settore dei materiali digitali, a cui si affidano i professionisti del settore odontoiatrico di tutto il mondo per l'estetica, le prestazioni e l'affidabilità.



Offri precisione e durata
per restauri funzionali.



Ottieni risultati
estetici realistici.



Si integra perfettamente
con l'attuale stampante 3D.

Scopri perché Zirlux® è *adatto a te*.
Per ulteriori informazioni, visita il sito Zirlux.com/PrintResins

RESINE PER STAMPA 3D ZIRLUX®

NOVITÀ

Le resine per stampa 3D Zirlux® sono i prodotti più recenti del portafoglio digitale di Zirlux®. Progettate per integrarsi perfettamente nel flusso di lavoro esistente.

Che si tratti della stampa di modelli, guide chirurgiche, bite notturni o maschere gengivali, le resine Zirlux® offrono la qualità e l'affidabilità richieste dal tuo studio.

PUNTI DI FORZA DEI PRODOTTI

Risultati accurati: le resine Zirlux® possono trarre vantaggio dalle impostazioni ad alta risoluzione.

Trattamento più rapido: stampa in sede per efficienza, durata e precisione.

Aumento della produzione: semplifica i flussi di lavoro e offri più opzioni di trattamento ai pazienti.



Resina per stampa di modelli Zirlux® - Avorio

1 kg

- Per la stampa 3D di modelli ortodontici
- Due opzioni colore: grigio chiaro e avorio
- Stampa rapida
- Precisione e accuratezza
- Agente di rilascio termoformato
- Convalida estesa della stampante



Resina per stampa di bite notturni e splint Zirlux® - Rigida

1 kg

- Flessibilità, forza e funzionalità
- Resistente alle macchie
- Lucidabile
- Finitura liscia
- Convalida estesa della stampante
- Biocompatibile
- SENZA BPA, MMA E FTALATI



Resina per stampa di guide chirurgiche Zirlux®

1 kg

- Accuratezza elevata
- Durabilità
- Resistenza elevata alla flessione e alto modulo
- Facili da lucidare
- Convalida estesa della stampante
- Biocompatibile: sicura per uso intraorale
- SENZA BPA, MMA E FTALATI



Resina per stampa di modelli Zirlux® - Grigio chiaro

1 Kg

- Per la stampa 3D di modelli ortodontici
- Due opzioni colore: grigio chiaro e avorio
- Stampa rapida
- Precisione e accuratezza
- Agente di rilascio termoformato
- Convalida estesa della stampante



Resina per stampa di bite notturni e splint Zirlux® - Flessibile

1 kg

- Materiale rigido per splint e bite notturni
- Resistenza elevata
- Durevole
- Lucidabile
- Resistente alle macchie
- Convalida estesa della stampante
- Biocompatibile: sicura per uso intraorale
- SENZA BPA, MMA E FTALATI



Resina per stampa per maschere gengivali Zirlux®

0,5 kg

- Simula il tessuto gengivale
- Facilmente rifinibile
- Flessibile ma stabile
- Basso restringimento
- Convalida estesa della stampante




SCOPRI LA GAMMA DI STAMPANTI 3D CONVALIDATE PER L'USO CON RESINA PER STAMPA 3D ZIRLUX®

Ordina oggi stesso su DENTALTREY.IT

Inquadra il QR CODE per rimanere sempre aggiornato sulle compatibilità



-  Profilo di stampa Zirlux disponibile
- ✓ Profilo di stampa KeyPrint



	Zirlux® Model Print Resin	Zirlux® Gingiva Mask Print Resin	Zirlux® Surgical Guides Print Resin	Zirlux® Nightguard & Splint Print Resin - Flexible	Zirlux® Nightguard & Splint Print Resin - Rigid
Asiga® MAX (385nm)					
Asiga® Ultra 50 (385nm)					
Asiga® PRO 4k (385nm)					
Ackuretta FreeShape (405nm)					
Ackuretta Dentiq (405nm)					
Ackuretta SOL (405nm)					
Ackuretta SOL Plus (405nm)					
Anycubic Photon Mono X 6Ks (405nm)	✓			✓	✓
Anycubic Photon Mono M5 (405nm)	✓		✓	✓	✓
B9 Creation Dent XL (385nm)		✓	✓		
Carbon M2 (385nm)					
Carbon M3 (385nm)					
Carbon M3 Max (385nm)					
Dekema trix™ Print (385nm)	✓	✓	✓		
Elegoo Mars 3 Pro 4k (385nm)	✓	✓	✓	✓	✓
EPAX DX10 Pro (405nm)			✓		
Flashforge Hunter (405nm)		✓	✓		
HeyGears A2D (385nm)				✓	✓
HeyGears ChairSide Pro (385nm)					✓
HeyGears Ultracraft A3D (385nm)				✓	✓
Microlay Eve (405nm)	✓	✓	✓	✓	
Microlay Versus (385nm)	✓	✓	✓	✓	
MiiCraft 125 (405nm)	✓	✓	✓		
MiiCraft Ultra (405nm)	✓	✓	✓		
Nexa3D NXD200 (405nm)	✓		✓	✓	✓
Nexa3D XiP (405nm)	✓	✓	✓	✓	
Phrozen Sonic XL 4k (405nm)	✓	✓	✓	✓	✓
Phrozen Sonic Mini 4k (405nm)	✓	✓	✓	✓	✓
Planmeca Creo C5 (405nm)	✓		✓	✓	
Rapid Shape D20+, D30+, D20II, D30II, D40II (385nm)					
Rapid Shape D50+, D70, D90, D100 (385nm)	✓				
RayShape® Shape 1 (405nm)	✓		✓	✓	✓
Roland® 3DXPRINT	✓		✓	✓	✓
SHINING 3D® AccuFab-D1/D1s (405nm)					
SHINING 3D® Accufab-L4D (405nm)					
Sisma Everes UNO (405nm)	✓	✓	✓	✓	✓
SprintRay Pro (405nm)		✓	✓	✓	✓
SprintRay Pro 2 (385nm)				✓	
MoonRay® S100/D75 (385nm)			✓		
Stratasys Origin One Dental (385nm)		✓	✓	✓	✓
Structo ST-01	✓				
W2P SolFlex 135/150/163170/350/363/650 (385nm)		✓	✓		
W2P SolLab 335/370/450 (385nm)		✓	✓		
Zortrax Inkspire 2 Clinical (405nm)	✓		✓	✓	

**BASI PER MODELLI HENRY SCHEIN**

Stampi preformati in gomma, per realizzare basi di modelli studio o archivio in modo pulito e preciso. Confezione da 1 pz.

Misura piccola	13000063
Misura grande	13000062

**BASI PER SPLIT-CAST HENRY SCHEIN**

Stampi preformati in robusta gomma, per la realizzazione di basi per modelli studio e antagonisti con la tecnica di riposizionamento Split Cast. Confezione da 1 pz.

Per arcata superiore	13000064
Per arcata inferiore	13000065

**SPLIT-CAST SYSTEM HENRY SCHEIN**

Stampi per basi di modelli con monconi sfilabili e tecnica split-cast calamitato.

Composti da due parti: 1 base rigida con tacche in negativo (incavi) e 1 guaina di gomma facilmente adattabile all'altezza.

KIT PER BI PIN CORTO (13,5 mm)

Kit contenente: 1 base da 8 cm, 1 anello elastico h 22 mm, 10 sedi per magneti con disco ritentivo e 10 magneti.

Kit per Bi Pin corto	13004577
----------------------	----------


RICAMBI

Dischetti contromagnete: (Ø 20 mm) 10 pz.	13000146
Sedi per magneti: (Ø esterno 25 mm - Ø interno 23 mm) - 10 pz.	13000145
Magnete rotondo (Ø 20 mm) - 10 pz.	13000144
Anello elastico - 1 pz.	13004579
Base + Anello elastico - 1 pz.	13004578

**DISCHI RITENTIVI HENRY SCHEIN**

Dischi ritentivi in metallo, Ø 25 mm con 4 alette.

Confezione da 10 pz.	13004925
----------------------	----------

**RONDELLE RITENTIVE HENRY SCHEIN**

Rondelle di ritenzione in metallo per gesso.

Confezione da 1000 pz.	13004576
------------------------	----------

**SEGHETTO PER MODELLI HENRY SCHEIN**

Consente un buon campo visivo durante la fase di separazione del modello. Impugnatura rivestita in gomma.

Completo di lama, spessore 0,25 x 3 x 75 mm

Diritto	13000068
Inclinato	13000069

**LAME PER SEGHETTO PINDEX HENRY SCHEIN**

Confezioni da 12 pz.

Lama 0,18 x 2 x 120 mm	13000066
Lama 0,25 x 2 x 120 mm	13000067

LAME PER SEGHETTI HENRY SCHEIN

Confezioni da 12 pz.

Lama 0,25 x 2 x 75 mm
Lama 0,12 x 5 x 75 mm

13000070
13000071



PERNI IN OTTONE HENRY SCHEIN

Perni conici con spillo nr. 1 - 100 pz.
Perni conici con spillo nr. 2 - 100 pz.
Perni in ottone - 1.000 pz.

13011356
13011357
13011358



nr. 1

nr. 2

ISOLANTE PER GESSO HENRY SCHEIN

Per tutti i tipi di gesso; indicato per modelli con monconi sfilabili e per la tecnica Split-Cast.

Flacone da 1 litro senza vaporizzatore

13004581



PENNELLI PER ISOLANTI HENRY SCHEIN

Pennello piatto in setola chunking, per isolanti per gesso.

Misura 10
Misura 12
Misura 14

13004583
13004584
13004585



LACCHE PER MONCONI HENRY SCHEIN

Adatte a tutti i tipi di materiale per monconi. Asciugano velocemente formando una pellicola molto resistente sulla superficie del moncone. Flacone da 15 ml

Argento 13 µ
Blu 10 µ
Rosso 8 µ
Trasparente 3 µ

13003801
13003803
13003802
13003804



DILUENTE

Diluente universale. Flacone da 15 ml

13003870

SILICONI ED ACCESSORI

STK SILICONE TRASPARENTE KRUGG

Silicone per addizione tissotropica a media viscosità, indicato per la realizzazione di stampi e mascherine di precisione nella tecnica di rivestimento estetico in composito. L'elevata trasparenza simile al vetro e la durezza finale 70 Shore-A, conferiscono a questo prodotto la particolarità di copiare fedelmente le forme in cera e conseguentemente dall'impronta ottenuta, riprodurre le stesse forme in resina composita fotopolimerizzante. Confezionato in cartucce automiscelanti adattabili a tutti i dispenser per siliconi tipo 2 rapporto 1:1, il materiale può essere utilizzato applicandolo liberamente senza sostegno rigido sulla superficie da copiare, oppure iniettato all'interno di pratiche muffole trasparenti in plexiglass o policarbonato.

Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 4 puntali miscelatori T-Mixer verdi misura large

13003643





GENGI SPEED KRUGG

Silicone bicomponente A+B (polivinilsilossano) messo a punto specificatamente per la tecnica della riproduzione gengivale rimovibile in protesi implantare fissa e mobile. La scorrevolezza ottimale facilita l'adattamento sia nella tecnica diretta a contatto con il materiale d'impronta, sia nella tecnica indiretta a contatto con il modello in gesso. La durezza finale (70 Shore-A) e la consistenza compatta ed elastica conferiscono al prodotto un elevato grado di fresabilità già a 20 minuti dall'indurimento. Il colore rosa traslucido e la superficie pulita (non unta), rende la mascherina gengivale una parte del modello altamente versatile e funzionale. Colore Rosa.

1 cartuccia da 50 ml + 5 puntali miscelatori T-Mixer rosa misura medium, 5 oral tips colore bianco **13004649**



EUROSIL MAX LAB² HENRY SCHEIN

Silicone per condensazione, indicato per il bloccaggio nella riparazione di protesi, nelle registrazioni occlusali per posizionamento in articolatore, come isolante e protezione denti-gesso in muffola e per la riproduzione di mascherine. Alta stabilità dimensionale, resistenza alla deformazione, riproduzione fedele dei dettagli.

Durezza finale: 80 Shore-A. Colore blu.

Da utilizzare con catalizzatore Eurosil Max².

Barattolo da 1,5 kg (900 ml) senza catalizzatore **13006531**

Barattolo da 10 kg (6000 ml) senza catalizzatore **13006532**

CATALIZZATORE EUROSIL MAX LAB²

Catalizzatore in pasta da 60 ml. Colore rosa

Tubo da 60 ml **13012219**



LAB SILICONE HENRY SCHEIN

Silicone per addizione extra-fine ad alta definizione, indicato per la realizzazione di mascherine di precisione e duplicati di superfici fresate e lucidate. La consistenza compatta e particolarmente soffice, consente un'ottimale adattabilità al modello esaltando anche i dettagli più fini. Elevata stabilità dimensionale. Le caratteristiche già elevate del prodotto aumentano maggiormente se l'indurimento avviene in apparecchiatura a pressione (senza acqua) a 2,5 atm.

Durezza finale: 90 Shore-A. Colore azzurro.

Confezione da 1,8 Kg: 1 barattolo base da 900 g + barattolo di catalizzatore da 900 g **13004934**



Z-DUPE SILICONE PER DUPLICAZIONE HENRY SCHEIN

Massa per duplicazione molto fluida a base di silicone per addizione. Stabile e indeformabile, lo stampo ottenuto può essere riutilizzato per più duplicazioni senza subire alterazioni. Compatibile con tutti i tipi di gesso, rivestimento e resine poliuretatiche, epossidiche ed acriliche. Confezioni: Massa A+B da 1 Kg cad. (2 Kg)

15 Shore-A (durezza normale) colore azzurro **13004183**

20 Shore-A (durezza media) colore arancione **13004887**

28 Shore-A (durezza hard) colore verde **13004888**



SACCHETTI PER IMPRONTE HENRY SCHEIN

In plastica trasparente utili per l'invio o la conservazione di modelli ed impronte. Provisti di chiusura ermetica e di tasca esterna per l'inserimento del cartellino d'identificazione.

Misura: 18,5 x 25 cm.

Confezione da 100 pz. **13005998**

RESINA IN PLACCHE HENRY SCHEIN

Resina composita fotopolimerizzabile in placche preformate per la realizzazione di portaimpronte individuali, basi di masticazione e basi per il montaggio denti. Non rilascia monomeri. Spessore uniforme di 2,3 mm. Confezione: 50 placche preformate.

	Inferiori	Superiori
Rosa	13000090	13000089
Trasparente	13000088	13000087



TERMOSTAMPAGGIO

GRANULI DI RIEMPIMENTO HENRY SCHEIN

Granuli in acciaio inox con bordi arrotondati, privi di piombo. Per posizionare e bloccare i modelli nell'apparecchiatura termostampante. Adatti per qualsiasi tipo di apparecchio.

Flacone da 1,3 Kg

13003799



CERE DA MODELLAZIONE ED ACCESSORI

PENNELLO PER CERA HENRY SCHEIN

Speciale pennello con setole in nylon per pulire e levigare i modellati in cera. Setole colore giallo, Ø 11,7 mm.

1 pennello

13004596



COLTELLINO PER CERA HENRY SCHEIN

Lama in acciaio inox, manico in plastica.

Lunghezza 12,3 cm

13004614



RICAMBIO LAMA

Ricambio lama in acciaio inox a vite

13004615




SPESSIMETRI IWANSSON HENRY SCHEIN

Per metallo

11367720

Per cera

11313821



BOMBOLA GAS BUTANO/PROPANO HENRY SCHEIN

Composto da 70% butano e 30% propano.

Bombola da 400 ml


13039858



**FILO DI CERA IN ROTOLO HENRY SCHEIN**

Filo di cera malleabile, ad alta stabilità. Esente da tensioni assicura la stabilità dimensionale dei modellati di fusione.
Confezione: rotolo da 250 g

	3 mm	4 mm	5 mm
Blu duro	13004908	13004910	13004911
Verde medio	13004904	-	13004907

**PROFILI IN CERA HENRY SCHEIN**

Costituiti da cera inerte, sono particolarmente adesivi, facilmente adattabili e accoppiabili tra loro. Colore blu.

Rotondi Ø 1 mm - 25 g

13004595

Semi tondi 4x1,7 mm - 65 g

13004593

CERE PER PROTESI TOTALE E PARZIALE**CERA UNIVERSALE REGULAR HENRY SCHEIN**

Cera in fogli adattabile alle principali lavorazioni; particolarmente indicata per protesi mobile e ortodontica. Punto di solidificazione: 57°C-59°C. Spessore 1,25 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g

13004942

**CERA STANDARD MEDIA REGULAR HENRY SCHEIN**

Cera in fogli per protesi mobile. Media durezza, molto malleabile. Punto di solidificazione: 55°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g

13004940

Confezione da 2,5 Kg

13004941

**CERA STANDARD INVERNALE HENRY SCHEIN**

Cera in fogli per protesi mobile; elastica, si adatta perfettamente al modello e alle superfici dei denti. Punto di solidificazione: 55°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g

13004945

**CERA STANDARD ESTIVA HARD HENRY SCHEIN**

Cera in fogli per protesi mobile di tipo estivo, ideale per tutte le lavorazioni in protesi totale e parziale. Punto di solidificazione: 56°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g

13004943

**CERA SPECIALE ESTIVA HENRY SCHEIN**

Cera in fogli per protesi mobile a consistenza particolare per una lavorabilità e adattabilità elevata. Indicata in particolare per la realizzazione di placche base per montaggio denti. Resistente per la prova denti direttamente nel cavo orale. Punto di solidificazione: 56°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g


13004944

PREFORMATI RITENTIVI HENRY SCHEIN

Ritenzioni per selle in cera a maglia rotonda (RN III). Adattabili facilmente a temperatura ambiente, bruciano senza lasciare residui. Misura fogli cm 7,5 x 7. Colore rosso.

Confezione: scatola da 20 fogli

13004969



RIVESTIMENTO ED ACCESSORI

HS-VEST HENRY SCHEIN

Rivestimento universale a base fosfatica indicato per tutte le fusioni di leghe preziose, semipreziose e palladiate per superfici di fusione omogenee e particolarmente lisce. Può essere utilizzato sia per la tecnica di preriscaldamento rapido sia per la tecnica a preriscaldamento programmato.

Confezione: 35 buste da 160 g cad. (5,6 Kg)

Flacone da 1000 ml

13005272

13005273



FIBRA PER CILINDRI HENRY SCHEIN

Fibra priva di amianto, adatta a rivestire la parete interna dei cilindri di fusione. Larghezza 50 mm, spessore 1 mm in comodo dispenser con misurazione delle lunghezze corrette per ogni misura di cilindro.

Rotolo da 25 metri

13004597



PINZETTA PER SALDARE HENRY SCHEIN

Pinzetta curva in acciaio inox, con manico tipo legno.

Lunghezza 16,5 cm

11325340



SILICONE SPRAY HENRY SCHEIN

Isolante silicico da utilizzare nelle muffole e nei cilindri per isolare da gesso e rivestimento.

Flacone spray da 400 ml

13004582



**CROGIOLI C 15 N KRUGG**

In ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrocin, Easy Ti. Per leghe non preziose.

Confezione: 6 pz.

13004206

**CROGIOLI C 15 R KRUGG**

In ceramica con interno in carburo di silicio. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrocin, Easy Ti. Adatto per tutte le leghe ceramizzabili.

Confezione: 6 pz.

13004207

**CROGIOLI C 15 TI KRUGG**

In ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrocin, Easy Ti. Per leghe al Titanio, Cromo Cobalto e leghe vili.

Confezione: 6 pz.

13004208

**CROGIOLI C 15 KRUGG**

In ceramica con interno in grafite. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrocin, Easy Ti. Per leghe preziose.

Confezione: 1 pz.

13004209

**CROGIOLI U 12 KRUGG**

In ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrocin, Easy Ti, Motorcast. Adatto per tutti i tipi di lega.

Confezione: 6 pz.

13004214

CROGIOLI IN CERAMICA KRUGG

Per fonditrici Fusus 72-OK Plus. Per leghe vili, palladiate e cromo-cobalto.

Confezione: 6 pz.

13004230



CROGIOLI TIPO DEGUDENT PER TUTTI I TIPI LEGHE

CROGIOLI UNIVERSALE 1 KRUGG

In ceramica. Per centrifughe Degussa Motorcast, Sirio, Emmevi, Eurocem, Seit

Confezione: 6 pz.

13004221



CROGIOLI UNIVERSALE 3 KRUGG

In ceramica con taglio. Per centrifughe italiane: Sirio, Emmevi, Eurocem, Seit

Confezione: 6 pz.

13004223



SABBIE/POLVERI ABRASIVE

ALUBLAST OSSIDO DI ALLUMINIO HENRY SCHEIN

Ossido di alluminio (Al₂O₃) puro al 99,75%, non contiene silice allo stato libero. Data la purezza della sabbia, viene indicata in particolare nella tecnica metallo-ceramica/resine per ponti e corone in quanto non inquina ed evita l'ostruzione degli ugelli delle microsabbiatrici. Tanica da 5 Kg

50 μ - Per pulire strutture metalliche dai residui di rivestimento e dagli ossidi di fusione.

110 μ - Per sabbare fusioni di leghe preziose e non preziose

150 μ - Per sabbare fusioni di leghe preziose e non preziose

250 μ - Per sabbare fusioni di scheletrati

13004600

13004601

13004602

13004603



MICROSFERE DI VETRO HENRY SCHEIN NEW

A base di ossido di silicio (SiO₂) indicate per la levigatura e la lucidatura di tutte le leghe. Non abrasano e non creano rugosità sulle superfici trattate. Tanica da 4,5 Kg.

50 μ

90 μ

150 μ

13004604

13005269

13005271



**ACRYL COLD HENRY SCHEIN**

Resina acrilica autopolimerizzante per la tecnica convenzionale a colata. Ideale per la realizzazione di protesi totali e parziali provvisorie immediate, riparazioni, ribasature. Fase di colabilità da 3 a 5 minuti, tempo di lavoro totale 15 min.

Colore rosa trasparente ad alta stabilità cromatica.

Polvere rosa - 500 g
Polvere rosa - 1000 g
Liquido - 500 ml

13004931
13004930
13004933

**ACRYL ORTHO HENRY SCHEIN**

Resina acrilica polimerizzabile sia a freddo sia in apparecchiature idropneumatiche, particolarmente indicata per la realizzazione di manufatti ortodontici rimovibili. Utilizzabile sia mediante la tecnica a spruzzo sia mediante la tecnica ad impasto tradizionale polvere/liquido. Colore trasparente.

Polvere da 500 g
Liquido da 500 ml

13004936
13004938

**DENTURE FINISH SPEARMINT HENRY SCHEIN**

Riduce il contenuto di monomero residuo sulle superfici delle protesi conferendo alle stesse un gradevole gusto menta.

Flacone da 75 ml

13004605

**STAFFA PER RIBASATURA HENRY SCHEIN**

Strumento per ribasatura semplice e preciso con viti a chiusura rapida. Costituito da tre colonnine e relative viti di bloccaggio in ottone; le placche di ritenzione sono in acciaio inox. Dimensioni: Ø 115 mm, altezza 100 mm.

Confezione: 1 pz.

13000128

BOX DI PROTEZIONE PER RIFINITURA ED ACCESSORI**BOX PER RIFINITURA MODELLO STUDIO KRUGG**

Pratico e resistente contenitore per la rifinitura di manufatti protesici realizzati in resina o leghe preziose. Box con vassoio in plastica leggermente gofrato, completo di coperchio in plexiglass; con piedini antiscivolo.

Misura cm 30 x 21 x h 18

11004283

**SACCHETTI FILTRO PER ASPIRATORI DA BANCO HENRY SCHEIN**

In TNT, per aspiratori da banco Kavo 0.658.2160, foro d'ingresso Ø 3 cm, larghezza 32,5 x profondità 30 cm.

Confezione da 5 pz.

13006530

SPAZZOLE CENTRO IN LEGNO IN SETOLA CHUNGKING HENRY SCHEIN

Ø 80 mm - 1 pz

4 ranghi paralleli - colore nero

13010135

4 ranghi convergenti - colore nero

13010136



SPAZZOLE CENTRO IN LEGNO SETOLA HENRY SCHEIN

1 pz

3 ranghi convergenti - Ø 80 mm - colore nero

13010133

1 rango parallelo - Ø 50 mm - colore nero

13010134



SPAZZOLE CENTRO IN PLASTICA SETOLA HENRY SCHEIN

Ø 44 mm - 1 pz

1 rango parallelo - colore nero

13010137



SPAZZOLE CENTRO IN METALLO CON NOCCIOLO IN PLASTICA HENRY SCHEIN

Ø 49 mm - 1 pz

In pelo di capra bianco

13010138

In setola nera

13010139



VARIE

SALDATURA ORTHO ORGANIZERS

Bacchette Ø .028" (0,71 mm), lunghezza 25 cm. Realizzate in lega a base di argento a basso punto di fusione (circa 600 gradi). Colore argento.



Confezione da 20 bacchette

ND*



SALDATURA ARGENTO ORTHO TECHNOLOGY

Contiene il 50% di argento, senza cadmio, morbida, si scioglie facilmente, Ø del filo .025", temperatura di fusione 650°C/1220°F.

Matassina da 2 m



Misura .025"

10060999



*ND: in fase di codifica

**BANDANA UNISEX IN GABARDINE HENRY SCHEIN-KRUGG**

In gabardine di cotone (100% cotone). Pratico e confortevole copricapo con allacciatura mediante lacci posteriori. Sterilizzabili in autoclave (ciclo delicato a 121°C). Confezione da 1 pz.

	Arancione	Azzurro	Bianco	Blu	Carta da zucchero	Giallo
1 pz.	10068584	10068585	10068579	10068587	10068586	10068583
	Grigio	Lilla	Lime	Rosso rubino	Verde acqua	Verde chirurgico
1 pz.	10068588	10068589	10068590	10068582	10068581	10068580



ARTICOLI PER SEGRETERIA E UFFICIO

BIGLIETTI PER APPUNTAMENTO KRUGG

In cartoncino pesante (300 g/m²) formato "carta di credito". Un lato del biglietto è stampato per riportare le date degli appuntamenti, l'altro neutro per apporre il timbro dello studio. Confezione da 100 pz.



	Arancione	Celeste	Giallo	Verde Mela
100 pz.	19936518	19921026	19921024	19921025

**SCHEDE PAZIENTI KRUGG**

Formato cm 14x14

Confezione da 100 pz.


19915690

CARTELLA ORTODONTICA ORTOSMAIL

In cartoncino a 6 fasciate; all'interno una capiente tasca può contenere radiografie (max cm 24x30), diapositive e tracciati. La prima fasciata è dedicata alla raccolta dei dati anamnestici. Delle pagine interne, due sono dedicate alla raccolta dei dati ricavati dall'esame obiettivo: esame extraorale e intraorale; si è posta particolare attenzione ad eventuali abitudini, alla funzionalità dell' ATM, alla sua patologia, se presente, ed alla postura. Inoltre, troverete uno spazio dedicato alla raccolta dei dati forniti dall'analisi cefalometrica ed uno schema nel quale evidenziare gli spostamenti dentali ed ortopedici necessari per la risoluzione della patologia. Nelle rimanenti pagine si trova il diario clinico, con possibilità di segnare posizione degli elastici da utilizzare, tipo di TEO e prestazioni eseguite. Un'ultima pagina raccoglie i dati di tipo amministrativo. Dimensioni cartella chiusa cm 25 x h 31

Confezione da 10 pz

10068104



Dispenser

In plexiglas/plastica



Dispenser per asciugamani: dispenser da parete in plastica (retro bianco, fronte trasparente satinato) per asciugamani piegati a "C" e a "Z", dotato di adattatore per facilitare l'uscita del foglio a "Z" anche a pieno carico. Capacità 300 pezzi (2 fascette di asciugamani Set Dental).

Dispenser per aspirasaliva: in plexiglass trasparente, dotato di coperchio, può contenere 250 aspirasaliva

Dispenser per guanti: in plastica con gancio per fissaggio al muro, può contenere una scatola di guanti da 100 pezzi

Dispenser per mascherine: in plexiglass trasparente, dotato di coperchio, può contenere 50 mascherine

Dispenser per salviette: in plastica trasparente, con coperchio, dotato di taglio sulla parte frontale per permettere una facile estrazione dei tovaglioli

Portabicchieri: da parete, in plastica bianco/fumè, dotato di riduttore per piccoli bicchieri, carica dall'alto, può contenere 50 bicchieri

Misure: Dispenser per asciugamani: 30 x 10,5 x 29 cm

Dispenser per aspirasaliva: 12 x 15 x 16,5 cm

Dispenser per guanti: 28 x 17 x 10,5 cm

Dispenser per mascherine: 20 x 12 x 11 cm

Dispenser per salviette: 18 x 14 x 17 cm

Portabicchieri: 31 cm

Codice	Tipologia
10027814	per aspirasaliva
10004350	per guanti
10027815	per mascherine
10027813	per salviette
10027812	portabicchieri

Blocchetti per appuntamento

In fibra riciclata



Blocchetto da 50 fogli per ricordare ai pazienti gli appuntamenti in programma. Stampati su cartoncino prodotto con 100% fibra riciclata.

Confezione: 5 blocchetti da 50 fogli

Misure: 10 x 6,5 cm

Codice
10034674

Bacinella portaprotesi

In plastica



Bacinella portaprotesi in plastica colorata, autoclavabile, con filtro interno e fori di ventilazione. Confezione: busta contenente 1 bacinella portaprotesi Misura: 8,8 x h 6,5 cm (escluso pomello) Colore: azzurro, bianco, fucsia

Codice	Colore
10043589	azzurro
10043590	bianco
10035591	fucsia

Scatola portalavori/portabite

In plastica



Scatola portalavori o portabite in plastica colorata, con fori di ventilazione. Confezione: busta contenente 10 scatole portalavori/portabite Misure: 8 x 7 x h 4 cm (portalavori) - 7,4 x 6,4 x h 2,8 cm (portabite) Colori: arancio, azzurro, bianco, fucsia, giallo, lilla, verde

Codice	Tipologia	Colore
10043576	portalavori	arancio
10043577	portalavori	azzurro
10043582	portalavori	bianco
10043578	portalavori	fucsia
10043579	portalavori	giallo
10043580	portalavori	lilla
10043581	portalavori	verde
10043570	portabite	azzurro
10043571	portabite	bianco
10043572	portabite	fucsia
10043573	portabite	giallo
10043574	portabite	verde

Visiere

A caschetto



Visiera protettiva a schermo totale per la protezione facciale (naso, occhi, bocca), costituita da un supporto in spugna poliuretanica bianca, morbida spugna anallergica in appoggio alla fronte, fascia cingitesta in tessuto elastico anallergico con velcro regolabile, schermo in acetato antiappannante, termoformato e trasparente, dotato di pellicola protettiva su entrambi i lati, con rotazione a 90°. Utilizzabile sopra gli occhiali da vista, assicura eccellente trasparenza, comfort e leggerezza e garantisce protezione da spruzzi e gocce.

Confezione: busta contenente 1 visiera protettiva Spessore schermo: 0,75 mm

Dispositivo di Protezione Individuale

Codice	Tipologia
10037804	visiera

Visiere

Montatura+schermi monouso



Visiere protettive composte da 6 schermi monouso in policarbonato a protezione totale (naso, occhi, bocca), orientabili, dotate di eccellente trasparenza e 1 montatura a incastro, completa di pog-gianaso, in plastica autoclavabile. Ogni schermo è dotato di pellicola protettiva su entrambi i lati.

Confezione: 6 schermi + 1 montatura colorata Colore montatura: bianco, blu, giallo, rosa, verde (colori trasparenti)


Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Confezione/Tipologia	Colore
10029411	x 6 + montatura	bianco
10029410	x 6 + montatura	blu
10029408	x 6 + montatura	giallo
10029384	x 6 + montatura	rosa
10029409	x 6 + montatura	verde
10029385	x 12 ricambi	



ULTICLEAN
500L

B.A.INTERNATIONAL



Affidabile.

Portatile.

Semplice.

**Profilassi confortevole per il tuo paziente.
La qualità c'è. Alla portata di tutti.**

ULTICLEAN UC600L **Scaler e lucidatore ad aria**



NEW

La potenza incontra il comfort

7 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO PER UNA VERSATILITÀ CLINICA

Ultimate BASE240 offre alte prestazioni ed un'ampia gamma di modalità operative per soddisfare diverse esigenze cliniche



Modalità di controllo

Fornisce una singola luce viola che illumina carie, tartaro e crepe quando si indossano occhiali protettivi filtranti.

Modalità normale

Adatto alla maggior parte dei trattamenti, come otturazioni, restauri e altro ancora.

Modalità elevata

Adatto per una rapida polimerizzazione, garantisce una profondità adeguata.

Modalità soft

Riduce il tasso di retrazione della resina e diminuisce il rischio di microinfiltrazioni.

Modalità Turbo

L'intensità luminosa ultra elevata consente l'indurimento di 2 mm di resina in 1 secondo.

Modalità Pulse

È in grado di ridurre efficacemente e dissipare in modo efficiente il calore per garantire il comfort del paziente durante il trattamento.

Modalità Ortho

Elevata intensità luminosa con forte penetrabilità, particolarmente indicata per il fissaggio di bracket ortodontici.

DISPONIBILI
IN DIVERSI
COLORI



Colore Blu

Colore Silver

Colore Rose



Rooter® X4000


Attrezzatura

Ritmo inarrestabile

Rapido, preciso e in sintonia con il lavoro dell'odontoiatra. Si può dire lo stesso per il vostro attuale motore?

Libertà senza fili, controllo affidabile

Il nostro nuovo motore endodontico senza fili portatile elimina i cavi tradizionali, offrendo una connessione wireless affidabile tra motore e unità di controllo. Questo fornisce agli odontoiatri maggiore libertà di movimento, controllo e comfort.



Il Rooter più veloce

Grazie al design brushless ad alta qualità, questo motore raggiunge velocità fino a 4.000 rpm. Questo migliora la stabilità e la reattività grazie a prestazioni eccellenti.

File e sequenze personalizzabili

Il software del Rooter X4000 permette di personalizzare le impostazioni del file e di creare le proprie sequenze di lavoro, con preimpostazioni multiple di memoria realizzate su misura in base alle esigenze specifiche.

Interfaccia touch intuitiva

L'ampio touchscreen semplifica il funzionamento, fornendo letture chiare prima e durante l'uso, permettendo una confortevole selezione dei programmi.

Motore a prova di futuro

Il software X4000 consente di aggiornare il sistema, pertanto non è necessario un nuovo motore quando vengono lanciate nuove versioni del sistema FKG. Basta aggiornare il software e si può iniziare subito a lavorare.

Controllo della lunghezza di precisione integrato

Il rilevatore apicale integrato assicura trattamenti più sicuri e più efficienti, mostrando la posizione del file in tempo reale. Il Rooter X4000 si ferma automaticamente o inverte il movimento non appena viene raggiunto il punto apicale, per un'esperienza senza soluzione di continuità.

Visibilità ottimizzata grazie al LED integrato

Il contrangolo a 360° del Rooter X4000 presenta una luce LED integrata che può essere attivata o disattivata in base alle proprie preferenze, assicurando un'eccellente visibilità durante i trattamenti endodontici.

ROOTER® X3000



FUNZIONI APICALI

Per aumentare la sicurezza per i pazienti e il controllo, sono disponibili 4 funzioni apicali:

SLOW DOWN: il motore rallenta a una velocità finale impostata quando la punta della lima si avvicina al punto di riferimento apicale.

STOP: il motore si arresta automaticamente quando lo strumento raggiunge il punto di riferimento, e poi si riavvia, sempre automaticamente, quando ne viene allontanata.

REVERSE: il motore inverte automaticamente il senso di rotazione quando lo strumento raggiunge il punto di riferimento. Torna poi automaticamente al senso di rotazione iniziale quando lo strumento viene allontanato dal punto di riferimento.

OFF: l'azione apicale è disabilitata.



Contrangolo girevole a 360°



Programmi preimpostati da FKG



Comoda ricarica wireless



Contrangolo 4.7:1



Batteria al litio 2000mAh



Centro di gravità frontale



Alta velocità fino a 3000 giri/min



Libertà di impostazione



EDGEAPEX HP™

EDGEAPEX HP™ Motore endodontico - Progettato per migliorare la precisione e l'efficienza nei trattamenti endodontici. Cordless e con localizzatore apicale integrato per una massima praticità.

Vantaggi



- Compatibile con la maggior parte delle sistematiche endodontiche per una migliore adattabilità
- Eccezionale versatilità con due opzioni di movimento: rotazione continua e reciprocante
- Motore portatile a batteria con ricarica wireless, accensione/spegnimento automatico
- Motore brushless ad alte prestazioni con funzionamento silenzioso e durata prolungata
- Adotta la tecnologia di feedback in tempo reale e il contrangolo con torque dinamico, prevenendo efficacemente la rottura dei file

Specifiche tecniche:

- Grande flessibilità con un angolo di rotazione di 360°
- Testina ultra-piccola e collo sottile per una maggiore visibilità e un migliore accesso alle aree difficili
- 10 memorie disponibili e impostazioni pre-programmate per i sistemi di file EdgeEndo per risparmiare tempo
- 4 movimenti disponibili: CW / CCW / REC / ATR
- Funzioni apicali multiple
- Display regolabile per destri e mancini
- Intervallo di giri/minuto: 100 - 2500
- Intervallo di torque: 0,4 - 5,0 Ncm



EDGEFLOW™

EDGEFLOW™ Estrusore guttaperca - Rotazione a 360° con eccellente fluidità della guttaperca per un'erogazione uniforme e senza bolle, che garantisce otturazioni perfette.

Vantaggi



- Eccellente fluidità della guttaperca per un'erogazione uniforme e senza bolle, che garantisce otturazioni perfette
- Design wireless per il massimo comfort e facilità di utilizzo
- Sistema a doppia batteria che offre maggiore autonomia, consentendo circa 100 otturazioni canalari
- Display preciso ed intuitivo per monitorare al meglio la guttaperca rimanente

Specifiche tecniche

- Arresto automatico del riscaldamento dopo il timeout; spegnimento automatico dopo il timeout
- Base di ricarica con batteria
- Monitoraggio della temperatura
- Gli aghi monouso vengono forniti preconfezionati con guttaperca
- Aghi da iniezione riutilizzabili disponibili in varie misure e lunghezze
- Temperature preimpostate: 100 °C, 120 °C, 150 °C, 180 °C, 200 °C
- Velocità di iniezione: lenta, media, veloce



EDGEAPEX™

EDGEAPEX™ Localizzatore apicale - Localizza efficacemente la costrizione apicale, consentendo una precisa determinazione della lunghezza di lavoro del canale radicolare per ottenere risultati ottimali.



EdgeApex è un localizzatore apicale e un tester di vitalità pulpare.

Utilizza una tecnologia multifrequenza all'avanguardia, combinata con un processore di segnale digitale ad alta efficienza, che offre precisione e velocità di elaborazione delle informazioni ottimali.

I test di vitalità pulpare cercano di esaminare la presenza del **flusso sanguigno della polpa per indicare l'effettiva condizione di salute.**



EDGEPACK™

EDGEPACK™ Condensatore guttaperca - Controllo della temperatura ad alta precisione con temperature di lavoro preimpostate e compatibilità ottimale con diversi tipi di guttaperca per un'otturazione precisa e affidabile.

Vantaggi

- Dispositivo di condensazione/compattazione della guttaperca senza fili per un funzionamento continuo
- Design ergonomico e ambidestro per un maggiore comfort e usabilità
- Punta pre-curvata da 0,35 mm per un migliore accesso e una migliore penetrazione nei canali radicolari stretti
- Controllo della temperatura ad alta precisione per un'otturazione costante e affidabile
- Efficiente sistema di taglio con sistema ad alta conversione
- Dimensioni compatte per una facile pulizia e una comoda conservazione
- Indicazioni visive e acustiche per una maggiore sicurezza durante le procedure

Specifiche tecniche

- Opzioni di temperatura preimpostate: 150 °C, 180 °C, 200 °C e 230 °C
- Caratteristiche avanzate legate al tempo:
 - Tempo di riscaldamento ultrarapido di 0,2 secondi
 - Spegnimento automatico dopo 10 secondi per una maggiore efficienza energetica
 - Batteria di lunga durata: fino a 4 ore per carica





OPTIMA 10 B.A. INTERNATIONAL

Lampada LED senza fili con corpo in alluminio, display digitale e 3 modalità di polimerizzazione: FULL, RAMP e PULSE. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: intensità luminosa 1.200 mw/cm² - lunghezza d'onda 420-480 nm - alimentazione 240 V/50-60 Hz - batteria ioni litio - manopola mm 24x178 - peso 150 g. GARANZIA 12 MESI. Confezione contenente: puntale nero Ø 8 mm, base di ricarica, caricabatteria e schermo protettivo antiriflesso.



	argento	blu	nero	rosa	rosso	verde
1 pz.	10048861	10048863	10048862	10050675	10048863	10048865

SCHERMO PROTETTIVO ANTIRIFLESSO

Foro Ø 12 mm 10068412

BATTERIA AL LITIO

Batteria al litio 10052891

PUNTALE

Puntale nero Ø 8 mm 10048917



ULTIMATE BASE240 B.A. INTERNATIONAL NEW

Lampada LED senza fili con struttura in lega di alluminio elegante e liscia e design ultraleggero (108 g) che aiuta a ridurre l'affaticamento della mano e migliorare il comfort dell'utente. Radiometro integrato, display digitale e 7 modalità di polimerizzazione. Il fascio di luce uniforme composto da 29 chip LED blu e viola disposti in un mix e interlacciati favoriscono la reazione completa del fotoiniziatore dei compositi, migliorando la polimerizzazione. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: intensità luminosa max 3000 mw/cm² - lunghezza d'onda 385-515nm - diametro della lente: 10 mm - testa in metallo girevole a 360° - alimentazione 240 V/50-60 Hz - batteria ioni litio - peso 108 g. GARANZIA 12 MESI.



	silver	blu	rose gold
1 pz.	10068321	10068322	10068323

ACCESSORI PER LAMPAD E



COPRI PUNTALE BARRIER SLEEVE HENRY SCHEIN

Protezioni monouso per puntali di lampade fotopolimerizzatrici, in morbido materiale plastico.

Per puntali Ø mm 7- 8 - Dispenser da 400 pz.

10940038

OCCHIALE DI PROTEZIONE



OCCHIALE PROTETTIVO (sovrapponibile) B.A. INTERNATIONAL

Occhiale protettivo per luce UV, sovrapponibile, dalla forma avvolgente. Antiappannante.

Colore arancione

10068411

LAMPADINE LED B.A. INTERNATIONAL

Lampadine al LED che consentono in modo rapido, semplice ed economico di passare da una luce tradizionale alla tecnologia LED con tutti i vantaggi che ne derivano. Minima emissione di calore, stabilità dell'intensità luminosa, lunga durata. Dati tecnici: temperatura colore ca. 4.500 °K, voltaggio 3,6 V

BALEDK - Per Kavo Multiflex	10048866
BALEDS - Per attacco Sirona/ Attacco BA360 LED/ turbine BA con attacco W&H e Bien Air	10048867
BALEDBT - Per turbine Bien Air	10048868
BALEDM - Per micromotori Bien Air MC3 LKr	10048869



99 35516



99 35517



99 35518



99 35519

LAMPADINA ALOGENA PER ATTACCO BA560 B.A. INTERNATIONAL

Lampadina alogena per attacco per Kavo Multiflex BA560

1 pz.	10048913
-------	-----------------



TURBINE B.A. INTERNATIONAL

TURBINE ULTIMATE POWER + B.A. INTERNATIONAL

Turbine Made in Germany con corpo in titanio, silenziose e resistenti dotate di meccanismo di anti-retrazione dell'aria e della funzione Quick Stop (QSF) che permette alla turbina di fermarsi in meno di 3 secondi. Autoclavabili e termodisinfettabili. Ogni turbina è contenuta in una cassetta portastrumenti in acciaio per 10 strumenti. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: corpo in titanio - Fibra ottica 25.000 lux - Cuscinetti in ceramica - Spray 4 - Bloccaggio fresa a pulsante - Velocità 360.000 rpm - Potenza/Peso 22 W/ 66 g - Rumorosità 58 db (A). Garanzia 24 mesi

755LK Per attacco Kavo	10048794
755LB Per attacco Bien Air	10048803
755LS Per attacco Sirona	10048806
755LN Per attacco NSK	10048808
755LW Per attacco W&H	10048821



TURBINE ULTIMATE B.A. INTERNATIONAL

Turbine Made in Germany con corpo in acciaio e speciale rivestimento in PVP per una presa migliore e resistente. Testina standard con meccanismo di anti-retrazione dell'aria e della funzione Quick Stop (QSF) che permette alla turbina di fermarsi in meno di 3 secondi. Autoclavabili e termodisinfettabili. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: corpo in acciaio - fibra ottica 25.000 lux - cuscinetti in ceramica - spray 4 - bloccaggio fresa a pulsante - velocità 360.000 rpm - potenza/peso 22W/66 g - rumorosità 59 db (A). Garanzia 24 mesi.

695LK Per attacco Kavo	10048822
695LB Per attacco Bien Air	10048823
695LS Per attacco Sirona	10048824
695LN Per attacco NSK	10048825
695LW Per attacco W&H	10048826



TURBINE OPTIMA B.A. INTERNATIONAL

Turbine economiche con corpo e testina in acciaio, quindi 7 volte più resistenti in caso di caduta accidentale. Testina standard di dimensioni ridotte e trattamento di superficie anticivolo. Autoclavabili e termodisinfettabili. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: corpo/testina in acciaio - fibra ottica 25.000 lux (versione con luce) - cuscinetti in ceramica - spray 4 - bloccaggio fresa a pulsante - velocità 400.000 rpm - potenza 20 W - peso 58 g. Garanzia 12 mesi.

525K Per attacco KAVO Senza luce	10048761
525N Per attacco NSK Senza luce	10048763
525LK Per attacco KAVO Con luce	10048771
525LW Per attacco W&H Con luce	10055479
525LN Per attacco NSK Con luce	10048783





ATTACCHI RAPIDI PER KAVO MULTIFLEX B.A. INTERNATIONAL

Con e senza regolazione dello spray a 4 vie.

- 4 vie, regolazione spray, con luce
- 4 vie, regolazione spray, con Luce LED
- 4 vie, no regolazione spray, senza luce
- 4 vie, no regolazione spray, con luce LED

- 10048892
- 10048900
- 10048889
- 10048890



ATTACCHI RAPIDI PER NSK B.A. INTERNATIONAL

Con valvola antiriflusso.

- 4 vie, con luce
- 4 vie con luce LED
- 4 vie, senza luce

- 10048891
- 10048901
- 10048902

CONTRANGOLI B.A. INTERNATIONAL



ULTIMATE POWER + B.A. INTERNATIONAL

Contrangoli Made in Germany con corpo in titanio dal design ergonomico, leggeri e resistenti. Cuscinetti con rivestimento DLD (Diamond Like Carbon) per una durata maggiore dello strumentario e interfaccia Iso per tutti i micromotori con e senza fibra ottica. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: fibra ottica 25.000 lux - stop di riaspirazione integrato - bloccaggio fresa a pulsante. Autoclavabili e termodisinfettabili. GARANZIA 36 MESI. 1:1 anello blu per frese CA, 40.000 rpm 1:5 anello rosso per frese FG, 200.000 rpm 6:1 anello verde per frese CA, 6.500 rpm.



- 40LSS 1:1 anello blu, 1 spray
- 200LTS 1:5 anello rosso, 4 spray
- 60LSS 6:1 anello verde, 1 spray

- 10048858
- 10048859
- 10048860



ULTIMATE B.A. INTERNATIONAL

Contrangoli Made in Germany, corpo in Titanio con rivestimento "Smart Coat" per una presa migliore. Interfaccia ISO per tutti i micromotori con e senza fibra ottica. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: fibra ottica 25.000 lux (versione con luce) - cuscinetti a sfera - stop di riaspirazione integrato - bloccaggio fresa a pulsante. Autoclavabili e termodisinfettabili. GARANZIA 24 MESI. 1:1 anello blu per frese CA, 40.000 rpm 1:5 anello rosso per frese FG, 200.000 rpm 6:1 anello verde per frese CA, 6.500 rpm.



- 45S 1:1 anello blu, senza luce, 1 spray
- 250T 1:5 anello rosso, senza luce, 4 spray
- 45LS 1:1 anello blu, con luce, 1 spray
- 250LT 1:5 anello rosso, con luce, 4 spray
- 65LS 6:1 anello verde, con luce, 1 spray

- 10048851
- 10048852
- 10048848
- 10048849
- 10048850

CONTRANGOLO PER PROFILASSI B.A. INTERNATIONAL

Senza luce e senza spray. Rapporto 1:1 anello blu, velocità di rotazione 30.000 rpm, peso 43 g. Autoclavabili a 135°C. Garanzia 12 mesi.



BA 102 - per coppette e spazzolini a vite
BA 103 - per coppette e spazzolini snap-on

10048745
10048746

MANDRINO SNAP-ON

1 PZ.

10053556



OPTIMA BA45E B.A. INTERNATIONAL

Rapporto 1:1 anello blu per frese CA, velocità max 40.000 rpm. Senza luce e senza spray. Autoclavabile e termodisinfettabile. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: corpo in acciaio - velocità 40.000 rpm - spray esterno - bloccaggio fresa a pulsante. Garanzia 12 mesi.



10068414



OPTIMA BA65E B.A. INTERNATIONAL

Contrangolo per profilassi 4:1 per coppette e spazzolini a vite, corpo in acciaio, velocità max 5.000 rpm. Senza luce e senza spray. Autoclavabile e termodisinfettabile. Garanzia 12 mesi.



10068413



DISPOSABLE PROPHY ANGLE HENRY SCHEIN

Testina monouso per profilassi indicata per proteggere i pazienti dal rischio di contaminazioni crociate. Coppetta in gomma di tipo palmato latex free, da montare su manipoli dritti (ottimale l'uso con manipolo diritto BA 175). Testine blisterate singolarmente. Confezione da 100 pz.

Con coppetta media
Con coppetta morbida

10840379
10840380





ULTIMATE+ BA280 LSS B.A. INTERNATIONAL

Corpo in titanio, 1:1 anello blu con luce. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: 1 spray - velocità di rotazione 40.000 rpm - cambio fresa mediante rotazione della ghiera - cuscinetti a sfera rivestiti con DLC. Autoclavabile e termodisinfettabile. Made in Germany. Garanzia 24 mesi

10048899



ULTIMATE BA280 B.A. INTERNATIONAL

Corpo in acciaio, 1:1 anello blu senza luce. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: 1 spray - velocità di rotazione 40.000 rpm - cambio fresa mediante rotazione della ghiera. Made in Japan. Garanzia 12 mesi.

10048747



OPTIMA BA175E B.A. INTERNATIONAL

Corpo in acciaio, 1:1 senza luce. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: senza spray - Velocità di rotazione 40.000 rpm - cambio fresa mediante rotazione della ghiera. Autoclavabile e termodisinfettabile. Made in Japan. Garanzia 12 mesi

10056810

TERMOSALDATRICI



ULTISEAL B.A. INTERNATIONAL

Termosaldatrice a ciclo continuo e temperatura costante. Ultiseal è una macchina dal design moderno, innovativo ed ergonomico, facile da utilizzare e da pulire, con profili arrotondati e completa di portarotoli. La nuova tecnologia di costruzione adottata consente di minimizzare il consumo energetico della macchina, di ottenere tempi molto rapidi di saldatura congiunti con l'assenza di tempi di raffreddamento tra sigillature consecutive e di aumentare notevolmente l'affidabilità della termosigillatrice, eliminando interventi di manutenzione e/o riparazione sulla stessa. Ultiseal BASE740 viene completamente costruita nel rispetto della normativa CE e degli standards qualitativi da questa indicati. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: saldatura 310 x 12 mm - taglierina incorporata - alimentazione 230V/50-60Hz - potenza 100 W - dimensioni: cm 44,5 x 38,5 x 19,8 h portarotoli - Peso: kg 7,6

10057589

ULTRASONIC CLEANER SWEEP 2000 HENRY SCHEIN

Apparecchio ad ultrasuoni con vasca interna in acciaio, tasto di riscaldamento dell'acqua e timer con 5 impostazioni del tempo di lavaggio (6, 12, 20, 30 e 60 minuti). La funzione Sweep amplifica la deterzione in caso di carichi voluminosi. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: capacità 3.8 litri - frequenza ultrasuoni 45 kHz - regolazione Timer da 1 a 60 minuti - funzione Sweep - funzione riscaldamento manuale - potenza riscaldamento 155 W - temperatura costante 60°C - dimensioni esterne (l x p x h) cm 37,5 x 26,7 x 26,7 - dimensioni vasca (l x p x h) cm 28,6 x 14 x 8,9 - peso kg 6,8. Garanzia 30 mesi. Confezione contenente: vasca con coperchio e tubo di scarico

19940019

ACCESSORI PER ULTRASONIC

Cestello a vasca intera con coperchio, coperchio a mezza vasca, 2 bicchieri da 600 ml cad. con coperchio, 1 tray e 1 box per frese

Set accessori

19940275

BICCHIERE PER ULTRASONIC

In vetro da 600 ml senza coperchio e senza guarnizione.

1 pz

19940275



ABLATORI E MANIPOLI ABLATORI / INSERTI

OPTIMA BAC300EL B.A. INTERNATIONAL NEW

Ablatore ad ultrasuoni con luce LED con attacco europeo, multifunzionale con irrigazione autonoma e serbatoio da 600 ml. Questa unità può essere utilizzata in combinazione con Perossido di idrogeno al 3%, Clorexidina allo 0,2% e Ipoclorito di sodio al 5%. Schermo touch impermeabile, ultrasensibile anche con l'utilizzo di guanti o pellicola sul pannello. La regolazione della potenza a 12 livelli consente un controllo preciso per soddisfare un'ampia gamma di esigenze cliniche. Tre moduli versatili: Generale (G), Parodontale (P) ed Endodontico (E). CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: frequenza ultrasuoni 30kHz±5kHz - Irrigazione autonoma - Ampiezza di vibrazione: 1 a 200 µm - Potenza in uscita della punta: 3 W-20 W - Alimentazione 240 V/50-60 Hz - - Peso kg 2,0 - Manipolo autoclavabile a 134°C. Garanzia 12 mesi.

Confezione contenente: manipoli con luce LED, 6 inserti (4 scaling, 2 perio) con chiave dinamometrica, serbatoio da 600 ml e interruttore a pedale.




10068002

MANIPOLO DI RICAMBIO CON LUCE LED BAC6EL

10068320





KIT HYGIENE RANGE B.A. INTERNATIONAL

Box autoclavabile con coperchio contenente 1 manipolo, 3 inserti (BAC173, BAC161, BAC164), 1 mandrino 120° (BAC151), 1 chiave dinamometrica e 1 chiave piatta.

Per attacco Americano (Satelec)
Per attacco Europeo (B.A./EMS)

10048875
10048876



CHIAVE DINAMOMETRICA PER INSERTI B.A. INTERNATIONAL

Blu - 1 pz.

10049999



ULTIMATE SUPERSONIC AIR SCALER B.A. INTERNATIONAL

Manipolo ablatore ad aria Made in Japan, ergonomico e silenzioso. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: frequenza ultrasuoni 17 kHz - manipolo senza luce - pressione aria 3 bar. Garanzia 12 mesi. Confezione contenente: manipolo, 3 inserti (TTL1, TZ01, TES2), 1 chiave piatta e 1 chiave dinamometrica. Per attacco Kavo Multiflex

10048877

INSERTI PER SUPERSONIC AIR SCALER

Inserto TTL1 - universale per scaling (verde)
Inserto TZ01 - rimozione tartaro (rosa)
Inserto TES2 - scaling interprossimale e radicolare (blu)

10048894
10048895
10048896



INSERTI SCALING B.A. INTERNATIONAL

In acciaio inox disponibili con Attacco Americano compatibili con ablatori Satelec e NSK e con Attacco Europeo compatibili con ablatori EMS e B.A. International. Confezione da 3 pz.

	BAC161	BAC162	BAC163	BAC164	BAC165
Americano	10048827	-	10048832	10048834	10048836
Europeo	10048828	10048829	10048833	10048835	10048837



INSERTI PERIO B.A. INTERNATIONAL

In acciaio inox disponibili con Attacco Americano compatibili con ablatori Satelec e NSK e con Attacco Europeo compatibili con ablatori EMS e B.A. International. Confezione da 3 pz.

	BAC171	BAC173	BAC174
Americano	-	10048839	10048842
Europeo	10048838	10048840	10048843



INSERTO ENDO B.A. INTERNATIONAL

Inserto per condensazione laterale. Confezione da 3 pz.

BCA153-E - Inserto ENDO Attacco Europeo

10048844



ENDO PACK B.A. INTERNATIONAL

Confezione contenente 1 mandrino 95° + 1 mandrino 120° + 1 inserto Endo.

BAC155-S - Endo Pack Attacco Americano
BAC155-E - Endo Pack Attacco Europeo

10048845
10048846

ULTICLEAN UC500L BA INTERNATIONAL

Unità combinata scaler + airpolish per trattamenti di pulizia e profilassi minimamente invasiva che consente numerose procedure: lucidatura ad aria, trattamento parodontale ed endodontico, manutenzione degli impianti e rimozione della placca. A seconda del manipolo scelto, la modalità di funzionamento viene selezionata automaticamente; l'aria compressa eroga con precisione polvere e acqua rimuovendo efficacemente biofilm e macchie superficiali. La traiettoria di vibrazione ellittica della punta permette di trattare e lucidare contemporaneamente mentre l'ampiezza ridotta della punta permette un trattamento indolore. Nella modalità di erogazione automatica d'acqua, l'utilizzo di soluzioni speciali come perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio e clorexidina può migliorare l'efficacia del trattamento clinico. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: frequenza ultrasuoni 30± 5kHz - alimentazione 220-240V-50Hz/60Hz - temperatura in uscita dell'acqua del sistema di lucidatura ad aria: 0-450 - peso unità principale: 2,75 Kg - Dimensioni unità principale: cm 33x28x12 Valigetta contenente: unità principale, 2 manipoli per ablazione, 1 AirPolisher sopragingivale, 1 AirPolisher sottogingivale, 2 box per sterilizzazione, 2 serbatoi acqua, 1 serbatoio polvere, 1 pedale multifunzionale, 14 inserti (2 x tipo BAC33E/BAC50RE/BAC50LE/BAC59E/BAC56E/BAC60E/BAC62E; 1 x tipo BAC94E/BAC95E), 2 chiavi dinamometriche, 2 aghi per pulizia.



10067304

MANIPOLI ULTICLEAN UC500L BA INTERNATIONAL

Air Polisher sopragingivale
Air Polisher sottogingivale
Manipolo ablatore

10067305
10067306
10067307



PUNTALI PERIO ULTICLEAN 500L BA INTERNATIONAL

Puntali monouso per uso sottogingivale.

Confezione da 10 pz.


10067308



INSERTI IN TITANIO PER ULTICLEAN 500L BA INTERNATIONAL

Inserti in titanio con attacco Europeo. Confezione da 1 pz.

	Endodontic BAC60E	Endodontic BAC62E	Implant BAC90E	Implant BAC94E	Implant BAC95E	
1 pz.	10067316	10067317	10067318	10067319	10067320	
	Periodontal BAC33E	Periodontal BAC50LE	Periodontal BAC50RE	Periodontal BAC59E	Scaling BAC52E	Scaling BAC56E
1 pz.	10067310	10067312	10067311	10067313	10067314	10067315



CARRELLO PER ULTICLEAN 500L BA INTERNATIONAL

Carrello appositamente progettato per l'unità Ulticlean UC500L che consente un maggiore controllo ed efficienza. Design compatto ed esclusivo: il sistema di gestione dei cavi elegante ed efficiente consente di avere una stazione di lavoro estremamente igienica e funzionale. Movimento senza interruzioni: grazie al sistema di ruote di alta qualità, il carrello è progettato per consentire la migliore manovrabilità intorno allo spazio di lavoro. Ergonomico: gestione efficace dello spazio grazie agli alloggiamenti frontali che consentono un facile accesso alle polveri e al dispenser Ulticlean. Misure parte anteriore: h cm 82,65 x 33 cm (larghezza zona inferiore) x 22 cm (larghezza zona superiore) Misure parte laterale: h cm 82,65 x 36,1 cm (larghezza zona inferiore) x 28,6 cm (larghezza zona superiore)



10067309



AIR POLISHER B.A. INTERNATIONAL

Manipolo sbiancatore Made in Japan, dal design ergonomico, ben equilibrato con impugnatura girevole a 360° ideale nelle zone di difficile accesso e per la pulizia di impianti. A basso consumo di polvere, può essere utilizzato con bicarbonato e polveri a base di glicina. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: pressione aria da 2.5 a 4.0 bar, consumo acqua 45 ml/min., peso g 147, manipolo e corpo autoclavabile 134°C. Garanzia 12 mesi. Confezione contenente: manipolo con puntale, serbatoio con tappo, 1 guarnizione tappo, 1 o-ring per puntale e accessori per pulizia.

Per Attacco Kavo	10048748
Per Attacco Bien Air	10048749
Per Attacco W&H	10048751
Per Attacco NSK	10048752

PUNTALE PER AIR POLISHER

1 pz.	10048916
-------	----------

CONDENSATORI DI GUTTAPERCA



EDGEFLOW ESTRUSORE EDGEENDO

Estrusore di guttaperca wireless con punte ricaricabili che permette un'erogazione uniforme e senza bolle, garantendo otturazioni perfette. Il sistema a doppia batteria offre una maggiore autonomia, consentendo circa 100 otturazioni canalari. Display preciso e intuitivo per monitorare al meglio la guttaperca rimanente. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: arresto automatico del riscaldamento dopo il timeout; spegnimento automatico dopo il timeout - monitoraggio della temperatura - temperature preimpostate: 100 °C, 120 °C, 150 °C, 180 °C, 200 °C - velocità di iniezione: lenta, media, veloce. Confezione contenente: unità principale, base di ricarica, adattatore di alimentazione, 2 batterie, cappuccio di isolamento termico, chiave per ago, 4 aghi per iniezione: 1 x E23G-M - 1 x E23G-L - 2 x E25G-L



10067144

AGHI

Ago E20G-S	10067291
Ago E20G-M	10067292
Ago E20G-L	10067293
Ago E23G-M	10067288
Ago E23G-L	10067289
Ago E25G-M	10067294
Ago E25G-L	10067290



EDGEPACK CONDENSATORE EDGEENDO

Dispositivo wireless di otturazione della guttaperca per un funzionamento senza fili e senza interruzioni dal design ergonomico e ambidestro per maggiore comfort. Punta calibrata precurvata da 0,35 mm per un migliore accesso e una migliore penetrazione nei canali radicolari stretti, controllo della temperatura ad alta precisione per un'otturazione uniforme e affidabile. Messaggi visivi e acustici per una maggiore sicurezza durante le procedure. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: temperature preimpostate: 150 °C, 180 °C, 200 °C e 230 °C - tempo di riscaldamento ultrarapido di 0,2 secondi - spegnimento automatico dopo 10 secondi per un'elevata efficienza energetica - batteria a lunga durata: fino a 4 ore per carica. Confezione contenente: supporto di ricarica, adattatore di alimentazione, punta WP4004, punta WP4504, punta WP5506, punta WP5508, 4 guaine termica isolanti per punte.



10067143

PUNTE

Punta WP4004 mis.40/.04	10067280
Punta WP4504 mis.45/.04	10067281
Punta WP5004 mis.50/.04	10067284
Punta WP5506 mis.55/.06	10067282
Punta WP5508 mis.55/.08	10067283
Punta WP5508L mis.55/.08L	10067286
Punta WP5510 mis.55/.10	10067285
Punta WP6012 mis.60/.12	10067287

EDGEAPEX HP EDGEENDO

Micromotore endodontico senza fili con ricarica wireless e localizzatore apicale integrato per la massima praticità. Eccezionale versatilità con due opzioni di movimento: rotazione continua e reciprocante, è compatibile con la maggior parte di files in commercio. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: torque: 0,4 - 5,0 Ncm - velocità: 100 - 2500 rpm - accensione/spengimento automatico - 10 memorie disponibili e impostazioni pre-programmate per i files EdgeEndo - 4 movimenti disponibili: CW / CCW / REC / ATR - molteplici funzioni apicali - display regolabile per destrorsi e mancini - motore brushless ad alte prestazioni con funzionamento silenzioso - contrangolo con rotazione a 360° - testina ultra-piccola e collo sottile per una migliore visibilità e un accesso più facile alle aree difficili. Confezione contenente: manopola motore, una base di ricarica e un contrangolo, cavo di misurazione, 2 ganci per labbra, 4 clip per lima, 2 sonde tattili, adattatore di alimentazione, 2 cover protettiva in silicone, ugello spray, 2 O-ring (x2), 1 confezione di guaine monouso.



10067141

CONTRANGOLO CA 16:1

10067302

ACCESSORI PER EDGEAPEX HP

Cavetto di misurazione 1 pz.
Pinzetta per file 1 pz.
Clip labiale 1 pz
Sonda tattile 1 pz.

10067272

10067273

10067274

10067275

ROOTER UNIVERSAL FKG

Micromotore endodontico cordless a spazzole con movimento continuo e reciprocante, luce led e rilevatore apicale con contrangolo ruotabile a 360° e rapporto di riduzione 16:1 con carica ad induzione. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: velocità rpm e torque selezionabili e variabili - velocità: minima da 150 a 1.000 rpm max - torque: da 0.6 a 3.5 Ncm - movimento reciprocante programmabile - 3 modalità di lavoro per una massima efficienza di lavoro: modalità solo motore endodontico, modalità simultanea motore e rilevatore d'apice, modalità solo rilevatore d'apice. Programmi inseriti per strumenti FKG (RACE EVO, R-Motion and XP-endo). Confezione contenente: manopola con contrangolo 16:1, base di ricarica, tester, cavi di prova (A e B), 2 clip porta-files, 4 clip labiali, dispositivo d'illuminazione, adattatore per spray lubrificante, chiavetta e 2 guaine protettive.



10056207

ACCESSORI PER ROOTER UNIVERSAL

Contrangolo 16:1
Luce LED per contrangolo 16:1
Pinzetta porta files
Clip labiale
Batteria
Cavo di prova A
Cavo di prova B

10056208

10056211

10056209

10056210

10059793

10059254

10059255

ROOTER X3000 FKG

Motore endodontico cordless senza spazzole con rilevatore apicale integrato. Può essere utilizzato come motore endodontico per la preparazione dei canali radicalari, oppure come rilevatore apicale per aiutare a determinare la lunghezza di lavoro nel canale o in modalità combinata (motore e rilevatore apicale). Movimento continuo e reciprocante e display regolabile per destrorsi e mancini. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: contrangolo 4,7:1 ruotabile a 360° con testina mini - ricarica wireless - torque: da 0,4Ncm-4,0Ncm - velocità: 100rpm - 3'300rpm - movimento reciprocante con angoli reciprocanti regolabili con un intervallo di 10° e un range di regolazione da 20° a 400 - funzioni apicali multiple, 10 memorie libere programmabili (M0 M9); è possibile selezionare qualsiasi modalità di utilizzo (CW, CCW, REC, ATR, funzione AUTO START/STOP) - programmi preimpostati per strumenti FKG (RACE EVO, R-Motion e XP-Endo). Confezione contenente: manopola con contrangolo 4,7:1, base di ricarica, 2 sonda a contatto, 4 clip porta-files, 2 clip labiale, 2 guaine protettive, 2 o-ring, adattatore per spray lubrificante.



10059572

ACCESSORI PER ROOTER X3000

Manipolo - 1 pz.
Contrangolo 4,7:1 - 1 pz.
Base di ricarica - 1 pz.
Batteria - 1 pz.
Cavo di misurazione (USB mini) - 1 pz.
Cavo di misurazione USB(C)

10068431

10063727

ND*

10068430

10061768

10067418

*ND: in fase di codifica



ROOTER X4000 B.A. INTERNATIONAL NEW

Motore endodontico senza fili con rilevatore apicale integrato. L'ampio touchscreen semplifica il funzionamento, le preimpostazioni onetouch permettono di risparmiare tempo, mentre un'interfaccia intuitiva e pulita permette una navigazione rapida e senza stress. Il rilevatore apicale integrato assicura trattamenti più sicuri e più efficienti, mostrando la posizione della lima in tempo reale. Il motore si ferma automaticamente o inverte il movimento non appena viene raggiunto il punto apicale. Il software del Rooter X4000 permette di personalizzare le impostazioni della lima e di creare le proprie sequenze di lavoro, con preimpostazioni multiple di memoria reattivate su misura in base alle esigenze specifiche. Il software X4000 consente di aggiornare il sistema, pertanto non è necessario un nuovo motore quando vengono lanciate nuove versioni del sistema FKG. Il contrangolo a 360° presenta una luce LED integrata che può essere attivata o disattivata in base alle proprie preferenze, assicurando un'eccellente visibilità durante i trattamenti endodontici. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: contrangolo 4,7:1 ruotabile a 360° - ricarica wireless - coppia: 0,4 N-cm-4,0 N-cm - velocità: 50 giri/min-4000 giri/min - 10 programmi preimpostati da FKG e 1 memorizzabile.

Confezione contenente: manipolo con contrangolo, base di ricarica, adattatore di alimentazione, gancio per labbra, clip per lime, sonda a contatto, copertura protettiva in silicone.

10068030



OPTIMA E+ B.A. INTERNATIONAL

Micromotore endodontico digitale con pannello di controllo per la selezione dei parametri operativi e l'impostazione del file in uso; il display LCD indica lo stato di funzionamento del micromotore in ogni momento. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: velocità di rotazione max 13.000 rpm - torque 0,6-5,2 Ncm - modalità auto reverse - programmi 9 memorizzabili - alimentazione doppia - autonomia batteria 5 ore - testina autoclavabile 134°C. Garanzia 12 mesi. Confezione contenente: unità di controllo, micromotore attacco A-Type, contrangolo 16:1, caricabatteria e pedale.

10068410

CONTRANGOLO PER OPTIMA E

Mod. BAE05 - Rapporto 16:1 compatibile con micromotori A-Type

10048909

LOCALIZZATORI APICALI



EDGEAPEX EDGEENDO

Localizzatore apicale con ampio schermo LCD a colori che utilizza una tecnologia multifrequenza all'avanguardia combinata con un processore di segnale digitale ad alta efficienza, offrendo un'ottimale accuratezza e velocità di elaborazione delle informazioni. Confezione contenente: base di ricarica - filo di misurazione - 4 clip portafilo - 5 clip labiali - 2 sonde tattili - 1 sonda per test pulpare - tester - batteria agli ioni di litio - adattatore di alimentazione - righello endodontico

10067142

RICAMBI

- Cavo di misurazione 1 pz.
- Pinzetta per file 1 pz
- Clip labiale 1 pz
- Sonda tattile 1 pz.

10067276

10067277

10067278

10067279

MICROMOTORI A SPAZZOLE



B30K SUPREME LAB UNIT B.A. INTERNATIONAL

Micromotore a spazzole per laboratorio completo di manipolo, con azionamento a ginocchio/pedale. Massima efficienza, poco rumoroso con minime vibrazioni. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: velocità 45.000 giri/m - torque 4,5 Ncm - funzione selettore avanti/indietro (FWD/REV) - funzione autocruise - prevenzione del sovraccarico - dimensioni BK30 Unit: mm 90 x 235 x 200, peso kg 2,3 - Dimensioni manipolo H30: lunghezza mm 164, peso g 240.

10068409



Sfidiamo lo status quo. Offriamo innovazione e soluzioni di alta qualità per preservare i denti e migliorare l'endodonzia.

Innovazione
Impegno
Responsabilità



 **HENRY SCHEIN®**
PRODUCTS



**MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO**



**SODDISFATTI
O RIMBORSATI**



**LA GAMMA PIÙ AMPIA
SUL MERCATO**

LA QUALITÀ SI DISTINGUE